



CE0194
CE2797

EN149:2001
+A1: 2009

GYÁRTÓ

Portwest, Westport, Co Mayo, Ireland

AZ EC TANÚSÍTVÁNYT KIÁLLÍTÓ FÜGGETLEN MINŐSÍTŐ INTÉZET NEVE ÉS CÍME:

INSPIC INTERNATIONAL LTD - NOTIFIED BODY: 0194

56 Leslie Hough Way, Salford, Greater Manchester, M6 6AJ, United Kingdom

MODELS: P102-P153-P203-P223-P271-P273- P304-P305 -P351-P371

BSI Group The Netherlands B.V. - Notified Body number : 2797

Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam Netherlands

MODELS: P100-P101-P108-P200-P201-P209-P220-P250-P251-P291-P301-P303-P309-P391



CERTIFIED PRODUCT :

AUSTRALIAN & NZ STANDARD BMP: 672774

MODELS: P100-P101-P200-P201-P220



HU

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

POR ELLENI MASZK - FÉL-MASZK POR ELLENEI SZŰRÉSRE

A megfelelő szabványokra vonatkozó részletes információkat a termék címkéjén találja. Kizárólag a terméken és az alábbi használati információkban egyaránt szereplő szabványok és ikonok alkalmazhatók. Ezen termékek megfelelnek az EU 2016/425 rendelet követelményeinek és az EN149:2001+A1:2009-es szabványnak.

Ez a maszk a szűrési hatékonyság és a maximális átengedési ráta szerint van kiértékelve.

A maszk kiválasztását a szennyeződés típusának, koncentrációjának (cf; biztonsági lap) és a belföldi szabályozás által előírt Megadott Védelmi mutató (FPA) függvényében kell elvégezni. További információval az EN529 szabvány szolgál (ajánlások a választáshoz, a használatához, a karbantartáshoz). Három felszerelési osztály létezik : FFP1 / FFP2 / FFP3 (lásd a dobozon és a maszkon lévő jelet).

FFP1 : A specifikus toxicitás nélküli szilárd és cseppfolyós részecskék elleni maszk. A szűrőréteg szűrőképessége : 80%. Teljes beszívárgás < 22%. Megadott Védelmi mutató (FPA) : 4. Felhasználási példák : Kő / törmelék / cellulóz kezelése.

FFP2 : Közepes toxicitású szilárd és cseppfolyós részecskék elleni maszk. A szűrőréteg szűrőképessége : 94%. Teljes beszívárgás < 8%. Megadott Védelmi mutató (FPA) : 10. Felhasználási példák : Lágyművek csiszolásához, összetett anyagok, rozsdás, gitt, gipsz, műanyag / kivágások, lekoszörülés, fémlukasztás.

FFP3 : Magas toxicitású szilárd és cseppfolyós részecskék elleni maszk. A szűrőréteg szűrőképessége : 99%. Teljes beszívárgás < 2%. Megadott

Védelmi mutató (FPA) : 20. Felhasználási példák : Kemény fák csiszolásához (bükk, tölgy) / a fák réz, krom vagy arzén alapú kezelése, / csiszolás, festés / cement csiszolás.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS:

1. Tartsuk a maszkot előformáltan kezünkben, a csattal felfele és lógó szíjakkal.
2. Helyezzük a maszkot az áll alá, fedjük le a száját és az orrt.
3. Fogjuk meg a felső gumicsíkot és helyezzük a fej mögé, fogjuk meg az alsó gumicsíkot és helyezzük a tarkó alá.
4. Nyomjuk le az orrvédőt köröskörül, hogy egy jó szigetelést nyerjünk.
5. Ellenőrizzük a szigetelést azáltal, hogy erőteljesen kilélegezünk és ellenőrizzük, hogy a maszk karimája mellett semmiféle légáramlás nincs. Újraállítani és újraellenőrizni. A maszk egy munkanapnál hosszabb ideig nem használható. Ez a maszk csak egyszer használható (semmi karbantartás). Kizárólag felhasználás előtt szedjük ki csomagjából a maszkot. Csak akkor használható, ha a szennyeződés koncentrációja nem jelent közvetlen veszélyt az életre vagy az egészségre, és kizárólag az egészségi és biztonsági szempontokból alkalmazandó helyi szabályozásnak megfelelően. Bármilyen felhasználás előtt, ellenőrizzük azt, hogy érintetlensége,

szavatossági ideje (a doboza alján) és védő osztálya (FFP1 / FFP2 / FFP3) megfelel a használati módnak (anyag és koncentráció).

HASZNÁLATI KORLÁTOZÁSOK:

Ne használjuk felhasználási területén kívül ahogyan ez a jelenlegi oldalakon meg van szabva. Az érzékeny személyek bőrén allergiát válthat ki. Ebben az esetben hagyjuk el a veszélyes területet, vegyük le a maszkot és keressünk fel egy orvost.

FIGYELMEZTETÉS:

A felhasználónak megfelelő képzésben kell részesülnie a maszk viselése esetében és tudomást kell szereznie a felhasználási utasításról használat előtt.

A maszkot jól levegőztetett helyeken használjuk ahonnan nem hiányzik az oxigén (> 19.5%) és ami nem tartalmaz robbanékony anyagokat.

A maszk elvárt protekció szintjének eléréséhez, ezt helyes pozícióba kell helyezni. Ne használjuk, ha az arcon található szőrzet (szakáll, haj) megakadályozza a maszk szigetelését és megfigyelhető egy beszívárgás.

Hagyjuk el azonnal a helységet, ha a légzés nehezzé válik és/ vagy rosszul érezzük vagy szédülést érzünk.

Ne módosítsuk meg egyáltalán a maszkot, dobjuk el, ha meghibásodott.

A maszk NEM NYÚJT VÉDELMEZTETÉST a gázok, gőzök és a spray változatú festő oldószerekkel.

Ezen felhasználási utasítások be nem tartása ártalmasnak bizonyulhat a felhasználó egészségére nézve, és életét kockáztathatja.

TÁROLÁSI ÉS SZÁLLÍTÁSI UTASÍTÁSOK:

Ha nem használja, szállítsa az eredeti csomagolásban Száraz helyen raktározni távol a nedvességtől és világosságtól, az eredeti csomagolásában (-10°C/+50°C - HR<80%). A tárolási időszak ilyen körülmények korlátozódik 5 év.



TEMPERATURE RANGE OF STORAGE CONDITIONS



MAXIMUM RELATIVE HUMIDITY OF STORAGE CONDITIONS