


P500
FULL FACE MASK
EN 136 CLASS 2



P516
FULL FACE MASK
EN 136 CLASS 3

PORTWEST®

USER INFORMATION

FULL FACE MASKS

CE0426

EN136:1998

MANUFACTURER

PORTWEST LIMITED, WESTPORT, CO MAYO, IRELAND

NAME & ADDRESS OF THE NOTIFIED BODY

HAVING ISSUE EC CERTIFICATE:

ITALCERT S.R.L., VIALE SARCA, 336-20126 MILANO, ITALY
(Notified Body n° 0426)



Check locally how to recycle me
Raccolta CARTA: Verifica le
disposizioni del tuo comune

www.portwest.com

EN INSTRUCTIONS FOR USE AND MAINTENANCE OF PORTWEST FULL FACE MASKS

The PORTWEST full face masks must be used and maintained in accordance with the following instructions as far as the use, the limitations and the maintenance are concerned. Incorrect use, use of unsuitable spare parts or bad maintenance is dangerous for health and safety and invalidates the guarantee emanating from the manufacturer from all liability. It has to be stressed that personal protective equipments for respiratory protection must always be used by specially trained people, supervised by a person perfectly aware of the limits of application of those devices and of the laws that are in being in the Country concerned.

Warning

If you lose this leaflet or if you require further copies, please contact the address below and quote this code number: 99USP

Refer to the product label/markings for detailed information on the corresponding standards. Only standards and icons that appear on both the product and the user information below are applicable. All these products comply with the requirements of Regulation (EU 2016/425).

1 – GENERAL

DESCRIPTION

Model	Class	Filters used	Face seal material
P500	2	Special bayonet	Rubber
P516	3	Standard EN 148-1	Rubber

PORTWEST Full face masks are tested in accordance with the standard EN 136:1998 as Class 2 (P500) and Class 3 (P516) and they are composed by:

1. External face seal
2. Extra wide panoramic visor moulded in polycarbonate
3. Frontal component which is a support for the exhalation valve with its holder
4. Two lateral filter holders with special bayonet connection (P500) or one central filter holder with EN 148-1 connection (P516)
5. Inner mask to reduce dead space moulded in silicone provided with two air circulation valves which prevent the visor from the steaming up and towards the formation of an excessive carbon dioxide level in the exhaled air
6. Head harness with six straps, moulded in synthetic rubber with quick fastening buckles

PORTWEST full face masks are designed to achieve a perfect seal with no vexatious pressures on the most of the face and eyes.

1.2 Drawing and components list

See expanded drawing of masks components on last page.

1.3 Applications

For a correct filter use, see the relevant instruction leaflet. The full face masks of this series can be used in conditions that require protection for both eyes and respiration. They are particularly recommended for toxic and/or hazardous substances. The full face mask PORTWEST may be used with gas, particle and combined filters with the special bayonet connection. For a correct use and choice of the gas filters see the provided instruction leaflet.

1.4 Selection of breathing protector equipped with filter

To select this kind of personal protective devices it is necessary to consider the following indicators: NPF (nominal protection factor) is the value came from the maximum percentage of total inward leakage allowed by the relevant European standard (NPF= 100% maximum total inward leakage admitted). APF (assigned protection factor) is the level of respiratory protection that can realistically be expected to be achieved by correctly fitted respirator (it is different for each State). TVL (threshold limit value) is a concentration threshold - generally expressed in parts per million, ppm - for the safety of the people exposed to dangerous substances. The APF multiplied by the TVL of the substance gives the concentration of pollutants to which an operator can be exposed wearing a specific device. For the selection and maintenance of the filtering devices and for the definition and use of APF and NPF also refers to the European Standard EN 529 and to the relevant national regulations.

APF SUMMARIZING TABLE

Type of protective device	NPF	APF					Note
		I	FIN	D	S	UK	
Full face mask with particle filter P1	5	4	5	5	5	5	Not advisable as the high penetration through the filter increases the Total Inward Leakage. Not suitable for liquid aerosols, carcinogenic and radioactive matter, Microorganism and biochemical agents.
Full face mask with particle filter P2	16	15	15	15	15	15	Not suitable for protection against radioactive substances micro-organisms and active biochemical agents.
Full face mask with particle filter P2	1000	400	500	400	500	40	
Full face mask with gas filters *	2000	400	500	400	500	20	Gas filters A, B, E, K, AK, SK, HP(3), N0P3 for various applications. For further information see the PORTWEST filters user's information's.
Device with combined filter	The specified multiples of threshold value for the gas or particle filters are given separately, but in all cases the lowest value applies						

* when using gas filters do not exceed the following connections:

class 1 < 0,1 % in vol., class 2 < 0,5 % in vol., class 3 < 1% in vol. (EN 14387:2004 Standard).

2 – APPROVALS AND MARKING

PORTWEST full face masks are Personal Protective Devices that fall under category III with regards to Regulation (EU 2016/425) and subsequent modifications. The masks have been certified in conformity with the harmonised standard EN 136: 1998 and satisfy the requirements laid down for class 2 (P500) or Class 3 (P516 model).

2.1 Marking

Example of the marking according to EN 136:1998 standard



where: P500 indicates the model of the mask; EN 136:1998 indicates the reference European Standard; CL2 indicates the class according to EN 136 Standard the device belongs to;

CE is the marking indicating the conformity to Health and Safety requirements of Regulation EU 2016/425 Module C2 and the conformity to the EN 136:1998 Standard. 0426 indicates that Italtel S.r.l., Viale Sarca, 336-20126 Milano, Italy, is the Notified Body in charge of control according to PPE Regulation 2016/425 Module C2

The marking (PORTWEST) indicates the manufacturer and it is marked on the inner mask.

2.2 Components marking

All the components that are able to affect safety by means of ageing are marked to be easily identifiable. In particular, in the following table are listed the components that are marked with their code and/or with the year of manufacture, when suggested by the EN 136:1998 standard (Prospect A.1, App. A).

Components	Markings	Notes
Exhalation membrane	NG/11	-
Connection for special bayonet filter	MU/31	-
Face seal	N/6-A	3)
Harness	M/8	1)
Visor	M/1,2	3)
Inner mask	N/8	3)
Clamping band	MU/9	3)

- 1) = on the component is marked only the year of manufacture
 - 2) = on the component is marked only the name/code of component
 - 3) = on the component are marked name and date of manufacture
- The symbol below indicates year and/or month of production



3 – WARNING AND LIMITATIONS FOR THE USE

P500 full face masks are equipped with two lateral bayonet special connection filter holders, and therefore they must be exclusively used with filters of the PORTWEST series with the special bayonet connection.

P516 full face masks are equipped to be used with one filter with EN148-1 filter connection.

These full face masks are PPE which do not supply Oxygen. They can be used together with filters only in areas where the Oxygen concentration is > 17% or <23% in volume. (This limit may vary according to national regulations).

The filtering device must not be used in restricted spaces (e.g. cisterns, tunnels) because of oxygen deficiency (O2<17%) or presence of heavy oxygen-displacing gases (e.g. carbon dioxide). Do not use the filtering respirators in oxygen enriched atmospheres (>23%), because of the probable risk of fire or explosion.

Do not use for respiratory protection against atmospheric contaminants which have poor warning properties or are unknown or immediately dangerous to life and health or against chemicals which generate high heats of reaction with chemical filters.

These masks are designed to be compatible with most common headgears (helmets, ear muffs, etc.) and with the protective clothing (coveralls); when the full face mask is used contemporaneously, for example, with helmets for head protection or ear muffs for hearing protection, it is necessary to keep attention to wear the respiratory devices over the harness and however it will be better always to check the tightness of the mask.

These masks must not be used if the environment and contamination are unknown. In case of doubt, insulating respirators which function independently from the atmosphere must be used.

Leave work area immediately, check integrity of respirators and replace parts if: a) parts become damaged b) breathing becomes difficult c) dizziness or other distress occurs d) you taste or smell the contaminants or an irritation occurs.

For the use with gas and particle filters Do follow the directions and limitations of use indicated in the relevant manufacturer's instructions.

Never modify or alter this device.

When a breathing protector is used in explosive atmospheres, please follow the instructions given for such areas. The reference standard EN 136 does not require any chemical permeation test.

In presence of particularly aggressive chemicals it is not guarantee the non permeability to such pollutants and it is forbidden the use. Only for use by trained and qualified personnel.

Beards, long sideburns or spectacle stems may interfere with adhesion of the mask to the face and they can cause the escape of the air. Do not use in such circumstances or the wearer will be responsible for any damage that could be caused by this improper usage.

4 – INSTRUCTIONS FOR USE

4.1 Checking before use

Before every use of the mask, it's necessary to make a control on it, to check the good functioning.

CHECK PROCEDURE:

- 1) Check, when you pull out the mask from its box; examine carefully the mask, check that there are not damages and tearing or dirtiness signs; check the face seal condition for deformation and intactness and check the material that has not to be rigid;
- 2) Control that the exhalation valve and the inhalation valve have not deformations, breakings or tearing. Valves have to be cleaned, not deformed and free to move;
- 3) control the visor condition and cleanliness;
- 4) Ensure the head harness condition and elasticity and the straps are fully extended.

4.2 Donning and fit checking

- After the check before use, don the mask following this procedure:
- 1) Elongate the straps of the head harness as much as possible; put the harness behind the neck and put the chin into the face seal, keeping the two lower straps opened with the hands. Pull the mask over the head and adjust it on the face. Make sure that hair does not remain trapped between the face and forehead;
 - 2) Adjust the side straps, then the upper straps and finally the lower ones. Do not tight the straps excessively;
 - 3) Negative pressure fit check, whilst wearing the mask, close either the filter holders using the palm of the hands and take a deep breath. The mask should collapse in towards the face and remain so for as long as you are inhaling;
 - 4) Positive pressure fit check, place the palm of the hand over the exhalation valve cover and exhale gently. If the mask bulges gently, this means that a proper fit has been obtained.

These checks are necessary to ensure that the face seal is fitted correctly. If it is not, tighten the straps or adjust the mask over the face. Then repeat the check until the fit is perfect. If the textile harness is used (optional fittings, on demand), the procedure is the same. If you cannot achieve a proper fit do not enter the contaminated area.

4.3 Assembling

Choose the filters according to the type of contaminant check the expiry date and screw them into the lateral special connector, ensuring that the seal at the bottom of the bayonet holes makes good contact. For a correct use of filters, see the relative user's information enclosed to the same filters and keep attention to use two filters of the same type and class. Now, after the tightness test and the filter check, you may enter the contaminated area. Note on respirator's use: gas filters shall be replaced when the user begins to sense odour, taste or irritation. Particle filters must be replaced at the latest when breathing resistance becomes too high

5 – CLEANING AND STORAGE

5.1 – Cleaning and disinfection

Take particular care of any contaminants deposited on the mask. All cleaning operations should take place in safe areas. Do not use abrasive substances to clean the visor do not use solvents. Use exclusively this procedure to clean and disinfect the masks:

- 1) After removing the mask and the contaminated filter, clean under running water to remove most of the contaminants; then clean more fully by placing in hot water (temperature not lower to 40°C) with a neutral soap. If disinfection is required, use a solution of a common disinfectant based on quaternary ammonium compounds
- 2) Dry the mask with a soft, clean cloth or make it dry naturally.
- 3) When dry, clean the visor with a clean cotton wool.

Examine the mask in accordance with the above procedure and follow the same procedure for the monthly inspection. If the mask appear defective, do not use it.

6. Storage

It is advisable to keep new facepieces in their original packing in a ventilated dark room, away from sun, heat and contaminants. Storage have to be carried between -10°C and +50°C with a relative humidity < 80%. PORTWEST full face masks if unused and properly stored can be used within 10 (ten) years.

7. Explored drawing

See the last page of this user leaflet

Download declaration of conformity @ www.portwest.com/declarations

DE GEBRAUCHSANWEISUNG UND WARTUNG VON PORTWEST VOLLMASKEN

Die PORTWEST Vollmasken müssen nach Gebrauchsanweisung und Wartungsvorschrift eingesetzt werden. Falsche Nutzung, falsche Ersatzteile oder schlechte Wartung birgt Gefahr für Gesundheit und Sicherheit und befähigt den Hersteller von allen Garantiesprüchen. Persönliche Schutzausrüstung für Atemschutz darf nur von dafür geschulten Personen benutzt werden, unter Überwachung einer speziell ausgebildeten Person die genauestens über die Anwendungsgrenzen des Produkts und die Arbeitsschutzgesetze des betreffenden Landes, in dem das Produkt eingesetzt wird, ausgebildet ist.

Achtung: Sollten Sie diese Gebrauchsanweisung verlieren oder benötigen Sie weitere Exemplare, setzen Sie sich bitte mit der unten angegebenen Adresse unter Bezugnahme auf 99USP in Verbindung

Detaillierte Informationen zu den entsprechenden Normen finden Sie auf dem Produktetikett / den Kennzeichnungen. Es gelten nur die Standards und Symbole, die sowohl auf dem Produkt als auch auf den Benutzerinformationen angezeigt werden. Alle diese Produkte entsprechen den Anforderungen der Verordnung (EU 2016/425).

1 - ALLGEMEIN

BESCHREIBUNG

Modell	Klasse	genutzte Filter	Material der Gesichtsbildung
P500	2	Spezial Bajonet	Gummi
PS16	3	Norm EN 148-1	Gummi

PORTWEST Voll-Gesichtsmasken sind nach EN 136:1998 als Klasse 2 (P500) Klasse 3 (PS16) zertifiziert und bestehen aus:

1. äußere Dichtung
2. extra breitem, aus Polykarbonat geformtem Panorama Visier
3. vorderem Teil, welches die Halterung für das Ausatemventil ist.
4. Zwei seitlichen Filteraltern mit speziellem Bajonetanschluss (P500) oder element zentralen Filteraltern mit einem EN 148-1 Anschluss (PS16)
5. innerer Maske, aus Silikon gefertigt, um den Hohlraum zu verkleinern, mit zwei Luftzirkulations-Ventilen, die das Beschlagen und das das Ansteigen des Kohlendioxidgehaltes der Atemluft verhindert.
6. einem Kopfgeschirm mit 6 Gurten aus Kunstfaser-Gummibändern mit Schnellverschluss

PORTWEST Voll-Gesichtsmasken bieten durch ihr Design für nahezu alle Gesichtsförmigen eine perfekte Abdichtung, ohne unangenehmen Druck auszuüben.

1.2 Zeichnung und Komponentenliste

Eine Zeichnung der Maske und die Komponentenliste finden sie auf der letzten Seite

1.3. Anwendungsbiete

Eine korrekte Gebrauchsanleitung für den Filter entnehmen sie dem Beipackzettel. Diese Vollmaske dient zum Schutz der Augen und der Atmung. Ist besonders bei gefährlichen und/oder giftigen Stoffen zu empfehlen. Diese Vollmaske von PORTWEST kann mit Gas-, Partikel- und Kombi-Filtern mit speziellem Bajonet-Anschluss verwendet werden. Eine korrekte Gebrauchsanleitung und eine Auswahl der Gas-Filter finden sie im Beipackzettel.

1.4. Auswahl der Atemschutzfilter

Um diese Art von persönlicher Schutzausrüstung auszuwählen, ist es notwendig die folgenden Indikatoren zu berücksichtigen: NPF (Nennschutzfaktor) Der NPF wird abgeleitet von der höchst zulässigen Leckage des jeweiligen Gerätes gemäß den Anforderungen aus deren Europäischen Norm. (NPF = 100% maximal zugelassene Gesamtleckage). APF (Zugewiesene Schutzfaktor) ist das Level des Atemschutzes welches realistisch bei richtiger Montage erreicht werden kann. (nicht in allen Ländern gleich). TLV (Grenzwert) ist der konzentrierte Grenzwert - grundsätzlich ausgedrückt in Teilen pro Million, ppm - für die Sicherheit von Menschen die gefährlichen Stoffen ausgesetzt sind. APF multipliziert mit dem TLV der Substanzen ergibt die Konzentration von Schadstoffen welchen der Benutzer ausgesetzt ist während der Maske trägt. Zur Auswahl und Instandhaltung der Filter sowie der Definiierung und Verwendung von APF und NPF nach dem europäischen Standard EN529 und den national geltenden Vorschriften.

APF ZUSAMMENGEFASSTE TABELLE

Typ des Schutzzeinteilung	NPF	APF					Hinweis
		I	FIN	D	S	UK	
Vollmaske mit Partikefilter P1	5	4	5	5	5	5	Nicht zu empfehlen, da durch die hohe Penetration durch den Filter sich die Gesamtleckage erhöht. Nicht geeignet für flüssige Aerosole, kreberzeugende und radioaktive Stoffe, Mikroorganismen und biochemische Mittel.
Vollmaske mit Partikefilter P2	16	15	15	15	15	15	Nicht geeignet zum Schutz gegen radioaktive Substanzen, Mikroorganismen und biochemische Mittel.
Vollmaske mit Partikefilter P2	1000	400	500	400	500	40	
Vollmaske mit Gas Filter	2000	400	500	400	500	20	Gasfilter A, B, E, K, AX, SX, HgP3, N0P3 für verschiedene Anwendungen. Für weitere Informationen schaue Sie bitte in der Gebrauchsanweisung des Herstellers der Filter nach.
Gerät/Maske mit Kombinationsfilter	Das Vielfache der Schwerelemente für die Gas- oder Partikefilter wird separat angegeben, es gilt aber in allen Fällen der niedrigste Wert bei der Benutzung.						

* Bei Verwendung von Gasfiltern nicht die folgenden Konzentrationen überschreiten. Klasse 1 <=0,1% in Vol., Klasse 2 <=0,5% in Vol., Klasse 3 <=1% in Vol. (EN 14387: 2004 Standard).

2 - Zulassungen und Kennzeichnungen

PORTWEST-Gesichtsmasken sind persönliche Schutzausrüstungen, die unter die Kategorie III im Hinblick auf die Verwendung (EU 2016/425) und nachfolgende Änderungen fallen. Die Masken wurden nach der harmonisierten Norm EN 136: 1998 zertifiziert und erfüllen die Anforderungen der Klasse 2 (P500 Modell) oder Klasse 3 (PS16 Modell).

2.1 Kennzeichnung

Beispiel für die Kennzeichnung nach der Norm EN 136: 1998



Wobei: P500 das Modell der Maske angibt; EN 136: 1998 gibt die europäische Referenznorm an; CL2 gibt die Klasse gemäß EN 136 Standard an, zu der das Gerät gehört;

CE ist die Kennzeichnung, die die Übereinstimmung mit den Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen der Verordnung (EU 2016/425) Modul C2 und die Konformität mit der Norm EN 136: 1998 angibt. 0426 gibt an, dass Ialcor S.r.l., Viale Sarca, 336-20126 Milano, Italien, die benannte Stelle ist, die für die Kontrolle gemäß der PPE-Verordnung 2016/425 Modul C2 zuständig ist.

Die Markierung **POWER** gibt den Hersteller an und ist an der Innenseite angebracht

2.2 Komponenten Kennzeichnung

Alle Komponenten, die durch Alterung die Sicherheit des Produktes beeinflussen können sind markiert und leicht zu identifizieren. Insbesondere sind in der folgenden Tabelle die Komponenten aufgeführt, die mit ihrem Code und / oder mit dem Herstellungsjahr gekennzeichnet werden, wenn sie von der EN 136: 1998 Standard (Project A.1, App. A) erfasst werden.

Komponenten	Kennzeichnung	Bemerkungen
Ausattemembrane	NG/11	-
Anschluss für spezielle Bajonet-Filter	MI/31 N/A	- 3)
Gesichtsabdichtung	M/8	1)
Geschirr	MI/2	3)
Visier	N/8	3)
Innenmaske	MI/9	3)
Halteband		

1) = auf der Komponente wird nur das Jahr der Herstellung gekennzeichnet. 2) = auf der Komponente wird nur der Name / Code der Komponente angezeigt 3) = auf der Komponente wird der Name des Herstellers und das Datum der Herstellung angezeigt* Das untere Symbol zeigt das Jahr und/oder den Monat der Produktion an



Sicherheitshinweise und Einschränkungen für den Gebrauch

Die Vollmasken P500 sind mit zwei seitlichen Bajonet-Spezialanschluss-Filteraltern ausgestattet und dürfen daher ausschließlich mit Filtern der Portwest Serie mit dem speziellem Bajonetanschluss verwendet werden. Die Vollmaske PS16 ist mit einem Filterschutz gemäß EN 148-1 ausgestattet. Diese Vollmasken liefern keinen Sauerstoff. Sie können zusammen mit Filtern nur in Bereichen verwendet werden, in denen die Sauerstoffkonzentration >17% oder <23% der Umgebungsluft beträgt. (Diese Grenzwerte können je nach den nationalen Vorschriften variieren).

Die Filtervorrichtung darf bei Sauerstoffmangel (O2 <17% oder bei vorhanden sein von stark sauerstoffverdrängenden Gasen (z. B. Kohlendioxid) in beengten Räumen (z. B. Zisternen, Tunneln) nicht verwendet werden. Verwenden Sie die Filtermerkmale nicht in sauerstoffangereicherten Atmosphären >23%, wegen möglicher Brand- oder Explosionsgefahr. Nicht als Atemschutz gegen atmosphärische Verunreinigungen verwenden, die ungenau Warnhinweise aufweisen oder unbekannt sind oder unmittelbar gefährlich für Leben und Gesundheit oder gegen Chemikalien, die mit chemischen Filtern hohe Reaktionswärme erzeugen. Diese Masken sind so konzipiert, dass sie mit den meisten üblichen Kopfbekleidungen (Helm, Ohrenschützer, etc.) und mit der Schutzkleidung (Overalls) kompatibel sind; Wenn die Vollmaske gleichzeitig mit beispielsweise Helmen für Hitzechutz oder Gerübschutz verwendet wird, ist es notwendig, das Atemschutzgerät über dem Gerübschutz getragen wird, immer auf guten Sitz zu achten und die Dichtigkeit der Maske zu überprüfen.

Diese Masken dürfen nicht verwendet werden, wenn Umgebung und Kontamination unbekannt sind. Im Zweifelsfall müssen die Atemschutzmasken verwendet werden, die unabhängig von der Atmosphäre funktionieren. Verlassen Sie sofort den Arbeitsbereich und kontrollieren Sie das Atemschutzgerät und tauschen Sie Teile aus: a) bei erkennbaren Beschädigungen, b) bei erhöhtem Atemwiderstand, c) bei auftretendem Schwindel oder andere Schmerzen, d) bei Erkennen von Geschmack oder Geruch nach der Verunreinigungen oder Auftreten von Reizungen.

Für den Einsatz mit Gas- und Partikelfiltern beachten Sie bitte die Hinweise und Einschränkungen der Gebrauchsanweisung des jeweiligen Herstellers.

Niemals das Gerät modifizieren oder verändern.

Wenn ein Atemschutzgerät in explosionsgefährdeten Bereichen eingesetzt wird, beachten Sie bitte die Hinweise für diese Bereiche.

Die Norm EN 136 fordert keine Durchdringungstests für Chemikalien. Bei Auftreten von besonders aggressiven Chemikalien kann nicht garantiert werden, dass diese Verunreinigungen nicht durchdringen, somit ist die Verwendung bei ALtRETTEN solcher Schadstoffe verboten. Nur von geschulten und qualifiziertes Personal zu verwenden. Bitte, lange Koteschutzhandschuhe oder Brillengestelle können die Haftung der Maske auf dem Gesicht stören und somit kann Luft entweichen. Verwenden Sie die Maske nicht unter solchen Umständen oder der Träger ist für unsachgemäße Verwendung und etwaige Schäden verantwortlich!

4 - Bedienungsanleitung

4.1 Vor Gebrauch prüfen

Vor jedem Gebrauch der Maske ist es notwendig eine Kontrolle durchzuführen, um zu überprüfen, ob sie einwandfrei funktioniert.

PRÜFVERFAHREN:

- 1) Überprüfen Sie die Maske wenn Sie sie aus der Box nehmen; Untersuchen Sie die Maske sorgfältig, überprüfen Sie, dass es keine Schäden und Risse oder Verschmutzung darauf sind. Prüfen Sie den Dichtungsstatus auf Verformung und Unversehrtheit und überprüfen Sie das Material, das nicht hart sein darf.
- 2) Kontrollieren Sie, dass das Ausatemventil und das Einatemventil keine Verformungen, Brüche oder Risse aufweisen. Ventile müssen sauber, nicht verformt und frei beweglich sein;
- 3) Kontrolle des Zustands und Sauberkeit des Visiers;
- 4) Überprüfen Sie den Zustand und die Elastizität der Kopfgeschirrs, stellen Sie sicher, dass die Bänder völlig ausgezogen sind.

4.2 Anlegen und Anpassung

- Nach der Zustandsprüfung vor dem Gebrauch, legen Sie die Maske wie folgt an:
- 1) Verlängern Sie die Bänder des Kopfgeschirrs so weit wie möglich; legen sie das Geschir hinter den Nacken und legen sie das Kim in die Gesicht Dichtung, halten sie die beiden unteren Riemen mit den Händen geöffnet. Ziehen Sie die Maske über den Kopf und passen sie dem Gesicht an. Stellen sicher, dass das Haar nicht zwischen Dichtung und Stirn liegt.
 - 2) Stellen Sie die Seitengurte, dann die oberen Gurte und schließlich die unteren Gurte ein. Ziehen Sie die Riemen nicht zu fest an;
 - 3) Unterdruck-Passform-Check: während Sie die Maske tragen, schließen Sie beide Filterhalter mit der Handfläche und atmen tief ein. Die Maske sollte zum Gesicht hin zusammenfallen und so lange bleiben, solange Sie einatmen.
 - 4) Überdruck-Passform-Check:Handfläche auf die Ausblaseventilabdeckung legen und vorsichtig ausatmen. Wenn sich die Maske sanft wölbt, bedeutet dies, dass eine richtige Passform erreicht wurde.

Diese Kontrollen sind erforderlich, um sicherzustellen, dass die Gesichtsdichtung korrekt angepasst ist. Ist dies nicht der Fall, ziehen Sie die Gurte an oder stellen Sie die Maske am Gesicht ein. Dann wiederholen Sie die Prüfung, bis die Passform perfekt ist. Bei Verwendung der Testgürtel (optionale Fittings auf Anfrage) ist die Vorgehensweise gleich. Wenn Sie keine korrekte Passform erreichen können, dürfen Sie nicht in den kontaminierten Bereich gehen.

4.3. Montage:

Wählen Sie die Filter nach der Art der Verunreinigung, überprüfen Sie das Ablaufdatum und schrauben sie zwei auf die seitlichen Spezial-Steckverbindungen, so dass die Dichtung an der Unterseite der Bajonetlöcher guten Kontakt hat. Für eine korrekte Verwendung von Filtern siehe die allgemeinen Benutzerinformationen, die denselben Filter beigefügt sind, und beachten Sie, dass zwei Filter des gleichen Typs und derselben Klasse verwendet werden. Nun können Sie nach der Dichtigkeitsprüfung und der Filterprüfung den kontaminierten Bereich betreten. Hinweis zum Atemschutz: Gasfilter sollten gewechselt werden sobald der Benutzer Geruch, Geschmack oder Reizung wahrnimmt. Die Partikefilter müssen spätestens bei hohem Atemwiderstand ersetzt werden.

5 - REINIGUNG UND LAGERUNG:

5.1. Reinigung und Desinfektion:
Achten Sie besonders auf eventuelle vorhandene Verunreinigungen auf der Maske. Alle Reinigungsvorgänge sollten in sicheren Bereichen erfolgen. Verwenden Sie keine scharfen Reinigungsmittel in der Maske des Visiers, verwenden Sie Lösungsmittel. Verwenden Sie ausschließlich dieses Verfahren, um die Masken zu reinigen und zu desinfizieren:

- 1) Nach dem Entfernen der Maske und des kontaminierten Filters, unter fließendem Wasser reinigen, um die meisten Verunreinigungen zu entfernen; dann gründlich reinigen, in dem man es mit einer neutralen Seife in heißem Wasser (Temperatur nicht oberhalb 40 °C) legt. Wenn eine Desinfektion erforderlich ist, verwenden Sie eine Lösung eines üblichen Desinfektionsmittels auf Basis quaternärer Ammoniumverbindungen.
- 2) Trocknen Sie die Maske mit einem weichen, sauberen Tuch oder lassen Sie es natürlich trocknen.
- 3) Wenn es trocken ist, reinigen Sie das Visier mit einer sauberen Watte. Untersuchen Sie die Maske nach dem oben beschriebenen Verfahren und folgen Sie dem gleichen Verfahren für die monatliche Inspektion. Wenn die Maske defekt ist, verwenden Sie sie nicht.

6. Lagerung

Es ist geraten, neue Masken in der Originalverpackung in einem belüfteten Lageraum, geschützt vor Sonne und Hitze aufzubewahren. Lagerung bei Temperatur zwischen -10°C und +50°C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit unter 80%. PORTWEST Vollmasken können bei richtiger Aufbewahrung und Nichtgebrauch 10 Jahre gelagert werden.

Erklärungssymbole

Siehe letzte Seite dieser Gebrauchsanweisung

Download der Konformitätserklärung unter www.portwest.com/declarations

Les masques complets Portwest doivent être utilisés et entretenus en conformité avec les instructions suivantes, tant que dure leur utilisation, les limites et l'entretien sont concernés. L'utilisation incorrecte, l'utilisation de pièces de rechanges inadaptés ou un mauvais entretien est dangereux pour la santé et la sécurité et invalide la garantie énonçant le fabricant de toute responsabilité. Il faut souligner que les équipements de protection individuelle pour la protection respiratoire doivent toujours être utilisés par des personnes spécialement formées, encadrées par une personne parfaitement consciente des limites d'application de ces dispositifs et des lois en vigueur dans le pays concerné.

Attention Si vous perdez cette notice ou si vous avez besoin d'exemplaires supplémentaires, s'il vous plaît contacter l'adresse ci-dessous et citez ce numéro de code: 99 USP "Reportez-vous à l'étiquette / au marquage du produit pour obtenir des informations détaillées sur les normes correspondantes. Seules les normes et les icônes qui apparaissent sur le produit et les informations utilisateur ci-dessous sont applicables. Tous ces produits sont conformes aux exigences du règlement (EU 2016/425).

1. GÉNÉRAL

DESCRIPTION

Modèle	Classe	Filtres utilisés	Matériau d'étanchéité faciale
P500	2	Balonnnette spéciale	Caoutchouc
PS16	3	Norme EN 148-1	Caoutchouc

Les masques complets Portwest sont testés conformément à la norme EN 136: 1998 en tant que classe 2 (P500) classe 3 (PS16) et ils sont composés de:

1. Joint extérieur du visage
2. Visière panoramique extra large en polycarbonate moulé
3. composant Frontal qui est un support pour le clapet d'exhalation avec son support
4. Deux porte-filtres latéraux avec connexion spéciale à balonnnette (P500) ou un porte-filtre central connexion norme EN 148-1 (PS16)
5. masque interne pour réduire l'espace mort en silicone moulé muni deux soupapes de circulation d'air qui empêchent la vapeur vers le haut de la visière et vers la formation d'un nuage de dioxyde de carbone excessive dans l'air exhalé
6. Harnais tête avec six sangles, moulé en caoutchouc synthétique avec boucles à fixation rapide

Les masques complets Portwest sont conçus pour obtenir une parfaite étanchéité sans pressions contraignantes sur la plupart des formes de visage.

1.2 Schéma et liste des composants

Voir schéma éclaté des composants des masques sur la dernière page.

1.3 Applications

Pour une utilisation du filtre correct, voir la notice d'instructions pertinentes. Les masques complets de cette série peuvent être utilisés dans des conditions qui nécessitent une protection pour les yeux et la respiration. Ils sont particulièrement recommandés pour les substances toxiques et / ou dangereuses. Les masques complets Portwest peuvent être utilisés avec des filtres gaz, particules et combinés avec la connexion à balonnnette spéciale. Pour une utilisation correcte et le choix des filtres à gaz fourni voir le dépliant d'instruction.

1.4 Sélection des protecteurs de la respiration équipés d'un filtre
 Pour sélectionner ce type de dispositifs de protection individuelle, il est nécessaire d'examiner les indicateurs suivants: FNP (facteur nominal de protection) est la valeur européenne du pourcentage maximal de fuite vers l'intérieur total autorisé par la norme prévalant (FNP=100 % fuite vers l'intérieur total maximum admis), APF (facteur attribué de protection) est le niveau de protection respiratoire qui peut raisonnablement être prévu pour être réalisé par un respirateur correctement mis en place (il est différent pour chaque ÉTAT, TLV (valeur limite de seuil) est un seuil de concentration - généralement exprimée en parties par million, ppm) - pour la sécurité des personnes exposées à des substances dangereuses. Le CSA multiplie par le TLV de la substance donnée la concentration des polluants à laquelle un opérateur portant un dispositif spécifique peut être exposé. Pour la sélection et l'entretien des dispositifs de filtrage et pour la définition et l'utilisation de l'APF et FNP se référer également à la norme européenne EN 529 et aux règlements nationaux pertinents*.

APP TABLEAU RÉCAPITULATIF

Type de dispositif de protection	NPF	APF					Note
		I	FIN	D	S	UK	
Masque complet avec filtre à particules P1	5	4	5	5	5	5	Non recommandé car la forte pénétration à travers le filtre augmente la fuite totale vers l'intérieur. Ne convient pas pour les aérosols liquides, des matières cancérogènes et radioactives, Microorganismes et agents biochimiques.
Masque complet avec filtre à particules P2	16	15	15	15	15	15	Ne convient pas pour la protection contre les substances radioactives micro-organismes et agents biochimiques actifs
Masque complet avec filtre à particules P3	1000	400	500	400	500	400	
Masque complet avec des filtres à gaz *	2000	400	500	400	500	20	Filtres à gaz A, B, E, K, AX, SX, HP3, N0P3 pour diverses applications. Pour de plus amples informations, voir les informations de l'utilisateur des filtres de PORTWEST.
Dispositif avec filtre combiné	Les multiples spécimens de valeur seuil pour les filtres de gaz ou de particules sont donnés séparément, mais dans tous les cas, la valeur la plus basse s'applique						

* Lors de l'utilisation des filtres à gaz ne pas dépasser les concentrations suivantes: Classe 1 <0,1% en volume, classe 2 <0,5% en volume, classe 3 <1% en vol. (EN 14387: 2004 Standard).

2 - AUTORISATIONS ET MARQUAGE

Les masques complets PORTWEST sont des dispositifs de protection individuelle relevant de la catégorie III en ce qui concerne le règlement (EU 2016/425) et ses modifications ultérieures. Les masques ont été certifiés conformément à la norme harmonisée EN 136: 1998 et satisfait aux exigences prévues pour la classe 2 (modèles P500 ou la classe 3 (modèle PS16).

2.1 Marquage

Exemple de marquage selon la norme EN 136: 1998



où: P500 indique le modèle du masque; EN 136: 1998 indique la norme européenne de référence; C2 indique la classe selon la norme EN 136 à laquelle appartient l'appareil;

Et le marquage indiquant la conformité aux exigences de santé et de sécurité du règlement UE 2016/425 Module 2 et la conformité à la norme EN 136: 1998. 0426 indique que Italcant S.r.l., Viale Sarca, 336-20126 Milano, Italie, est l'organisme notifié en charge du contrôle selon le règlement PPE 2016/425 Module C2. Le marquage indique le fabricant (PORTWEST) et est marqué à l'intérieur du masque

2.2 Marquage des Composants

Tous les composants qui sont en mesure d'influer sur la sécurité au moyen du vieillissement sont marqués pour être facilement identifiable. En particulier, dans le tableau suivant sont listés les composants qui sont marqués avec leur code et / ou avec l'année de fabrication, lorsqu'elle est suggérée par la norme (Prospect A.1, App. A) EN 136: 1998.

Composants	Marquage	Notes
Membrane expiratoire	NG/11	-
Connexion pour filtre à balonnnette spéciale	MJ/31	-
Joint Facial	N/6-A	3)
Harnais	M/8	3)
Visière	M/1,2	3)
masque intérieur	N/8	3)
Bande de serrage	Mi/9	3)

- 1) = sur le composant est marqué que l'année de fabrication
 - 2) = sur le composant est marqué uniquement le nom / code du composant
 - 3) = sur le composant sont marqués nom et la date de fabrication
- Le symbole ci-dessous indique l'année et / ou le mois de production



3 - MISE EN GARDE ET LIMITATIONS DE L'UTILISATION

Les masques complets P500 sont équipés de deux porte-filtres de connexion spéciale à balonnnette latérale, et par conséquent, ils doivent être utilisés exclusivement avec des filtres de la série Portwest avec la connexion spéciale à balonnnette.

Les masques complets P516 sont équipés pour être utilisé avec un filtre avec une connexion de filtre EN148-1. Ces masques complets sont des EPI qui ne fournissent pas d'oxygène. Ils peuvent être utilisés conjointement avec des filtres uniquement dans les zones où la concentration d'oxygène est: 17% et <23% en volume. (Cette limite peut varier selon les réglementations nationales).

Le dispositif de filtrage ne doit pas être utilisé dans des espaces restreints (par exemple climats, tunnels) en raison d'une carence en oxygène (O2 <17%) ou la présence de gaz d'oxygène déplaçant lourds (par exemple le dioxyde de carbone). Ne pas utiliser les appareils respiratoires filtrants dans des atmosphères enrichies en oxygène (> 23%), en raison de risque probable d'incendie ou d'explosion.

Ne pas utiliser pour la protection respiratoire contre les contaminants atmosphériques qui ont des propriétés d'avertissement paucines ou sont inconnus ou immédiatement dangereux pour la vie et la santé ou contre les produits chimiques qui génèrent des chaleurs de réaction élevées avec des filtres chimiques. Ces masques sont conçus pour être combinés avec la plupart des headgears communes (casques, protège-oreilles, etc.) avec des vêtements de protection (combinaisons); lorsque le masque facial est utilisé simultanément, par exemple, avec des casques pour la protection de la tête ou cache-oreilles pour la protection de l'ouïe, il est nécessaire de maintenir l'attention à porter les appareils respiratoires sur le harnais et cependant il serait préférable de toujours vérifier l'étanchéité du masque

Ces masques ne doivent pas être utilisés si l'environnement et la contamination ne sont pas connus. En cas de doute, les respirateurs isolants qui fonctionnent indépendamment de l'atmosphère doivent être utilisés. Quitter les lieux de travail immédiatement, vérifier l'intégrité des appareils respiratoires et remplacer les pièces s: a) les pièces sont endommagées b) la respiration devient difficile c) des vertiges ou d'autres troubles apparaissent d) vous goutez ou fudez des contaminants ou en cas d'irritation. Pour l'utilisation de filtres à gaz et de particules Faites suivre les indications et les limites d'utilisation indiquées dans les instructions du fabricant concerné. Ne jamais modifier cet appareil.

Quand un protecteur respiratoire est utilisé dans des atmosphères explosives, s'il vous plaît suivre les instructions données pour ces zones. La référence à la norme EN 136 ne nécessite aucun essai de perméation chimique. En présence de produits chimiques particulièrement agressifs, il ne garantit pas la non perméabilité à ces polluants et il est interdit l'utilisation. Seulement pour une utilisation par un personnel formé et qualifié.

Barbes, favoris longs ou spectacle fixes peuvent nuire à l'adhésion du masque sur le visage et ils peuvent causer la fuite. Ne pas utiliser dans de telles circonstances ou le porteur sera responsable de

tout dommage qui pourrait être causé par ce mauvaise utilisation.

4 - MODE D'EMPLOI

4.1 Vérification avant utilisation

Avant chaque utilisation du masque, il est nécessaire de faire un contrôle sur elle, pour vérifier le bon fonctionnement.

VÉRIFIER LA PROCÉDURE:

- 1) Vérifier, lorsque vous tirez sur le masque de sa boîte; examiner soigneusement le masque, vérifier qu'il n'y a pas de dommages et déchirures ou salissures signes; vérifier l'état du joint de visage pour la déformation et intégrité et vérifier le matériel qui n'a pas à être rigide;
- 2) Contrôler que la soupape d'expiration et la soupape d'inhalation ont pas des déformations, des ruptures ou des déchirures. Les vannes doivent être nettoyés, ne se déforment pas et libre de se déplacer;
- 3) Contrôler l'état de la visière et de la propreté;
- 4) Assurer la condition tête de harnais et l'élasticité et les sangles sont en extension complète.

4.2 Mise en place et vérification de l'ajustement

Après la vérification avant utilisation, enfilez le masque suivant cette procédure: 1) Allonger les sangles du harnais, autant que possible de la tête; mettre le harnais derrière le cou et de mettre le montant dans le joint de visage, en gardant les deux sangles inférieures ouvertes avec les mains. Tirez le masque sur la tête et l'ajuster sur le visage. Assurez-vous que les cheveux ne restent pas coincé entre le joint et le front;

- 2) Régler les sangles latérales, puis les sangles supérieures et inférieures enfin ceux. Ne pas serrer les sangles excessivement;
- 3) la pression négative test d'ajustement, tout en portant le masque, à proximité soit les porte-filtres en utilisant la paume des mains et de prendre une profonde respiration. Le masque doit se replier en direction de la face et de rester aussi longtemps que vous inhalez;
- 4) test d'ajustement de la pression positive, placer la paume de la main sur le couvercle de la valve expiratoire et expirez doucement. Si le masque est renflée doucement, cela signifie qu'un ajustement adéquat a été obtenu. Ces contrôles sont nécessaires pour assurer que le joint de face est monté correctement. Dans le cas contraire, serrer les sangles ou d'ajuster le masque sur le visage. Ensuite, répétez le contrôle jusqu'à ce que l'ajustement est parfait. Si le faisceau de textile est utilisé (accessoires en option, sur demande), la procédure est la même. Si vous ne pouvez pas obtenir un bon ajustement ne pas entrer dans la zone contaminée.

4.3 Assemblage

Choisissez les filtres en fonction du type de contaminant vérifier la date d'expiration et les visser deux au connecteur spécial latéral, en veillant à ce que le joint au fond des trous à balonnnette permet un bon contact. Pour une utilisation correcte des filtres, voir l'information de l'utilisateur relativement fermée pour les mêmes filtres et de maintenir l'attention d'utiliser des filtres de même type et de la classe. Maintenant, après le test d'étanchéité et de la vérification du filtre, vous pouvez entrer dans la zone contaminée. Remarque sur l'utilisation d'un appareil respiratoire: les filtres de gaz doivent être remplacés lorsque l'appareil commence à détecter une odeur, un goût ou une irritation. Les filtres à particules doivent être remplacés au plus tard lorsque la résistance respiratoire devient trop élevée

5 - NETTOYAGE ET STOCKAGE

5.1 - Nettoyage et désinfection

Faites particulièrement attention de tous les contaminants déposés sur le masque. Toutes les opérations de nettoyage devraient avoir lieu dans des zones sèches. Ne pas utiliser de substances abrasives pour nettoyer la visière ne pas utiliser de solvants. Utiliser exclusivement cette procédure pour nettoyer et désinfecter les masques: 1) Après avoir enlevé le masque et le filtre connecté, propre sous l'eau pour éliminer la plupart des contaminants en cours d'exécution, puis nettoyer plus complètement en plaçant dans l'eau chaude (température non supérieure à 40 ° C) avec un savon neutre si la désinfection est nécessaire, en utilisant une solution d'un désinfectant commun à base de composés d'ammonium quaternaire 2) Sécher le masque avec un chiffon doux, propre ou faire sécher naturellement. 3) Une fois sec, nettoyer la visière avec une laine de coton propre 4) Examiner le masque conformément à la procédure ci-dessus et suivre la méthode pour l'inspection mensuelle. Si le masl semble défectueux, ne l'utilisez pas.

6. Stockage

Il est conseillé de garder les nouveaux masques dans leur emballage d'origine dans une salle de stock aéré, loin du soleil, de la chaleur et de contaminants. Stockage doivent être effectuées entre -10 ° C et + 50 ° C avec une humidité relative <80%. Les masques complets Portwest sont utilisés et correctement stocké peut être utilisé dans les 10 (dix) ans.

7. Vue édatée

Voir la dernière page de cet dépliant utilisateur

Télécharger la déclaration de conformité à www.portwest.com/declarations

PL INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA MASEK PEŁNOTWARZOWYCH PORTWEST

TABELA SUMARYCZNA APF

Typ urządzenia chroniącego	NPF	APF					Uwaga
		I	FIN	D	S	UK	
Maska pełnotwarzowa z filtrem cząsteczkowym P1	5	4	5	5	5	5	Nie zalecane ponieważ wysoka penetracja poprzez filtr podwyższa przenikanie do wnętrza. Nie można stosować do ośmielch aerozoli, substancji radioaktywnych i kancerogennych, mikroorganizmów, czynników biologicznych.
Maska pełnotwarzowa z filtrem cząsteczkowym P2	16	15	15	15	15	15	Nie można stosować do ochrony przed substancjami radioaktywnymi, mikroorganizmami oraz aktywnymi środkami biologicznymi.
Maska pełnotwarzowa z filtrem cząsteczkowym P3	1000	400	500	400	500	40	
Maska pełnotwarzowa z filtrem gazowym *	2000	400	500	400	500	20	Filtry gazowe A, B, E, K, AX, SX, HgP3, N0P3 do różnorodnych zastosowań. Dłże informacje znajdują się w Instrukcji Użytkownika filtra.
Urządzenie z kombinowanymi filtrami	Poszczególne wartości progowe dla filtrów gazowych lub cząsteczkowych zostały podane oddzielnie, jednak w każdym przypadku należy stosować wartości najniższe.						

* w przypadku użycia filtrów gazowych nie należy przekraczać następujących poziomów koncentracji: klasa 1 <0,1 objętości, klasa 2 <0,5% objętości, klasa 3 <1% objętości (Norma EN 14387:2004).

2 – CERTYFIKACJA I OZNAKOWANIE

Maska Pełnotwarzowa Portwest należy do środków Ochrony Osobistej III Kategorii oraz zgodnie z wymaganiami rozporządzenia UE 2016/425 oraz jej późniejszych modyfikacjami. Maski są certyfikowane zgodnie z normą EN 136: 1998 i spełniają wymagania ustanowione dla klasy 2 (modele P500) oraz klasy 3 (model P516)

2.1 Oznakowanie

Przykład oznakowania zgodnie z EN 136:1998.



gdzie: P500 oznacza model maski; EN 136:1998 oznacza europejską normę; CL2 oznacza klasę, którą spełnia dane urządzenie zgodnie z normą EN 136

Znak CE oznacza zgodność z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w rozdziale 2 rozporządzenia UE 2016/425 oraz zgodność z normą EN 136:1998, 0426 oznacza, że Italcant S.r.l., Viale Sarca, 336-20126 Milano, Włochy jest jednostką notyfikowaną odpowiedzialną za kontrolę zgodnie z regulacją o Środkach Ochrony Osobistej 2016/425 moduł C2.

(portwest) to oznakowanie wskazuje na Producenta i znajduje się wewnątrz maski.

2.2 Oznakowanie elementów

Wszystkie elementy, które mogą wpłynąć na bezpieczeństwo na skutek starzenia się są widocznie oznakowane. W szczególności, w poniższej tabeli wymieniono te elementy, które są oznakowane ich kodem oraz/lub rokiem produkcji, o ile wynika to z EN 136:1998 (Prospekt A.1 App. A).

Elementy składowe	Oznakowania	Uwagi
Membrana wydechowa	NG/171	-
Połączenie dla filtra bagnetowego	MI/31	-
Uszczelnienie twarzy	N/6-A	3)
Uprząż	M/8	1)
Przyłbica	MI/1,2	3)
Maska wewnętrzna	N/8	3)
Taśma zaciskowa	MI/9	3)

- = na tym elemencie oznaczono jedynie rok produkcji
- = na tym elemencie oznaczono jedynie nazwę i kod elementu
- = na tym elemencie oznaczono nazwę i datę produkcji.

Poniższy symbol wskazuje rok i miesiąc produkcji



3 – OSTRZEŻENIA I OGRANICZENIA UŻYTKOWANIA

Maski pełnotwarzowe P500 oraz posiadają 2 boczne połączenia bagnetowe i można do nich stosować wyłącznie filtry PORTWEST z połączeniem bagnetowym. Maski pełnotwarzowe P516 jest wyposażona w połączenie pozwalające wyłącznie na stosowanie filtra z połączeniem EN148-1.

Te maski są środkami ochrony indywidualnej nie dostarczającymi tleny. Mogą być stosowane z filtrami wyłącznie w środowisku, w którym poziom zawartości tlenu wynosi ponad 17% oraz poniżej 23%. (Te poziomy mogą być różne w różnych krajach zależnie od lokalnych regulacji).

Tych urządzeń filtrujących nie wolno używać w pomieszczeniach zamkniętych, takich jak tunele, systemy itd. z uwagi na możliwy zbyt mały poziom tlenu (02<17%) lub możliwą obecność gazów takich jak dwutlenek węgla. Tych urządzeń filtrujących nie można używać w atmosferze wzbogaconego tlenu (>23%) z uwagi na zagrożenie możliwym wybuchem.

Tych urządzeń chemicznych drogi oddechowej nie wolno używać w środowisku szkodłym, w którym środek stanowiące zagrożenie nie są znane lub nie są łatwiej uodporniałe lub stanowią zagrożenie zagrożenie dla życia i zdrowia, jak również w przypadku, gdy istnieje zagrożenie powstania wysokiej temperatury / ciepła w czasie ich pracy z filtrem. Te maski zostały tak zaprojektowane, aby mogły być stosowane w połączeniu z innymi środkami ochrony głowy, takimi jak hełmy, ochronniki słuchu i inne oraz z odzieżą ochronną (kombinezony). W czasie noszenia maski pełnotwarzowej równocześnie z przemyślnym hełmem ochronnym lub ochronnikami słuchu należy zawsze pamiętać, aby ochronnik dróg oddechowych był noszony na wierzbie oraz zawsze należy dokładnie sprawdzić szczelności i dościsnąć maski.

Maski nie wolno używać w środowisku, w którym rodzaj i poziom zagrożenia nie są znane. W takim przypadku należy złożyć urządzenie izolujące użytkownika i pracujące niezależnie od otoczenia atmosferycznego.

Należy natychmiast opuścić miejsce pracy oraz sprawdzić funkcjonowanie ochronnika dróg oddechowych i ewentualnie wymienić jego części gdy: a) nastąpi uszkodzenie części b) odychanie staje się utrudnione i pojawia się zawroty głowy lub inne podobne objawy d) użytkownik poczuje zapach lub smak środka szkodliwego albo podrażnienie. Używając filtrów lub cząsteczkowych należy zawsze przestrzegać zaleceń i ostrzeżeń zawartych w ich Instrukcji Użytkownika.

Te urządzenia nie wolno modyfikować ani zmieniać. W czasie używania ochronnika dróg oddechowych w atmosferze zagrożenia wybuchem należy zawsze przestrzegać odpowiednich Instrukcji użytkownika pracy w takich środowiskach.

Norma EN 136 nie określa konieczności przeprowadzenia badań przenikalności chemicznej. W przypadku stwierdzenia obecności w środowisku agresywnych środków chemicznych należy opuścić strefę zagrożenia i zaprzestaj użytkownika urządzenia z uwagi na brak gwarancji, że takie środki nie przenikną przez urządzenie. PPrzeznaczona wyłącznie do użytkowania przez osoby przeszkolone. Broda, broda, długie włosy i okulary mogą ograniczać możliwość ścisłego dopasowania maski do twarzy i powodować zagrożenie poprzez ucieczkę powietrza i przenikanie substancji do środka. W takiej sytuacji nie należy używać tych urządzeń, a ich ewentualne użycie może odbywać się wyłącznie na odpowiedzialność użytkownika.

4 – INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

4.1 Sprawdzenie przed użyciem

Przed każdym użyciem maski dokonaj jej sprawdzenia oraz sprawdzenia czy dobrze działa.

PROCEDURA SPRAWDZENIA:

- 1) Po wycięciu maski z opakowania należy sprawdzić czy nie ma na niej uszkodzeń lub przerwań albo oznak zabrudzenia, jak również należy sprawdzić uszczelnienia w zakresie ich ewentualnych odsłonek lub uszkodzeń oraz elastyczności materiałów;
- 2) Następnie należy skontrolować czy na zaworach wydechowych i wydechowych nie ma odkształceń, pęknięć lub przew. Zaworów winny być czyste, nie zdeformowane i łatwo dopasowujące się;
- 3) Kolejną czynnością powinno być sprawdzenie stanu wierzki oraz jej czystości;
- 4) Następnie należy skontrolować więźbę i upewnić się, że taśmy są w pełni rozciągnięte.

4.2 Zakładanie i kontrola dopasowania

Po sprawdzeniu należy założyć maskę według następującej procedury:

- 1) Rozciągnij maksymalnie taśmy więzy maski, zając je na tę szty i wkiw brode do uszczelnienia maski pozostawiając dwie dolne taśmy w ręce. Zakład maskę na twarz i dopasuj do jej kształtu. Upewnij się, że włosy nie zachodzą pomiędzy maski i czoło;
- 2) Dościsnij szelnie taśmy boczne, następnie taśmy górne, a potem taśmy dolne. Pamiętaj, że taśmy nie mogą być nadmiernie dościsnięte.
- 3) Prób szczelności filtrów – zakryj szelnie filtra dłonią lub weź bardzo głęboko wdech. Maski powinna skurczyć się i zapadnąć w kierunku twarzy oraz pozostać w takim stanie przez cały czas wdychania.
- 4) Prób szczelności zaworu wydechowego – zakryj szelnie zawór dłonią i zrób bardzo głęboki wydech. Jeżeli maska wybrzuszy się, będzie to oznaczało, że została niewłaściwie dopasowana.

Te sprawdzenia są konieczne w celu upewnienia się, że maska została prawidłowo dopasowana. W wypadku stwierdzenia nie szczelności należy dobrać taśmy (opcjonalna i na życzenie), procedura pozostaje niezmienna. W przypadku niemożności osiągnięcia pełnego dopasowania, nie należy wchodzić do strefy zagrożenia.

4.3 Montaż

Wybierz odpowiednie filtry zgodnie z typem zanieczyszczenia oraz sprawdź ich datę ważności maski i odpowiednio ją przypasuj. Nie kasztuj maski na bokach maski upewnij się, że uszczelnienie na dole otworów filtrujących jest pełne. Informacja w Instrukcji Użytkownika zawiera dane odnośnie konieczności użycia 2 filtrów tego samego typu i klasy. Następnie, po sprawdzeniu szczelności dopasowania oraz filtrów, można wejść do strefy zagrożenia. Uwaga: Filtry gazowe powinny zostać natychmiast wymienione, gdy użytkownik zaczął wyczuwać jakiś zapach lub smak, albo gdy doznał podrażnień lub zawrotów głowy. Filtry cząsteczkowe należy natychmiast wymienić, gdy użytkownik zaczął wyczuwać zanieczyszczenie opór przy oddechu.

5 - CZYSZCZENIE I SKŁADOWANIE

5.1 - Czyszczenie i dezynfekcja

Należy wykonać szczególną uwagę na jakiegokolwiek zanieczyszczenia na masce. Czyszczenie powinno być przeprowadzone w miejscu bezpiecznym. Nie wolno używać substancji ściernych ani rozpuszczalników do czyszczenia wierzki. Należy uważnie stosować się do poniższej procedury:

- 1) Po zdjęciu maski i usunięciu zanieczyszczeń filtrów maski należy oczyścić pod strumieniem bieżącej wody aby usunąć większość zanieczyszczeń. Następnie należy usunąć pozostałe zanieczyszczenia przy pomocy ciepłej wody o temperaturze nie wyższej niż 40°C z dodatkiem neutralnego mydła. W przypadku konieczności dezynfekacji należy do niej użyć powszechnie stosowanego środka dezynfekcyjnego wyprodukowanego na bazie zwartowców soli amonowych.
 - 2) Oczysz maskę przy pomocy delikatnej tkaniny lub pościwoz do naturalnego wyschnięcia.
 - 3) Ściągając wierzki należy przeczścić przy pomocy cysty ściereczki bawełnianej lub wełnianej.
- Żadną maskę korzystając z powyższej procedury i stosując ją regularnie do przegladów miesięcznych. W wypadku stwierdzenia uszkodzeń należy natychmiast zaprzestaj używania maski.

6. Składowanie

Nowe części twarzone należy składować w ich oryginalnym opakowaniu w pomieszczeniu wentylowanym i dala od bezpośredniego oddziaływania światła słonecznego, gabra i substancji zanieczyszczających. Maski powinny być składowane w temperaturze pokojowej -10°C +50°C przy wilgotności względnej <80%. Nieustawiane i właściwie składowane maski pełnotwarzowe PORTWEST mogą być używane przez okres 10 lat (dziesięć lat).

7. Rysunki

Rysunki składników maski znajdują się na ostatniej stronie

Deklaracja Zgodności można ściągnąć w www.portwest.com/declarations

Maski pełnotwarzowe PORTWEST muszą być użytkowane i obsługiwane zgodnie z tą instrukcją. Dotyczy to ich użytkowania, ograniczeń użytkowania oraz obsługi. Niewłaściwe użytkowanie, stosowanie nieodpowiednich części zapasowych lub niewłaściwa obsługa są niebezpieczne dla zdrowia i bezpieczeństwa w czasie pracy oraz powodują zwolnienie producenta od wszelkiej odpowiedzialności za produkt. Należy podkreślić, że środki ochrony dróg oddechowych mogą być używane wyłącznie przez specjalnie przeszkolone osoby oraz nadzorowane przez osoby w pełni świadome ograniczeń użytkowania tych urządzeń oraz odpowiednich krajowych przepisów prawa.

Uwaga: w przypadku zagubienia tego dokumentu lub konieczności posiadania dodatkowych kopii należy skontaktować się z producentem podając jego symbol: 99USP

Wszyska produktowa zawiera szczegółowe informacje dotyczące norm, których wymagania ten produkt spełnia. Jedynie niektóre, które występują równocześnie na wyszczekach oraz w Instrukcji Użytkownika mają zastosowanie do konkretnego produktu. Wszystkie te produkty są zgodne z wymaganiami Rozporządzenia UE 2016/425.

1 – INFORMACJE OGÓLNE

OPIS

Model	Klasa	Zastosowane filtry	Materiał uszczelniający do twarzy
P500	2	Specjalny bagnet	Guma
P516	3	Norma EN 148-1	Guma

Maski pełnotwarzowe PORTWEST były badane na zgodność z Normą EN 136:1998 jako Klasa 2 (P500) lub Klasa 3 (P516) oraz składają się z:

1. Zewnętrzne uszczelnienie twarzy
2. Bardzo szeroka wierzka paronierem dla zaworu wydechowego z jego zaczepem
3. Element przedni będący oparciem dla zaworu wydechowego z jego zaczepem
4. Dwa boczne zaczepy na filtry z specjalnym połączeniem bagnetowym (P500) lub jeden zaczep centralny na filtry z połączeniem EN 148-1 (P516)
5. Maski wewnętrzna redukująca mparowat przestrzeń wykonana z dwoma zaworami cyrkulacyjnymi zapobiegającymi zartawieniu wierzki oraz powstaniu nadmiernego poziomu dwutlenku węgla w powietrzu wdychanym.
6. Węzba na głowę z 6. taśmami wykonana z syntetycznej gumy z sztykizkającymi się klamkami

Maski pełnotwarzowe PORTWEST zostały tak zaprojektowane, aby osiągnąć doskonałe uszczelnienie przy braku dokuczliwego nacisku na większą część twarzy.

1.2 Rysunek i lista składników

Rysunek składników maski znajduje się na ostatniej stronie

1.3 Zastosowania

Poprawne użycie filtrów przedstawiono w Instrukcji Użytkownika. Ta maski pełnotwarzowa została zaprojektowana w celu ochrony oczu i dróg oddechowych. Jest w szczególności zalecana do pracy z substancjami toksycznymi i / oraz niebezpiecznymi. Ta maski pełnotwarzowa PORTWEST może być używana łącznie z filtrami gazowymi, cząsteczkowymi albo mieszanymi posiadającymi połączenie bagnetowe. Prawidłowy dobór oraz użycie filtra przedstawia Instrukcja Użytkownika.

1.4 Dobór ochronnika dróg oddechowych wyposażonego w filtr

W celu doboru właściwego ochronnika dróg oddechowych należy wziąć pod uwagę następujące czynniki: NPF (nominalny wskaźnik ochrony) jest wyrażony w procentach najwyższym poziomem przekroju wewnętrznego dozwolonego przez odpowiednią Normę Europejską. NPF 100% oznacza najwyższy dozwolony przekrój wewnętrzny. APF (Europejski poziom ochrony) jest poziomem ochrony, jakiego można realnie oczekiwać od danego właściwie dopasowanego Środka ochrony dróg oddechowych. Jest różny w różnych krajach. NDS (najwyższe dopuszczalne stężenie) jest poziomem stężenia określonym zazwyczaj w cząstkach na milion (ppm) podczas doświadczenia przy warunkach zagrożenia dla dróg oddechowych. Poczyna dobora Środka ochrony należy brać pod uwagę APF i NPF oraz wziąć pod uwagę uregulowania EN 529, jak również odpowiednie przepisy krajowe.

ES INSTRUCCIONES PARA EL USO Y MANTENIMIENTO DE LAS MASCARAS DE CARA COMPLETA PORTWEST

Las máscaras de cara completa PORTWEST deben ser utilizadas y seguir un mantenimiento de acuerdo con las siguientes instrucciones, relativas a su uso, limitaciones y mantenimiento. El uso incorrecto, la utilización de piezas de recambio no adecuadas o un mal mantenimiento, son peligrosos para la salud y seguridad e invalidan la garantía otorgando al fabricante de toda responsabilidad. Debe hacerse hincapié en que los equipos de protección individual para protección respiratoria deben ser usados siempre por personal especialmente entrenado, supervisado por una persona que esté perfectamente enterada de los límites de aplicación de estos dispositivos y de las leyes de aplicación en el país que corresponda.

Aviso

Si extravía este folleto o si requiere más copias, por favor, contacte con la dirección abajo indicada y cite este código: 99USP
Consulte la etiqueta/marcas del producto para obtener detallada información sobre las normas correspondientes. Sólo son aplicables las normas e iconos que aparezcan en ambos, en el producto y en la información al usuario. Todos estos productos cumplen los requisitos del Reglamento (EU 2016/425).

1 - GENERAL DESCRIPCIÓN

Modelo	Clase	Filtros utilizados	MATERIAL del sello facial
P500	2	Bayoneta especial	Caucho
PS16	3	Norma EN 148-1	Caucho

Las máscaras de cara completa PORTWEST están ensayadas según la norma EN 136:1998 como Clase 2 (P500) Clase 3 (PS16) y constan de:

- Sello facial externo
- Visor panorámico moldeado de policarbonato extra-amplo
- Componente frontal que es soporte para la válvula de exhalación con su alojamiento
- Dos alojamientos laterales para filtros con conexión especial de bayoneta (P500) o un alojamiento central para filtro con conexión según EN148-1 (PS16)
- Máscara interior, para reducir el espacio muerto, moldeada en silicona y provista de dos válvulas de circulación de aire, que evitan que el visor se empañe y la formación de un exceso de dióxido de carbono en el aire exhalado.
- Arnés para la cabeza con 6 tiras, moldeado en caucho sintético con hebillas de zafado rápido.

Las máscaras de cara completa PORTWEST están diseñadas para conseguir un sello perfecto sin presión manifiesta sobre la mayoría de los contornos faciales.

1.2 Esquema y lista de componentes

Vea el esquema ampliado de los componentes de la máscara en la última página.

1.3 Aplicaciones

Para un uso correcto del filtro, consulte el folleto de instrucciones correspondiente. Las máscaras de cara completa de esta serie pueden ser utilizadas en condiciones que requieran protección tanto para los ojos como respiratoria. Están recomendadas particularmente para sustancias tóxicas y/o peligrosas. La máscara de cara completa PORTWEST, puede ser usada con filtros para gases, partículas y combinados con la conexión especial de bayoneta. Para la elección y utilización correctas del filtro de gases, vea el folleto de instrucciones suministrado.

1.4 Selección del protector respiratorio equipado con filtro

Para seleccionar el tipo de dispositivo de protección personal es necesario considerar los siguientes indicadores: Factor de Protección Nominal, FPN (NPF). Es el valor que deriva del máximo porcentaje de fuga o penetración permitida por la norma europea correspondiente (FPN = 100%/máximo de penetración permitida). Factor de Protección Asignado FPA (APF). El nivel de protección que puede ser esperado de alcanzar, de forma realista, mediante un respirador correctamente equipado (es diferente para cada Estado). Valor Límite Ambiental, VLA (TLV) o Límite de Exposición Máximo Permitido es un valor de concentración umbral, expresado generalmente en partes por millón, ppm, para la seguridad de las personas expuestas a sustancias peligrosas. El FPA multiplicado por el VLA de la sustancia da la concentración del contaminante a la que un operario puede ser expuesto utilizando un dispositivo específico. Para la selección y mantenimiento de dispositivos filtrantes y para la definición y uso de FPA y FPN consulte también la norma EN529 y las regulaciones nacionales correspondientes.

TABLA RESUMEN FPA

Tipo de dispositivo protector	NPF	APF					Nota
		I	FIN	D	S	UK	
Máscara de cara completa con filtro para partículas P1	5	4	5	5	5	5	No es aconsejable ya que la alta penetración a través del filtro aumenta la Penetración Total. No es apropiado para aerosoles líquidos, materia carcinogénica y radiactiva, microorganismos y agentes bioquímicos.
Máscara de cara completa con filtro para partículas P2	16	15	15	15	15	15	No es apropiado para protección contra sustancias radiactivas, microorganismos y agentes bioquímicos activos.
Máscara de cara completa con filtro para partículas P3	1000	400	500	400	500	40	Filtros para gases A, B, E, K, AX, SX, HP3, N0P3 para varias aplicaciones. Para más información consulte la información para el usuario de los filtros BLS.
Máscara de cara completa con filtro para gases*	2000	400	500	400	500	20	
Dispositivo con filtro combinado	Los múltiples especificados de los valores umbral para los filtros para gases o filtros para partículas se facilitan por separado, pero, en todos los casos, se aplica el valor más bajo.						

*cuando se usen filtros para gases no excedan las siguientes concentraciones: Clase 1 <0,1% en vol., Clase 2 <0,5% en vol., Clase 3 <1% en volumen (Norma EN1487:2004)

APROBACIONES Y MARCADO

Todas las máscaras de cara completa PORTWEST son dispositivos de protección personal comprendidos en la Categoría III del Reglamento (EU 2016/425) y de sus posteriores modificaciones. Las máscaras han sido certificadas conforme a la norma armonizada EN136:1998 y satisfacen los requisitos establecidos para la Clase 2 (modelos P500 o para la Clase 3 (modelo PS16).

2.1 Marcado

Ejemplo de marcado según la norma EN136:1998



donde: P500 indica el modelo de la máscara; EN136:1998 indica la referencia de la norma europea; CE2 indica la clase a la que pertenece el dispositivo, de acuerdo con la norma EN136;

CE es el marcado indicando la conformidad con los requisitos de salud y seguridad del Módulo 2 del Reglamento EU 2016/425 y la conformidad con la norma EN136:1998. 0426 indica que Italtelcr S.r.l., Viale Sarsa, 336-20126 Milán, Italia, es el Organismo Notificado que está encargado del control, de acuerdo con el Módulo C2 del Reglamento de EPD 2016/425

El marcado indica el fabricante y está marcado en el interior de la máscara.

2.2 Marcado de los componentes

Todos los componentes que pueden afectar a la seguridad con el envejecimiento están marcados para ser fácilmente identificables. En particular, en la tabla siguiente están los componentes marcados con su código y/o con el año de fabricación, según lo requerido por la norma EN136:1998 (Prospecto A, 1, App. A).

Componentes	Marcas	Notas
Membrana de exhalación	NG/11	-
Conexión para filtro especial de bayoneta	MI/31	-
Sello facial	N/G-A	3)
Arnés	M/8	1)
Visor	M/1.2	3)
Máscara interior	N/8	3)
Banda de sujeción	MI/9	3)

- 1) = en el componente sólo está marcado el año de fabricación
- 2) = en el componente sólo está marcado el nombre/código del componente
- 3) = en el componente están marcados el nombre y la fecha de fabricación. El símbolo de abajo indica el año y/o mes de fabricación



3 - ADVERTENCIAS Y LIMITACIONES DE USO

Las máscaras de cara completa P500 están equipadas con dos soportes laterales para filtros con conexiones de bayoneta especiales, y por lo tanto deberán ser usadas exclusivamente con filtros de las series PORTWEST con la conexión de bayoneta especial.

Las máscaras de cara completa PS16 están equipadas para ser usadas con un filtro que tenga conexión según EN148-1.

Estas máscaras de cara completa son EPDs que no suministran oxígeno. Sólo pueden ser usadas con filtros en áreas donde la concentración en volumen de oxígeno está entre el 17% y el 23%. (este límite puede variar según diferentes limitaciones nacionales).

El dispositivo filtrante no deberá ser utilizado en espacios restringidos (como por ejemplo, sistemas, túneles) debido a que pudiera haber una deficiencia de oxígeno (O2-17%) o presencia de gases pesados que desplacen el oxígeno (como por ejemplo, dióxido de carbono).

No utilice los respiradores filtrantes en atmósferas enriquecidas en oxígeno (>23%) por el posible riesgo de explosión.

No utilice protección respiratoria contra contaminantes atmosféricos que tengan pobres propiedades de advertencia, sean desconocidos o sean inmediatamente peligrosos para la salud y la vida, y contra sustancias químicas que generen grandes cantidades de calor de reacción con filtros químicos.

Estas máscaras están diseñadas para ser compatibles con la mayoría de dispositivos para la cabeza (cascos, orejeras, etc.) y con el vestuario de protección (buzos de trabajo). Cuando la máscara de cara completa se usa al mismo tiempo que, por ejemplo, casco de protección a la cabeza u orejeras de protección auditiva, es necesario prestar atención a usar los dispositivos respiratorios sobre el arnés y, sin embargo, siempre será mejor comprobar lo ajustado de la máscara.

Estas máscaras no deberán ser utilizadas si se desconoce el entorno y el contaminante. En caso de duda, deben ser utilizados respiradores aislados que funcionen independientemente de la atmósfera.

Deje el trabajo inmediatamente, compruebe la integridad de los respiradores y sustituya partes si: a) se daña alguna parte del mismo, b) la respiración se hace difícil, c) siente mareo o molestias, d) si huele o siente el sabor de los contaminantes o siente irritación.

Para el uso de filtros de gases y partículas, siga las directrices y limitaciones de uso indicadas en las correspondientes instrucciones del fabricante.

No altere ni modifique nunca este dispositivo.

Cuando se usa el protector respiratorio en atmósferas explosivas, por favor siga las instrucciones proporcionadas para tales áreas.

La norma de referencia, EN136, no requiere ningún ensayo de permeación química. En presencia de sustancias químicas particularmente agresivas, no está garantizada la no permeabilidad de tales contaminantes y está prohibido su uso.

Para su utilización solamente por personal entrenado y calificado.

Las barbas, patillas largas o las gafas de protección pueden interferir con la unión de la máscara a la cara y pueden causar fugas de aire. No la utilice en tales circunstancias o el usuario será responsable de cualquier daño que pueda causar este uso inadecuado.

4 - INSTRUCCIONES DE USO

4.1 Comprobación antes del uso

Antes de cada utilización, es necesario realizar un chequeo de la máscara, para comprobar su buen funcionamiento.

PROCEDIMIENTO DE CONTROL:

1) Comprobación al sacar la máscara de su caja. Examine cuidadosamente la máscara, compruebe que no tiene señales de daños o rasaduras, ni de sujeción. Compruebe el estado del sello facial, que esté intacto sin deformaciones, y que el material no está rígido.

2) Compruebe que las válvulas de exhalación y de inhalación no tengan deformaciones, rasgos o roturas. Las válvulas deben estar limpias, sin deformaciones y con libertad de movimiento.

3) Controle el estado y limpieza del visor.

4) Asegure el estado del arnés para la cabeza y compruebe la elasticidad y el que las tiras estén totalmente extendidas.

4.2 Colocación y comprobación del ajuste

Tras el control anterior a su uso, colóquese la máscara siguiendo este procedimiento:

1) Alargue las tiras de arnés de la cabeza tanto como sea posible. Coloque el arnés por detrás del cuello y ponga la barbilla dentro del sello facial, manteniendo las tiras inferiores abiertas con las manos. Afijere la máscara sobre la cabeza y ajústela a la cara. Asegure de que el cableo no quede atrapado entre el sello y la frente.

2) Ajuste las tiras laterales, luego las superiores y finalmente las inferiores. No estire excesivamente las tiras.

3) Comprobación del ajuste por presión negativa. Con la máscara colocada, cierre ambos soportes de filtros con las palmas de las manos y tome una profunda aspiración. La máscara deberá pegarse a la cara y permanecer así mientras que usted inhale.

4) Comprobación de ajuste por presión positiva. Coloque la palma de la mano sobre la válvula de exhalación y exhale poco a poco. Si la máscara se hincha significa que se tiene un ajuste adecuado.

Estas comprobaciones son necesarias para asegurar que el sello facial se ajusta correctamente. En caso contrario, apriete las tiras o ajuste la máscara sobre la cara. Luego, repita el control hasta que el ajuste sea perfecto. Si se usa un arnés télex (acceso opcional bajo pedido), el procedimiento es el mismo. Si no pudiera obtener un ajuste apropiado, no entre en la zona contaminada.

4.3 Montaje

Seleccione los filtros de acuerdo con el tipo de contaminante, compruebe la fecha de caducidad y empuje los filtros a los contornos laterales asegurando que los sellos, en el fondo de los huecos de las bayonetas, hacen buen contacto. Para la correcta utilización de los filtros, utilice la correspondiente información al usuario que viene con los filtros y tenga cuidado de usar dos filtros del mismo tipo y clase. Ahora, después de la comprobación del filtro y de su ajuste, puede entrar en la zona contaminada. Nota sobre el uso del respirador: los filtros para gases deben sustituirse cuando el usuario comienza a notar olor, sabor o irritación. Los filtros para partículas deben ser sustituidos como máximo cuando la resistencia a la respiración sea demasiado elevada.

5 - LIMPIEZA Y ALMACENAJE

5.1 Limpieza y desinfección

Tenga un cuidado particular de cualquier contaminante depositado sobre la máscara. Toda operación de limpieza deberá ser realizada en áreas seguras. No utilice productos abrasivos ni disolventes para limpiar el visor. Utilice únicamente este procedimiento para limpiar y desinfectar las máscaras:

1) Traisquese la máscara y retire el filtro contaminado, lávela bajo un chorro de agua para retirar la mayoría de los contaminantes. Luego lávela más a fondo poniéndola en agua caliente (a temperatura no superior a 40°C con jabón neutro. Si se necesita desinfección, use una disolución de desinfectante con base de compuestos de amonio cuaternario.

2) Seque la máscara con un paño suave y limpie o djéjala secar de forma natural.

3) Cuando esté seca, limpie el visor con un algodón limpio.

Examine la máscara de acuerdo con el procedimiento anterior y siga el mismo procedimiento para las inspecciones mensuales. Si la máscara parece defectuosa, no la use.

6. Almacenaje

Se recomienda guardar las piezas faciales nuevas en sus envases originales, en una habitación de ambiente ventilada, y alejada de la luz solar, calor y contaminantes. El almacenaje debe a temperaturas entre -10 °C y +50 °C con una humedad relativa < 80%. Las máscaras de cara completa PORTWEST si no se usan y se almacenan de forma adecuada pueden ser usadas dentro de los 10 (diez) años.

7. Esquema ampliado

Vea la última página de este folleto

Descargue la declaración de conformidad @www.portwest.com/declarations

Le maschere a pieno facciale PORTWEST devono essere utilizzate secondo quanto previsto da queste istruzioni, sia per quanto riguarda l'utilizzo che la manutenzione. Un uso incorretto o un utilizzo di componenti non originali risulta pericoloso per la salute e ne invalida la garanzia esonerando il produttore da ogni responsabilità. È necessario che l'utilizzatore di equipaggiamenti personali per la respirazione sia istruito, supervisionato da personale qualificato che ne conosca i limiti di applicazione e conosca le leggi del paese dell'ambiente di lavoro.

Attenzione

Se perdetevi il foglio illustrativo o avete bisogno di altre copie vi preghiamo di contattare l'indirizzo qui sotto e di citare il codice di riferimento: 99USP. Fare riferimento all'etichetta/marcature sul prodotto per informazioni dettagliate sulle norme corrispondenti. Sono applicabili solo le norme e le icone che appaiono sia sul prodotto sia sul foglietto illustrativo di seguito. Tutti questi prodotti sono conformi ai requisiti del Regolamento UE 2016/425.

1 – GENERALE DESCRIZIONE

Modello	Classe	Filtro utilizzato	Materiale guarnizione
P500	2	Speciale Baionetta	Gomma
P516	3	Standard EN 148-1	Gomma

Le maschere a pieno facciale PORTWEST sono classificate in testate accordo con lo standard EN 136:1998 in classe 2 (modelli 500 e 510) e in classe 3 (modello 516) e sono composte da:

- Guarnizione ermetica esterna
- Visore in policarbonato panoramico
- Componente frontale di supporto per la valvola di esalazione
- Due portafiltri laterali con speciale connessione a baionetta (modelli P500 e 516) o un portafiltra centrale con connessione EN 148-1 (modello P516)
- Maschera interna per ridurre lo spazio vuoto con due valvole per la circolazione dell'aria per prevenire appannamenti del visore e l'aumento di concentrazione dei livelli di diossido di carbonio all'interno della maschera
- Tastiera a 6 cinghie con sistema di regolazione rapido

Le maschere PORTWEST a pieno facciale sono state progettate per garantire una tenuta ermetica sulla maggior parte dei profili di viso.

1.2 Disegno ed elenco dei componenti

Vedere il disegno esteso delle maschere riportato nell'ultima pagina.

1.3 Applicazioni

Per un corretto utilizzo del filtro, leggere attentamente le istruzioni. Le maschere a pieno facciale di questa serie possono essere utilizzate in condizioni che richiedono protezione per occhi e respirazione. Sono particolarmente raccomandate per sostanze tossiche e/o rischiose. Possono essere utilizzate con filtri anti-gas, antiparticolato e filtri combinati con connessione a baionetta. Per un corretto uso e scelta del filtro per gas leggere le istruzioni fornite.

1.4 Scelta dell'equipaggiamento di respirazione protettivo con filtri
Per scegliere questo tipo di apparato di protezione personale è necessario considerare i seguenti indicatori: FNP (fattore di protezione nominale) è il valore massimo di dispersione interna ammesso dallo standard Europeo (FNP = 100% totale massimo di dispersione interna ammessa). FPA (fattore di protezione assegnato) è il livello di protezione che realisticamente si dovrebbe avere all'interno del respiratore correttamente montato (diverso in ogni stato). TLV (limite valore soglia) è una soglia di concentrazione – generalmente espressa in parti per milione – per la sicurezza delle persone esposte a sostanze pericolose. L'FPA moltiplicato il TLV della sostanza da una concentrazione di agenti inquinanti cui ogni operatore può essere esposto indossando un apparato specifico. Per la scelta e la manutenzione dei filtri e per la definizione di FPA e FNP fare riferimento ai standard Europeo EN529 e alle norme di regolamentazione nazionali.

APP TAVOLA DI RIFERIMENTO

Tipo di dispositivo di protezione	NPF	APF					Note
		I	FIN	D	S	UK	
Maschera a pieno facciale con filtro antiparticolato P1	5	4	5	5	5	5	Non consigliabile in quanto la penetrazione elevata attraverso il filtro aumenta la perdita totale verso l'interno. Non adatto per aerosol liquidi, cancerogeni e radioattivi, micro organismi e agenti biotecnologici.
Maschera a pieno facciale con filtro antiparticolato P2	16	15	15	15	15	15	Non adatto a proteggere da sostanze radioattive, micro organismi e agenti biotecnologici.
Maschera a pieno facciale con filtro antiparticolato P3	1000	400	500	400	500	400	
Maschera a pieno facciale con filtri anti gas *	2000	400	500	400	500	20	Filtri gas A, B, E, K, AX, SX, HgP3, N0P3 per varie applicazioni. Per ulteriori informazioni riferirsi al manuale d'uso dei filtri PORTWEST.
Apparato con filtri combinati	1 multipli del valore soglia indicato per il gas o di filtri antiparticolato sono dati separatamente, ma in ogni caso si applica il valore più basso						

* Quando si utilizzano filtri anti gas non superare le seguenti concentrazioni: classe 1 < 0,1 % in vol., classe 2 < 0,5 % in vol., classe 3 < 1% in vol. (EN 14387:2004 Standard).

2 – APPROVAZIONI E MARCATURE

Le maschere PORTWEST a pieno facciale sono DPI di III categoria in relazione al Regolamento UE 2016/425. Le maschere sono state certificate avalevoli della presunzione di conformità ai requisiti essenziali di salute e sicurezza del Regolamento UE 2016/425, data dalla piena conformità dei DPI ai requisiti della norma armonizzata EN 136:1998 e soddisfano le specifiche richieste per le maschere di classe 2 (modelli P500 e 516) e di classe 3 (modello P516).

2.1 Marcatura

Un esempio di marcatura conforme allo standard EN 136:1998



dove: P500 indica il modello di maschera; EN 136:1998 indica il riferimento alla norma tecnica armonizzata CL2 indica la classe di appartenenza del dispositivo secondo lo standard EN136; CE è il marchio che indica la conformità ai requisiti di salute e sicurezza secondo la regolamentazione UE 2016/425 Allegato II e la conformità allo standard EN 136:1998. 0426: il numero 0426 apposto sul prodotto identifica Italtcert S.r.l., Viale Sarca, 336-20126 Milano, Italia, che è l'Organismo incaricato del controllo secondo il Modulo C2 del Regolamento DP 2016/425.

Il marchio PORTWEST (PORTWEST) posto sull'oronasale identifica il fabbricante

2.2 Marcatura dei componenti

Tutti i componenti che sono in grado di compromettere la sicurezza a causa di invecchiamento sono contrassegnati in modo da essere facilmente identificabili. In particolare, nella tabella seguente sono elencati i componenti marcati con il loro codice e/o l'anno di produzione, quando suggerito dallo standard EN 136:1998 (Prospetto A.1, App. A).

Componenti	Marcature	Note
Membrana esalazione	NG/11	-
Connessione per filtri a baionetta	MU/31	-
Guarnizione viso	N/6-A	3)
Cinghiao	M/8	1)
Visore	M/1.2	3)
Oronasale interno	N/8	3)
Reggetta	MU/9	3)

- 1) = sul componente è marcato solamente l'anno di produzione
 - 2) = sul componente è marcato solo il nome/codice del componente
 - 3) = sul componente è marcato solo il nome e l'anno di produzione
- Il simbolo qui sotto indica l'anno e/o il mese di produzione.



3 – AVVERTENZE E LIMITAZIONI PER L'USO

Le maschere a pieno facciale P500 e sono equipaggiate con due raccordi laterali speciali per filtri a baionetta, devono quindi essere utilizzate esclusivamente con i filtri con la speciale connessione a baionetta. Le maschere interne P516 sono equipaggiate per essere utilizzate con un filtro con connessione di tipo EN 148-1.

Queste maschere sono DPI e non forniscono ossigeno. Possono essere utilizzate in combinazione con i filtri soltanto negli ambienti dove la concentrazione di ossigeno è > 17% o < 23%. (Questo limite potrebbe variare a seconda della legge in vigore nel paese).

L'apparato con filtro non deve essere utilizzato in spazi chiusi (es. Cisterne o tunnel) a causa di mancanza di ossigeno (O2 < 17%) o della presenza di gas nocivi (diossido di carbonio).

Non utilizzare i respiratori in ambienti ricchi di ossigeno (> 23%), a causa della possibilità di esplosioni.

Non utilizzare i respiratori con contaminanti sconosciuti o con concentrazioni pericolose per la vita e la salute, o con prodotti chimici che possono generare reazioni di calore con filtri chimici.

Queste maschere sono state disegnate per essere compatibili con la maggioranza dei cinghiai (elmetti, ortoprotettori, ecc.) e indumenti di protezione (tute intere); ad esempio quando vengono utilizzati una maschera a pieno facciale contemporaneamente con elmetti protettivi e con tappi per le orecchie, è necessario prestare attenzione nell'indossare la maschera verificandone il livello di tenuta.

Le maschere non devono essere utilizzate in ambienti e con contaminanti sconosciuti. In caso di dubbi utilizzare respiratori isolanti che funzionino indipendentemente dall'atmosfera. Abbandonare l'area di lavoro, verificare l'integrità del respiratore e delle parti di ricambio se: a) i componenti sono danneggiati b) la respirazione si fa difficoltosa c) si verificano vertigini e angoscia d) si sente l'odore di contaminanti o si formano irritazioni.

Per l'utilizzo con filtri anti gas e anti particolato, seguire le direttive indicate sul foglio di istruzioni del produttore.

Non modificare o alterare mai questo apparato.

In respiratore non può essere utilizzato in atmosfera a rischio esplosione. Lo standard di riferimento EN 136 non richiede alcun tipo di test per la permeazione chimica. In presenza di particolari agenti chimici aggressivi non viene garantita la protezione ed è pertanto proibito l'uso in presenza di tali sostanze. Possono utilizzare tale apparato solo persone qualificate e esperte.

Barbe, basette lunghe e occhiali possono interferire con l'adesione della maschera all'uso e causare fuoriuscita d'aria. Non utilizzare in queste circostanze, altrimenti l'utilizzatore verrà ritenuto responsabile di eventuali danni causati da un utilizzo improprio dell'apparato.

4 – ISTRUZIONI PER L'USO

4.1 Verificare prima dell'utilizzo

Prima di ogni utilizzo della maschera, è necessario controllarla, per verificare il corretto funzionamento

PROCEDURA DI VERIFICA:

- 1) Esaminare attentamente la maschera; verificare che non vi siano parti danneggiate, strappi o segni di sporca; verificare le condizioni della guarnizione facciale, eventuali deformazioni o rigidità del visore e;
- 2) Controllare che le valvole di esalazione ed inalazione non abbiano deformazioni; parti rotte o strappate. Le valvole devono essere pulite, non deformate e libere di muoversi;
- 3) Controllare le condizioni e la pulizia del visore;
- 4) Assicurarsi che le cinghie della bardatura siano ben elastiche e si estendono al massimo.

4.2 Controllo della calzata

Dopo il controllo prima dell'utilizzo, seguire questa procedura:

- 1) Allungare il cinghiao per la testa alla massima lunghezza; mettere la banda dietro al collo ed il mento nella guarnizione, mantenendo le due bande elastiche inferiori aperte con le mani. Tirare la maschera sul viso e calzarla normalmente. Assicurarsi che l'aria non sia rimasta intrappolata tra la guarnizione e la fronte;
- 2) Stringere le cinghie della bardatura laterali, quindi la cinghia della bardatura in alto ed infine quelle in basso. Non stringere eccessivamente;
- 3) Controllo di pressione negativa, mentre si indossa la maschera, tappare i filtri con i palmi della mano ed ispirare. La maschera dovrebbe stringersi attorno al viso e rimanere in posizione fino a quando si continua ad inalare; 4) Controllo di pressione positiva, coprire con il palmo della mano la valvola di esalazione ed espirare dolcemente. Se la maschera si rigonfia, significa che è indossata correttamente.

Queste verifiche sono necessarie per assicurarsi che la guarnizione facciale sia a posto. Nel caso non lo fosse, indossare nuovamente la maschera, e ripetere le prove fino a quando non aderisce perfettamente al viso. Se viene utilizzata la cinghia della bardatura in tessuto (opzionale) seguire la medesima procedura. Se non si riesce ad indossare la maschera correttamente, non entrare nell'area contaminata.

4.3 Assemblaggio

Scegliere i filtri secondo il tipo di contaminante, verificarne la data di scadenza ed avvertirli agli speciali connettori laterali, assicurandosi che la guarnizione al di sotto dei filtri a baionetta garantisca una buona tenuta. Per un corretto uso dei filtri, leggere attentamente le istruzioni incluse nella confezione ed assicurarsi di utilizzare due filtri dello stesso tipo e classe. Dopo aver verificato la tenuta della maschera ed i filtri, entrare nell'area contaminata. Da notare che i filtri antigas dovrebbero essere sostituiti quando l'utilizzatore incomincia a sentire degli odori. I filtri anti particolato devono essere sostituiti quando la respirazione inizia ad essere difficoltosa.

5 – PULIZIA E CONSERVAZIONE

5.1 Pulizia e disinfezione

Prestare particolare attenzione in caso di contaminanti depositati sulla maschera. Tutte le operazioni di pulizia devono essere eseguite in aree sicure. Non utilizzare sostanze abrasive per pulire il visore e non utilizzare solventi. Seguire questa procedura per pulire e disinfettare le maschere:

- 1) Dopo aver rimosso la maschera ed il filtro contaminato, pulire sotto acqua corrente per rimuovere la maggior parte dei contaminanti; quindi pulire più a fondo immergendo la maschera in acqua calda (con temperatura non superiore ai 40°C) con sapone neutro. Se è richiesta la disinfezione, utilizzare un disinfettante comune a base di composti di ammonio quaraternario.
- 2) Asciugare la maschera con un panno morbido e pulito, o lasciarla asciugare naturalmente.
- 3) Quando asciutta, pulire il visore con un batuffolo di cotone pulito.

Esaminare la maschera in accordo con le procedure descritte qui sopra. Seguire la stessa procedura per la verifica mensile. Se la maschera presenta dei difetti, non utilizzarla.

6. Conservazione

È consigliabile mantenere le maschere nel loro imballo originale in una stanza ventilata, lontano dalla luce del sole, calore e agenti contaminanti. Conservare le maschere tra -10°C e +50°C con un'umidità < 80%. Le maschere a pieno facciale di PORTWEST possono durare 10 anni se correttamente utilizzate e conservate.

7. Disegni Esplosi

Vedere i disegni esplosi nell'ultima pagina di questo libretto di istruzioni. Scarica la dichiarazione di conformità al www.portwest.com/declarations

РУ ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЛНОЦЕПЫХ МАСОК PORTWEST

Полнощелевые маски PORTWEST должны использоваться и обслуживаться в соответствии со следующими инструкциями, касающимися использования, ограничения в эксплуатации и технического обслуживания. Неправильное использование, применение неподходящих запасных частей или неадекватное техническое обслуживание опасно для здоровья, снижает безопасность и лишает гарантии, освобождая производителя от ответственности. Нужно подчеркнуть, что средства индивидуальной защиты для защиты дыхательных путей должны использоваться только специально обученными людьми под надзором лица, досконально знающего об ограничениях в эксплуатации этих средств в юридических нормах, действующих на данной территории.

Внимание
При утере данных информационного листа или при необходимости получения его копии обратиться по адресу, указанному ниже, и укажите этот номер документа: 99USP. Более подробную информацию о соответствующих стандартах см. на этикетке продукта / маркировке. Применитесь только стандарты и значки, которые отображаются как на продукте, так и в информации для пользователя ниже. Все эти продукты соответствуют требованиям Регламента (EU 2016/425).

1 - ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОПИСАНИЕ

Модель	Класс	Применяемый фильтр	Материал лицевого обратора
P500	2	Специальное соединение байонет	Резина
PS16	3	Стандарт EN 148-1	Резина

Полнощелевые маски PORTWEST проверены в соответствии со стандартом EN 136:1998 как Класс 2 (P500) Класс 3 (PS16), и состоят из:

1. Внешний лицевой обратор
2. Поликарбонатное смотровое стекло обеспечивает широкий панорамный обзор.
3. Передние чашки, которые являются основанием для клапана выдоха с его держателем.
4. Два боковых держателя фильтра со специальным байонетном соединением (P500) или один центральный держатель фильтра с соединением EN 148-1 (PS16).
5. Для уменьшения мертвого пространства внутренняя маска из силикона обеспечена двумя клапанами циркуляции воздуха, которые предотвращают запотевание смотрового стекла и снижают чрезмерное содержание углекислого газа в выдыхаемом воздухе.
6. Оголовье с шестью ремнями из синтетического каучука с быстро застегиваемыми пряжками.

Полнощелевые маски PORTWEST спроектированы для достижения абсолютной изоляции без неприятного давления на лицо любой формы.

1.2 Схема и список деталей

См. рисующую схему деталей масок на последней странице.

1.3 Применение

Для правильного применения фильтра см. соответствующую инструкцию. Полнощелевые маски этой серии могут использоваться в условиях, требующих защиты как глаз, так и органов дыхания. Они особенно рекомендуются при работе с токсичными и/или опасными веществами. Полнощелевая маска PORTWEST может использоваться с фильтрами для защиты от газов, частиц и комбинированными фильтрами со специальным байонетном соединением. Для правильного использования и выбора фильтров для защиты от газов см. представственную инструкцию.

1.4 Выбор средства защиты дыхания, оборудования и фильтров

Выбор чтобы этот вид индивидуальных средств защиты, необходимо рассмотреть следующие индикаторы: значение H3 (номинальный коэффициент защиты), минимальный коэффициент защиты с учетом максимального коэффициента проникновения вредного вещества в %, доступного в данном классе соответствующий европейский стандарт (H3 = 100 % максимального допустимого проникновения вредного вещества). OK3 (номинальный коэффициент защиты) является уровнем защиты дыхательных путей, который, по ожиданиям, будет достигнут при правильно подобранном респираторе (является для каждой страны). MДК (максимальная допустимая концентрация) означает порог концентрации - обычно выраженной в частях на миллион, ppm - для безопасности людей, подвергнутой воздействию опасных веществ, OK3, уменьшенный на 10% вещества, дает количество загрязняющих веществ,воздействие которых может быть поперуно оператору, применяющий определенное устройство. Для выбора и обслуживания фильтрующей системы, а также для определения и использования OK3 и H3З см. Европейский стандарт EN 529 и соответствующие национальные

нормативные положения. СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ОКЗ

Тип защитного устройства	NPF						Примечание
	I	FIN	D	S	UK		
Полнощелевая маска с фильтром для защиты P1	5	4	5	5	5	5	Нежелательно, поскольку высокое пропускное давление через фильтр увеличивает коэффициент проникновения. Не подходит для жидких аэрозолей, канцерогенных и радиоактивных веществ, микроорганизмов и биологических агентов.
Полнощелевая маска с фильтром для защиты от частиц P2	16	15	15	15	15	15	Не подходит для защиты против микроорганизмов, радиоактивных веществ и активных биологических агентов.
Полнощелевая маска с фильтром для защиты от частиц P2	1000	400	500	400	500	40	
Полнощелевая маска с фильтрами для защиты от газов*	2000	400	500	400	500	20	Фильтры для защиты от газов А, В, Е, К, АХ, Х, НР3, NР3 для различного применения. Для дополнительной информации см. информацию для пользователей по фильтру PORTWEST
Устройства с комбинированными фильтрами	Указанные показатели допустимой концентрации для защиты от газов или частиц определены отдельно, но во всех случаях применяется самое низкое значение.						

* если используемые фильтры для защиты от газов не превышают следующие концентрации: класс 1 <= 0,1 % по объему, класс 2 <= 0,5 % по объему, класс 3 <= 1 % по объему (Стандарт EN 14837:2004).

2 - УТВЕРЖДЕНИЕ И МАРКИРОВКА

Полнощелевые маски PORTWEST являются СИЗ, которые подпадают под категорию П1 в отношении Правил (EU 2016/425) и последующих модификаций. Маски сертифицированы в соответствии с комбинированным стандартом EN 136: 1998 и удовлетворяют требованиям, предъявляемым к классам 2 (модель P500) или классу 3 (модель PS16).

2.1 Маркировка
Пример маркировки согласно стандарту EN 136:1998



* где: P500 указывает модель маски; EN 136: 1998 указывает соответствующий европейский стандарт; O2 обозначает класс согласно стандарту EN 136, которому принадлежит средство защиты;

CE - это маркировка, указывающая соответствие требованиям органов труда в соответствии с правомом (EU 2016/425 Module 2 в соответствии с стандартом EN 136: 1998. 0426 указывает, что Talcer S.r.l., Viale Sarca, 336-20126 Milano, Italy, является Нотифицированным органом, отвечающим за контроль в соответствии с Регламентом СИЗ 2016/425 Module 2. Маркировка (PORTWEST) указывает производителя, и она отмечена внутри маски.

2.2 Маркировка деталей

Все детали, которые оказывают влияние на безопасность выбора старения, отмечены для облегчения идентификации. В частности, в следующей таблице перечислены детали, которые отмечены их кодом и/или годом производства, что рекомендуется стандартом EN 136:1998 (Проект 1, Прил. А).

Детали	Маркировка	Примечание
Выпускная мембрана	NG/11	-
Соединение для специального фильтра	M/31	-
Фильтр	N/6-A	1)
Лицевой обратор	M/8	3)
Оголовье	N/12	3)
Смотровое стекло	M/9	3)
Внутренняя маска		
Удерживающий ремень		

- 1) = на изделии отмечен только год производства
 - 2) = на изделии отмечено только название/ код изделия
 - 3) = на изделии отмечены название и дата производства
- * Символ ниже показывает год и / или месяц производства*



3 - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Полнощелевые маски P500 оборудованы двумя боковыми держателями фильтров со специальным байонетном соединением, и поэтому они должны использоваться только с фильтрами серии PORTWEST со специальным байонетном соединением. Полнощелевые маски PS16 оборудованы для применения с одним фильтром с соединением фильтра EN148-1.

Эти полнощелевые маски - СИЗ без подачи кислорода. Они могут использоваться вместе с фильтрами только в зонах с концентрацией кислорода >= 17 % или <= 23 % по объему. (Этот предел может отличаться согласно национальным нормативным положениям). Фильтрующее устройство нельзя использовать в ограниченных пространствах (например, чистых, туннели) из-за недостатка кислорода (O2<17 %) или наличия тяжелых вытесняющих кислород газом (например, углекислый газ). Нельзя применять фильтрующие респираторы в средах, обогащенных кислородом (> 23 %) из-за вероятного риска возгорания или взрыва. Нельзя применять фильтрующие респираторы для защиты дыхательных путей от атмосферных загрязнителей, которые имеют либо выраженные идентификационные характеристики, являются неизвестными или представляют непосредственную опасность для жизни и здоровья, или от химических веществ, которые вступают в реакцию с химическими фильтрами со значительным выделением тепла.

Эти маски спроектированы для совместности с наиболее распространенными защитными головными уборами (каски, противоударные накладки, и т.д.) и с защитной одеждой (рабочие комбинезоны); при использовании одновременно с касками для защиты головы или наушниками для защиты органов слуха необходимо обратить внимание на применение полнощелевой маски поверх защитного головного убора, и всегда проверять герметичность маски. Эти маски не должны использоваться в неизвестной среде и при неизвестном загрязнении. В случае сомнения должны использоваться изолирующие респираторы, которые функционируют независимо от среды. Необходимо понимать рабочую зону, прежде чем использовать респиратор и заменить его если: а) части повреждены; б) дыхание становится затрудненным; в) наблюдается головокружение или другие патологические состояние; д) чувствуется впуск или засасывание; или наблюдается раздражение.

Для использования с фильтрами против газов и частиц. Следуйте указаниям и ограничениям в эксплуатации, указанным в инструкциях соответствующего производителя. Данное устройство не подлежит какому-либо модификациям или изменениям. При использовании средства защиты органов дыхания во взрывоопасной среде следуйте инструкциям по использованию в подобных средах. Исходный этап EN 136 не требует химического испытания на газонепроницаемость. В случае сомнений агрессивных химических веществ гарантий неопределенности нет, в таких случаях использование запрещено. Для применения только обученными и квалифицированными персоналом. Из-за борды, длинных бакенбардов или других очков уровень прилегания

респиратора по линии обратора может быть недостаточной. Пользователь принимает на себя все риски, связанные с возможными негативными последствиями в этих случаях.

4 - ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

4.1 Проверка перед использованием

Перед каждым использованием маски необходимо проверить ее надлежащее функционирование. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕРКИ

- 1) Проверка при доставании маски из футляра; тщательно проверьте маску на отсутствие повреждений, разрывов или признаков загрязнения; проверьте состояние лицевой обратора относительно деформации и целостности; и проверьте его материал, который не должен быть жестким;
- 2) Проверьте отсутствие деформации, нарушения или разрывов клапана ввода и выдоха. Клапаны должны быть чистыми, не деформированными и подвижными;
- 3) Проверьте состояние и чистоту смотрового стекла;
- 4) Проверьте состояние и гибкость оголовья, и полностью выпрямленные ремешки.

4.2 Проверка надевания и подгонки

После проверки перед использованием оденьте маску в соответствии с этой процедурой:

- 1) Голову ослабьте нажатием крепежных ремешков. Заведите крепежные ремни за голову и поместите подбородок в вышнюю обратор, оставив два нижних ремешка и удерживая их руками. Натяните маску на голову и отрегулируйте плотность прилегания к лицу. Удостоверьтесь, что между обратором и лбом не осталось волос;
- 2) Отрегулируйте боковые ремни, затем верхние, и, наконец, нижние. Не затягивайте ремни слишком туго;
- 3) Проверьте плотность прилегания оголовья маски отрицательным давлением, закрыв держатель фильтра пальцами рук и туго выдохнув. Маска должна более плотно прилечь к лицу и сохранять такое состояние во время всего выдоха;
- 4) Проверьте плотность прилегания маски отрицательным давлением, накрыв ладонью крышку клапана выдоха, и слегка выдохнув. Если маска немного раздувается, прилегание маски к лицу хорошее.

Эта проверка необходима для гарантии того, что прилегание маски правильное. Это не это не, отрегулируйте ремешки или измените положение маски на лицо это не это, отрегулируйте проверку до достижения оптимального прилегания маски. Если используется тактильное ощущение (дополнительные приспособления, по требованию), процедура та же. Не допускайте прилегание маски не достигнуто, доступ в зараженную зону запрещен.

4.3 Сброска

Выберите фильтры согласно типу загрязнителя, проверьте дату срока действия и привинтите оба в боковому специальному соединению, убедившись, что изоляция в основании байонетных отверстий обеспечивает хороший контакт. Для правильного использования фильтра см. соответствующую информацию для пользователя, прилагаемую к подобным фильтрам. Обратите внимание, что необходимо использовать два фильтра одного и того же типа и класса. После проверки прилегания маски и проверки фильтра можно войти в зараженную зону. Примечание при использовании респиратора: газовые фильтры должны заменяться, если пользователь начал ощущать запах, или испытал раздражение. Фильтры для защиты от частиц должны заменяться, если сорпирование дыхания становится слишком выским.

5 - ОЧИСТКА И ХРАНЕНИЕ

5.1 - ОЧИСТКА И ДЕЗИНФИКАЦИЯ

С особой тщательностью удалите любые загрязнители, находящиеся на маске. Все операции по очистке должны проводиться в безопасных зонах. Для очистки смотрового стекла не используйте абразивные материалы и растворители. Для очистки и дезинфекции маски используйте только данную процедуру:

- 1) После снятия маски и отделения использованного фильтра очистите маску под проточной водой, чтобы удалить основные загрязнения; затем очистите более тщательно, погружив ее в теплую воду (температура не выше 40°С) с раствором нейтрального мыла. Если требуется дезинфекция, используйте раствор обычного дезинфицирующего средства на основе соединений четвертичного аммония.
- 2) Высушите маску мягкой, чистой тканью или оставьте ее сохнуть на воздухе.
- 3) После высыхания очистите смотровое стекло чистой водой.

Проверьте маску в соответствии с вышеупомянутой процедурой, и следуйте этой процедуре при ежедневной проверке. Запрещено использовать поврежденную маску.

5.2 - ХРАНЕНИЕ

Новые маски желательно хранить в их оригинальной упаковке в вентилируемых складских помещениях, вдали от солнечного света, теплого воздействия и загрязнителей.

Температура хранения от -10° до +50° при относительной влажности <80 % Полнощелевые маски PORTWEST без использования и при надлежащем хранении могут использоваться в пределах 10 (десяти) лет.

7. Детальный чертеж

См. последнюю страницу этого информационного листа

Свяжитесь с декларатором cometecna8@www.portwest.com/declarations

HU ÚTMUTATÓ A PORTWEST TELJES ÁLAROK HASZNÁLATÁRA ÉS KARBANTARTÁSÁRA

A Portwest teljes álarokokat az alábbi utasításoknak megfelelően kell használni és karbantartani. Helytelen használat, nem megfelelő állatkész vagy rossz karbantartás veszélyes az egészségre és a biztonságára és érvényteleníti a garanciát, felmenti a gyártót minden felelősség alól. Légvédő edényi védőeszköz csak speciálisan képzett emberek használhatók, olyan személy felügyelete mellett, aki tökéletesen tisztában van a védőeszközök alkalmazási körfeltárával és ezen eszközökre vonatkozó az érintett országban érvényes törvényi előírásokkal.

Figyelme!
Ha elveszítjük ezt a tájékoztatót, vagy ha további másolatokra van szükségünk, kérjük, forduljon a lenti címre és hívhatkón a következő kódszámra: 99USP

A vonatkozó szabványokkal kapcsolatos részletes információkért ellenőrizze a termék címkéjét és jelölését. Kizárólag azon szabványok érvényesek, melyek meg vannak jelenítve mind a terméken mind pedig a használati utasításban. Mindegyik termék megfelel az EU 2016/425 rendelet előírásainak.

1 – ÁLTALÁNOS LEÍRÁS

LEÍRÁS

Modell	Osztály	Szűrő csatlakozás	Állark anyaga
P500	2	Speciális bayonett	Gumí
PS16	3	Szabvány EN 148-1	Gumí

A Portwest sorozat teljes állark modellei az EN 136:1998 szabvány szerint testelték. A szabvány alapján 2. osztályba (P500) 3. osztályba (PS16) sorolták és a következő tulajdonságokkal rendelkeznek:

- Külső arcvédelem
- Az extra széles panoráma üveg polkarbonátból öntött 3. Frontális elem, amely a kilegőzött támogatást biztosítja
4. Két oldalsó szűrőtartó, speciális bayonett csatlakozóval (P500) vagy egy közpén elhelyezkedő, EN 148-1 szabványban megfelelő csatlakozó.
5. Belső mask közzéket holtteret, öntött szilikon, két levegő árkulatót lezelve, amely megakadályozza a plexit a páradúsodást, és a kilegőzött levegőben a túlzott szén-dioxid szint kialakulását
6. Fejpart hat pánttal, öntött a szintetikus gumí gyors rögzítő csatlakozó

A Portwest teljes álarok célja a tökéletes záródás biztosítása, elkerülve a kellemetlen nyomatást az arcon.

1.2 Rajz és állatkész lista

Lásd a következő rajzot az utolsó oldalon.

1.3 Alkalmazások

A megfelelő szűrő használatra vonatkozó előírásokat, lásd a szűrő használati utasításában. A teljes álarokokat a szem és a légzést védelmet egyaránt igénylő körülmények között kell használni. Különösen ajánlott mérgező és / vagy veszélyes anyagok esetén. A Portwest teljes álarokt gaz, részecské- és kombinált szűrővel, speciális bayonett csatlakozással lehet használni. A helyes használatra vonatkozó előírásokat és a gázsűrűk választékát lásd a mellékelt használati utasításban.

1.4 Szűrővel ellátott légvédők kiválasztása

A légvédők kiválasztásakor a következő mutatókat kell figyelembe venni: NPF (névleges védelmi tényező) az érték, mely a teljes alvás maximális szállításos arányát mutatja, melyet a vonatkozó európai szabvány engedélyez (NPF = 100 %-os maximális teljes alvásis élsimert). APF (hozárendelt védelmi tényező) az a védelmi szint, mely valósan elérhető a megfelelően felszerelt légvédő használatával (minden országban eltérő). TLV (kiszóbat hártártekek) egy koncentrációs küszöbérték - általában részecské per millió, ppm-ben kifejezve - melynek a dolgozók ki vannak téve aha a veszélyes anyagok jelen vannak a levegőben. A légzőeszköz / szűrő kiválasztásakor figyelembe kell venni az APF tényezőt, és nem az NPF tényezőt. Az APF szorzója a TLV-el jelzi a szennyező anyagok koncentrációját, amelynek az izmeltettki ki lehet véve. Gázsűrűk használatának ne lépje túl az alábbi szennyező anyag koncentrációkat: 0,1% a 1. osztályú, 0,5% -osztályú 2 és 1% a 3. osztályba sorolt anyagoknál. Ugyanett ránkészülé kombinált szűrők használatkor (azaz A1B1P3 vagy A1P2), szükséges külön kiválasztani a részecské-sűrűt, valamint a

gáz-sűrűt, azonosítani a megfelelő kombinációt figyelembe véve az érintett APF tényezőt. A szűrőrendezések meghatározására, használatára, kiválasztására és karbantartására, az APF és NPF tényezők meghatározására az Európai Szabvány EN S29, valamint a vonatkozó nemzeti előírások is hivatkoznak.

APF ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT

Védőeszköz típusa	NPF	APF					Megjegyzés
		I	FIN	D	S	UK	
Teljesárc P1 részecskesűrűvel	5	4	5	5	5	5	Nem ajánlott a magas penetráció, növeli a teljes beszívást. Nem alkalmas folyékony aeroszolok, rákkeltő és radioaktív anyagok, mikro-organizmus és biokémiai anyagok ellen.
Teljesárc P2 részecskesűrűvel	16	15	15	15	15	15	Nem alkalmas radioaktív anyagok mikroorganizmusok és aktív biokémiai anyagok elleni védelmére.
Teljesárc P3 részecskesűrűvel	1000	400	500	400	500	40	
Teljesárc gázsűrűvel *	2000	400	500	400	500	20	Gázsűrűk A, B, E, K, AX, SX, HgP3, HOP3 kizárólag az alkalmasságuk számára. További információ a PORTWEST szűrők használati utasításában.
Készülék kombinált szűrővel		Az érzék a gáz és részecskesűrűknél külön megadva. Mindig a legalacsonyabb érték érvényes.					

* gázsűrűk használatkor ne haladja meg a következő koncentrációkat: 1. osztály - 0,1%-kal vol, class 2 - 0,5% vol, 3. osztály <1% vol. (EN 14387:2004 szabvány)

2 - JOVÁHAGYÁSOK ÉS JEJÖLÉS

Portwest sorozat teljes állark modellei az egyéni védőeszközökre vonatkozó EU 2016/425 rendeletnek megfelelően a 3-4 kategóriába tartoznak. A maszkok a harmonizált EN 136:1998 szabvány szerint minősítették és megfelelnek a 2. osztály (P500) vagy a 3. osztály (PS16) követelményeinek.

2.1 Jelölések

Jelölési példa az EN 136:1998 szabvány szerint



*ahol: P500 jelöli a maszk típusát; EN 136:1998 jelöli a vonatkozó európai szabványt; CL2 jelöli az EN136 szabvány szerinti osztályt”
“C a munkavédelmi előírásokon történő megfelelés jelölése az európai direktiva EU 2016/425 Modulus 2 szerint és az EN 136:1998 szabvány szerint. A 0426 szám azonosítja a bejelentett szervezetet (alcert s.r.l., Via Sarca 336, 20126 Milan (Olaszország), amely szintén elvégzi a végző ellenőrzéseket az EVE 2016/425 rendelet, Module C cikely szerint”.
A következő jelölés jelzi a gyártót (**PORTWEST**), mely magtálható a belső maszkon.

2.2 Komponensek jelölés

A termék minden összetevőjének öregedésé hatására lehet a védőképesség, ezért a könnyű azonosítás érdekében jelölve vannak. Az alábbi táblázatban szerepelnek azon összetevők, melyek jelölve vannak kóddal és / vagy a gyártás évvel, az EN 136:1998 szabvány javaslati szerint (Prospect A.1. App. A).

Állatkészek	Jelölések	Megjegyzések
Kilegőz membrán	NG/11	-
Bayonett szűrő csatlakozó	MI/31	-
Arcillesztő	M/6-A	3)
Pánt	M/8	1)
Arcvédő	M/1.2	3)
Belső maszk	N/8	3)
Befogó pánt	MI/9	3)

- 1) = csak a gyártás évét van jelölve
 - 2) = csak a név / kód komponens van jelölve
 - 3) = név és a gyártás időpontja is jelölve van
- A szimbólum a gyártás évét és/vagy hónapját jelöli



3 - FIGYELMEZTETÉSEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A P500 teljes állark két oldalsó bajonettáras szűrőtartókkal vannak felszerelve, ezért kizárólag a Portwest szűrőbetétekkel használhatóak.

A PS16 teljes állark egy közpén szűrőtartóval van felszerelve, mely csatlakozása az EN 148-1 szabványban megfellel.

A teljes álarok nem biztosítanak oxigént. A szűrők csak azokon a területeken használhatóak, ahol az oxigén koncentráció 17%, illetve <23% mennyiségű. (Ez az érték függ a nemzeti szabályozások).

Az árszékző nem használható szűk helyeken (pl. tartályok, alagutak), mert itt oxigén hiány lehet (O2 <17%), vagy nehéz oxigén-kiszorító gázok (pl. szén-dioxid) jelenlétében.

Ne használja a légvédőt oxigénben dúsított atmoszférában (>23%), mivel ott túl- és robbanásveszély léphet fel.

Ne használja a légvédőt figyelemzettől jellemzően nem rendelkező anyagokkal szemben, vagy ismeretlen, vagy közvetlenül az élet és egészség, veszélyeztető anyagok ellen, illetve veszélyes ellen, amelyek felvitelnek a szűrőkre történő reakció esetén.

Ezek a maszkok úgy vannak kialakítva, hogy kompatibilisek legyenek a legelterjedtebb és halálveszélyes (sissak, filtert, stb) és védőruházatokkal (overall), amikor a teljes állark használatával egyidejűleg mely védelemre is szükség van.

Ezek a maszkok nem szabad használni, ha a környezet és a szennyezés nem ismert. Kérjük szeme, szigetelő légzőeszközet, amely függetlenül működik és a legkésőbb kap ellátást, kell használni.

Ha egy állark az azonnal a munkaterületet, ellenőrizze a légvédőt és cserélje ki a kiegészítőket, ha a) alkateszék ároszthatnak b) a légzés nehézsége válik c) szűdellet vagy más betétség esetén d) A szennyező anyag légt vagy szágt érzékeljük, vagy irritáció lép fel.

Tartsa be a gáz-és részecské szűrőkre vonatkozó utasításokat és korlátozásokat a megfelelő felhasználásra vonatkozó gyártó utasításait.

Soha ne módosítsa vagy változtassa meg a készüléket. Ha a légvédőt robbanásveszélyes környezetben használják, kérjük, kövesse az az ilyen területeken vonatkozó speciális utasításokat.

A referencia szabvány EN 136 nem igényel semmilyen kémiai permeációs tesztet. különösen agresszív vegyérték jelenlétében nem garantálja a nem ártérező képességet. Ilyen szennyező anyagok esetén több is a használat.

Speciálisan képzett személyek használhatják. Szakáll, hosszú pajesz, zavarhatja a maszk tapadását az arca, és ez okozhatja a levegő eltávozását. Ne használja a légvédőt ilyen körülmények között, vagy a viselője lése felelős minden olyan kárért, amelyet ez a helytelen használat okozott.

4 - HASZNÁLATI UTASÍTÁS

4.1 Ellenőrzés használat előtt

Minden használat előtt ellenőrizze a maszk megfelelő működését. Hibás vagy sérült állarkészletet kell helyettesíteni, mielőtt használatba vennék a légvédőt.

ELLENŐRZÉSI ELJÁRÁS:

- 1) Ellenőrizze, amikor húzza ki a maszkot a dobozban, vizsgálja meg alaposan a maszkot, ellenőrizze, hogy nincs kár, és szakadás, illetve piszkosság jelei, ellenőrizze az archoz feltételekora deformációt és a sáreltengéséit, és az anyagot, amely nem lehet merev ;
- 2) Ellenőrizze, hogy a kilegőz szelep és a belegőz szelep nem deformált, sérült vagy szakadt. Szelepeket meg kell tisztítani, nem deformálódtak, és szabadon mozoghat;
- 3) Ellenőrizze a látómező állapotát és tisztaságát;
- 4) Ellenőrizze a fejpart állapotát és rugalmasságát, és a pántok teljes kinyithatóságát;

4.2 Felvétel és illeszkedés ellenőrzése

Miután az ellenőrzést elvégezte a használat előtt, vegye fel a maszkot a következő az eljárások:

- 1) Nyújtsa a fejpart hevedereket, amennyire csak lehet, tegye a hámat a nyakra mögé, és tegye az állát az archoz, megtartva a két oldalt nyitottan. Húzza ki a maszkot a fej felett, és állítsa meg az arcon. Győződjön meg róla, hogy minden szorul a tömítések közé;
- 2) Állítsa be az oldalsó hevedereket, majd a felső pántot, és végül az alsót is. Ne feszítse túl a pántokat;

3) A negatív illeszkedés nyomon ellenőrzése. A maszk vétele közben zárja le tenyerével a szűrőtartókat és vegyen nagy levegőt. A maszknak az arca kell feszülnie és úgy maradjon áll meg; lezár.

4) Pozitív nyomás ellenőrzése. Helyezze tenyerét a kilegőz szelep fedelére lélegzőzsinór lágyan. Ha a maszk finoman kidudorodik akkor megfelelő illeszkedés kapott.

Ezek az ellenőrzések szükségesek ahhoz, hogy az arca illeszkedése helyesen megtörténjen. Ha nem, húzza meg a hevedereket vagy módosítsa a maszkot az arcon. Ezután ismételjék meg az ellenőrzést, amíg az illeszkedés tökéletes nem lesz. Ha a textől öv használunk (nem kötelező felszerelés, igény szerinti), az eljárás ugyanaz. Ha nem tudja elérni a megfelelő illeszkedést ne lépjen a szennyezett területre.

4.3 Beszerelés

Válassza ki a szűrőket a szennyezőanyag típusának megfelelően, ellenőrizze a lejárati dátumot és csavaró két oldalsó speciális csatlakozót, biztosítva, hogy a pécset alján a szuroty nyukok miatt jó kapcsolat. A helyes szűrő, lásd a relatív felhasználási adatait zárt azonos típusú és osztályú. Most, miután a tömörítő próba és a szűrő ellenőrzése, belephetünk a szennyezett területre. Megjegyzés a légzőeszköz használatára: gázsűrűk azonnal cserélni kell, ha a felhasználó elkezdi szagot, izz vagy irritációt érezni. Résekre szűrőket ki kell cserélni legkésőbb akkor, amikor légzési ellenállás túl magas lesz.

5 – TISZTÍTÁS, KARBANTARTÁS, TÁROLÁS

5.1 Tisztítás és fertőtlenítés

Iszítottan különös gondot társz mely lerakódott a maszkra. Minden tisztítást műveletet biztonságos helyen végezzen. Ne használjon szurot anyagokat a látómező tisztításához, ne használjon oldószert. Használja ezt az eljárást a maszkok tisztításához és fertőtlenítéséhez:

- 1) a maszkot, és a szennyezett szűrőt, tisztítsa folyó víz alatt, hogy eltávolítsa a legtöbb szennyeződést, majd tiszta pontosan forró vízzel (max. 40 ° C) szappal szappanozzon. Amennyiben fertőtlenítésre lenne szükség, használjon közös fertőtlenítő alapuló kvateren ammónium vegyületet.
- 2) Szárítsa a maszkot egy puha, tiszta ruhával, vagy egy hűvös szűrővel.
- 3) Szárítsa után törölje a látómező egy tiszta pamut kendővel.
- 4) Vizsgálja meg a maszkot, és ellenőrizze a táblázat szerint. Használja ugyanazt az eljárást a havi ellenőrzésnél. Ha a maszknál bármilyen hiba jelentkezik, nem szabad használni.

6 Tárolás

Célszerű megtartani az új álarokokat az eredeti csomagolásban jól szellőző rakortáron, tartó a nap- és hő-és szennyező anyagoktól, behatásoktól. Tárolás -10 ° C és +5 ° C között; a relatív pártartalom <80%. A Portwest teljes állark nem használható állapotban és a megfelelő tárolási körülmények között 10 (tíz) évig használhatóak.

7 - Robbantató rajz

Lásd az utolsó oldalon a használati tájékoztatóban

Tölts le a megfelelő jeles nyilatkozatot az www.portwest.com/declarations

PT INSTRUÇÕES DE USO E MANUTENÇÃO DE MÁSCARAS RESPIRATÓRIAS COMPLETAS DA PORTWEST

As Máscaras Respiratórias Completas da PORTWEST devem ser utilizadas e mantidas de acordo com as seguintes instruções, no que concerne ao uso, limitações e a manutenção. O uso incorreto, uso de peças inadequadas ou má manutenção é perigoso para a saúde e segurança e invalida a garantia, exonerando o fabricante de toda a responsabilidade. Tem de ser sublinhado que os equipamentos de proteção individual para proteção respiratória deve ser sempre usados por pessoas especialmente treinadas, supervisionados por uma pessoa perfeitamente consciente dos limites de aplicação desses dispositivos e das leis em vigor no país em causa.

Atenção
Se perder este folheto ou se necessitar de mais exemplares, entre em contacto com o endereço abaixo e indique o seguinte número de código: 99USP

Consulte a etiqueta do produto para obter informações detalhadas sobre as normas correspondentes. Somente as normas e ícones que aparecem no produto e as informações de utilizador abaixo são aplicáveis. Todos estes produtos cumprem os requisitos do Regulamento (UE 2016/425).

1. GERAL

DESCRIÇÃO

Modelo	Classe	Filtros usados	Material de vedação facial
P500	2	Baionetta especial	Borracha
PS16	3	Norma EN 148-1	Borracha

As Máscaras Respiratórias Completas da PORTWEST são testadas de acordo com a norma EN 136:1998 como Classe 2 (P500) Classe 3 (PS16) e são compostas por:

1. Vedação facial externa
2. Visiera panorâmica extra larga moldada em policarbonato
3. Componente frontal que é um suporte para a válvula de exalação com o seu suporte
4. Dois suportes de filtros laterais com encaixe especial de baionetta (P500) ou um suporte de filtro central com encaixe EN 148-1 (PS16)
5. Máscara interna para reduzir o espaço morto moldada em silicone fornece com duas válvulas de circulação de ar que impedem a vaporização da visiera e a formação de um nível de dióxido de carbono excessivo no ar exalado
6. Arnês de cabeça com seis correias, moldado em borracha sintética com fivelas de fixação rápida

As Máscaras Respiratórias Completas da PORTWEST são projectadas para atingir uma vedação perfeita sem pressões incómodas na maioria das partes faciais.

1.2 Desenho e lista de componentes

Ver desenho expandindo de componentes da máscara na última página.

1.3 Aplicação

Para um uso correto do filtro, consulte o folheto de instruções relevante. As máscaras faciais desta série podem ser usadas em condições que requerem protecção ocular e respiratória. São particularmente recomendadas para substâncias tóxicas e/ou perigosas. A máscara respiratória completa da PORTWEST pode ser utilizada com filtros de gás, partículas e combinados, com o encaixe especial de baionetta. Para uma utilização e correcta escolha dos filtros de gás ver o folheto de instruções facial.

1.4 Seleção do protector de respiração equipado com filtro

Para seleccionar este tipo de equipamentos de protecção individual, é necessário considerar os seguintes indicadores: FPN (factor de protecção nominal) é o valor da percentagem máxima de fuga interior total permitido pela norma europeia aplicável FPN = 100 % de fuga interior máxima total admitida). FPA (factor de protecção atribuído) é o nível de protecção respiratória que pode realisticamente ser esperado para ser alcançado por um respirador encaixado correctamente (que é diferente para cada categoria). VL (valor limite) é um limite de concentração – geralmente expresso em partes por milhão, ppm – para a segurança das pessoas expostas a substâncias perigosas. O FPM multiplicado pelo VL da substância dá a concentração de poluentes para a qual um operador pode ser exposto usando um dispositivo específico. Para a seleção e manutenção dos dispositivos de filtragem e para a definição e uso de FPA e FPM também tem em conta a norma europeia EN 529 e os regulamentos nacionais relevantes.

QUADRO DE SÍNTESE DAS FPA

Tipo de dispositivo de protecção	NPF	APF					Nota
		I	FIN	D	S	UK	
Máscara respiratória completa com filtro de partículas P1	5	4	5	5	5	5	Não é aconselhável quando a alta penetração através do filtro aumenta o total fuga interior. Não é adequado para aerosóis líquidos, matéria cancerígena e radioactiva, microorganismos e agentes biológicos.
Máscara respiratória completa com filtro de partículas P2	16	15	15	15	15	15	Não é adequado para protecção contra substâncias radioactivas, microorganismos e agentes biológicos activos.
Máscara respiratória completa com filtro de partículas P2	1000	400	500	400	500	400	
Máscara respiratória completa com filtros de gás *	2000	400	500	400	500	20	Filtros de gás A, B, E, K, AX, SX, HgP3, N0P3 para várias aplicações. Para mais informações, consulte as instruções de utilização dos filtros PORTWEST.
Dispositivo com filtro combinado	Os múltiplos especificados do valor limite para os filtros de gases ou partículas são dados separadamente, mas em todos os casos aplica-se o menor valor						

* Ao usar filtros de gás não exceder as seguintes concentrações: Classe 1 < 0,1 % em vol, classe 2 < 0,5 % em vol, classe 3 < 1 % em vol. (Norma EN 14387:2004)

2 - APROVAÇÕES E MARCAÇÃO

As máscaras faciais da PORTWEST são Dispositivos de Protecção Individual que se enquadram na categoria III com referência ao Regulamento (UE 2016/425) e modificações subsequentes. As máscaras foram certificadas em conformidade com a norma harmonizada EN 136:1998 e satisfazem os requisitos estabelecidos para a classe 2 (modelos P500) ou Classe 3 (modelo PS16).

2.1 Marcação

Exemplo da marcação de acordo com a norma EN 136:1998



onde: P500 indica o modelo da máscara; EN 136:1998 indica a norma europeia de referência; CL2 indica a classe de acordo com a Norma EN 136 que o dispositivo pertence;

CE é a marcação que indica a conformidade com os requisitos de Saúde e Segurança do Regulamento UE 2016/425, Módulo CE, a conformidade com a Norma EN 136:1998, 0426 indica que Italcant S.p.A., Viale Sarca, 336-20126 Milano, Itália, é o organismo notificado responsável pelo controle de acordo com o Regulamento do PPE 2016/425 Módulo CE

A marcação **PORTWEST** indica o fabricante e qual é marcado no interior da máscara.

2.2 Componentes de marcação

Todos os componentes que são capazes de afectar a segurança por meio de envelhecimento são marcados para poderem ser facilmente identificados. Em particular, na tabela a seguir são listados os componentes que são marcados com o seu código e/ou o ano de fabrico, quando sugerido pela norma EN 136:1998 (Prospect A.1, App. A).

Componentes	Marcações	Notas
Membrana de avaliação	NG/11	-
Encaixe para filtro de baionetta especial	MU/31	3)
Vedação facial	N/6-A	3)
Arnês	M/8	1)
Visiera	M/1.2	3)
Máscara interna	M/9	3)
Aperto band		

- 1) = sobre o componente é marcado apenas o ano de fabrico
 - 2) = sobre o componente está marcado apenas o nome/código de componente
 - 3) = sobre o componente estão marcados o nome e data de fabrico
- O símbolo abaixo indica o ano e / ou mês de produção



3 - AVISO E LIMITAÇÕES DE UTILIZAÇÃO

As máscaras P500 são equipadas com dois suportes de filtro de encaixe especial baionetta lateral, e, portanto, devem ser utilizados exclusivamente com filtros da série PORTWEST com encaixe especial baionetta.

As máscaras PS16 estão equipadas para ser usado com um filtro com encaixe de filtro EN1148-1. Estas máscaras respiratórias completas são EPI 1 que não fornecem oxigénio. Podem ser usadas em conjunto com filtros apenas em áreas onde a concentração de oxigénio é > 17% ou < 23% em volume. (Este limite pode variar de acordo com os regulamentos nacionais).

O dispositivo de filtragem não deve ser utilizado em espaços limitados (por exemplo, as cisternas, os túneis) por causa de escassez de oxigénio (O2 < 17%) ou na presença de gases de deslocamento de oxigénio pesados (por exemplo, dióxido de carbono). Não use os respiradores de filtragem em atmosferas de oxigénio enriquecido (> 23%), por causa do risco provável de incêndio ou explosão.

Não use para protecção respiratória contra contaminantes atmosféricos que têm características de difícil detecção, são desconhecidas, imediatamente perigosas à vida e são tóxicos contra produtos químicos que geram grandes reações térmicas em contacto com filtros químicos.

Estas máscaras são projectadas para serem compatíveis com a maioria dos capacetes comuns (capacetes, abajures, etc.) e com o vestuário de protecção (fatos de macaco); quando a máscara facial é utilizada simultaneamente, por exemplo, com capacetes para protecção de cabeça ou de ouvido para protecção auditiva, é necessário manter a atenção de usar os dispositivos respiratórios sobre o arnês sendo no entanto melhor verificar sempre o aperto da máscara. Estas máscaras não devem ser utilizadas se o ambiente e a contaminação são desconhecidos. Em caso de dúvida, devem ser utilizados os respiradores de isolamento, que funcionam de forma independente a partir da atmosfera. Deve ir de trabalho imediatamente, verifique a integridade dos respiradores e substitua as peças se: a) As partes se danificam b) respirar se torna difícil (c) tonturas ou outro desconforto ocorre d) se sentir gozdo ou cheiro dos contaminantes ou uma irritação ocorre.

Para o uso com filtros de gases e partículas seguir as indicações e limitações de uso indicadas nas instruções do fabricante relevante. Nunca modificar ou alterar este dispositivo.

Quando um protector de respiração é usado em atmosferas explosivas, siga as instruções dadas para essas áreas.

A norma de referência EN 136 não requer qualquer ensaio de permeabilidade química. Há presença de substâncias químicas particularmente agressivas não é garantida a não permeabilidade a tais poluentes sendo proibido o seu uso. Utilizar apenas por pessoal treinado e qualificado. Barbás, suíças longas ou hastes de óculos podem interferir com a aderência da máscara ao rosto e podem causar a fuga do ar. Não utilizar em tais circunstâncias o utilizador será responsável por qualquer dano que possa ser causado por este uso impróprio.

4 - INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

4.1 Verificação antes do uso

Antes de cada uso da máscara, é necessário fazer um controle sobre ela, para verificar o bom funcionamento.

PROCEDIMENTO DE VERIFICAÇÃO:

- 1) Verificar, quando retirar a máscara da sua caixa; examinar cuidadosamente a máscara, verifique se não há danos e desgasto ou sinais de sujidade; verificar a condição da vedação facial para deformações e se está intacta e verificar o material que não esteja rigidificado;
- 2) Verifique que a válvula de exalação e de inalação não apresentem deformações, quebras ou rasgos. As válvulas tem de estar limpas, não deformadas e livres para se moverem;
- 3) Controlar a condição e limpeza da visiera;
- 4) Garantir a condição e elasticidade do arnês de cabeça e se as correias estão totalmente estendidas.

4.2 Colocação e verificação de ajuste

Após a verificação antes de usar, colocar a máscara seguindo este procedimento: 1) Alongue as correias do arnês de cabeça, tanto quanto possível; colocar o arnês por trás do pescoço e colocar o queixo na vedação daí, mantendo as duas correias inferiores abertas com as mãos. Puxe a máscara sobre a cabeça e ajuste-a ao rosto. Certifique-se de que o cabelo não fique preso entre a vedação e a testa; 2) Ajuste as alças laterais, em seguida as tiras superiores e, finalmente, as inferiores. Não aperte excessivamente as tiras; 3) Verifique a pressão negativa do ajuste, enquanto coloca a máscara, feche ambos os suportes de filtros usando o palma das mãos e tome uma respiração profunda. A máscara deve colapsar em direção ao rosto e permanecer assim durante o tempo de inalação;

4) Verifique a pressão positiva do ajuste, colocando a palma da mão sobre a tampa da válvula de expiração e expire suavemente. Se a máscara protai suavemente, isto significa que um ajuste correcto foi obtido. Estas verificações são necessárias para garantir que a vedação facial está correctamente ajustada. Se não é, aperte as correias ou ajuste a máscara a face. Em seguida, repita a verificação até que o ajuste seja perfeito. Se usar cinto têxtil (acessórios opcionais, sob encomenda), o procedimento é o mesmo. Se não conseguir um bom ajuste não entre na área contaminada.

4.3 Montagem

Escolha os filtros de acordo com o tipo de contaminante. Verifique a data de validade e aperte os dois de encaixe especial lateral, garantindo que a vedação na parte inferior dos furos do baironetta está um bom contacto. Para uma utilização correcta dos filtros, ver as instruções de utilização para os mesmos filtros e manter a atenção de usar os dois filtros do mesmo tipo e classe. Agora, após o teste de estanqueidade e de verificação do filtro, pode entrar na área contaminada. Nota sobre o uso do respirador: os filtros de gás devem ser substituídos quando o utilizador começar a detectar o odor, gosto ou irritação. Os filtros de partículas devem ser substituídos, o mais tardar quando a resistência à respiração se torna demasiado elevada

5 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

5.1 Limpeza e desinfectação

Tomar cuidado especial de quaisquer contaminantes depositados na máscara. Todas as operações de limpeza devem ocorrer em áreas seguras. Não use substâncias abrasivas para limpar a visiera e não use solventes. Use exclusivamente este procedimento para limpar e desinfectar as máscaras:

- 1) After removing the mask and the contaminated filter, clean under running water to remove most of the contaminants; then clean more fully by placing in hot water (temperature not upper to 40°C) with a neutral soap. If disinfection is required, use a solution of a common disinfectant based on quaternary ammonium compounds
- 2) Dry the mask with a soft, clean cloth or make it dry naturally.
- 3) When dry, clean the visor with a clean cotton wool.

Examinar a máscara de acordo com os procedimentos acima e seguir o mesmo procedimento para a inspecção mensal. Se a máscara aparecer com defeito, não a usar.

6. Armazenamento

É aconselhável manter as novas peças faciais na sua embalagem original numa sala de ventilação, longe do sol, calor e contaminantes.

O armazenamento tempo que ser realizado entre -10°C e +50°C com uma humidade relativa de < 80%. As máscaras respiratórias completas da PORTWEST se não for utilizada e armazenada adequadamente pode ser usada até 10 (dez) anos.

7. Desenho expandido

Consulte a última página deste folheto

Baixar a declaração de conformidade de www.portwest.de/declarations

TR PORTWEST TAM YÜZ MASKELERİ İÇİN KULLANIM VE BAKIM TALİMATLARI

PORTWEST tam yüz maskeleri, bu talimatnamede açıklanan yönergelerin belirttiği limitler ışığında kullanılmaktadır. Yanlış kullanım, uygun olmaları parçaların kullanım için durumları sağlık ve güvenliğiniz için tehlikeli durumlara olup, bu gibi şartlardan doğacak olumsuzlukları üreticinin sorumluluğunda değildir. Solunum korumasını için kullanılan kişisel koruyucu ekipmanlar mutlaka etkinliği kişilerce kullanılmalı ya da bu ürünlerin uygulama sınıfının ve ülke kanunlarını bilen bölüm şefleri gözetiminde uygulanmalıdır.

Uyan: Eğer bu talimatnameyi kaybeder ve başka bir kopyasına ihtiyaç duyarsanız lütfen 99USP kodunu kullanarak aşağıdaki adrese bağlantıya geçiniz.

За подробна информация относно съответните стандарти вижте етикетка с маркировка на продукта. Използвайте се само стандарти и икони, които се показват както на продукта, така и на потребителската информация (ЕС 2016/425).

1-GENEL

AÇIKLAMALAR

Model	Klas	Filtre kullanımı	Yüz contası malzemesi
P500	2	Özel bayonet	Lastik
PS16	3	Standard EN 148-1	Lastik

Portwest tam yüz maskeleri EN 136:1998 Klas 2 (P500,) ye göre test edilmiş olup şu özellikleri oluşturmıştır:

- 1.Yüz sızdırmazlık contası
- 2.polikarbonat ekstra panoramik görüşlü vizör
- 3.Nefes verimliliği destekleyen ön bileşimler
- 4.Özel bayonet bağlantılı iki yanlı filtre tutucu (P500) ya da merkezi filtre tutucu EN148-1 (PS16)
- 5.Konforu arttıran ve kullanılmayan özel alan azaltan, nefes veriliğinde oluşan karbondioksit seviyesini de kontrol altındaki tavan, vizörün buharlanarak tehlike yaratmasını önleyen iç maske.
6. Hızlı tutar çıkarma tokamasa sahip, sentetik kauçuktan imal edilmiş altı bağlantı kayışlı baş bantı.

PORTWEST tam yüz maskeleri bir çok yüz yapısına uygun olup sızdırmazlık contası basıncı azaltacak şekilde dizayn edilmiştir.

1.2 Şekil ve parçalar

Son sayfadaki detaylı şekli inceleyiniz

01-03-2016 00:00:00

Doğru filtre seçimi için kitapçıkta ilgili bölüme bakınız. Bu serideki tam yüz maskeleri gözlerin ve solunumun korunmaya ihtiyaç duyduğu durumlarda kullanılabilir. Özellikle toksik ve tehlikeli maddelere karşı kullanılması önerilmektedir. PORTWEST tam yüz maskeleri gazlara ve parçacıklara karşı da özel bağlantılı kombine filtrelerle de kullanılabilir. Doğru kullanım ve filtre seçimi için kitapçıkta ilgili bölümleri inceleyiniz.

1.4 Filtreli koruyucuların seçimi

Bu kişisel koruyucuların seçiminde göz önünde bulundurulması gereken ilk unsur: NPF (Nominal Koruma Faktörüdür). Bu Avrupa standartlarını zincir verdiğimiz maksimum sızıntı oran olarak tanımlanmaktadır (NPF=100% maksimum izin verilen total sızıntı). APF (Belirlemiş koruma faktörü) doğru takılmış bir solunum koruyucunun aslen geçirilmesini beklenen seviyedir (her üküne göre değişebilir). TLV (Eşik limit değeri) ise kişilerin güvenliğinden emin olmak için maruz kaldığı tehlikeli maddelerin konsantrasyon üst eşjiğidir, genellikle ppm (parts per million) olarak ifade edilir. APF TLV ye bölündüğünde kişilerin maruz kaldığı kireletici konsantrasyon sonucu verir.Filtre seçimi, bakım ve kullanım açıklamaları ve APF, NPF hakkındaki detaylar için Avrupa Standartı EN529' u ya da ilgili ulusal standartları inceleyebilirsiniz.

APF ÖZET TABLOSU

Konuyucunun tipi	NPF	APF					Not
		I	FIN	D	S	UK	
P1 toz filtresi ile birlikte tam yüz maskesi	5	4	5	5	5	5	Filtreden geçen yüksekliğinde içeri giren sızıntıyı arttıracı olduğundan dolayı önerilmez. Sıvı aerosoller, kanserojen ve radyoaktifte, mikroorganizmalar ve biyokimyasallar için uygun değildir.
P2 toz filtresi ile birlikte tam yüz maskesi	16	15	15	15	15	15	Radyoaktiflere, mikroorganizmalara ve aktif biyokimyasallara karşı koruma için uygun değildir.
P3 toz filtresi ile birlikte tam yüz maskesi	1000	400	500	400	500	40	Gaz filtreleri A, B, E, K, AX, SX, HgP3, N0P3 çeşitli uygulamalar içindir. Daha fazla bilgi için kullanıcı bilgilendirmeye kitapçığa bakınız.
Gaz filtresi ile birlikte tam yüz maskesi *	2000	400	500	400	500	20	Gaz filtreleri A, B, E, K, AX, SX, HgP3, N0P3 çeşitli uygulamalar içindir. Daha fazla bilgi için kullanıcı bilgilendirmeye kitapçığa bakınız.
Kombine filtre ile birlikte	Gaz ve toz filtreleri için eşik değerler ayrı ayrı verilmektedir, fakat tüm durumlarda en düşük değer uygulanmaktadır.						

* gaz filtresi kullanırken aşağıdaki konsantrasyon değerlerini aşmamız; class 1 < 0,1 % in vol., class 2 < 0,5 % in vol., class 3 < 1% in vol. (EN 14387:2004 Standard).

2- ONAYLAR VE İŞARETLEMELER

PORTWEST tam yüz maskeleri, Yönetmelik (AB 2016/425) ve takip eden değişiklikler ile ilgili olarak Kategori III kapsamında giren kişisel Koruyucu Donanımlardır. Maskeler, EN 136: 1998 standardına uygun olarak onaylanmıştır ve sınıf 2 (P500 modelleri) veya Sınıf 3 (PS16 modelleri) için belirtilen gereksinimleri karşılamıştır.

2.1 İşaretleme

EN 136:1998 standardında göre örnek işaretleme



P500, maskenin modelini gösterir; EN 136: 1998 referans Avrupa Standardını gösterir; C1,2, sınıfın alt olduğunu EN 136 Standardına göre sınıfı gösterir; CE, AB 2016/425 Modül 2 Yönetmeliğinin Sağlık ve Güvenlik gereksinimlerini karşıladığını ve EN 136: 1998 Standardına uygunluğunu gösteren bir işarettir. 0426, İtalyet S.r.L., Viale Sarca, 336-20126 Milano, İtalya'ın KNO Yönetmeliği 2016/425 Modül C2'ye göre denetimden sorumlu Onaylanmış Kuruluş olduğunu belirtir. İşareti üreticisi gösterir; (PORTWEST) iş maskede işaretleştir.

2.2 Parçaların İşaretleme

Güvenliğe etkisi olan tüm parçaları tarihleri kolayca anlaşılacak şekilde işaretleştirilmiştir. Üretim yılı ve kendi kodlarıyla işaretleştirilmiş parçalar aşağıdaki listede yer almaktadır. İşaretlemele EN136:1998 standardına göre yapılmıştır (Prospect A.1 App A)

Bileşenler	İşaretleme	Not
Nefes verme aparatı	NG/11	-
Özel bayonet filtre bağlantısı	M/31	-
Yüz contası	N/6-A	3)
Bağlantı kayışı	M/8	1)
Vizör için maske	M/1.2	3)
Bağlama bantı	N/8	3)
	M/9	3)

- 1) = parçanın üzerinde sadece üretim yılı vardır
 - 2) = parçanın üzerinde sadece adı/parça numarası vardır
 - 3) = parçanın üzerinde adı ve üretim yılı vardır
- Aşağıdaki sembol üretim yılını ve / veya ayı gösterir



3- UYARILAR VE KULLANIM LİMİTLERİ

P500 tam yüz maskeleri iki adet yanlı bayonet filtre bağlantısına sahip olup yalnızca özel bağlantılı PORTWEST bayonet filtreler ile kullanılmalıdır. PS16 tam yüz maskesi EN148-1 standardında tek filtre ile kullanım dışıdır.

Bu tam yüz maskeleri KKD(Kişisel Koruyucu Donanım) olup oksijen sağlamazlar. Oksijen oranının > 17% or >23% olduğu ortamlarda kullanılmamalıdır. Bu ortamlar usulculara göre değişiklik gösterir.

Bu filtrelilik oksijenli karbondioksit itihva etmesi olası ve oksijen seviyesinin %17'den düşük olma ihtimali bulunan kapalı alanlar, tünel ve yerlerde kullanılmamalıdır.

Bu tam yüz maskeleri oksijen zengin (>23%) ortamlarda yangın ve patlama riskinden dolayı kullanılmamalıdır. Do not use for respiratory protection against atmospheric contaminants which have poor warning properties or are unknown or immediately dangerous to life and health or against chemicals which generate high heats of reaction with chemical filters.

Bu tam yüz maskeleri başka takılan diğer koruyucularla (baret,kulaklık vb.) ve giysilerle birlikte kullanılmayacaktır. Tam yüz maskeleri baret veya kulaklık ile birlikte kullanılabiliyorsa, diğer ekipmanların tam sızdırmazlığı engelleyecek şekilde takılmadığına dikkat etmeli ve bundan emin olmalıdır. Başa ve yüz oturan ilk koruyucu tam yüz maskesi olduğundan emin olunmalıdır.

Tam yüz maskeleri çevrede bulunan kireletici içeriği ve yoğunluğu bilimliliyor kullanılmamalıdır. Bu gibi şüphede durumlarda sizlere ortamdaki başlımsız hava sağlayan fonksiyona sahip koruyucu maskeler tercih edilmelidir.

Çalışma alanında derhal terk ediniz, maskenin sağlığını kontrol ediniz ve şu durumlarda parçaları yenisi ile değiştiriniz. A) parçalar zarar görmüşse B) Nefes almakta zorluk çekiliyorsa C)Baş dönmeye bu ortaya (karsa D) Kirtelcinin korusunu/tadını hissediyorsanız

Gaz ve toz filtrelerinin doğru kullanımı ve limitlerini öğrenmek için üreticinin verildiği kullanım kitapçığına danışınız. Asla tamiri etmeyiniz ve farklı parça takmayınız.

Patlama olması muhtemel ortamlarda kullanırken konu ile ilgili verilen açıklamaları takip ediniz.

Referans standart olan EN136 geçirim test gerektirmez. Agresif kimyasallara karşı kullanıldığında geçirme-sızdırmaz garantisi olmadığından bu tip kireleticilere karşı kullanımı tehlike arz eder.

Eğitilmiş ve yeterli kişiler tarafından kullanılmalıdır. Sakal, uzun favori ya da gözlük sapları gibi etkenlerle sızdırmazlık contası yüzete tam oturmayabilir. Bu durumda hava kaçağı olma ihtimali vardır. Bu gibi durumlarda kullanılmamalıdır. Uygunlu kullanılması durumunda ortaya kaçacak olumsuzluklardan kullanıcı sorumludur.

4-KULLANIM TALİMATI

4.1 Kullanmadan önce kontrol ediniz. Her kullanımdan önce kontrol

edilmesi ve tam çalıştığından emin olunması gereklidir.

KONTROL PROSEDÜRÜ

1) Kütüncüden çıkardığınız maskenin zarar görmemiş, kırık ya da hasarlı olmadığına dikkatlice kontrol ediniz. Üzre oturan sızdırmazlık contasının deforme olduğuna dikkatlice bakıp tüm parçaların çalışabilir durumda olduğundan emin olunuz.

2) Nefes verme sübabinin ve nefes alma sübabinin deforme olmadığından emin olmak için kontrol ediniz. Sübaplar rahatça hareket etmeli ve temiz olmalıdır.

3) Vizörün temiz bir görüş sağladığını kontrol ediniz.

4) Takma keyi ve tokamaları elastik ve iyi durumda olduğuna kontrol ediniz.

4.2.2 **Kayma ve uygunluk kontrolü**

Kontrol ettikten sonra kullanılmadan önce şu prosedürü uygulayınız:

1) Baş testlerini mümkün olduğunca gerçekleştirin. Kayışları başızdan önce yüzüne doğru geçirin, alt bağlantıları açtığınız zaman. Maskeyi taktikten sonra alt bağlantıları kapatıp yüzünüze oturduğundan emin olunuz. Saçlarınızın contada hava kaçağı olacak şekilde sıkışmadığını kontrol ediniz.

2) Alt ve üst bağlantılarınızı yüzünüze göre ayarlayınız. Çok hızlı ve ani biçimde çekmeyiniz.

3) Negatif basınç fit testi, filtre yuvalarını elinizle kapatınız ve yavaşça nefes alınız. Eğer maske yüzüne yapışma eğilimi gösteriyorsa bu maskenin doğru takıldığını göstermektedir.

4) Pozitif basınç fit testi, nefes verme valfini elinizle yavaşça kapatınız ve yavaşça nefes veriniz. Eğer maske sızma eğilimi gösteriyorsa bu maskenin doğru takıldığını göstermektedir.

Bu testler maskenin yüzete tam olarak doğru takıldığını kontrol etmenin önemli bir kısmıdır. Eğer testlerdeki sonuçlar gerçekleştirilmediyse bağlantı lastik ve kayışlarını sıkınız ve testleri tekrar uygulayınız. Testleri uyguladıysanız lütfen kireletici bölgeye girmeyiniz.

4.3 Filtre takma

Kireletici yüzete filtre tipini seçiniz, son kullanıma tarihini kontrol ettikten sonra yanlı yuva bağlantılarına nazikçe yerleştirip tam olarak oturmasını sağlayınız. Doğru kullanım ve filtre takma işlemini ilgili kullanım kitapçığına bakınız. Tüm testleri uyguladıysanız filtreleri doğru bir şekilde takıldığını eminensiz kireletici barmırdan çalışma bölgesine girebilirsiniz. Koku duyduğunuzda bu filtreden doğduğunu ve değiştirilmesini gerektiğini anlamla gelmektedir. nefes almanız zorlaşıyorsa bu toz filtrelerinin doğduğunu ve değiştirilmesini gerektiğini anlamla gelmektedir.

5- TEMİZLİK VE BAKIM

5.1 Temizlik ve dezenfeksiyon

maskenin her bir parçasında tutarlımsız kireleticiler dikkat ediniz. Tüm temizlik işlemleri güvenli ortamında yapılmalıdır. Vizör temizliğinde asitlik ve solvent kullanmayınız. Bu prosedürü temizlik ve dezenfeksiyona dikkatlice uygulayınız.

1) maskeyi ve kireletici filtreleri çıkardıkdan sonra temiz ve akın suyu ile mümkün olan kireletici temizleyiniz. Sonra daha ayrıntılı temizlik için suya 40°C suyun içine yerleştiriniz ve doğal bir sabunla temizleyiniz. Dezenfeksiyonu gerçekleştirin kutunemi gerektiren kireletici dezenfektan kullanınız. 2)Doğal yolla ya da yumuşak bir havluyla kurutunuz. 3)Kuruduktan sonra pamuklu bir havluyla vizörü temizleyiniz.

Nüküncüki açıklamalar doğrultusunda maskeleri kontrol ediniz ve bunu aykırı olarak tekrarlayınız. Kusur olduğuna düşündüğünüzde kullanmayınız.

6. **Saklama** Orjinal ambalajında serin ve havadar ortama, güneş ışığından uzak olarak depolayınız. Ortam -10 +50 derece arasında olmalıdır. Nem oranı %80'den düşük olmalıdır. PORTWEST tam yüz maskeleri kullanılmadığına 10 yıl doğru koşullarda saklanabilir.

7.Şekil çizim

Bu kitapçığın son sayfasına bakınız

Uygunluk bildirimini @ www.portwest.com/declarations adresinden indirin

GR ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ PORTWEST ΜΑΣΚΑΣ ΟΔΟΚΑΡΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Τι μάσκες οδολάρου προσώπου PORTWEST πρέπει να τις χρησιμοποιείται και να τις συντηρεί σύμφωνα με τις ακόλουθες οδηγίες όσον αφορά τη χρήση, τους περιορισμούς και τη συντήρηση. Εφαρμόζοντας χρήση, χρήση αποβλήτων αποβλήτων ή της κατάλληλης συντήρησης είναι επιθυμητό για την υγεία και την ασφάλεια και ακριβώς την εγγύηση ελαστικότητας του κατασκευαστή από κάθε ενοχή. Πρέπει να τονιστεί ότι οι ατομικές προστατευτικές συσκευές για ανανεωτική προστασία πρέπει πάντα να χρησιμοποιούνται από ειδικά εκπαιδευμένους ανθρώπους, επομένως είναι ένα πρόσωπο πλήρη επίλυση των ορίων της εφαρμογής των εν λόγω διατάξεων και των νόμων που είναι σε ισχύ στην εν λόγω χώρα.

Προειδοποίηση
Αν χάσετε αυτό το φύλλο οδηγίων ή αν χρειάζεστε περαιτέρω αντίγραφο, παρακαλώ επικοινωνήστε με την παρακάτω διεύθυνση και προσθέστε αυτό τον κωδικό αριθμού: 99USP

Ανατρέξτε στην σελίδα / σημειώσεις του προϊόντος για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα αντίγραφα προϊόντων. Λάβετε μόνο τα αντίγραφα που είναι εγκεκριμένα από την αρχή του κράτους ή από τις πληροφορίες χρήσης (PRA). Όλα αυτά τα προϊόντα συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΚ 2016/425).

1 – ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Model	Κλάση	Φίλτρα που χρησιμοποιούνται	Πρόσωπο ασφαλείας υλικού
PS00	2	Ειδικά Φυλάκτρη	Καουτσούκι
PS16	3	Πρώτη EN 148-1	Καουτσούκι

Οι μάσκες οδολάρου προσώπου PORTWEST ελαττώνονται σύμφωνα με το πρότυπο EN 136:1998 ως κλάση 2 (PS00) κατηγορίας 3 (PS16) και αυτοί αποτελούν από: 1. εξωτερική όψη 2. πρόσθετη ευρεία πανοραμική προσωπία φαρμαρμένη σε πολυθρακικό 3. μεταλλικά αυτιά, τα οποία είναι με στήριξη για τη βαλβίδα εκσπινής με τη βάση 4. δύο πλευρικούς φώτες ομίχλης με φυλάκτρη ειδικής σύνθεσης (PS00) ή ένα κεντρικό φίλτρο κατά την EN 148-1 σύνθεση (PS16) 5. εξωτερική μάσκα για να μειώσει το κενό χώρο φαρμαρμένη με αλκίνη που παρέχεται με δύο βαλβίδες κυκλοφορίας αέρα, μπουζόνι την προσωπία από τον πάνω επάνω και προς το σχηματισμό ενός επίπεδου υπερβολικού διεσπομένου του άνθρακα στον εκ πνεύματος κύβου 6. επεκτατική λωρίδα ή ζώνη ζώνης, φαρμαρμένη σε συνθετικό καουτσούκι με γρήγορη επέκταση από το κράτος 7. Μάσκες οδολάρου προσώπου PORTWEST σχεδιάζονται να επιτεθούν για τέλεια απόδοση με καμία καταβολή πίεσης για τα περισσότερα από τα σχήματα προσώπου.

1.2 σχεδίαση και στοιχεία λίστας
Δείτε την επεκτατική κάρτα στοιχείων στην τεχνική οδύνη.
1.3 εφαρμογές
Για ένα σωστό φίλτρο γρήγορη, ανατρέξτε στο θέμα των σχετικών οδηγίων. Οι πλήρεις μάσκες προσώπου αυτής της σειράς μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνθήκες που απαιτούν προστασία για την αναπνοή και τα μάτια. Συναρτημένα διάφορα για τοξικές ή επικινδύνες ουσίες. Η μάσκα οδολάρου προσώπου PORTWEST μπορεί να χρησιμοποιηθεί με αέριο, και φίλτρα συνδυασμού με την σύνθεση ειδική φυλάκτρη. Για σωστή χρήση και επαγωγή των φίλτρων αερίου δείτε το περιεχόμενο οδηγίων.

1.4 επαγωγή της μάσκας ανανεωτική εξοπλισμένη με φίλτρο
Για να επαχθείς προσωπικές προστατευτικές συσκευές αυτοί που ειδικός είναι αναγκαίο να εξεταστούν οι ακόλουθες οδηγίες: NPF=100% (αναοητική προστασία παράγοντα) είναι τιμή που προβλέπει από το μέγιστο ποσοστό αναστροφής διαφοράς προς το εξωτερικό που επιτρέπει από το ισχύον ευρωπαϊκό πρότυπο (NPF=100% μέγιστο ονόμο διαφοράς προς το εξωτερικό). APF (αποδοτική προστασία παράγοντα) είναι το επίπεδο της ανανεωτικής προστασίας που μπορεί πραγματικά να επιτευχθεί από την ουσιαστική τοποθέτηση του ανανεωτήρα (ή/και διασφαλίσει για κάθε κράτος). TLV (ρωσική τιμή) είναι ένα όριο συγκέντρωσης, ενώ η μέγιστη εκφορά είναι σε μέρη από εκατομμύρια ppm – για την ασφαλέα από το ανθρώπινο που εκτείνεται σε επικίνδυνες ουσίες, το APF πολλαπλασιάζεται με το TLV της ουσίας και δίνει την συγκέντρωση ρύπων στην οποία ένας φορέας μπορεί να είναι εκτεθειμένος φάρμακας, με συνεκρήκητη συσκευή. Για την επαγωγή και την συντήρηση του φιλτραρισμένου της συσκευής και για τον καθαρισμό και τη χρήση του APF και NPF ανατρέξτε στην Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 529 και τους συναρτημένους εθνικούς κανονισμούς.

APF ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑΣ

Τύπος προστατευτικής διατάξεως	NPF	APF					Σημειώσεις
		I	FIN	D	S	UK	
Μάσκα οδολάρου προσώπου με φίλτρο οματωμάτων P1	5	4	5	5	5	5	Δεν συνιστάται η υψηλή διεσποδή μέσα από το φίλτρο μέσα από τη συσκευή διαφοράς προς το εξωτερικό. Δεν είναι κατάλληλο για υγρά, αερολύματα, αεροσπασίματα, ροδενετικά οματωτικά, μικροοργανισμούς βιοχημικών παραγόντων.

Μάσκα οδολάρου προσώπου με φίλτρο οματωμάτων P2	16	15	15	15	15	15	Δεν είναι κατάλληλο για την προστασία των ροδενετικών οσίων των μικροοργανισμών και ενεργό βιοχημικών παραγόντων.
--	----	----	----	----	----	----	---

Μάσκα οδολάρου προσώπου με φίλτρο οματωμάτων P3	1000	400	500	400	500	400	Δεν είναι κατάλληλο για την προστασία των ροδενετικών οσίων των μικροοργανισμών και ενεργό βιοχημικών παραγόντων.
--	------	-----	-----	-----	-----	-----	---

Μάσκα οδολάρου προσώπου με φίλτρα αερίου *	2000	400	500	400	500	20	Αερίου φίλτρα Α, Β, Ε, Κ, ΑΚ, SX, HgP3, N0P3 είναι για διάφορες εφαρμογές. Για περαιτέρω ενημέρωση δείτε τις πληροφορίες χρήσης.
---	------	-----	-----	-----	-----	----	--

Συνιστάται με ανανεωτικό φίλτρο
Η καθορισμένη ποσότητα φίλτρο κατάλληλο για τη προστασία ή συσχετισμένη δύναμη γρήγορη, αλλά σε όλες τις περιπτώσεις ορίσει η ημερήσια χρήση.

* όταν χρησιμοποιούνται φίλτρα αερίου δεν υπερβαίνουμε τις παρακάτω συγκεντρώσεις κλάση 1 < 0,1% vol, κλάση 2 < 0,5% vol, κλάση 3 < 1% vol. (EN 14387:2004 πρότυπο).
2 – ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ
Οι μάσκες πλήρους όψεως PORTWEST είναι προσωπικές προστατευτικές συσκευές που εμπίπτουν στην κατηγορία III σε σχέση με τον κανονισμό (ΕΚ 2016/425) και τις επακόλουθες τροποποιήσεις. Οι μάσκες έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 136:1998 και πληρούν τις απαιτήσεις που καθορίζονται για τα μοντέλα κατηγορίας 2 (μοντέλα PS00) ή κλάσης 3 (μοντέλα PS16).

2.1 Σημάνση
Παράδειγμα η σήμανση σύμφωνα με το πρότυπο EN 136:1998



όπου: P500 υποδηλώνει το μοντέλο της μάσκας. Το EN 136:1998 υποδηλώνει το ευρωπαϊκό πρότυπο استاندارد. Το CL2 υποδηλώνει την κλάση σύμφωνα με το πρότυπο EN 136:1998 στο οποίο ανήκει η συσκευή. Το CE είναι η σήμανση που υποδεικνύει τη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις Υγιεινής και Ασφάλειας του Κανονισμού ΕΥ 2016/425 (έναντι C2 και τη συμμόρφωση με το πρότυπο EN 136:1998. 0426 υποδηλώνει ότι η εταιρεία Palcart S.r.l., Viale Sesto, 326-20126 Milano, Ιταλία, είναι ο κατασκευαστής ο οποίος είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο σύμφωνα με τον κανονισμό 2016/425 για την προστασία των καταναλωτών. Η σήμανση PORTWEST υποδεικνύει ο κατασκευαστής είναι έντονη στο εξωτερικό της μάσκας.

2.2 Σημάνση ομίχλης
Να είναι εύκολα αναγνωρίσιμα, σημειώνονται όλα τα στοιχεία που είναι σε θέση να επηρεάσει την ασφαλέα μέσω της γρήγορης. Ειδικότερα, στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται τα στοιχεία που σημειώνονται με κωδικό τα ή το έτος κατασκευής, όταν πρόκειται από το πρότυπο EN 136:1998 (προσθητική α.1, App. (A)).

Συστατικά	Σημάνσεις	Σημάνσεις
Μαμβρή εκσπινής	NG/11	-
-Τοποθέτηση φυλάκτρη για το φίλτρο	M/31	-
-Ο ορακτής πλήρης τοποθέτηση στο πρόσωπο	M/6-A	3)
-Ο ζώνης ασφαλείας	M/8	1)
-Εξωτερικό γόνα	M/1.2	3)
-Εσωτερικός γόνα	N/8	3)
-Κομμήτριά	M/9	3)

(1) = σχετικό με το στοιχείο έχει σημειωθεί μόνο το έτος κατασκευής (2) = σχετικό με το στοιχείο έχει σημειωθεί μόνο το όνομα/Κωδικός εγγραμμάτων (3) = για τα συντάσσονται σημειώνονται το όνομα και την ημερομηνία παρασκευής. Το παρακάτω σύμβολο δείχνει το έτος και / ή τον μήνα παραγωγής



3 – ΠΡΟΕΙΔΩΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

P500 μάσκες οδολάρου προσώπου είναι εξοπλισμένες με δύο πλευρικές φυλάκτρες ειδικής σύνθεσης φάρμακας, ως εκ τούτου, πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά με τα φίλτρα της σειράς με την σύνθεση ειδική φυλάκτρη PORTWEST. Μάσκες οδολάρου προσώπου PS16 είναι εξοπλισμένες για να χρησιμοποιούνται με ένα φίλτρο EN148-1 φίλτρο σύνθεσης. Αυτές οι μάσκες οδολάρου προσώπου είναι η MAF τα οποία δεν παρέχουν οξυγόνο. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν με φίλτρα μόνο σε περιπτώσεις όπου η συγκέντρωση του οξυγόνου είναι > 17% ή < 23% σε όγκο. (Το όριο από μπορεί να διαφέρει σύμφωνα με εθνικούς κανονισμούς). Η συσκευή φυλάκτρη δεν πρέπει να χρησιμοποιείται στα περιορισμένα διαστήματα (π.χ. δελταμής, σπράγες), λόγω ανεπαρκούς οξυγόνου (O2 < 17%) ή την παρουσία των βλαβερών αερίων οξυγόνου, διεσποδή του άνθρακα. Μη χρησιμοποιείται το φιλτραρισμένο ανανεωτήρα σε οξυγόνο (> 23%), λόγω του κινδύνου πιθανής πυρκαγιάς ή έκρηξης. Μη χρησιμοποιείται για ανανεωτική προστασία ενάντια σε ατμοσφαιρικούς ρύπους που έχουν κακή προειδοποιητική ή είναι άγνωστη ή άσχετη επικινδύνες για την ζωή και την υγεία ή εναντίον χημικών ουσιών που παράγουν υψηλή θερμότητα της αντίστροφης με χημικά φίλτρα. Αυτές οι μάσκες έχουν σχεδιαστεί να είναι συμβατές με συνθετικά μονομερή μηχανήματα (κράνη, αυτοσπινής, κ.λπ.) και προστατευτική ενδυμασία (coveralls). Όταν η μάσκα οδολάρου προσώπου χρησιμοποιείται δημόσια, για παράδειγμα, με κίνη για προστασία του κροσίου ή αυτοσπινής με προστασία οσίων, είναι απαραίτητο να κρατήσει την πρόσοψη των οφθαλμών τις ανανεωτικές συσκευές πάνω από το λαιμό και υπόστρο θα είναι καλύτερα πάνω να περπατήσει την στεγανότητα της μάσκας.

Αυτές οι μάσκες δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται εάν το περπατούν και η μόνωση είναι άγνωστη. Σε περίπτωση αμφισβήτησης, πρέπει να χρησιμοποιούνται μονομερή, ανανεωτικές συσκευές που λειτουργούν ανεξάρτητα από τη ατμόσφαιρα. Αφήστε του χρόνο εργασίας ομίχλης, ελαττώνει την ακριβότητα των αναπνευστικών και αποκαταστάσεις εξοπλισμίων, εάν α) το μέρη έχει καταπονήσει (β) αν αναπνέει γίνεται δύσκολη (γ) εάν η όλη ανανεωτική παραπονήσει (δ) γρήγορη ή οσμή του μολυσματικού παραπονήσει ή/και ερεθισμός. Για τη χρήση αερίου και οματωμάτων φίλτρων ακολουθείτε τις οδηγίες και τους περιορισμούς χρήσης για τις σχετικές οδηγίες του κατασκευαστή. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε ή μεταβληθείτε από τη συσκευή. Όταν χρησιμοποιείται αναπροστατευτικό ανανεωτήρα σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες, παρακολουθείτε ακολουθείτε τις οδηγίες που δίνονται για αυτές τις περιπτώσεις. Η αναφορά πρότυπο EN 136 δεν απαιτεί αποδοτικότητα δοκιμή γρήγορη διαπερατότητας. Στην παρουσία ιδιαίτερα επιθετικών οσίων οσίων δεν υπάρχει ανάγκη της μη διαπερατότητας στους εν λόγω ρύπους και αναπροστατευτική χρήση. Μόνο για χρήση από καταρτισμένους και εξειδικευμένους προσωπικά. Εάν αναφέρεται μαρκά ή θέμα μόνον μπορεί να επηρεάσει με πρόσοψη της μάσκας στο πρόσωπο και μπορούν να προκαλέσουν τη διαφυγή του αέρα. Μην να χρησιμοποιούνται σε τέτοιες περιπτώσεις ή η κομμήτριά θα είναι υπεύθυνος για αποδοτικότητα ζήμια που θα μπορούσε να προκληθεί από αυτό

4 – ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
4.1 Ελαττώνει την χρήση πριν από κάθε χρήση της μάσκας, είναι απαραίτητο να κάνετε έναν έλεγχο, για να ελαττώνει την κατάσταση.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ:

(1) εμπίπτουν τα λωρίδα της κροσμή με την μάσκα από το κουτί της. Εξετάστε προσεκτικά την μάσκα, ελαττώνει ότι δεν υπάρχουν ζημιές και διακρίσιμα ή βρώμα συσσωμά. Ελαττώνει την κατάσταση της εφαρμογής προσώπου για τυχόν παραμορφώσεις και ελαττώνει το όλο από πάνω πρέπει να είναι ασημένιο. (2) ελεγχτεί ότι η βαλβίδα εκσπινής και της σπινής δεν έχουν παραμορφωθεί, σπασίματα. Οι βαλβίδες πρέπει να είναι καθαρισμένες και όχι παραμορφωμένες (3) ελεγχτεί της προσωπίας και την καθαριότητα της (4) ελεγχτεί μόνον οφθαλμική και τους ελαστικούς μπουζόνι (5) **4.2 φορέστε την μάσκα και ελαττώνει αν εφαρμόζει το πρόσωπο** Μετά τον έλεγχο και πριν από τη χρήση της μάσκας ακολουθείτε αυτή τη διαδικασία:

(1) σημειώνεται τα λωρίδα της κροσμή με την μάσκα από το διανύον περισσότερο. Βάλε το αριστερό πόδι από το δεξιά και το ημιγύλι να τείλει στη οριζόντια κατάσταση, κρατώντας τα δύο χαμηλότερα λωρίδα άνω με τα χέρια. Τραβήξτε τη μάσκα πάνω από το κεφάλι και ρυθμίστε την στο πρόσωπο. Βεβαιωθείτε ότι τα μάλλα δεν παρεμπονών παθημένα μεταξύ οφθαλμών και το μέτωπο. (2) Ρυθμίστε τους πλάγιους μπουζόνι, μετα τους επάνω και τέλος τους από κάτω. Μην αφήνετε τους μπουζόνι υπερβολικά

(3) Ελεγχτεί αρνητικές πιέσεις, όσο τοποθετείτε την μάσκα κλείσει η βαλβίδα εισαγωγής αέρα με τα χέρια σας και πάρτε βαθιά αναπνοή. Η μάσκα πρέπει να τοποθετηθεί στην οδύνη με το πρόσωπο και πρέπει να όσο γίνεται από εσείς να κρατείτε την ανάσα σας. (4) Ελεγχτεί θετικές πιέσεις, βάλτε το χέρι σας στην βαλβίδα εξαγωγής αέρα και εκπνεύστε αργά. Εάν η μάσκα φουσκώνει ανά από ομίχλη ότι έχει επιβεβαιωθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα

Αυτοί οι ελεγχτεί είναι επιθυμητοί για να αναμορτώσετε τους σκελετούς της μάσκας έχει τοποθετηθεί σωστά πάνω στο πρόσωπο. Εάν δεν έχει τοποθετηθεί σωστά τότε αφιέρτε τους μπουζόνι ή ανατοποθετείτε την μάσκα σωστά στο πρόσωπο. Τότε πρέπει να Συναρτηθεί ο έλεγχος μάσκα να επιτεθούν στο σωστό αποτέλεσμα, εάν δεν πετύχετε την τέλεια τοποθέτηση τότε μην περάσετε στο γόνα εργασίας

4.3 Συναρτηθείτε

Επιλέξτε τα φίλτρα σύμφωνα με τον τύπο του μολυσματικού παράγοντα, ελαττώνει την ημερομηνία λήξης και βιάζεται να δύο στην πλευρική ειδική υποδοχή, διασφαλίστε ότι η οφθαλμία στο κατάσταση σύμφωνα με τις τρέψες της φυλάκτρη είναι καλή σύνθεση, Για την σωστή χρήση των φίλτρων, δείτε τις πληροφορίες χρήσης και κρατήστε το με προσοχή για να χρησιμοποιηθούν δύο φίλτρα του ίδιου τύπου και κατηγορίας. Γιαρά, μετά από έλεγχο η δοκιμή στεγανότητας, του φίλτρου, μπορείτε να ελαττώνει στην μολυσμένη περιοχή. Σημειώστε σχετικά με τη χρήση του ανανεωτήρα: τα φίλτρα αερίου πρέπει να αντικατασταθούν όταν ο χρήστης αρχίζει να αισθάνεται ομίχλη, γρήγορη ή ερεθισμό. Φίλτρα συνδυασμού πρέπει να αντικατασταθούν το αργότερο όταν αντίστοιχα αναφορές γίνεται παρα πολύ υψηλή

5 – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΧΗΝΣΗ

5.1 – Καθαρισμός και απολινθικήση
Λαμβάνετε ιδιαίτερη φροντίδα των τυχόν προμειώνων που κατατίθενται στη μάσκα. Όλες οι εργασίες καθαρισμού πρέπει να πραγματοποιούνται σε ασφαλείας περιβάλλον. Μην χρησιμοποιείτε λιπαντικές ουσίες για να καθαρίσετε την ελαττική μηχανομηχανή διαλύσει. Χρησιμοποιήστε απολυμαντικό υγρό τη διαδικασία για να καθαρίσετε και να απολυμανθείτε τις μάσκες:

(1) μετά την αφαίρεση της μάσκας και το μολυσμένο φίλτρο, καθαρίστε κατά τμήματα με νερό για να εφαρμόσετε τα περισσότερα από τους ρυθμιστές, στα σπινθήκια καθαρίστε πλήρως τοποθετώντας το σε ζεστό νερό (χημική οξεία ή ανά έως 40° C) για ένα ουδέτερο οσμή. Δεν απαιτείται απολυμαντική ή/και διάλυση από ένα κοινό απολυμαντικό μέσο τεταρτοσπινής ενώσους του αμμονίου (2) να στεγνώσει η μάσκα με ένα μαλακό, καθαρό πανό ή να στεγνώσει φυσικά. (3) όταν στεγνώσει, καθαρίστε τη μάσκα με ένα καθαρό βαμβάκι. Εξετάστε τη μάσκα σύμφωνα με τις παρακάτω απαιτήσεις και ακολουθείτε την ίδια διαδικασία για την μηνιαία επείσοψη. Εάν εμφανιστεί ελαττωματική, δεν την χρησιμοποιείται.

6.Αποθήκευση Είναι απαραίτητο η μάσκα να φυλάσσεται στην συσκευασία της και σε όρεσρο δωμάτιο, μακριά από τον ήλιο και την υψηλή θερμοκρασία. Η αποθήκευση πρέπει να γίνεται μεταξύ των -10° C και +50° C σε φυσιολογική υγρασία <80%. Οι ανακινήσεις (αερομεταφορές) μάσκας οδολάρου προσώπου Port west και άλλα φυλοσσομένους όσους πρέπει μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο στο 10 (δύο) κράνη.

7. Εκπαιδευτική οδύνη

Δείτε την τεχνική οδύνη του παρόντος φύλλο οδηγίων χρήσης

Λήψη δηλώσεων συμμόρφωσης @ www.portwest.com/declarations

PORTWEST celobličejové masky musí být použity a udržovány v souladu s následujícími pokyny, pokud se jedná o použití, omezení a údržbu. Nesprávné použití, používání nevhodných náhradních dílů nebo špatné údržby, je nebezpečné pro zdraví a bezpečnost a riskují plněním záruky výrobce a veškeré odpovědnosti. Je třeba zdůraznit, že osobní ochranné prostředky pro ochranu dýchacích orgánů musí vždy vyžadovat speciálně vyškolení lidé a musí být pod dohledem osoby plně vědomé o omezení používání těchto zařízení a zákonných, které jsou v platné v dané zemi.

Upozornění: Pokud ztratíte nebo utáhnete leták nebo pokud požadujete další kopie, prosím, obraťte se na níže uvedenou adresu s odkazem na tento číselný kód: 99USP

Podrobné informace o odpovídajících normách naleznete na štítku / označení produktu. Použijte je pouze standardy a ikony, které se zobrazují jak na výrobku, tak i na uživatelských informacích níže. Všechny tyto výrobky splňují požadavky nařízení (EU) 2016/425.

1 – OBECNÉ

POPIS

Model	Třída	Používané filtry	Materiál pro těsnění obličje
P500	2	Speciální bajonet	Prýž
PS16	3	Norma EN 148-2	Prýž

PORTWEST celobličejové masky jsou testovány dle EN 136: 1998, třída 2 (P500) a třída 3 (PS16) a skládají se:

- vnější těsnění
- extra široký panoramatický zorník zalisovaný v polykarbonátu
- čelní prvek, který je podporou výdechové ventily
- dvou držáky filtrů se speciálním bajonetovým připojením (P500) nebo jedním držákem centrálního filtru s EN 148-1 připojením (PS16)
- vnitřní masky zalitá v silikonu s dvěma ventily cirkulace vzduchu, které brání zaměření a brání vzniku nadměrné úrovně oxidu uhličitého ve výdechovém vzduchu
- náhlavní kšilt se šesti pásy, lisovaný v syntetickém kaučuku s překraskami rychlého upevnění

PORTWEST celobličejové masky jsou určeny k dosažení dokonalého těsnění bez nepřímých tlaků pro většinu tvrdě obličje.

1.2 Nákras a seznam součástí

Viz. Nákras součástí masky na poslední straně.

1.3 Použití

Použití správného filtru naleznete v letáku příslušné instrukce. Celobličejové masky této série lze použít v podmínkách, které vyžadují ochranu oči a dýchacích orgánů. Doporučeno zejména pro jedovaté nebo nebezpečné látky. Celobličejová maska PORTWEST může být použita s plynovými, částečnými a kombinovanými filtry se speciálním bajonetovým připojením. Pro správné použití a výběr plynových filtrů postupujte dle poskytnutého návodu.

1.4 Výběr dýchací masky s filtrem

Čteče-li vybrat tento druh osobních ochranných prostředků, je potřeba zvážit následující ukazatele: NPF (nominální ochranný faktor) hodnota pochází z maximálního procenta celkového průniku povolené příslušnou evropskou normou (NPF = 100 / % maximálního celkového přípustného průniku). APF (přidělený ochranný faktor) je úroveň ochrany dýchacích cest, kterou lze reálně očekávat, pokud je používán správný respirátor (líší se pro každý stupeň). TLV (prahová mezí hodnota) je prah koncentrace - obecně vyjádřená v ppm, ppm – pro bezpečnost lidí vystavených nebezpečným látkám. Součin APF a TLV udává koncentraci znečišťujících látek, které mohou být vystaveny uživateli konkrétního zařízení. Pro výběr a údržbu filtračních zařízení a pro definici a užívání APF a NPF studujte také odkaz evropské normy EN 529 a příslušné národní předpisy.

SHRNUTÍ TABULKA APF

Typ ochranného zařízení	NPF	APF					Poznámka
		I	FIN	D	S	UK	
Celobličejová maska s filtrem částic P1	5	4	5	5	5	5	Nevhodné pro vysokou penetraci vzduchu přes filtr, zvyšuje celkový průnik: Nevhodné pro kapalně aerosoly, karcinogeny a radioaktivní látky, mikroorganismy a biochemické látky.
Celobličejová maska s filtrem částic P2	16	15	15	15	15	15	Nevhodné pro ochranu proti radioaktivním látkám, mikroorganismům a aktivním biochemickým látkám.
Celobličejová maska s filtrem částic P2	1000	400	500	400	500	400	
Celobličejová maska s plynovými filtry *	2000	400	500	400	500	20	Plynové filtry A, B, E, K, AX, SX, HgP3, N0P3 pro různé aplikace. Pro další informace viz. přílohu PORTWEST filtrů.
Zařízení s kombinovaným filtrem		Určené násobkem prahové hodnoty pro plynové nebo částečné filtry, jsou uvedeny odděleně, ale ve všech případech platí nejvyšší hodnota					

* Při použití plynových filtrů nepřekročí následující koncentrace: třída 1 < 0,1 % vol., třída 2 < 0,5 %, třída 3 < 1 % vol. (EN 14387: 2004).

2-SCHVÁLENÍ A OZNAČENÍ

Celobličejové masky PORTWEST jsou osobní ochranné pomůcky, které spadají do kategorie III s ohledem na nařízení (EU) 2016/425 a následně úpravy. Masky byly certifikovány v souladu s harmonizovanou normou EN 136: 1998 a splňují požadavky stanovené pro modely třídy 2 (modely P500) nebo třídy 3 (modely PS16).

2.1 Označení

Příklad označení podle EN 136: 1998



kde: P500 označuje model masky; EN 136: 1998 uvádí referenční evropskou normu; CL2 označuje třídu podle normy EN 136 Standard, do které patří stroj; CE je označení označující shodu s požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost podle nařízení (EU) 2016/425 Modul 2 a shodu s normou EN 136: 1998. 0426 uvádí, že Italtect S.r.l., Wale Sarca, 336-20126 Milano, Itálie, je pověřeným subjektem odpovědným za kontrolu podle PPE Regulation 2016/425 Modulu CZ Symbol **PORTWEST** označuje výrobce a najdete jej na vnější straně masky.

2.2 Komponenty označení

Všechny komponenty, které ovlivňují bezpečnost prostřednictvím svoji životnosti, jsou označeny a jsou snadno identifikovatelné. Zejména v následující tabulce jsou uvedeny součásti, které jsou označeny jejich kódem nebo rokem výroby, dle EN 136:1998 (Prospect 1, App. (A)).

Komponenty	Označení	Poznámky
Výdechová membrána	NG/11	-
Připojení pro speciální bajonetový filtr	MI/31	-
Těsnění obličje	N/6-A	3)
Hlavový kríž	M/8	1)
Hledi	M/1.2	3)
Vnitřní maska	N/8	3)
Stavovací pásek	MI/9	3)

- 1) = součást označena pouze rokem výroby
 - 2) = součást je označena pouze názvem / kódem
 - 3) = součást je označena názvem a datem výroby
- Symbol uvedený níže označuje rok a / nebo měsíc výroby



3 – UPozORNĚNÍ A OMEZENÍ PRO POUŽITÍ

P500 celobličejové masky jsou vybaveny dvěma bočními bajonetovými připojením filtrů, proto musí být výhradně používány PORTWEST filtry se speciálním bajonetovým připojením. PS16 celobličejové masky jsou vybaveny pro použití s jedním filtrem dle normy EN148-1.

Tyto celobličejové masky jsou určeny k použití s jedním filtrem dle normy EN148-1. Tyto masky jsou určeny k použití s jedním filtrem dle normy EN148-1. Tyto masky jsou určeny k použití s jedním filtrem dle normy EN148-1.

Tyto masky se nesmí používat v omezených prostorech (např. nádrže na vodu, tunely) kvůli nedostatku kyslíku (O2 < 17 %) nebo přítomnosti těžkých plynů vytěžených kyslíkem (např. oxid uhličitý).

Nepoužívejte filtrační respirátory v atmosféře obohacené kyslíkem (>23%), vzhledem k pravděpodobnému riziku požáru nebo výbuchu. Nepoužívejte pro ochranu dýchacích cest proti atmosférickým nečistotám, které jsou neznámé nebo nebezpečně nebezpečné pro život a zdraví nebo chemikáliím, které generují reakce s chemickými látkami. Tyto masky jsou navrženy tak, aby byly kompatibilní s nejběžnějšími pokrývkami hlavy (přilby, chrániče, atd.) a ochrannými oděvy (kombinězy); celobličejová maska slouží současně, například s helmou pro ochranu hlavy a chrániči pro ochranu sluchu, je nezbytné udržovat pozomost při používání dýchacího zařízení a neustále kontrolovat těsnost masky.

Tyto masky se nesmí používat, je-li znečištěný prostředí není známo. V případě pochybností musí být použity dýchací přístroje, které fungují nezávisle na atmosféře.

Okamžitě opusťte pracovní prostor, zkontrolujte funkčnost respirátorů a výměnu dílů, pokud: a) jsou částí poškozeny b) dýchání začíná být obtížné (v) i případě potíží (či nevolnosti) cítíte chut nebo vůni kontaminující látky nebo dojde k jiné nozi.

Pro použití plynových a částečných filtrů následujte pokyny a omezení použití podle údajů výrobce. Nikdy neupravovat nebo pozměňovat tyto zařazení. Při dýchání ochranně se používá v prostředí s nebezpečným výbuchu, postupujte podle pokynů pro tyto oblasti.

Norma EN 136 nevyžaduje test chemické propustnosti. V přítomnosti obzvláště agresivních chemikálií není záruka na nepropustnost těchto znečišťujících látek a je zakázáno použití.

Zařízení mohou používat pouze vyškolení a kvalifikovaní pracovníci. Vousy, dlouhé kosťky nebo brýle mohou ovlivnit přilnavost masky na obličej a mohou způsobit únik vzduchu. Nepoužívejte za takových okolností. Uživateli bude zodpovědný za jakékoli škody, které by mohly být způsobeny nesprávným použitím.

4 – POKYNY PRO POUŽITÍ

4.1 Kontrola před každým použitím masky. Je nutné provést kontrolu a zkontrolovat správnou funkci.

POSTUP KONTROLY:

- 1) Když vyndáte masku z obalu, pečlivě ji prozkoumejte, zkontrolujte, zda není poškozená a znečištěná, zkontrolujte obličejové těsnění a zachovalost materiálu.
- 2) Kontrola případných deformací a poškození výdechového a inhalčního ventilu. Ventil se musí volně pohybovat a být vyčištěný.
- 3) Kontrola stavu hledi a čístozy.
- 4) Kontrola upínacího systému.

4.2 Nasazení a fit kontrola

- Pro dokončení kontroly použijte následující způsobem:
- 1) Roztáhněte se co nejvíce popruhy upínacího systému, najděte masku na hlavu a nastavte na obličej. Ujistěte se, že vlasy nezůstávají zachyceny mezi těsněním.
 - 2) Nastavte bokový popruh, pak horní popruh a nakonec dolní. Neutahujte popruhy příliš těsně.
 - 3) Kontrola těsnosti masky. Fit kontrola pomocí podtaku. Pomocí dlaní zakryjte držáky filtrů a naddechete se. Masky by měla tvarovat směrem k obličejí a zůstat tak po celou dobu věčování.
 - 4) Kontrola těsnosti masky. Fit kontrola pomocí přetlaku. Pomocí dlaní zakryjte výdechové ventily a jemně vydechete. Pokud je maska správně nasazená, měla by se jemně vybořit a vzduch by neměl nikde unikat.

Tyto kontroly jsou nezbytné k zajištění správného nasazení. Pokud není, utáhněte popruhy nebo upravte masku na obličejí a postup opakujte, dokud fit kontrola není perfektní. Pokud se vám nepodaří dosáhnout dokonalého nasazení, nevstupujte do zamořené oblasti.

4.3 Montáž

Zvolte filtry podle druhu kontaminantu, zkontrolujte dobu použitelnosti a přisluhující doboční konektory. Pro správné použití filtrů následujte uživatelské informace přiložené k filtřům. Používat dva stejné filtry stejného typu a třídy. Použít koncentrace a kontrolu filtrů může opatřit do zamořené oblasti. Poznámka: Ihned vyměnit plynový filtr pokud uvidíte začne cítit vůni, chut nebo podráždění. Částečné filtry musí být vyměněny, pokud se odpor dýchání stává stále obtížnější.

5 – ČIŠTĚNÍ A SKLADOVÁNÍ

5.1 – Čištění a desinfekce

Dbejte pečl zejména o kontaminované části masky. Všechny čističské operace by měly proběhnout v bezpečných oblastech. Nepoužívejte abrazivní látky na čištění a nepoužívejte rozpuštěná. Používejte výhradně tento postup pro čištění a dezinfekci masky: (1) Masku a kontaminovaný filtr omyjte pod tekoucí vodou pro odstranění většiny nečistot; pak důkladně očistěte v horké vodě (teplota není vyšší než 40 ° C) s neutrálním mydlem. Pokud je nutná desinfekce, použijte běžné desinfekční prostředky amoniakových sloučenin (2) Ušetř masku měkkým a čistým hadříkem nebo ji nechat oschnout. (3) Hledi čistič bavičnou vodu. Pravidelně masky kontrolovte podle výše uvedeného návodu každý měsíc. Pokud se jeví jako vadné, nepoužívejte je.

6. Skladujte v originálním balení ve větrané místnosti mimo dosah slunce, teplo a nečistot. Skladování od -10 ° C do +50 ° C, < 80 % relativní vlhkosti. PORTWEST celobličejové masky při správném skladování mohou být používány do 10 (deseti) let.

7. Nákras

Viz. zadní strana tohoto letáku

Stáhnout prohlášení o shodě @ www.portwest.com/declarations

SK NÁVOD NA POUŽITIE A ÚDRŽBU PORTWEST CELOTVÁROVÝCH MASIEK

Portwest celotvárové masky má byť používané a udržiavané v súlade s nasledujúcimi pokynmi, pokiaľ ide o použitie, obmedzenia a udržiavanie. Ne správne použitie, použitie nevhodných náhradných dielov alebo zlé údržby je nebezpečné pre zdravie a bezpečnosť a ruší záruku výrobcu a tiež zbavuje akékoľvek zodpovednosti. Je potrebné zdôrazniť, že ochranný odev pre ochranu dýchacích orgánov musí byť vždy používaný špeciálne vyškolenými ľuďmi, pod dohľadom osoby plne si vedomej limitov používania týchto zariadení a zákonov, ktoré sú v príslušnej krajine.

Výstraha
Ak stratíte tento návod alebo potrebujete ďalšie kópie, obráťte sa prosím na nižšie uvedenú adresu a zadajte tento číselný kód: 99 USP

Podrobné informácie o zodpovedajúcich normách nájdete na štítku / označení výrobku. Používajú sa iba štandardy a ikony, ktoré sa zobrazujú na výrobkoch a na uživateľských údajoch nižšie. Všetky tieto výrobky spĺňajú požiadavky nariadenia (EÚ 2016/425).

1 - VŠEOBECNE

POPIS

Model	Trieda	Použitie filtra	Tvárový materiál tesnenia
P500	2	Špeciálny bajonet	Guma
PS16	3	Norma EN 148-1	Guma

PORTWEST celotvárové masky sú testované v súlade s normou EN 136: 1998 ako trieda 2 (P500) a trieda 3 (PS16), a sú tvorené:

1. Vonkajšie tvárové tesnenie
2. Extrah veľká panoramatická doska liovaného polykarbonátu
3. Čelný prvok, ktorý je podporný výdychovým ventilm s je P500
4. Dva bočné držiaky filtra so špeciálnym pripojením bajonetom (P500) alebo jedným stredovým držiakom filtra s normou EN 148-1 spojením (PS16)
5. Vnútrná maska pre zníženie mŕtveho priestoru zaletia v silikón, opätá dvoma cirkulačnými ventilmi, ktoré zabraňujú zapareniu z vody a vzniku nadmernej ovnovej oxidu uhličitého vo vydychovanom vzduchu
6. Postroj ľavý so šiestimi popruhmi, liovaný syntetický kaučuk s rýchlým upínaním spón

PORTWEST celotvárové masky sú navrhnuté tak, aby bolo dosiahnuté dokonalé utesnenie bez nadmerného tlaku na vašiu tvár.

1.2 Nákes a zoznam komponentov

Pozri nákes masky komponentov na poslednej strane.

1.3 Aplikácie

Pre správne použitie filtra, pozrite príslušné písomné informácie. Tvárové masky z tejto rady môžu byť použité v podmienkach, ktoré vyžadujú ochranu pre obe oči a dýchanie. Sú vhodné najmä pre toxické a / alebo nebezpečné látky. Plná tvárová maska PORTWEST môže byť použitá s plynovým, častícovým a kombinovaným filtrom so špeciálnym bajonetovým uzáverom. Pre správne používanie a výber plynových filtrov vždy skontrolujte priložený návod na použitie.

1.4 Výber dýchacieho chrániča vybaveného filtrom

Ak chcete vybrať tento druh osobných ochranných pomôcok je potrebné vziať do úvahy nasledujúce ukazovatele: NPF (nominálny ochranný faktor) je hodnota pochádzajúca z maximálneho percenta celkovej priepustnosti smerom dovnútra povolené príslušnou európskou normou (NPF = 100 / % Maximálny celkový prietok prieniku do vonkajšieho priestoru), APF (priradený ochranný faktor) je úroveň ochrany dýchacích orgánov, ktoré možno reálne predpokladať, že sa dosiahne správnym vybavením respirátorom (líši sa za každého štádia), TLV (práhová limitná hodnota) je prahová koncentrácia - všeobecne vyjadrená v častiach na milión, ppm - pre bezpečnosť osôb vystavených nebezpečným látkam. APF vynásobená TLV látky udáva koncentráciu znečisťujúcich látok, ktorým operátor môže byť vystavený nosiac konkrétnu zariadenie. Pre výber a údržbu filtračných zariadení aj pre definícia a užívanie APF a FNM tiež pozrite európsku normu EN 529 a príslušný národný predpis.

APP ŠÚHRNNÁ TABUĽKA

Typ ochranného zariadenia	NPF	APF					Poznámka
		I	FIN	D	S	UK	
Celotvárová maska s filtrom proti časticiam P1	5	4	5	5	5	5	Nie je vhodné, pretože vysoká penetrácia cez filter zvyšuje celkový prienik dymom. Nevhodné pre tekuté aerosóly, karcinogénne a rádioaktívne častice, mikroorganizmy a biochemické činidlá.
Celotvárová maska s filtrom proti časticiam P2	16	15	15	15	15	15	Nie je vhodné pre ochranu proti rádioaktívnym látkam, mikroorganizmom a aktívnym biochemickým látkam.
Celotvárová maska s filtrom proti časticiam P2	1000	400	500	400	500	400	
Celotvárová maska s plynovými filtrami *	2000	400	500	400	500	20	Filtere plynové A, B, E, K, AK, SX, HgP3, N0P3 pre rúrne spojky. Pre ďalšie informácie pozrite PORTWEST informácie o filtroch a návode na použitie
Zariadenie s kombinovaným filtrom	Uvedené násobky prahu plynových filtrov alebo častíc sú uvedené samostatne, ale vo všetkých prípadoch platí najvyššia hodnota						

* Pri použití plynových filtrov neprekročte nasledujúcu koncentráciu : Trieda 1 < 0,1 % objemu, trieda 2 < 0,5 % objemu, trieda 3 < 1 % objemu... (EN 14387: 2004 Standard).

2 - Schválenie a značenie

PORTWEST celotvárové masky sú osobnými ochrannými zariadeniami, ktoré spadajú do kategórie III so zretelom na nariadenie (EÚ 2016/425) a následných zmien. Masky boli certifikované v súlade s harmonizovanou normou EN 136: 1998 a spĺňajú požiadavky pre triedu 2 (model P500) a alebo triedy 3 (model PS16).

2.1 Značenie

Príklad značenia podľa normy EN 136: 1998 štandardu



kde: P500 označuje model masky; EN 136: 1998 označuje referenčnú európsku normu; CL2 označuje triedu podľa normy EN 136 normu, do ktorej zariadenie patrí; CE je označenie označujúce zhodu s požiadavkami bezpečnosti a ochrany zdravia podľa nariadenia EÚ 2016/425 Modul 2 a zhodu s normou EN 136: 1998. 0426 uvádza, že taliansky s.r.l., Viale Sarca, 336-20126 Milano, Taliansko, je notifikovaný orgán zodpovedný za kontrolu podľa PPE Regulation 2016/425 Modul C2 (PORTWEST) Označenie vyjadruje výrobcu a je značené na vnútornej strane masky.

2.2 Prvky označovania

Všetky komponenty, ktoré sú schopné vyplniť bezpečnosť prostredníctvom štandardu sú označené tak, aby boli ľahko identifikovateľné. Najmä v nasledujúcej tabuľke sú uvedené súčasti, ktoré sú významné ikónou a / alebo s rokom výroby, ktorú navrhla norma EN 136: 1998 (Prospect A.1, App. A).

Prvky	Značenie	Poznámky
Výdychová membrána	NG/11	-
Pripojenie pre špeciálne filtre s bajonetom	M/31	-
Tvárové tesnenie	M/6-A	3)
Prostroj	M/1,2	3)
Hľadie	N/8	3)
Vnútrná maska	M/9	3)
Upínacie súčasti		

- 1) = na prvku je označený iba rok výroby
- 2) = na prvku je označený iba názov / kód komponentu
- 3) = na prvku je označené meno a dátumom výroby

Následujúci symbol označuje rok a / alebo mesiac výroby



3 - UPOZORNENIE A OBMEDZENIA POUŽITIA

P500 celotvárové masky sú vybavené dvoma bajonetovými špeciálne pripojovacími držiakmi filtra, a preto musia byť používané výhradne s filtrami z PORTWEST série so špeciálnym pripojením bajonetu. PS16 celotvárové masky sú vybavené na použitie s jedným filtrom s pripojením filtra EN 148-1.

Tieto celotvárové masky sú OOP, ktoré nedodávajú kyslík. Môžu byť použité spoločne s filtrom len v oblastiach, kde koncentrácia kyslíka je > 17%, alebo < 23% objemu. (Toto obmedzenia sa môžu líšiť podľa národných predpisov).

Filtrácia (Zariadenie nesmie byť použité v obmedzených priestoroch (napríklad čistým, tunel) z dôvodu nedostatku kyslíka (O2, < 17%) alebo v prítomnosti ťažkých plynov ktoré vytláča kyslík (napríklad oxid uhličitý). Nepoužívajte filtračné respirátory v kyslíkom obohatenom prostredí (> 23%), z dôvodu pravdepodobného nebezpečenstva vzniku požiaru alebo výbuchu. Neprevádzkujte na ochranu dýchania proti znečisťujúcim látkam, ktoré majú špecifické vlastnosti, alebo sú neznáme alebo bezprostredne ohrozujú život a zdravie či proti chemikáliám, ktoré vytvárajú vysoké teploty pri reakcii s chemickými filtrami.

Tieto masky sú navrhnuté tak, aby boli kompatibilné s väčšinou bežných pokryvkov hlavy (príby, chrániče slnka, atď.) A s ochranným odevom (kombinuje); keď celotvárová maska používa súčasne, napríklad s príbrvou pre ochranu hlavy alebo klapkami na úst pre ochranu sluchu, je nutné udržiavať pozornosť a nosiť dýchacie prístroje za podmienky, že vždy treba skontrolovať tesnosť masky.

Tieto masky nesmie byť použité v prípade, že životné prostredie a znečistenie sú neznáme. V prípade pochybnosti je nutné použiť izolačné respirátory, ktoré fungujú nezávisle na atmosfére.

Neuhod opustiť pracovný priestor, skontrolujte integritu respirátora a nahradte diely, ak je diel je poškodený b) dýchacie sa stava obtiažnym c) máte závat alebo iné ťažkosti, d) cítite pach alebo kontaktantov alebo doso do k podráždeniu.

Pre použitie s plynovým a častícovým filtrom. Postupujte podľa pokynov a obmedzení použitia uvedených v návode príslušného výrobku.

Nikdy neupravujte alebo nemeňte toto zariadenie.

Ak je dýchac chránič použitý vo výbušnom prostredí, postupujte podľa pokynov pre takéto oblasti. Referenčná norma EN 136 nevyžaduje žiadnu skúšku prieniku chemikálií. V prítomnosti zápalných agresívnych chemikálií nie je zárukou nepriepustnosť pre tieto znečisťujúce látky a je zakázané ich používanie.

Len na používanie kvalifikovanými a vyškolenými osobami. Fyz, dlhé kotlety a pod. môžu narušovať prílnosť masky na tvár a môžu spôsobiť ich vzduchu. Nepoužívajte v takýchto prípadoch alebo nositeľ bude zodpovedný za prípadné škody, ktoré by mohli byť spôsobené týmto nesprávnym použitím.

4 - návod na použitie

4.1 Kontrola pred použitím

Pre každým použitím masky, je nevyhnutné vykonať jej kontrolu, skontrolovať jej správne fungovanie.

SKONTROLUJTE POSTUP:

- 1) Skontrolujte, keď vytiahnete masku z krabice; starostlivo skúmajte masku, skontrolujte, či na nej nie sú poškodenia, roztrhnutia alebo znaky opotrebenia; skontrolujte stav tvárové časti pre deformáciu a nepokojnosť, skontrolujte materiál, ktorý má byť pevny;
- 2) Skontrolujte exhalčný ventil a inhalčný ventil či nemá deformácie, zlomenie alebo nie je roztrhnutý. Ventily sa musia čistiť, nesmú byť deformované a volne sa pohybovať;
- 3) Skontrolujte stav šítu / priezoru a jeho čistotu;
- 4) Uistite sa, že stav hlavového zväzku a elasticita popruhov sú v poriadku

4.2 Nasadenie a kontrola nosenia

- Po kontrole pred použitím, nasadte masku podľa tohto postupu:
- 1) Natiahnite popruh hlavového postroja čo možno najviac; dajte postroj za krk a vložte bradu do tvárového tesnenia, a držte dva spodné popruhy otvorené pomocou rúk. Potiahnite masku cez hlavu a upravte ju na tvári. Uistite sa, že vlny nezostávajú zachytené medzi tesnením a čelom;
 - 2) Nastavte bočné popruhy, potom vrchný a nakoniec spodné. Neutahajte popruhy príliš;
 - 3) kontrola negatívneho tlaku, zatiaľ čo máte na sebe masku, zavrite držiaky filtra pomocou dlani rúk a zhlboka sa nadýchajte. Masky by sa mala prehnuť smerom k tvári a to dovedy, dokým trvá vychýlenie;
 - 4) Pozitívna kontrola tlaku, umiestnite dlani na kryt výdychového ventila a zhlbka vydychnite. Masky sa mierne vydúje, to znamená, že sa dosiahla správneho nasadenia.

Tieto kontroly sú potrebné na ubezpečenie sa, že tvárové tesnenie bolo správne nasadené. Ak tomu tak nie je, napomte alebo opätovne nastavte masku tvár. Potom opakovite kontrolu a to dovedy kým tesnenie nie je pekné. V prípade, že sa používajú textilné popruhy (voľtne kovanie na požiadanie), postup je rovnaký. Ak nemôžete dosiahnuť správnu tesnosť nevstupujte do napadnutej oblasti.

4.3 Montáž

Výberite filtre v závislosti od typu kontaminantu, skontrolujte dátum použiteľnosti a nasadnite ich do dvoch bočných špeciálnych konektorov uistite sa, že tesnenie v dolnej časti bajonetu má dobrý kontakt. Pre správne použitie filtrov, pozrite informácie týkajúce sa ich užívania, ktoré sú priložené k filtrom a venujte pozornosť tomu aby oba filtre boli rovnomerne po triedy, teraz, po skúste tesnosť a kontrolu filtra, môže vytvoriť do napadnutej oblasti. Poznámka k použitiu respirátora: Filtere musí vymeniť, keď používateľ začne cítiť zápch, keď alebo podráždenie. Filtere proti časticiam sa musia vymeniť najneskôr vždy ak pri dýchaní je odpor príliš vysoký

5 - Čistenie a skladovanie

5.1 Čistenie a dezinfekcia

Vyneberte osobitnú starostlivosť akékoľvek nečistoty na maske. Všetky čistiace operácie by mali prebiehať v bezpečných podmienkach. Na čistenie hľadie nepoužívajte rozpúšťadlá. Nepoužívajte abrazívne látky. Čistiť a dezinfikovať masku výhradne podľa tohto postupu.

- 1) Po odložení masky a kontaminovaných filtrov, čistiť pod tečúcou vodou, aby sa odstránila väčšina nečistôt a potom čistiť úplnejšie umiestnom do teplej vody (teplota nie vyššia ako 40 ° C) s neutrálnym mydlom. Pokiaľ je požadované dezinfekcia, možno použiť roztok dezinfekčného prostriedku na základne kvartérnych amoniových zlúčenín (2) vyusite masku s mliekom, čistou handričkou alebo ju nechajte prirodzene uschnúť. 3) Keď je suchá, vyčistite hľadie s čistou vatou.
- Preskúmajte masku v súlade s výške uvedeným postupom a podľa rovnakej postupy pri mesačnej kontrole. Ak je maska chybna, nepoužívajte ju.

6. Skladovanie

Je vhodné, aby ste novú masku ponechali v originálnom balení, v dobre vetranej miestnosti, mimo slnka, tepla a nečistôt. Skladovanie musí byť vykonané medzi -10 ° C a + 50 ° C pri relatívnej vlhkosti < 80%. PORTWEST celotvárové masky môžu byť použité do 10 (desiatich) rokov, v prípade riadneho skladovania.

7. Výskvová dokumentácia

Pozrite sa na poslednú stránku tohto používateľského letáku

Štiahnite si vyhlásenie o zhode @ www.portwest.com/declarations

FI KÄYTTÖOHJE KÄYTTÖÖN JA HUOLTOA VARTEN

Kokomaskeja on käytettävä näiden ohjeiden mukaan. Huono huolto, asiain käyttö ja väärät varoast tekevät maskista vaarallisen hengelle, valmistaja ei vastaa ohjeiden vastaisesta käytöstä. Hengityssuojaimia saa käyttää vain ammattilaiset, joilla on asianmukainen koulutus suojaimien. Ennen käyttöä on varmistettava esmiehettä soveltuvuus ja käytön rajoitukset.

Varoitukset: Mikäli tämä ohje katooa ottakaa yhteys allaolevaan osoitteeseen ja antakaa tunnus 99USP.

Katso tuotteessa olevat merkinnät standardin vastaavuudesta. Ainoastaan standardit, jotka löytyvät tuotelappujen kuvakkeista sekä myös käyttöohjeista ovat soveltuva ko. tuotteelle. Kaikki nämä tuotteet täyttävät asetuksen EU 2016/425 vaatimukset.

Yleistä

KUVAUS

Malli	Luokka	Käytetyt suodattimet	Kasvotivistemateriaali
P500	2	Erityisbajonetti	Kumi
PS16	3	Luokitus EN 148-1	Kumi

Portwest kokomaskit on luokitettu EN 136:1998 luokka 2 (P500) ja luokka 3 (PS16) ja rakenne on:

1. ulkoinen kasvotiviste
2. Laaja panoraamvisiiri valettu runkoon
3. Etuosa tukee hengitysentiliä

4. Kaksi vaakasuodatinta erityisbajonetilla (P500), tai yksi keskussuodatin kiinnitys EN148-1 liitin PS16.

5. Maskissa on kaksi sisäistä ilmakehää parantamassa ilmakehää ja vähentämässä sumuntuumia ja hiilidioksidin kertymistä.

6. 6-pistekiinnikkeet valettu synteettisestä kumista ja mukana pikaliittimet.

Portwest-maski sopii useimmille kasvomuodoille ilman painumia tai hiertymiä.

1.2. Piirros ja osaluettelo

Katso suurennettu piirros takasivulla

1.3. Käytötavat

Suodattimen oikea käyttö, tutustu ohjeeseen. Kokomaskia käytetään sijoittamaan silmiä ja hengitystä. Erityinen käyttöaritus on suojata myrkyllisiä ja vaarallisia aineita. Portwest kokomaski suojaa kasusilta ja hiukkasilta tai yhdistelmistä. Ennen käyttöä tutustu ohjeeseen.

1.4. Suodattimella varustetun maskin valinta

Valittava tämän tyyppin suojainta on otettava huomioon: NPF korkein hyväksyttävä vuoto sisään EN luokituksen mukaan 100% korkein hyväksytyt. APF korkein odotettavissa oleva suojaustaso kun suojain on oikein asetettu kasvoille. TLV kyllästyskynnyksen ilmoitettuna ppm (miljoonasosa) alitustavassa vaarallisille aineille. Kun APV arvo kerrotaan TLV arvolla saadaan pitoisuus, joka määrää suojaimen käyttöaika-asteita. Tästä on myös säädetty ENS29 luokituksessa.

APF TAULUKKO

Suojavälineen tyyppi	NPF	APF					Huomio
		I	FIN	D	S	UK	
Kokomaski hiukkasuodattimella P1	5	4	5	5	5	5	Ei suositella luokaa ylömskas paine lausa vuotava sisälle. Ei voida nesteosastoille, ka ransingoneille, radio aktiivisille aineille ja biokemikaaleille.
Kokomaski hiukkasuodattimella P2	16	15	15	15	15	15	Ei suojaa radioaktiivisuudelta ja biokemikaaleilta.
Kokomaski hiukkasuodattimella P2	1000	400	500	400	500	40	
Kokomaski kaasusuodattimella	2000	400	500	400	500	20	Kaasusuodattimet A,B,E,KAM,SL,HgP3,NOP3 et tarkoituksellisesti P0RTWEST suodattimen käyttöohjeessa.
Suojain yhdistelmäsuodattimella	Kynnysarvot on annettu kasuulle mutta alin arvo aina määrittelee vaatimustason.						

* kaasusuodatinta käytettäessä ei saa ylittää seuraavia arvoja: luokka 1 <0.1% vol luokka 2 <0.5% vol luokka 3 <1% vol EN 14837:2004 luokitus

Hyväksymät ja merkinnät

Portwestin kokomaskit ovat henkilösuojaimia, jotka täyttävät III-luokan asetuksen EU 2016/425 viimeisimmän muutosten mukaiset vaatimukset. Maskit on sertifioitu (EN 136:1998) joko luokkaan 2 (mallit P500 ja) tai luokkaan 3 (malli PS16)

- 2.1. Merkintä
Esimerkki merkinnässä EN136:1998



missä; P500 osoittaa maskin mallinumeron; EN 136:1998 viittaa Eurooppalaisen standardiin; Cl,2 taas sen mihiin luokkaan EN 136 standardissa tuote sijoittuu; CE-merkki osoittaa, että tuote vastaa EU asetuksen 2016/425 2-litteen mukaisia turvallisuusvaatimuksia ja on yhdenmukainen EN 136:198 standardin kanssa. Numero 0426 viittaa laitokseen; Italcraft S.r.l. Viale Sarca, 336-20126 Milano, Italia. joka valvoo, että tuotteet täyttävät henkilösuojaimien asetuksen 2016/425 2-litteen mukaiset vaatimukset.

(PORTWEST) Merkintä ilmoittaa valmistajan ja se on merkitty sisämaskiin.

Osien merkintä

Kaikki osat joiden suojauskyky alenee ikätyessä on selvästi merkitty. Erityisesti taulukossa on listattu osat ja niiden värikoodit ja tai valmistusvuosi EN136:1998 prospect A.1. App.A.

Osat	Merkinnät	Huomio
Uloshengitysverkko	NG/11	-
Bajonetin liitin	M/31	-
Kasvotiviste Hihnät	N/6-A	3)
Visiiri	M/8	1)
Sisämaski	M/1.2	3)
Kiristysnauha	N/8	3)
	M/9	3)

- 1)= osaan on merkitty valmistusvuosi
 - 2)= osaan on merkitty osan nimi/koodi
 - 3)= osaan on merkitty osan nimi ja valmistusvuosi
- Alla oleva merkki näyttää valmistusajan (vuosi / kk)



3 Varoitukset ja käyttörajoitukset

P500 maskissa on kaksi värikkästä suodatinkuokaa ja siksi ainoastaan Portwest suodatintia tulee käyttää. PS16 kokomaskia käytetään EN148-1 suodattimen kanssa Kokomaskit eivät toimita happea. Sitä voidaan käyttää vain kun happipitoisuus on yli 17% tai alle 23%. Kansalliset määräykset voivat ohjeistaa muuta. Suojainta ei saa käyttää suljetussa tilassa esim tunnelissa koska ilmassa voi olla happivaajasta tai ilma voi sisältää ensin hiilidioksidia.

Ei saa käyttää yli 23% happipitoisessa tilassa palavaan takia. Ei saa käyttää ilmastossa, jossa on tuntemattomia hajuuttomia tai maunomia aineksia tai suojaamaan kemikaaleja vastaan, jotka kuumenevat tai reagoivat kemikaalien kanssa.

Maskin on suunniteltu toimimaan yhdessä useimpien pääsuojainten kanssa samoin kuin suoja-asujen kanssa. Yhdesä esim kuulosuojainten,kypärien ja suojaahalarin kanssa. Maskin tiivisyys on aina tarkastettava. Maskia ei saa käyttää kun ilmaston pitoisuus ei tunneta. Jos on epäilystä on käytettävä happilaitteita.

Jos suojain naarmuntuu tai vahingoittuu on alueelta poistuttava heti ja tarkastettava maskin tiivisyys. Samoin jos hengitys vaikeutuu tai väsymistä ja huimaamista ilmenee. Jos hajua tai makua tuntuu on alueelta poistuttava heti. Kasu ja hiukkasuodatintia tulee käyttää valmistajan ohjeiden mukaan. Suojainta ei saa korjallia tai muunnella.

Kun suojainta käytetään räjähdysriskissä ympäristössä noudata ohjeita.

EN136 testit ei edellytä kemikaalien läpäisytettä. Vain asianmukaisesti koulutettu henkilöstö saa käyttää suojainta. Parta pulsoingit ja silmälasit vaikuttavat suojaukseen ja voivat päästää kaasuja sisään ja ulos. Tällaisessa tilanteessa koko vastuu käytöstä on käyttäjällä.

Käyttöohje

4.1. Tarkista ennen käyttöä Ennen käyttöä on maski tarkastettava ja varmistettava toimintakunto.

TARKASTUS

- 1) Käyttöönottaessa suorita ulkoinen tarkastus ja ettei maski ole vahingoittunut. Tarkista myös tiivisteiden kunto ja muut materiaalit ja niiden eheyys.
- 2) Tarkasta hengitysentiliä ja sen muoto, kolhut ja kuluneisuus. Venttiilien tulla olla puhtaasta ja alkuperäisen muotoiset.
- 3) Tarkasta puhtaus ja eheys
- 4) Tarkasta hihnojen kunto ja joustavuus.

4.2. Sovitus

- Käyttöönottaessasi tarkastuksen jälkeen käyttöönnotto tehdään seuraavasti:
- 1) Venytä nauhoja mahdollisimman paljon ja laita nauhat päätä taakse samalla aseta leuka kasvotivisteeseen ruunaan samalla pitäen alihahnat kadassa. Paina maski kasvoille tiiviisti, tarkista ettei hiuksia jää väliin.
 - 2) Kiristä sivunauhat seuraavaksi ylhäältä ja lopuksi alihahnat. Ei saa kiristää liikaa.
 - 3) Alipaine kohdistuu poskiin kun suljet kämmenellä venttiiliin ja hengität sisään. Maski tiivistyy kasvoja vasten ja pysyy kunnes hengität ulos.
 - 4) Ulospäin hengittäessä tiivisyys tarkentuu kun peität venttiiliin ja hengität ulospäin keuyesti. Jos maski pullistuu liustava ulospäin kiinnitys onnistunut. Nämä kokeet tulee tehdä, että varmistetaan tiivisyys. Mikäli kiinnitys ei onnistunut aloita alusta ja toista kunnes tiivisyys on varmistettu. Sama ohje koskee kangashihnoja (saatavana erikoistilauksesta) Mikäli tiivisyys ei onnistu ei työtä saa aloittaa.

Kokoonpano

Valitse suodatin vaara-aineen mukaan, tarkista viimeinen käyttöpäivä, kiinnitä suodattimet kunnolla. Oikea käyttö varmistetaan ja valittava oikeanlaiset suodattimet ja oikea luokka. Kun maski ja suodattimet sekä kiinnitys on varmistettu voi mennä työalueelle. Kun alkua tuntua hajua tai makua tai hengitys vaikeutuu on alueelta poistuttava ja vaihdettava suodattimet.

Puhdistus ja varusteinti

Seuraa tarkasti visiriin tartuttavia aineita. Jos puhdistustarvetta on se aina tehtävä puhtaalla alueella. Ei saa käyttää hankaavia pyyhkeitä tai liuottimia. 1) Kun poistat maskin pese puhtaalla vedellä ja poista liat. Lopuksi tee lopullinen puhdistus saippualla ja lämpimällä vedellä. Jos tarvitaan desinfiointia käytä ammoniakkipohjaista puhdistusainetta. 2) Kivua maski puhtaalla puuvillapyyhkeellä. 3) Kun suojain on kuivunut kuivaa ja puhdisti visiri puhtaalla puuvillapyyhkeellä. Tarkasta maski säännöllisesti ja mikäli vikoja on havaittavissa ei maskia saa käyttää.

6. Varasteinti Suosittelemme uusien suojainten pitämistä omassa laatikossaan kunnes käyttöönnotto alkaa. Varasteinti -10 ja 50C välisessä lämpötilassa ja suhteellinen kosteus korkeintaan 80%. Kun Portwest suojainta huolletaan ja käytetään ohjeen mukaan on käyttöikä ainakin 10 vuotta.

Piirros

Katso tämän ohjeen takasivu

Vastaavuustodistus osoite: www.portwest.com/declarations

HR UPUTSTVA ZA KORIŠTENJE I ODRŽAVANJE PORTWEST MASKI ZA KOMPLETNU ZAŠTITU LICA

PORTWEST maske za kompletnu zaštitu lica moraju se koristiti i održavati u skladu sa sljedećim uputama što se tiče uporabe, ograničenja i održavanja. Nepravilna uporaba, korištenje neprikladnih rezervnih dijelova ili loše održavanje je opasno za zdravlje i sigurnost te ponovita jamstvo i oslobađa proizvođača od svake odgovornosti. Bitno je naglasiti da osobna zaštitna oprema za zaštitu dišnih organa mora uvijek biti korištena od strane posebno obučeni ljudi, pod nadzorom osobe potpuno svjesne ograničenja primjene tih uređaja i zakona koji su na snazi u određenoj zemlji.

Upozorenje
Ako izgubite ovu uputu ili ako vam je potrebna dodatna kopija, obratite se na adresu ispod i navedite ovu šifru: 99USP

Pogledajte etiketu proizvoda / oznake za detaljne informacije o odgovarajućim normama. Primjenjujte se samo norme i oznake koji se pojavljuju u na proizvodu i na korisničkom uputstvu ispod. Svi ovi proizvodi su u skladu sa zahtjevima Regulative (EU 2016/425).

1 - OPĆENITO

Model	Klasa	Korišteni filteri	Materijal koji prijanja uz lice
P500	2	Poseban bajonet	Guma
PS16	3	Standard EN 148-1	Guma

PORTWEST maske za kompletnu zaštitu lica ispitane su u skladu s normom EN 136: 1998 kao klasa 2 (P500) i klasa 3 (PS16) ima:

1. Dio za prijanjanje na lice
2. Izuzetno široki panoramski vizir oblikovan u polikarbonatu
3. Prednji komponenti koji podržava izdinski ventil i njegovim držačem
4. Dva bočna držača filtera s posebnim bajonetom priključkom (P500) ili jednim srednjim držačem filtera s EN 148-1 priključkom (PS16)
5. Unutarnja maska za bolje prijanjanje od silikona sadrži dva ventila za cirkulaciju zraka koji sprečava vruć i maglenja i stvaranja prekomjerne razine udjeljenog dioksida u izdahnulom zraku
6. Oklop za glavu sa 6 točaka, oblikovan od sintetičke gume s kopčama za brzo pričvršćivanje

PORTWEST maske za kompletnu zaštitu lica dizajnirane su da savršeno prijanjaju, bez neugodnog pritiska, većini oblika lica.

Vidi proširenu sliku komponenti maske na zadnjoj stranici.

1.1 Primjena

Za pravilno korištenje filtera pogledajte odgovarajuće upute za uporabu. Maska za kompletnu zaštitu iz ove kolekcije mogu se koristiti u uvjetima koji zahtijevaju zaštitu oči i dišnih puteva. Preporučuju se posebno za otvorene i / ili opasne tvrtke. PORTWEST maska za kompletnu zaštitu lica može se koristiti s filterima za plin, čestice i kombiniranim filterima s posebnim bajonetom priključkom. Za pravilno korištenje i izbor filtera za plin pogledajte upute za uporabu.

1.4 Odabir zaštite za dišne puteve opremljene filterom
Za odabir sredstva ove vrste osobne zaštite, potrebno je uzeti u obzir sljedeće pokazatelje: NPF (nominalni faktor zaštite) je vrijednost koja dolazi od maksimalnog postotka ukupnog unutarnjeg propuštanja dopuštenog relevantnim europskim standardom (NPF = 100 % maksimalno ukupno priznato unutarnje propuštanje). APF (propisni faktor zaštite) je razina zaštite dišnih puteva koja se realno može postići samo pravilno postavljenim respiratorom (računika je za svaku drošču). TLV (prag granicne vrijednosti) je prag koncentracije - općenito izražen u dijelovima na milijun, ppm - za sigurnost ljudi koji su izloženi opasnim tvarima. APF pomnožen s TLV tvri daje koncentraciju onečišćujućih tvari kojima korisnik može biti izložen noseći određeni uređaj. Odabir i održavanje uređaja za filtriranje i definiranje i korištenje APF i NPF se odnosi na europsku normu EN 529 i odgovarajuće nacionalne propise.

APF REZIMIRAJUĆA TABLICA

Vrsta zaštitne naprave	NPF	APF					Napomena
		I	FIN	D	S	UK	
Maska za kompletnu zaštitu lica s filterom za čestice P1	5	4	5	5	5	5	Nije preporučljivo kod visoke penetracije kroz filter povećava ukupnu unutarnju propusnost. Nije prikladno za tekuće aerosole, kancerogene i radioaktivne tvari, mikroorganizme i biokemijska sredstva.
Maska za kompletnu zaštitu lica s filterom za čestice P2	16	15	15	15	15	15	Nije prikladno za zaštitu od radioaktivnih tvari, mikroorganizama i aktivnih biokemijskih agena.
Maska za kompletnu zaštitu lica s filterom za čestice P3	1000	400	500	400	500	400	Filteri za plin A, B, E, K, AX, SX, HgP3, N0P3 za dodatnu informaciju pogledajte upute za korištenje za PORTWEST filtere.
Maska za kompletnu zaštitu lica s filterom za plin*	2000	400	500	400	500	20	Filteri za plin A, B, E, K, AX, SX, HgP3, N0P3 za dodatnu informaciju pogledajte upute za korištenje za PORTWEST filtere.
Uređaj s kombiniranim filterom	Navedeni višestruki granicne vrijednosti filtera za plin ili čestice navedeni su odvojeno, ali u svim slučajevima primjenjuje se najniža vrijednost						

* Kod korištenja filtera za plin ne prelazite sljedeće koncentracije: klasa 1 <0,1% u vol., klasa 2 <0,5% u vol., razred 3 <1% u vol. (Standard EN 14387: 2004).

2 - ODOBRENJA I OBLJEŽAVANJE

Portwestove maske za cijelo lice su osobni zaštitni uređaji koji spadaju u kategoriju III prema Regulativi (EU 2016/425) i naknadnim izmjenama. Maske su certificirane u skladu sa harmoniziranim normom EN 136:1998 i zadovoljavaju zahtjeve propisane za klasu 2 (modeli P500 i 1) ili klasu 3 (modeli PS16).

2.1 Obilježavanje

Primjer obilježavanja sukladno normi EN 136:1998



gdje: P500 označava model maske; EN136:1998 označava referentnu europsku normu; CL2 označava klasu koju uređaj pripada po normi EN136:1998. Oznaka CE označava usklađenost sa zdravstvenim i sigurnosnim zahtjevima Regulative (EU 2016/425 Modul 2 i usklađenost sa normom EN 136: 1998. Broj 0426 pokazuje da je Italcert S.r.l., Viale Sarcia, 336-20126 Milano, Italija, imenovano tijelo zaduženo za kontrolu O20 u skladu sa Regulativom 2016/425 Modul 2

Obilježje **non-overseas** označava proizvođača, a oznaka se nalazi na unutrašnjoj maski.

2.2 Obilježavanje komponenta

Sve komponente koje su u stanju utjecati na sigurnost u vidu roka trajanja, označene su i lako prepoznatljive. U sljedećoj tablici navedene su komponente koje su označene svojim kodom i / ili s godinom proizvodnje, kada je to predloženo od strane od norme EN 136:1998 (Prospect A.1, App. A).

Komponente	Oznake	Napomene
Izdinska membrana	NG/11	-
Priključak za posebni bajonet filter	MI/31	-
Dioza prijanjanje na lice	N/6-A	3)
Remen Vizir	M/8	1)
Unutarnja maska	M/1.2	3)
Zatezna traka	N/8	3)
	MI/9	3)

- 1) = na komponenti je označena samo godina proizvodnje
 - 2) = na komponenti je označeno samo ime / šifra komponente
 - 3) = na komponenti su označeni ime i datum proizvodnje
- Simboli koji slijedi označava godinu i / ili mjesec proizvodnje



3 - UPOZORENJA I OGRANIČENJA ZA KORIŠTENJE

P500 e za cijelo lice su opremljene s dva bočna bajonet držača filtera s posebnim priključkom, te se stoga moraju koristiti isključivo s filterima iz PORTWEST kolekcije s posebnim bajonetom priključkom.

PS16 maske za cijelo lice su opremljene na način da se koriste s jednim filterom s EN148-1 priključkom za filter.

Ove maske za cijelo lice su PPE i ne opskrbljavaju kisikom. Mogu se koristiti zajedno s filterima samo u područjima gdje je koncentracija kisika > 17% ili <23% u volumenu. (Ovo ograničenje se može razlikovati ovisno o nacionalnim propisima)

Uređaj za filtriranje ne smije se koristiti u zatvorenim prostorima (npr. disterne, tunelovi) zbog nedostatka kisika (O2 < 17%) ili prisutnosti teških plinova koji smanjuju udio kisika (npr. ugljik dioksid). Ne koristite respirator za filtraciju u prostorima obogaćenim kisikom (> 23%) zbog opasnosti od nastanka požara ili eksplozije.

Ne koristite za zaštitu dišnih organa od atmosferskih zagađivača koji imaju slabu svojstva upozorenja ili su nepoznati, ili neposredno opasni za život i zdravlje ljudi ili protiv kemikalija koje generiraju visoke temperature kod reakcije s drugim tvarima.

Ove maske su dizajnirane da budu kompatibilne s većinom uobičajene opreme za glavu (kacige, antenoi, itd.) i zaštitne opreme (kombinezoni); kada se maska za cijelo lice koristi istovremeno, na primjer, s kacigama za zaštitu glave ili slušalicama za uzi za zaštitu sluha, potrebno je obratiti pažnju i nositi respiratorne uređaje preko kapuljače i najbolje je uvijek provjeriti zategnutost maske.

Ove maske ne smiju se koristiti ako su okoliš i onečišćenje nepoznati. U slučaju sumnje, moraju se koristiti izolački respiratori koji djeluju neovisno o atmosferi. Odmah napustiti radno okruženje, provjeriti cjelovitost respiratora i zamijeniti dijelove ako: a) su dijelovi oštećeni i) disanje postaje teško c) dolazi do vrtoglavice ili druge slabosti d) osjećate okus ili miris zagađivača ili dolazi do iritacije

Za uporabu s filterima za plin i čestice slijedi upute i ograničenja uporabe navedenih u odgovarajućim uputama proizvođača.

Nikada ne radite izmjene i ne popravljajte ovaj uređaj. Kada se zaštići za dišne puteve koristi u eksplozivnim okruženjima, slijedite dane upute za ta područja.

Referentni standard EN 136 ne zahtijeva test na propusnost kemikalija. U naznačeno posebno agresivnih kemikalija ne jamči nepropusnost na takve zagađivače i zbranjeno je korištenje.

Za uporabu isključivo od strane obučeni i kvalificiranog osoblja. Braće, djedi zulu ili okvir naočala može ometati prijanjanje maske na lice imože izazvati propuštanje zraka. U tom slučaju ne koristiti masku jer će u protivnom korisnik biti odgovoran za svu tešku nastalu neispravnosti respiratorom.

4 - UPUTE ZA UPORABU

4.1 Provjera prije uporabe

Prije svakog korištenja maske, potrebno je provesti provjeru, da bi se osiguralo i ispravnost.

POSTUPAK PROVJERE:

- 1) Kada masku izvadite iz kutije potvrdite je; pažljivo pregledati masku, provjeriti ima li znakova oštećenja, rupa ili prljavštine; provjeriti je li dio koji prijanja uz lice deformiran te provjeriti materijal koji ne smije biti krut;
- 2) Prekontrolirati ventile za udisaj i izdisaj da nemaju deformacija ili oštećenja. Ventili moraju biti čisti, bez oštećenja i slobodni za kretanje;
- 3) Prekontrolirati stanje i čistoću vizira
- 4) Osigurati da je remenje za pričvršćivanje ispravno i elastično te da su trake u potpunosti rane.

4.2 Postavljanje maske i provjera

Nakon provjere prije korištenja maske, postavite masku prema sljedećem postupku:

- 1) Izdružiti trake remenja što je više moguće; staviti remen iz vrata i položiti bradu unutar dijela za prijanjanje držeć dvije donje trake otvorene. Povući masku preko glave i podesiti ju na lice. Pobrinute se da kosu ne zapinje između lica i maske;
- 2) Podesiti trake na bočnim stranama, zatim gornje i na kraju donje trake. Trake se ne smiju previse zatezati;
- 3) Provjera negativnog pritiska; kod nosite masku, zatvorite oba držača filtera koristeći dlanove ruku i duboko udahnite. Maska bi trebala napraviti vakuum na licu i ostati tako sve dok udahnete zrak;
- 4) Provjera pozitivnog pritiska; postavite dlan ruke preko izdinskih ventila i lagano izdahnite. Ako se maska lagano nadigla od lica, to znači da je pravilno postavljena.

Ove provjere su potrebne kako bi bili sigurni da je maska pravilno postavljena. Ako nije, potrebno je zategnuti trake ili podesiti masku na lice. Zatim ponoviti provjeru sve dok nije postignuto savršeno prijanjanje. U slučaju korištenja remenja od tekstila, postupak je isti. Ukoliko ne možete pravilno postaviti masku, ne ulazite u kontaminirano područje.

4.3 Sastavljanje

Odaberite filtere prema vrsti onečišćenja zraka, provjerite rok trajanja i oba pričvrstite na posebni bočni priključak, čime se osigurava da filteri na donjaj bagnetu s otvorom III dobar kontakt. Za ispravno korištenje filtera, pogledajte odgovarajuće upute za uporabu filtera i obratite pozornost da koristite filtere jednake vrste i klase. Nakon ispitivanja i provjere nepropusnosti filtera možete ući u kontaminirano površinu. Napomena o korištenju respiratora: plinski filteri se moraju zamijeniti kada korisnik počne osjećati miris, okus ili iritaciju. Filteri za čestice moraju se zamijeniti najkasnije onda kada otpor disanja postane previsok.

5 - ČIŠĆENJE I SKLADIŠTENJE

5.1 Čišćenje i dezinfekcija

Vodite posebnu brigu o svim zagađivačima deponiranim na masku. Sve operacije čišćenja trebale bi se održati u sigurnim područjima. Ne koristite abrazivna sredstva i otapala za čišćenje vizira. Primjenite isključivo ovaj postupak za čišćenje i dezinfekciju maske:

- 1) Nakon uklanjanja maske i kontaminiranog filtera, čistiti pod tekućom vodom da bi uklonili većinu zagađivača; zatim pomnije očistiti stambenim u vruću vodu (temperatura ne viša od 40 ° C) s blagim sapunom. Ako je postojala dezinfekcija, koristite otopinu zajedničkog sredstva za dezinfekciju na temelju kvaternih amonijevih spojeva.
- 2) Osušiti masku mekanom, čistem krpom ili jupstisi da se prirodno osuši.
- 3) Kad je maska suha, očistiti vizir čistom vatom.

Pregledajte masku prema gore navedenom postupku i slijedite isti postupak za mjesecni pregled. Ako je maska oštećena, nemajte je koristiti.

6. Skladištenje

Novo maske preporuča se držati u njihovom originalnom pakiranju, u dobro ventiliranoj prostoriji za skladištenje, daleko od sunca, vrućine i zagađivača. Skladištenje se mora provesti između temperatura: -10°C i +50°C sa relativnom vlažnošću < 80%. PORTWEST maske za kompletnu zaštitu lica mogu potrajati do 10 (deset) godina ako se ispravno koriste.

7. Sika

Pogledajte zadnju stranicu ove upute za korištenje

Preuzmite izjavu o sukladnosti na www.portwest.com/declarations

PORTWEST helmasker skal anvendes og vedligeholdes i overensstemmelse med følgende anvisninger for så vidt angår brug, begrænsninger og vedligeholdelse. Forkert brug, brug af uegnede dele eller dårlig vedligeholdelse er farligt for sundhed og sikkerhed og medfører bortalid af ansvar og garanti for producent. Det skal understreges, at personlige værnemidler til åndedrætsværn altid skal anvendes af specialuddannede folk, overvåges af en person helt klar over grænserne for anvendelse af disse enheder, og af de love, der er gældende i det aktuelle land.

Advarsel: Hvis du mister denne indlægsedel, eller hvis du har brug for yderligere eksemplarer, skal du kontakte nedenstående adresse, og henvis kodenummer: 99 USP

Se produktets etiket / mærkning for detaljerede oplysninger om de tilsvarende standarder. Kun standarder og ikoner, der vises på både produktet og brugeroplysningerne nedenfor, gælder. Alle disse produkter overholder kravene i forordning (EU 2016/425).

1 - General

BEKRISELSE

Model	Klasse	Filtere anvendes	Maske materiale
P500	2	Special bajonet	Gummi
P516	3	Standard EN 148-1	Gummi

PORTWEST helmasker testes i overensstemmelse med standard EN 136: 1998 klasse 2 (P500) klasse 3 (P516), og de er sammensat af:

- Ekstern ansigtsstøbtning
- Ekstra bredt panoramavis støbt i polycarbonat
- Front del, der er en støtte til udåndingsventil med holder.
- IO filterholder med særlig bajonet tilslutning (P500) eller en central filterholder med EN 148-1 tilslutning (P516)
- Indvendig maske for at reducere rumfang støbt i silikone forsynet med to luftcirkulation ventiler, der forhindrer dug på visir og med dannelsen af et uforholdsmæssigt kondensatniveau i udåndingsluften
- Hoveddel med seks remme, støbt i syntetisk gummi med hurtig justerings spænder.

PORTWEST helmasker er designet til at opnå en perfekt tætning uden unødige pres på de fleste ansigtsformer.

- ### 1.2 Tegning og komponent liste
- Se stretegning af maske komponenter på sidste side.

1.3 Anvendelse

For korrekt brug filter, se den relevante brugsanvisning. Helmasker i denne serie kan bruges i miljø, der kræver beskyttelse for både øjne og åndedræt. De anbefales særligt til giftige og/eller farlige stoffer. PORTWEST helmasken kan anvendes med gas, partikel og kombineret filter med bajonet fatning. For korrekt brug og valg af gasfilter se den medfølgende brugsanvisning.

1.4 Udvalgelse af åndedrætsværn til filter

For at vælge denne form for personlige beskyttelsesudstyr er det nødvendigt at overveje følgende indikatorer: NPF (nominal beskyttelsesfaktor) er den værdi fra den maksimale procentdel af den samlede indgående lækage tilladt af den relevante europæiske standard (NPF = 100 % maksimale samlede indgående lækage indgår). APF (tilfældt beskyttelsesfaktor) er det niveau af åndedrætsværn, der realitisk kan forventes opnået ved korrekt monteret åndedrætsværn (det er forskellig for hver størrelse, TLV (grænseværdier) er en koncentration tærskel-generelt udtrykt i dele per million, ppm - for sikkerheden for de mennesker, der udsættes for farlige stoffer. Den APF ganget med TLV af stoffet giver koncentrationen af forurenende stoffer, som en operatør kan værduset først en bestemt enhed. Ved udvælgelse og vedligeholdelse af filterings enheder, og for definition og anvendelse af APF og NPF henviser også til den europæiske standard EN 529 og de relevante nationale bestemmelser.

APP SAMMENFATTENDE TABEL

Type af personligt værnemiddel	NPF	APF					Bemærk
		I	FIN	D	S	UK	
Helmaske med partikelfilter P1	5	4	5	5	5	5	Ikke tilrådeligt, den høje penetration gennem filteret ejer total indvendig lækage. Ikke egnet til flydende aerosoler, kraftfremkaldende og radioaktive stof, mikroorganismer og biokemiske stoffer.
Helmaske med partikelfilter P2	16	15	15	15	15	15	Ikke egnet til beskyttelse mod radioaktive stoffer mikroorganismer og aktive biokemiske stoffer.
Helmaske med partikelfilter P2	1000	400	500	400	500	40	
Helmaske med gasfilter	2000	400	500	400	500	20	Gas filtre A, B, E, K, AX, SX, HgP ₃ , WOP1 til forskellige applikationer. For yderligere information se PORTWEST filteres brugsvejledning.
Enhed med kombinerede filtre	De angive multipla af tærskelværdier for gas- eller partikelfilter gives hver for sig, men i alle tilfælde den laveste værdi gælder						

* Ved brug af gasfilter overskrider ikke følgende koncentrationer... Klasse 1 <0,1 % i vol, klasse 2 <0,5% i vol, klasse 3 <1 % i vol... (EN 14387: 2004 Standard).

2 - GODKENDELSE OG MÆRKNING

PORTWEST-ansigtsmasker er personlige værnemidler, der falder ind under kategori III med hensyn til forordning (EU 2016/425) og efterfølgende ændringer. Maskerne er certificeret i overensstemmelse med den harmoniserede standard EN 136: 1998 og opfylder kravene i klasse 2 (P500 modeller) eller klasse 3 (P516 model).

2.1 Mærker

Eksempel på mærkning i henhold til EN 136: 1998 standard



Hvor: P500 angiver maskens model EN 136: 1998 angiver den referenc europæiske standard CL2 angiver klassen i henhold til EN 136 Standard, som enheden tilhører; CE er mærket, der angiver overensstemmelse med sundheds- og sikkerhedskravene i regulativ EU 2016/425 modul 2 og overensstemmelsen med EN 136: 1998-standard. 0426 indikerer, at Italtex S.r.l., Viale Sancia, 336-20126 Milano, Italien, er det benyttede organ med ansvar for kontrollen i henhold til PPE-forordning 2016/425 Modul C2 Mærkningen (PORTWEST) angiver fabrikanten og det er markeret på den indvendige maske.

2.2 Mærkning komponenter

Alle komponenter, der kan påvirke sikkerheden i form af alder er markeret for at være lette at identificere. I nedenstående tabel er angivet de komponenter, der er markeret med deres kode / eller med produktionsår, når foreslået af EN 136: 1998 standard (Prospect A.1, App. A).

Komponenter	Mærkninger	
Udåndingsventil	NG/11	-
Tilslutning til særlig bajonet filter	M/31	-
Ansigtstætning	N/6-A	3)
Hovedbånd	M/8	1)
Visir	M/1.2	3)
Indvendig maske	N/8	3)
Fastspænding band	M/1.9	3)

- 1) = på komponenten er markeret kun produktionsår
 - 2) = på komponenten er markeret kun navnet / koden for komponent
 - 3) = på komponenten er markeret navn og fremstillingsdato
- Symbolet nedenfor angiver år og / eller måned for produktion



3 - ADVARSEL OG BEGRÆNSNINGER FOR BRUG

P500 helmasker er udstyret med to laterale bajonet filterholdere og derfor skal de udelukkende anvendes med filtre af PORTWEST serie med bajonet fatning. P516 helmasker er udstyret til at blive brugt med et filter med EN 148-1 filter. Disse helmasker er PPE, der ikke leverer il. De kan anvendes sammen med filtere kun i områder, hvor oxygenkoncentrationen er 17% eller <23% i volumen. (Denne grænse kan variere afhængigt af nationale regler). Filteringsenheden må ikke anvendes i begynde rum (for eksempel cisterner, tunneller) på grund af tilkædet O2 (<17%) eller tilstedeværelse af tunge gasser (fx kuldiøksid). Brug ikke åndedrætsværn i iltberigede atmosfærer (> 23%), på grund af den sandsynlige risiko for brand eller eksplosion. Må ikke anvendes til åndedrætsværn mod atmosfæriske forureninger, som har dårlige advarselsgenskabere eller er ukendte eller umiddelbart farlige for liv og helbred eller ved kemikalier, der genererer høje reaktioner med kemiske filtre. Disse masker er designet til at være kompatibel med de fleste almindelige hovedværn (hjelme, hørevarer, etc.) og med beskyttende tøj (overtræksdragt); når helmaske bruges samtidigt, for eksempel med sikkerheds-hjelme eller hørevarer, er det nødvendigt at kontrollere at åndedrætsværn sidder godt og tæt til ansigtet. Disse masker må ikke anvendes, hvis miljøet og forurening er ukendte. I tvivlstilfælde skal isolerende åndedrætsværn, der fungerer uafhængigt fra atmosfæren anvendes. Forlad arbejdsområde straks, kontrollere integriteten af åndedrætsværn og udskidning af dele, hvis: a) dele blive beskadiget b) vejtrækninger bliver vanskelige c) symmetri eller anden lidelse opstår d) du smager, lugter forurening eller irritation opstår. Til brug sammen med gas- og partikelfiltre. Følg anvisninger og begrænsninger for anvendelsen, der er angivet i den pågældende producent's anvisninger. Denne enhed må aldrig modificeres eller ændres. Når åndedrætsværn bruges i eksplosive atmosfærer, skal du følge instruktionerne for sådanne områder. Referencestandarden EN 136 kræver ingen kemisk gennemtrængning test i miljø med aggressive kemikalier er det ikke tilladt at bruge dette åndedrætsværn. Kun til brug af uddannet og kvalificeret personale. Disse, lange bakenbarer eller brillestrænger kan være årsag til utæthed af åndedrætsværn. Bruger er selv ansvarlig for eventuelle skader, der kunne være forårsaget af dette forkerete brug.

4.1 Kontrol for brug

Før hvert brug af masken, er det nødvendigt at foretage en kontrol at alle funktioner er vedligeholdte.

KONTROL PROCEDURE:

- 1) Kontroller, når du tager masken fra kassen; omhyggeligt, at der ikke er synlige skader og slidtage tegn; kontrollere ansigtstætningen er smidig og intakt.
 - 2) Kontroller at udåndingsventilens og inhaleringsventil har ikke deforimeret, brud eller skade. Ventil skal rengøres, må ikke være deforme og frit kan bevæge sig.
 - 3) Kontroller visirets tilstand og renlighed;
 - 4) Sikre høreudrustning, elasticitet og stropperne er trukket helt ud.
- ### 4.2 Ifør og kontrol af fit
- Efter kontrollen for fit, før masken efter denne procedure:
- 1) Stræk stropperne på hovedbøjlen så meget som muligt; sæt remme bag nakken og sæt hagen ind i ansigtet tætning, hold de to nederste remme åbnet med hænderne. Træk masken over hovedet og justere den på ansigtet. Sørg for, at hæret ikke bliver fanget mellem tærskningskant og pande;
 - 2) Juster sideremmen, derefter de øverste remme og endelig de lave. Spænd ikke remmen for meget;
 - 3) Undertryks kontrol ført masken, Hold håndflader foran filterholderne og tag en dyb indånding. Masken skal kollaps i mod ansigtet og forbliver så så længe du indånder;
 - 4) Overtrykstest, placere håndfladen over udåndingsventil og udånder forsigtigt. Hvis masken buler lidt ud, betyder det, at der er god og tæt pasform. Disse tests er nødvendige for at sikre, at ansigtstætningen er monteret korrekt. Hvis det ikke er, stram remme eller juster masken på ansigtet. Gentag derefter test indtil pasformen er perfekt. Hvis der anvendes tekstil remme (valgfrit mulighed, kan bestilles), er proceduren den samme. Gå ikke ind i det forurenede område medmindre åndedrætsværn er korrekt ført og er tæt.

4.3 Montering

Vælg filterne efter typen af forurening. Kontrollere udløbsdatoen og skriv begyge filter til fatninger, sikrer, at pakning på bunden af bajonet huller giver god kontakt. For en korrekt brug af filtere se brugsvejledning vedlagt filtere og benyt to ens filtre af samme type og klasse. Nu, efter tætningspro og filter check, kan du gå ind det forurenede område. Bemærkning om åndedrætsværn gas-filtere skal oplyses, når brugeren begynder at fornemme lugt, smag eller irritation. Partikelfiltre skal udskiftes senest, når vejtrækningensmodstand bliver høj

5 - RENGØRING OG OPEVARENING

5.1 - Rengøring og desinfektion

Vær særlig opmærksom på eventuelle forureninger deponeret på masken. Alle rengøringsmidler bør finde sted i sikre områder. Brug ikke slibende stoffer til at rengøre visiret, undgå at benytte opløsningsmidler. Brug udelukkende denne procedure når der rengøres og desinficeres maskerne:

- 1) Efter at have fjernet masken og den forurenede filter, rent under rindende vand for at fjerne de fleste af de forurenende stoffer, derefter rent i mere fuldstændigt ved at placere i varmt vand (temperatur ikke overste 40 ° C) med en neutral sæbe Hvis desinfektion er påkrævet. Brug en opløsning af en fælles desinfektionsmiddel baseret på kvartære ammoniumsalte.
- 2) Træk masken med en blød, ren klud eller gød tøre naturligt.
- 3) Når tør, rengøre visiret med en ren vat.

Undersøg masken i overensstemmelse med ovennævnte fremgangsmåde og følg den samme procedure for månedlig inspektion. Hvis maskens syns defekt, skal du ikke bruge den.

6. Storage

It is advisable to keep new facepieces in their original packing in a ventilated stock room, away from sun, heat and contaminants. Storage have to be carried between -10 ° C and +50 ° C with a relative humidity < 80%. PORTWEST full face masks if unused and properly stored can be used within 10 (ten) years.

7. Stretegning

Se sidste side i denne indlægsedel

Download overensstemmelseserklæring om www.portwest.com/declarations

Portwest pilno veido kaukės turi būti naudojamos ir prižiūrimos laikantis sekančių naudojimosi instrukcijų ir nustatytų apribojimų. Netiesioginiai naudojantis, naudojant netinkamas atsargines dalis ar blogai prižiūrint, atsiranda pavojaus rizika sveikatai ir saugumui, o gamintojo garantijos prarandamos. Turi būti akcentuojama, kad asmeninė apsauginė kvėpavimo įranga turi būti naudojama tik specialiai tam apmokytų darbuotojų. Atsargias asmuo turi žinoti priežastis naudojimo apribojimus ir šalies reikalavimus.

Dėmesio! Jei pamešite informaciją naudojimosi lapą ir jį pakeičiate naujos kopijos, kreipkitės žemiau nurodytu adresu ir paminkite šį kodą: 99USP

Informacijos dėl produkto atitikimo standartams ieškote ant etiketės ar žymėjimo. Tinka tik tie standartai, kurie yra pažymėti ant etiketės ir ant žymėjimo ženklų. Naudojimo informacija yra nurodyta žemiau. Vlsi šie produktai atitinka EU 2016/425 reikalavimus.

1 – BENDRA

APRAŠYMAS

Modelis	Klasė	Naudojami filtrai	Veido sandarinimo medžiaga
P500	2	Specialios Bayonet pilno veido kaukės	Guma
PS16	3	Standartas EN 148-1	Guma

PORTWEST Pilno veido kaukės yra testuojamos pagal standartą EN 136:1998 kaip

klase 2 (P500) klase 3 (PS16). Jos susideda iš:

1. Išorinio veido sandarintojo
2. Labai platus panoraminio polikarbonato skydelio
3. Frontalinio komponento kuris yra atrama iškvėpimo vožtuvui su laikikliu
4. Dvieju šoninių filtro laikiklių su specialia kaukės jungtimi (P500 arba vienu centru filtru laikikliu su EN 148-1 jungtimi (PS16))
5. Vidinės kaukės iš silikono su dviem oro cirkulavimo vožtuvais apsaugančiais skydeliu nuo apsaugomos ir perteklinio angies dioksido iškvėpimame ore.
6. Šeši sintetinės gumos dirželiai su patogomis sagtimis.

PORTWEST pilno veido kaukės sukurtos suteikti puikų sandarumą ir apsaugoti nuo nemalonus slėgio vėdinimo.

1.2 Brėžiniai ir komponentų sąrašas

Žiūrėkite išplėstį kaukės komponentų brėžinį paskutiniam lape.

1.3 Pratiklymas

Norint teisingai naudotis filtru, susipažinkite su atitinkama instrukcija. Šios serijos pilno veido kaukės gali būti naudojamos ten, kur reikia akių ir kvėpavimo takų apsaugos. Ypač rekomenduojama jas naudoti dirbant su toksinėmis ar pavojingomis medžiagomis. PORTWEST pilno veido kaukės gali būti naudojamos su dujų, dalelių ir kombinuotais filtrais, turinčias specialią jungtį su kauke. Teisingam dujų filtro pasirinkimui skaitykite pridėtą informacijos lapelį.

1.4 Kvėpavimo apsaugos su filtru pasirinkimas

Norint išrinkti šio tipo asmeninę apsaugos priemonę būtina atsižvelgti į šiuos indikatorius: NPF (nominalus apsaugos faktorius) tai rodiklis nuo didžiausio vidinio pralaidumo procento leistino pagal atitinkamą Europos standartą (NPF = 100 / didžiausias leistinas vidinis pralaidumas. APF (apsaugos faktorius) yra kvėpavimo apsaugos lygis, kuris yra pasiekiamas teisingai užsidėjus respiratorių (atskirą šalį skirti). TLV (koncentracijos lygio riba) yra išreikšiamas dalelytėmis viename milijone. APF padauginus iš medžiagos TLV rodo užterštumo koncentraciją darbinėje aplinkoje dėvint specialią prietaisą. Filtravimo priemonių atranka ir jų naudojimas, APF ir NPF aprašymas yra Europos standarte EN 529 ir taip pat nurodytas skirtingų šalių reikalavimuose.

APP APIBENDRINANTIS LENTELĖ

Apsaugos prietaiso tipas	NPF	APF					Pastaba
		I	FIN	D	S	UK	
Pilno veido kaukė su dalelių filtru P1	5	4	5	5	5	5	*Nepatariama, nes didelė svarba per filtrą padidina bendrą vidinį pralaidumą.
Pilno veido kaukė su dalelių filtru P2	16	15	15	15	15	15	Netinka skyטים aerezoliams, karcinogeniniams ir radioaktyvioms medžiagoms, mikroorganizmams ir biocheminiams medžiagoms.
Pilno veido kaukė su dalelių filtru P2	1000	400	500	400	500	400	
Pilno veido kaukė su dujų filtru*	2000	400	500	400	500	20	Dujų filtrai A, B, E, K, AX, SX, HgP3, HOP3 skirti įvairiems priekalymams. Detalėse informacijose žiūrėkite PORTWEST dujų naudojimo informacijos lapelį.
Prietaisas su kombinuotu filtru	Koncentracijos riba dujų ir dalelių filtrams yra nurodyta atskirai. Visais atvejais galima žemiausios vertės.						

* naudojant dujų filtrus neviršyti sekančių koncentracijų: klase 1 < 0,1 % turinio, klase 2 < 0,5 % turinio, klase 3 < 1% turinio (standartas EN 14387:2004)

2 – PATVIRTINIMAS IR ŽYMĖJIMAI

Portwest pilno veido kaukės priklauso asmeninių apsauginių priemonių III kategorijai ir atitinka EU 2016/425 reikalavimus ir jų modifikacijas. Kaukės buvo sertifikuotos atitinkamai pagal harmonizuotą EN136:1998 standartą ir atitinka reikalavimus numatytus 2 klasei (P500 modeliai) ir trečią klase (PS16 modelius).

2.1 Žymėjimas

Žymėjimo pavyzdys pagal standartą EN 136:1998



kur: P500 nurodo kaukės modelį; EN 136:1998 nurodo Europos standartą; Cl.2 nurodo klase pagal EN 136 standartą, kuriam priskiriamas produktas; C2 žymėjimas nurodo atitinkamą standartą EU 2016/425 Moduliui 2, pagal sveikatos ir saugumo reikalavimus, taip pat atitinkamą standartui EN 136:1998. 0426 nurodo sertifikikuojančią įstaigą Italcant S.r.l., Viale Sarca, 336-20126 Milano, Italijai kuri yra atsakinga už asmeninių apsauginių priemonių atitikimą standartui 2016/425, Moduliui 2. Žymėjimas PORTWEST nurodo kad gamintojas yra pažymėtas ant vidinės kaukės.

2.2 Žymėjimo komponentai

Vsi komponentai dėl nusidėvėjimo (įtakojantis apsauga yra pažymėti ir lengvai identifikuojami). Sekančioje lentelėje yra išvardinti komponentai pa- žymėti atitinkamu kodu ir/ar pagaminimo metais, kaip rekomenduojama standartas EN 136:1998 (A.1, App. A).

Komponentai	Žymėjimai	Pastabos
Iškvėpimo membrana	NG/11	-
Speciali kaukės filtro jungtis	M/6-21	-
Veido tvirtinimas	NG/A	3)
Dirželiai	M/8	1)
Skydelis	M/1.2	3)
Vidinė kaukė	N/8	3)
Juostelės su užsegimu	M/9	3)

- 1) = ant komponento pažymėta tik pagaminimo data
 - 2) = ant komponento pažymėta tik jo pavadinimas arba kodas
 - 3) = ant komponento pažymėtas gamintojo pavadinimas ir pagaminimo data
- Zemiau esantis simbolis nurodo metus ir/ar pagaminimo mėnesį



3- Įspėjimai ir naudojimo apribojimai

P500 veido kaukės turi dvi šonines specialias kaukės jungtis filtrai laikyti ir jos turi būti naudojamos tik su PORTWEST filtrais, turinčiais jungtis su kauke. PS16 pilno veido kaukės turi būti naudojamos su filtru EN148-1 jungtimi. Šios pilno veido kaukės netinka deguonies. Jos su filtrais gali būti naudojamos ten, kur deguonies turio koncentracija yra > 17% or < 23% (gali skirtis pagal šalį reikalavimus).

Filtravimo įranga negali būti naudojama apribotose erdvėse (pvz. cisternos, tuneliuose) dėl deguonies trūkumo (O2 < 17%) ar deguonį keičiančias dujas, pvz. azotinis dioksidas.

Nenaudokite respiratorių su filtrais ten, kur atmosferoje yra daug deguonies (> 23%) dėl galimo gaisro ar sprogiomo. Nenaudokite kvėpavimo apsaugos respiratorių esant atmosferos užterštumui nežinomas teršalys ar pavojingas gyvybei teršalai ar jei užteršta chemikalais gėnaujančiais karsai sąlytyje su fitro chemikalais.

Šios kaukės yra sukurtos tinkamumui su daugeliu galvos apsaugos priemonių (šalmas, ausinėmis, ir panais) ir apsaugine apranga (kombinuotomis). Kai pilno veido kaukė yra naudojama laikinai pavyzdžiui, su šalmu galvos apsaugai ar ausinėmis klausos apsaugai, yra būtina tvirtai ir užtikrintai pritvirtinti kaukę. Šios kaukės neturi būti naudojamos kai aplinka ar užterštumas yra nežinomos kilmės. Abojejant, reiktų naudoti izoliuojančius respiratorius, veikiančius nepriklausomai nuo atmosferos.

Palikite savo darbo vietą nedelsiant, patikrinkite respiratorių integralumą ir pakeiskite jį dalis jei: a) dalys yra pažeistos b) darosi sunku kvėpuoti c) atsiranda nemalonus ar panašūs reiškiniai d) jaučiate ar užduodate teršalų kvapą ar atsiranda suerzinimas.

Naudojant dujų ar dalelių filtrus, naudokite nuorodomis esančiomis gamintojo instrukcijas.

Niekada netaisykite respiratorių. Kai kvėpavimo apsauga reikalinga naudotis sprogiose atmosferose, vadovaukitės nurodytomis instrukcijomis. Standartas EN 136 nereikalauja cheminių medžiagų svarbos testo. Esant labai agresyvioms teršalams, nėra garantijų dėl svarbos.

Tik apmokytų ir profesionaliausio personalo naudojami Barzdos, akinų rėmeliai gali trukdyti kaukės sandarumui ir praleisti orą. Naudotojas pas atsakingas už užlą, patirtą netiesiogiai naudojantis kauke.

4 – NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJOS

4.1 Patikrinimas prieš naudojant

Kiekvieną kartą prieš naudojantis kauke, būtina ją patikrinti ir pažiūrėti ar reikia.

PATIKRINIMO PROCEDŪRA

- 1) patikrinkite išėmę iš dėžės; užtikrinkite, kad nebūtų pažeidimų, įplyšimų ar nevarso; patikrinkite sandarumą su veidu ir pažiūrėkite ar nėra deformacijų ar neatitinkimo, sukietėjimų.
 - 2) Patikrinkite, kad iškvėpimo ir įkvėpimo vožtuvai nėra deformuoti, sulūžę ar trūkę. Vožtuvai turi būti švarūs ir lengvai judėti.
 - 3) Patikrinkite skydelį ir jo švarumą.
 - 4) Įsitinkite, kad tvirtinamasis dirželiai yra elastingi ir pilnai išsitempia.
- #### 4.2 Matavimas ir ryšiumis pasirinkimas
- Patikrinimas prieš naudojant sekančiai:
- 1) Ištempte kaukės galvos tvirtinimo dirželius tiek kiek galima; dirželius tvirtinkite kaklo nugarinėje dalyje, smarką įstatykite į jam skirtą vietą, rankomis laikydami ad apatinius dirželius. Užsidėkite kaukę ir prisidėrinkite ją prie veido. Stebėkite, kad sandarinimas yra patalpus.
 - 2) Pataisykite šoninius dirželius, tada viršutinius ir tada apatinius. Smarkiai netempte dirželių.
 - 3) Neigiamo spaudimo tinkamumo patikrinimas, uždenkite filtro laikiklius delnu ir giliai įkvėpkite. Kaukė sugrius veido link ir taip laikysis tū, kol jūs įkvėpkite.
 - 4) Teigiamo spaudimo tinkamumo patikrinimas uždenkite delnu iškvėpimo vožtuvą ir iškvėpkite. Jei kaukė švelniai išsiskia, tai reiškia kad parinktas tinkamas dydis.

Būtina atlikti šiuos patikrinimus, kad įsitikintų, jog kaukė užsidėda sandariai. Jei nesandaru, įtempte dirželius ar pataisykite kaukę, kad labiau atitiktų veidą. Tada dar kartą patikrinkite. Jei tinkamai neuzsidėjote, į užterštą zoną neikite.

4.3 Surinkimas

Filtrus parinkite pagal užterštumo tipą ir galiojimo laiką ir prisidėkite juos prie dviejų šoninių jungčių, taip kad kaukės apacioje esantis sandarinimo kaukės skytlentės gerai sukibytų. Norėdami teisingai panaudoti filtrus, žiūrėkite atitinkamas naudojoto informacijos lapus pridetus prie esamų filtrų. Būkite atidūs parinkdami tinkamą filtrų tipą ir klase. Patikrine kaukės sandarumą ir filtro tinkamumą, galite eiti į užterštą zoną. Dujų filtrus reikia keisti vos pajutus dujų kvapą ar esant suerzinimui. Dalelių filtrus reikia keisti kai tik apsunkssta kvėpavimas.

5 – VALYMAS IR LAIKYMAS

5.1 – Valymas ir dezinfekavimas

Pasirūpinkite saugiai niumti bet kokius teršalus esančius ant kaukės. Nenaudokite gamdinių ar brūzinančių priemonių skydelio valymui, taip pat tirpiklių. Valydami ir dezinfekuodami kaukę turite: 1) Nuėmę kaukę ir užterštą filtrą, po tekančiu vandeniu nuplaukite teršalus; tada toliau plaukite pamerkami į karštą vandenį (temperatūra ne daugiau 40 °C) su neutraliu muilu. Jei reikia dezinfekuoti, naudokite įprastą dezinfekuojančią priemonę amoniako pavidalu. 2) Nuvalkyte kaukę švelnia šluoste ar leiskite jai išdžiūti pačiai. 3) Išdžiūvus, nuvalykite skydelį su švaria medvilnine šluoste. 4) Patikrinkite kaukę taip kaip nurodyta aukščiau kartą per mėnesį. Jei kaukė pažeista, jos nenaudokite.

6. Laikymas

Patartina naujas kaukes laikyti jų originalioje pakuojeje gerai vėdinamoje patalpoje, toliau nuo saulės, karščio ir teršalų. Laikyti reiktų temperaturose nuo -10 °C iki +50 °C su santykiu oro drėgnumu < 80%. PORTWEST pilno veido kaukes galima laikyti sandaryje iki 10 metų, jei laikomasi nurodytų sąlygų.

7. Išplėstinis brėžinis

Žiūrėkite paskutinį naudojoto informacijos lapą.

Atsiųskite atitinkamą deklaraciją adresu www.portwest.com/declarations

RO INSTRUCIUNI DE UTILIZARE SI INTRETINERE MASTI PORTWEST ACOPERIRE INTREAGA FATA

Mastile PORTWEST cu acoperire intreaga fata trebuie folosite in conformitate cu instructiunile de folosire, limitările și informațiile de intretinere. Folositi incorect, cu piese de schimb neadevate sau neintretinute corespunzator pot fi periculoase pentru sanatatea și siguranța și invalideaza garantia exonerand producătorul de orice responsabilitate. Insistam pe ideea ca echipamentele de protecție pentru protecție respiratorie trebuie folosite întotdeauna de personal instruit, supravegheat de o persoană perfect conștientă de limitările de aplicabilitate ale acestor dispozitive și de legislația în vigoare în țara respectivă.

Avertizare Dacă pierdeti acest fluturas sau dacă aveți nevoie de mai multe copii, contactați adresa următoare folosind codul 99USP

Consultați eticheta/marcajele produsului pentru informații detaliate despre standardele corespunzătoare. Sunt valabile numai standardele și pictogramele care apar atât pe produs cât și pe informațiile despre utilizator. Toate aceste produse respecta cerințele Regulamentului UE (425/2016).

1-GENERALITATI

DESCRIERE

Model	Clasa	Filtre utilizate	Materiale izolare fata
P500	2	Baioneta speciala	Cauciuc
PS16	3	Standard EN 148-1	Cauciuc

Mastile PORTWEST cu acoperire intreaga fata sunt testate cf EN 136:1998 Clasa 2 (P500) Clasa 3 (PS16) și sunt compuse din:

1. Sigiliu exterior fata
 2. Viziera panoramica extra larga turnata in polycarbonat
 3. Componenta frontala ce servește drept suport pentru valva de expirație
 4. Doua elemente de sustinere fizice laterale cu conectare baioneta speciala (P500...) sau un element de sustinere central cu conectare EN 148-1 (conectiune PS16)
 5. Masca interioara din silicon pentru a reduce spatiul mort prevazuta cu 2 valve pentru circulatia aerului pentru a preveni aburirea vizierii și formarea excesiva de dioxid de carbon in aerul expirat
 6. Harnasament cap cu 6 curele din cauciuc sintetic cu catarama cu inchidere rapida
- Mastile Portwest cu acoperire intreaga fata sunt concepute pentru sigilare perfecta, fara a incomoda prin presiune pe majoritatea formelor fetelor.

1.2 Desene si lista componente

Urmarii desenele pe larg ale componentelor mastilor de pe ultima pagina.

1.3 Domenii de aplicare

Pentru folosirea corecta a filtrului, urmariti instructiunile de pe fluturas. Masca cu acoperire intreaga fata din serie poate fi folosita in conditii ce necesita protectie atat pentru ochi, cat si respiratorie. Sunt recomandate in special pentru medii toxice și/ sau cu sustanțe periculoase. Mastile PORTWEST cu acoperire intreaga fata pot fi folosite cu filtre de gaz, particule și combinat cu conexiune baioneta speciala. Pentru utilizare corecta și alegerea filtrelor de gaz urmariti instructiunile prevazute in fluturas.

1.4 Alegerea echipamentului de protecție respiratorie echipat cu filtru
Pentru a alege acest tip de dispozitiv de protecție personala este necesar sa se tina cont de urmatorii indicatori: NPF (factor nominal de protecție) - valoarea obtinuta din procentul maxim de scurgere totala internă permis de Standardul European relevant (NPF = 100-% nivel total maxim de scurgere internă), APF (factor de protecție alocați) - nivelul de protecție respiratorie așteptat în mod realist de la dispozitiv de respirat atașat corect (diferit pentru fiecare stat), TLV (valoarea limita a pragului) - pragul de concentrație - în mod normal exprimat în parti per milion, ppm- pentru siguranța oamenilor expusa la sustanțe periculoase. APF înmulțit cu TLV de sustanța daunoasă de poluanți la care un operator poate fi expus purtând dispozitivul respectiv. Pentru alegerea și intretinerea dispozitivelor de filtrare și defibrozare si folosirea APF și NPF consultați de asemenea Standardul European EN 529 și reglementările nationale relevante.

TABEL INFORMATII PE SCURT APF

Tip dispozitiv de protecție	NPF	APF					Nota
		I	FIN	D	S	UK	
Masca acoperire intreaga fata cu filtre departiculate P1	5	4	5	5	5	5	Necoromandabile deoarece nivelul inalt de penetrare prin filtru crește Scurgearea Interna Totala. Nu este potrivit pentru aerosoli in stare lichida, in scopuri carcinogene și radioactive, micro-organismes și agenti biochimici.
Masca acoperire intreaga fata cu filtre de particule P2	16	15	15	15	15	15	Nu este potrivit pentru protecție împotriva sustanțelor radioactive, micro-organismelor și agenților biochimici activi.
Masca acoperire intreaga fata cu filtre de particule P2	1000	400	500	400	500	400	
Masca acoperire intreaga fata cu filtre de gaz*	2000	400	500	400	500	20	Filtre de gaz A, B, E, K, AX, SX, HgP3, WOP3 pentru diferite denumiri de aplicare. Pentru mai multe informații consultați Fata utilizatorului pentru filtrul PORTWEST.
Dispozitiv cu filtru combinat	Valoriile pragurilor specifice pentru filtrele de gaz sau particule sunt date separat, dar in toate cazurile se aplica valoarea cea mai mica						

* la folosirea filtrelor de gaz nu depașiti următoarele concentrații: clasa 1 < 0,1 % în vol., clasa 2 < 0,5 % în vol., clasa 3 < 1% în vol. (Standardul EN 14387:2004).

2- APROBARI SI MARCAJE

Mastile PORTWEST sunt dispozitive de protecție individuala ce se incredeaza la categoria III legate de Reglementul (425/2016) și modificările ulterioare ale acestuia. Mastile au fost certificate în conformitate cu standardul armonizat EN136:1998 și îndeplinesc cerințele stabilite pentru modelele din clasa 2 (P500) sau clasa 3 (modelul PS16).

2.1 Marcaj

Exemplu de marcaj cf standardul EN 136:1998



unde: P500 indica modelul de masca; EN136:1998 indica Standardul European de referință; I2 indica clasa conform EN136 și Standardul de care apartine dispozitivul.

CE este marcajul care indica conformitatea cu cerințele de sanatate și siguranță din Reglementul EU425/2016 Modulul 2 și conformitatea cu Standardul 136:1998. O426 indica faptul ca balceta S.L. Vale Sarca_335-20126 Milano Italia_ este organism notificat responsabil cu controlul conform Reglementului 425/2016 Modulul C2.

Marcajul indica producătorul și este marcat pe masca interioara.

2.2 Marcaje componente

Toate componentele ce ar putea afecta siguranța prin deteriorare din cauza timpului sun marcate pentru a fi ușor identificate. In special, în urmatorul tabel sun listate componentele marcate cu cod și/sau anul de fabricație, sugerat de standardul EN 136:1998 (Prospect A.1, App. A).

Componente	Marcaje
Membrana expirație	NG/11 -
Conexiune pentru filtru baioneta speciala	MI/31 -
Șigiliu fata Harnasament	M/6-A 3)
Viziera Masca interioara	M/1.2 3)
Banda de prindere	N/8 3)
	MI/9 3)

1) = pe componenta este marcat doar anul de fabricație 2) = pe componenta este marcat doar numele/ codul componentei 3) = pe componenta este marcat numele și data fabricației
Simbolul de mai jos indica anul și /sau luna de fabricație



3- AVERTIZARI SI LIMITARI FOLOSIRE

Mastile cu acoperire intreaga fata P500 echipate cu 2 elemente de sustinere filtre baioneta speciale laterale și si trebuie deci folosite doar cu filtre din seria PORTWEST cu conexiune baioneta speciala. Masca cu acoperire intreaga fata PS16 este echipata pentru a fi folosita cu un filtru cu conexiune EN148-1.

Aceste masti sunt acoperire intreaga fata sunt PPE fata oxigen. Pot fi folosite cu filtru doar in spații unde concentrația de oxigen este > 17% sau < 23% în volum. (Areste limite variaza in functie de cerintele de tara). Acest dispozitiv de filtrare nu trebuie folosite in spații închise (ex: cisterne, tuneluri) din cauza deficienței de oxigen (O2<17%) sau prezentei oxigenului greu - gaze (ex: dioxid de carbon).

Nu folosiți dispozitive respiratorii cu filtru în medii bogate în oxigen (>23%), din cauza riscului probabil de foc sau explozie.

Nu folosiți protecție respiratorie împotriva contaminanților atmosferici care nu au semnalizate corespunzător avertizările sau nu sunt cunoscuți sau pun în pericol iminent viața și sanatatea sau sunt sustanțe chimice care generează caldura ridicata la reactia cu filtre chimice.

Aceste masti sunt create pentru a fi compatibile cu majoritatea dispozitivelor pentru cap (casti, antifoane etc) și baine de eproctice (salopete); atunci cand masca cu acoperire intreaga fata se folosește cu casti, de exemplu, pentru protecția capului sau antifoane pentru protecția auzului, este necesar sa fim atenți sa purtăm dispozitive de protecție respiratorie peste harnasament și este bine sa folosim întotdeauna ca masca sa fie stransa.

Aceste masti nu trebuie folosite de-a mediul și contaminantul sunt necunoscut. Dacă aveți dubii, trebuie dispozitive de protecție respiratorie izolate ce funcționează independent de atmosfera.

Parasii imediat zona de lucru, verificați integritatea dispozitivului de protecție respiratorie și înlocuți parti de-a: a) au fost defecate b) respirația devine dificilă c) apare amețelile sau alta stare de rau agustate sau mirosii contaminanți sau pare viziune înstrășurată.

Pentru folosirea cu filtre de gaz și particule. Urmati instructiunile și limitările de folosire din instructiunile de la producator.

Nu modificați sau alterați acest dispozitiv.

Atunci cand folosiți protecție respiratorie în medii explozive, va rugam folosiți instructiunile pentru aceste medii.

Standardul de referință EN 136 nu cere niciun test de permeabilitate chimica. In prezenta sustanțelor agresive chimice nu este garantata impermeabilitatea acestor poluanți și se interzice folosirea în acest scop.

Pentru a fi folosiți de personal instruit și calificat.

Barba, peruciuni lungi sau ramele ochelarilor pot afecta aderența mastii cu fata și sa conduca la iesirea aerului. Nu folosiți în aceste conditii sau utilizatorii își asuma responsabilitatea pentru orice dauna cauzata de aceasta folosire neadevata.

4- INSTRUCIUNI UTILIZARE

4.1 Verificati inainte de folosire Inaintea fiecarei folosiri a mastii este necesar sa o verificati, sa fie in buna stare de functionare

PROCEDURA DE VERIFICARE:

Verificati la scoaterea mastii din cutie; examinati cu atentie masca, verificati sa nu aiba defectiuni și semne de rupe sau murdare; verificati starea sigiliului pentru fata sau fi deformat și sa fie intact și ca materialul a avut nigrul. 2) Verificati ca valva de inhalatie și expirație sa nu fi deformat, rupte sau crapate. Valvele trebuie curatate, sa nu fi deformate și sa se miste; 3) Verificati starea vizierii și curatata; 4) Verificati ca harnasamentul pentru cap și curelele elastice sa fie complet curate.

4.2 Verificare potrivire

Dupa verificarea inainte de folosire, potriviti masca urmand procedura: 1) Alungiti curelele de la harnasamentul pentru cap cat permite; puneti harnasamentul in spatele gatului și așezați barbia in sigiliul pentru fata, lasand cele doua curele de jos deschise cu manile. Trageți masca peste cap și ajustati-o pe fata. Asigurați-va ca parul nu ramane prins intre sigiliu și frunte; 2) Ajustati curelele laterale și cele de sus, apoi pe cele de jos. Nu strangeti curelele excesiv 3) Verificati presiunea negativa la potrivire, în timp ce purtati masca, inchideti fi suporturile pentru filtru folosind palmele și respirati adanc. Masca ar trebui sa vina inspre fata și sa ramana asa atat cat inhalați; 4) Verificati presiunea pozitiva la potrivire, puneti palma peste capul valvii de expirație și expirati usor. Dacă masca se umfla usor insemnata ca ati potrivit-o corect. Aceste verificari sunt necesare pentru a se asigura ca sigiliul mastii este așezat corect. Dacă nu este asa, strangeti curelele sau ajustati masca pe fata. Apoi repetati aceasta verificare pana se potrivește perfect. Dacă harnasamentul textil este folosit (elemente de fixare optionale, la cerere), procedura este aceeași. Dacă nu puteți obtine potrivire corespunzătoare nu intrați în zona contaminata.

4.3 Asamblare

Alegeți filtrul în functie de tipul de contaminant verificand data de expirație și insurubati-le în cele doua conectoare speciale laterale, asigurandu-va ca sigiliul din partea de jos a garurilor/baionetei face contact corect. Pentru a folosi curele și filtrul urmati informațiile pentru utilizator incluse în același filtru și în atenți sa folositi doua filtre din același tip și clasa. Acum, după ce ati verificat stangerea și ati verificat filtrul, puteți intra în zona contaminata. Tineți cont la folosirea dispozitivelor respiratorii: filtrul de gaz trebuie înlocuit atunci cand utilizatorul incepe sa simta miros, gâtul sau apar iritații. Filtrele de particule trebuie înlocuite ce la tarziu cand respirația devine greoaie.

5- CURATARE SI DEZINFECTARE

5.1 Curatere și dezinfectare

Aveti mare grija cu contaminantii depusi pe masca. Toate operatiunile de curatare trebuie facute în spații sigure. Nu folosiți sustanțe abrazive pentru a curata viziera, nu folosiți solvenți. Folosiți doar aceasta procedura pentru a curata și dezinfecta mastile:

- 1) Dupa îndepărtarea mastii și a filtrului contaminat, curatați sub jet de apa pentru a îndepărta contaminantii; apoi curatați în profunzime în apa fierbinte (temperatura mai mare de 40°C) cu sapan pentru. Dacă este nevoie de dezinfectare, folosiți de solutie de dezinfectant normal pe baza de compusi de amoniac clustern. 2) uscati masca o carpa moale, curatați sau uscati-o natural. 3) Dupa uscare, curatați viziera cu bumbac curat.
- Examinati masca în conformitate cu procedura de mai sus și urmati aceste proceduri pentru inspectia lunara. Dacă apar defectiuni, nu o folosiți.
- 6. Dezpozitare** Se recomanda pastarea pieselor noi pentru a fi în ambalajul original intr-o incavă ventilata, departe de soare, caldura și contaminanți. Dezpozitarea trebuie facuta intre -10 °C și + 50 °C cu umiditate de aprox < 80%. Mastile cu acoperire intreaga fata PORTWEST pot fi folosite 10 ani daca sunt folosite și dezinfectate corespunzator.

7. Desen pe bucati

Consulta ultima pagina din fluturasul utilizatorului

Descarca declaratia de conformitate de pe - www.portwest.com/declarati

SI NAVODILA ZA UPORABO IN VZDRŽEVANJE PORTWESTOVH CELOOBRAZNIH MASK

PORTWESTOVE celobrazne maske je potrebno uporabljati in vzdrževati v skladu z naslednjimi navodili, kar zadeva uporabo, omejitve in vzdrževanje. Nepravilna uporaba, uporaba neprimernih rezervnih delov ali slabo vzdrževanje je nevarno za zdravje in varnost ter razveljavo garancijo in proizvajalca razbremeni vse odgovornosti. Potrebno je poudariti, da morajo osebno varovalno opremo za zaščito dihal vedno uporabljati posebno usposobljeni ljudje, pod nadzorom osebe, ki se popolnoma zaveda omejitve uporabe teh naprav in zakonov, ki pridelajo v poštev v predmetni državi.

Opozorilo
Če ste izklučili to navodilo, ali zahtevate več izvodov, prosimo, da se obrnete na spodaj naveden naslov in navedete to kodno številko: 99 USPD.

Za podrobnejše informacije o ustreznih standardih glejte oznako / oznake izdelka. Uporabljajo se samo standardi in ikone, ki se pojavljajo na izdelku in na navodilih za uporabnike in nadaljevanju. Vsi ti izdelki ustrezajo zahtevam Uredbe (EU 2016/425).

1 – SPLOŠNO

OPIS

Model	Razred	Uporabljani filtri	Material obraznega tesnila
P500	2.	Poseben bajonet	Guma
PS16	3	Standard EN 148-1	Guma

PORTWESTOVE celobrazne maske so testirane v skladu s standardom EN 136:1998, kat razred 2 (P500) razred 3 (PS16) in so sestavljene iz:

- Zunanje obraznega tesnila
- Ekstra širokega panoramskega vizirja, oblikovanega iz polikarbonata
- Frontalne komponente, ki je podpora izdihalnemu ventilu in njegovemu držalu
- Dveh stranskih držal za filter s posebnim bajonetnim priključkom (P500) ali enega osrednjega držala filtra s povezavo EN 148-1 (PS16)
- Notranje masko, oblikovano iz silikona, za zmanjšanje mrtvega prostora, z dvema ventiloma za kroženje zraka, ki preprečujeta kopičenje para na vizirju in preprečujeta nastanek nezmerne ravni ogljikovega dioksida v izdihalnem zraku
- Naglavna traka s šestimi pasovi, oblikovana iz sintetičnega kavčuka z zapankami za hitro pritrditev

PORTWESTOVE celobrazne maske so namenjene za doseganje popolnega tesnjenja, brez nadležnih pritiskov, za večino oblik obraza.

1.2 Rišba in seznam komponent

Različno risno komponent maske si ogledate na zadnji strani.

1.3 Uporaba

Za pravilno uporabo filtra, si ogledate ustrezna navodila za uporabo. Celobrazne maske iz te serije se lahko uporabljajo pod pogoji, ki zahtevajo zaščito tako oči kot dihal. So se posebej pripravljive za strupene in/ali nevarne snovi. Celobrazne maske PORTWEST se lahko uporabljajo s plinskimi filtri, filtri delcev in kombiniranimi filtri s posebnim bajonetnim priključkom. Za pravilno uporabo in izbiro plinskih filtrov si ogledate dobjena navodila za uporabo.

1.4 Izbrana zaščite za dihalo, opremljene s filtrom

Pri izbiri tovrstnih osebnih zaščitnih sredstev je potrebno upoštevati naslednje kazalnike: NPF (nominalni faktor zaščite) je vrednost, ki izhaja iz maksimalnega odstotka celotnega prepuščanja navznoter, ki ga dovoljuje ustrezni evropski standard (NPF = 100% maksimalnega praznega skupnega prepuščanja). APF (dodeljen zaščitni faktor) je raven zaščite dihal, ki jo je mogoče realno preizkusiti s pravilno nameščenim respiratorjem (raščiten za vsako državo). TLV (mejna vrednost praga)

je mejna koncentracija - običajno izražena v delcih na milijon, ppm - za varnost ljudi, ki so izpostavljeni nevarnim snovem. APF, pomnožena s TLV snovi, pomeni koncentracijo škodljivih snovi, katerim je uporabnik lahko izpostavljen ob nošenju posebne naprave. Za izbiro in vzdrževanje filtrirnih naprav in za opredelitev ter uporabo APF in NPF si ogledate tudi evropski standard EN 529 in relevantne nacionalne predpise.

TABELA S POVZETKI APF

Vrsta zaščitne naprave	NPF	APF						Opomba
		I	FIN	D	S	UK		
Celobrazna maska s filtrom delcev P100	5	4	5	5	5	5	5	Ni priporočljivo, saj visoka penetracija skozi filter povzroča celotno prepuščanje navznoter. Ni primerno za tekoče aerosole, kancerogene in radioaktivne snovi, mikroorganizme in biokemična sredstva.
Celobrazna maska s filtrom delcev P2	16	15	15	15	15	15	15	Ni primerno za zaščito pred radioaktivnimi snovi, mikroorganizmi in aktivnimi biokemičnimi dejavniki.
Celobrazna maska s filtrom delcev P2	1000	400	500	400	500	400	400	
Celobrazna maska s plinskimi filtri *	2000	400	500	400	500	400	20	Plinski filtri A, B, E, K, AX, SX, HP3, N0P3 za različne vrste uporabe. Za več informacij si ogledajte informacije za uporabo PORTWEST filtrov.
Naprava s kombiniranim filtrom	Opredeljeni večkratni vrednosti praga za filtre plinov ali delcev so podani ločeno, ampak se v vseh primerih uporablja najnižja vrednost							

* Pri uporabi filtrov za plin, ne presežite naslednjih koncentracij: razred 1 <0,1 % v vol., razred 2 <0,5 % v vol., razred 3 <1 % v vol. (standard EN 14387:2004).

2 – ODOBRITEV IN OZNAJE

Celobrazne maske PORTWEST so osebne zaščitne naprave, ki sodijo v kategorijo II v zvezi z Uredbo (EU 2016/425) in naknadnimi spremembami. Maske so certificirane v skladu s harmoniziranim standardom EN 136: 1998 in izpolnjujejo zahteve, določene za razred 2 (modeli P500) ali razred 3 (model PS16).

2.1 Oznake

Primer oznake, glede na standard EN 136:1998



Njer: P500 označuje model maske; EN 136: 1998 označuje referenčni evropski standard; Cl:2 označuje razred v skladu s standardom EN 136, v katerega spada naprava; Oznaka CE označuje skladnost s bistvenimi zahtevami k prilogi II urede Osebnih zaščitnih Opremi 2016/425. Številka 0426 dolga priklageni organ Italcant S.r.l., Viale Sarca 336, 20126 Milano (Italija), odgovoren za nadzor v skladu z Uredbo o DO 2016/425 Model C

Oznaka PORTWEST označuje proizvajalca in je navedena v notranjosti maske.

2.2 Oznaka komponent

Ve oznake, ki z zastarelostjo lahko vplivajo na varnost, so označene in tako zlahka prepoznavne. Zlasti v spodnji tabeli so navedene komponente, ki so označene s svojo kodo in/ali letom izdelave, ko to predlaga standard EN 136:1998 (Prospekt A.1, dod. A).

Komponente	Oznake	Opombe
Ekshalacijska membrana	NG/11	-
Priključek za poseben bajonetni filter	MI/31	-
Obrazno tesnilo	N/6-A	3)
Naglavni trak	M/8	1)
Vizir	M/1.2	3)
Notranja maska	N/8	3)
Vpenjalni trak	MI/9	3)

- 1) = na komponenti je označeno leto izdelave
 - 2) = na komponenti je označeno samo ime/koda komponente
 - 3) = na komponenti je označeno ime in datum izdelave
- Spodnja oznaka označuje leto in / ali mesec proizvodnje



3 – OPOZORILO IN OMEJITEV UPORABE

Celobrazne maske P500 remljene z dvema bočnima nosilcema bajonetnih filtrov s posebno povezo, zato jih je potrebno uporabljati izključno s filtri za PORTWESTOVE serije s posebno bajonetno povezo.

Celobrazne maske PS16 so opremljene za uporabo z enim filtrom s filterskim priključkom EN 148-1.

Ta celobrazne maske so OVO, ki ne dovaja kisla. Prav tako se lahko uporabljajo skupaj s filtri let, kjer je koncentracija kisika > 17 % ali <23 % volumna. (Ta mejna vrednost se lahko spreminja v skladu z nacionalnimi predpisi). Filtrne naprave se ne sme uporabljati v omejenem prostoru (npr. v cestnih, podzemnih, zaradi promankovanja kisika (O2 < 17 %), ali ob prisotnosti tekočine, filtri, ki izpodirajo kisik (npr. ogljikovega dioksida).

Filtrnih dihalnih naprav ne uporabljajte v s kisikom obogatenem ozračju (> 23 %), ker obstaja verjetnost nevarnosti požara ali eksplozije. Ne uporabljajte za zaščito dihal pred atmosferskim onesnaževalci, ki imajo slabe opozorilne lastnosti, so neznane ali predstavljajo takojšnjo nevarnost za življenje in zdravje ljudi, ali pred kemikalijami, ki ustvarjajo visoke toplotne reakcije s kemikalijami.

Ta maske so oblikovane tako, da so združljive z večino običajne naglavne opreme (čeladami, nausnikmi, itd.) in zaščito obklo (kombinacijo), ko se celobrazna maska uporablja istočasno, na primer s čeladami za zaščito glave ali nausnik za zaščito ušesa, je potrebno obrniti pozornost na nošenje dihalnih naprav prek trakov in bi bilo bolje, vedno preveriti tesnjenje maske.

Teh mask se ne sme uporabljati, če sta okoli je onesnaženje neznan. V primeru dvoma je potrebno uporabiti izločalske dihalne aparate, ki delujejo neodvisno od ozračja.

Takoj zapustite delovno področje, preverite celovitost respiratorjev in zamenjajte dele, če: a) se deli podkožne blazne; b) dihanje postane težko c) se pojavi omotica ali druga stiska d) okusite ali zavohate onesnaževalce ali če se pojavi draženje. Za uporabo si filtri za plin in dele sledite navodilom in omejitvam uporabe, navedenim v relevantnih navodilih proizvajalca.

Nikoli ne predelajte ali spreminjajte te naprave. Ko se zaščita dihal uporablja v eksplozivnih ozračjih, prosimo sledite navodilom za ta območja.

Referenčni standard EN 136 v zahteva testa kemije prepuščlosti. Ob navzočnosti posebej agresivnih kemikalij se ne zagotavlja prepuščlost teh onesnaževalcev in je prepovedana uporaba.

Le za uporabo s strani usposobljenega in kvalificiranega oseba. Brez, dolgi zalosci ali ročke oolko lahko ovirajo oprjemljivost maske na obraz in lahko povzročijo uhajanje zraka. Ne uporabljajte v takih okoliščinah ali pa bo uporabi odgovoren za morebitno škodo, ki se lahko povzroči s takšno nepravilno uporabo.

4 – NAVODILA ZA UPORABO

4.1 Preverjanje pred uporabo

Pred vsako uporabo maske je potrebno pregledati, da se preveri dobro delovanje.

POSTOPEK PREVERJANJA:

- 1) Preverite ob odstranitvi maske iz njene skatle; natančno preverite masko, preverite, da ni poškodov, raztrgan ali znakov umazanije; preverite stanje obraznega tesnila za deformacije in neokrnjenost ter preverite material, ki ne sme biti tog;
- 2) Preverite, da ekshalacijski in inhalacijski ventili nimata deformacij, zlomov ali raztrganin. Ventili morajo biti čisti, ne deformirani in se morajo slobodno gibati;
- 3) Preverite stanje in čistost vizirja;
- 4) Preverite stanje naglavnih trakov in elastičnost ter zagotovite, da so trakovi popolnoma iztegnjeni.

4.2 Preverjanje natikanja in prilaganja

- Po preverjanju pred uporabo, natančne masko po tem postopku:
- 1) Raztegnite naglavne trakove, kolikor je mogoče; trakove dajte izrav in položite brado v obrazno tesnilo, medtem ko trakovi držite dva spodnja trakova odprta. Potegnite masko čez glavo in jo prilagodite obrazu. Prepričajte se, da lasje ne ostane ujeti med tesnilom in celom;
 - 2) Prilagodite stranske trakove, nato zgornje in na koncu nižje. Trakov ne smete preveč zategniti;
 - 3) Preverjanje prilaganja ob negativnem tlaku; med nošenjem maske zaprite držala filtra z uporabo dlani roki in globoko vdihnite. Maske se mora skriti v smeri obraza in ostati tesno, dokler vdihujete;
 - 4) Preverjanje prilaganja ob pozitivnem tlaku; položite dlan roki na pokrov ekshalacijskega ventila in počasi izdihnite. Če se maska počasi izloči, to pomeni, da je bilo doseženo pravilno prilaganje.

Ti pregledi so potrebni za zagotovitev pravilne namestitve obraznega tesnila. Če temu ni tako, zategnite trakove ali prilagodite masko prek obraza. Nato ponovite pregled, dokler ne zagotovite pravilnega prilaganja. Ob uporabi tekstilnega traku (neobvezna oprema, na zahtevo) je postopek enak. Če ne morete doseči pravilnega prilaganja, ne vstopajte na okuženo območje.

4.3 Montiranje

Izberite filter, glede na vrsto onesnaževalca, preverite datum izteka in ju pritrpite na poseben stranski priključek in zagotovite, da tesnilo na dnu lukenja bajejona omogoča dober kontakt. Za pravilno uporabo filtra si ogledate relevantne informacije za vrsto, priloženo istim filtrom in bodite pozorni nato, da uporabite dva filtra istočasno v razredu. Po testu neprepustnosti in preverjanju filtra lahko vstopite na okuženo območje. Opomba: glede uporabe respiratorja: Filter za plin je potrebno zamenjati, ko začne uporabnik zaznavati vonj, okus ali draženje. Filter za delce je treba zamenjati najkasneje takrat, ko dihalni upor postane previsok

5 – ČIŠČENJE IN SHRANJEVANJE

5.1 Čiščenje in shranjevanje

Bodite posebno pozorni na morebitne onesnaževalce, ki se odlagajo na masko. Vse postopke čiščenja je potrebno opraviti v varnih območjih. Za čiščenje vizirja ne uporabljajte abrazivnih snovi in topil. Za čiščenje in razkuževanje maske uporabljajte izključno to postopke:

- 1) Po ob odstranitvi maske in onesnaženega filtra, ju očistite pod tekočo vodo; da odstranite večino onesnaževalcev; potem izvedite natančnejše čiščenje s polaganjem v vročo vodo (temperatura ne sme biti višja od 40 °C in nevtralnim milom). Če je potrebno razkuževanje, uporabite raztopino običajnega razkužila, ki temelji na kvartarnih amonijevih spojinah
 - 2) Posušite masko z mehko, čisto krpo ali jo posušite naravno.
 - 3) Po osušitvi, očistite vrste s čisto vodo.
- Preučite masko v skladu z zgornj omenjenim postopkom in opravite isti postopek ob mesečnem pregledu. Če se maska izkaže za okvarjeno, je jo uporabljajte.

6. Shranjevanje

Priporočljivo je, da nove maske hranite v originalni embalaži, v prezračevanem skladiščnem prostoru, proč od sonca, toplote in onesnaževalcev. Shranjevanje mora potekati med -10 °C in +50 °C pri relativni vlažnosti < 80 %. PORTWESTOVE celobrazne maske, če so nerabljene in pravilno shranjene, se lahko uporabljajo v roku 10 (deset) let.

7. Podrobna risba

Glejte zadnjo stran tega letaka za uporabo

Preneite izjavo o skladnosti @ www.portwest.com/izjave

SE ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDNING OCH UNDERHÅLL AV PORTWEST HELMASKER

De PORTWEST helmasker måste användas och underhållas i enlighet med följande instruktioner så långt som det används av begränsningar och underhåll berörs. Felaktig användning är farlig användning av olämpliga reservdelar eller dåligt underhåll

för hälsa och säkerhet och upphäver garantin främst tillverkaren från allt ansvar. Det måste understrykas att personlig skyddsutrustning för andningskydd alltid måste användas av specialutbildade personer, övervakas av en person fullt medveten om gränserna för tillämpning av dessa enheter och de lagar som finns i detta område i det berörda landet.

Varning

Se produktens etikett / märkning för detaljerad information om motsvarande standarder. Endast standarder och ikoner som visas på både produkten och användarinformationen nedan är tillämpliga. Alla dessa produkter uppfyller kraven i förordningen (EU 2016/425).

1 - ALLMÄNT

BESKRIVNING

Modell	Klass	filter som används	Yttätning material
P500	2	speciell bajonet	Gummi
PS16	3	Standarden EN 148-1	Gummi

PORTWEST helmasker testas i enlighet med standarden EN 136: 1998 som klass 2 (P500) och klass 3 (PS16) och de består av:

- Extern yttätning
- Ett bred panoramavisor gjutna i polykarbonat
- Frontal komponent som är ett stöd för utandningsventilen med innehavare av 15 sidofilterhållare med speciella bajonetfästning (P500) eller en central filterhållare med EN 148-1-anslutning (PS16)
- Inre mask för att minska dödrymmet gjuten i silikon försedd med två luftcirkulationsventiler som förhindrar att visret från ångande upp och mot luftcirkulationen av överdriven köldkvaliteten i utandningsluften
- Head sele med sex band, gjutna i syntetiskt gummi med snabbfäste spännen

PORTWEST helmasker är utformade för att uppnå en perfekt tätning utan besvärande tryck på de flesta ansiktsformer.

1.2 Rita och komponenter lista

Se expand ritning av masker komponenter på sista sidan.

1.3 Ansökan

För en korrekt filter användning, se respektive bruksanvisning. De helmasker i denna serie kan användas i förhållanden som kräver skydd för båda ögonen och andning. De är särskilt rekommenderas för giftiga och / eller farliga ämnen. Helmasket PORTWEST kan användas med gas, partikel och kombinerade filter med de speciella bajonetfästning. För en korrekt användning och val av gasfilter se den medföljande bruksanvisningen.

1.4 Val av andningskydd utrustad med filter

Att välja denna typ av personlig skyddsutrustning är det nödvändigt att beakta följande indikatorer: NPF (inomlig skyddsfaktor) är värdet kom från den maximala andel av den totala inläckage tillåtet enligt den relevanta europeiska standarden (NPF = 100 % maximal total inläckage erkände). APF (tilldelad skyddsfaktor) är graden av andningskydd som realistiskt kan förväntas uppnås genom korrekt monterad respirator (det är olika för varje stat). TLV (gränsvärde) är en tröskelkoncentration - vanligen uttryckt i miljondelar, ppm - för säkerheten för de människor som utsätts för farliga ämnen. APF multiplicerat med TLV av ämnet ger koncentrationen av föreningarn till vilken en operatör kan vara exponeras bär en specifik enhet. För urvalet och upprätthållande av andningsutrustning och för definition och användning av APF och NPF hänvisar också till den europeiska standarden EN 529 och relevant nationell lagstiftning.

APP SAMMANFATTANDE TABELL

Typ av skyddsanordning	NPF	APF					Notera
		I	FIN	D	S	UK	
Helmask med partikelfilter P1	5	4	5	5	5	5	Inte lämpligt som den höga penetrationen genom filtert ökar den totala inläckage. Inte lämplig för flytande aerosoler, cancerframkallande och radioaktiva ämnen, mikroorganismer och biokemiska medel.
Helmask med partikelfilter P2	16	15	15	15	15	15	Inte lämpar sig för skydd mot radioaktiva ämnen mikroorganismer och aktiva biokemiska medel.
Helmask med partikelfilter P2	1000	400	500	400	500	40	
Helmask med gasfilter *	2000	400	500	400	500	20	Gasfilter A, B, E, K, AX, SX, HP3, N0P3 för olika tillämpningar. För ytterligare information se PORTWEST filter användnings information talet.
Enhet med kombinationsfilter	De angivna multiplar av tröskelvärdet för gasen eller partikelfilter ges separat, men i alla fall det lägsta värdet gäller						

* Vid användning av gasfilter inte överskrider följande koncentrationer: Klass 1 < 0,1% i volym, klass 2 < 0,5% i volym, klass 3 < 1% i volym. (EN 14387: 2004 Standard).

2 - Godkännanden och märkning

PORTWEST-ansiktmasker är personliga skyddsapparater som omfattas av kategori III med avseende på förordning (EU 2016/425) och efterföljande ändringar. Maskerna har certifierats i enlighet med den harmoniserade standarden EN 136: 1998 och uppfyller kraven för klass 2 (P500- och -modeller) eller klass 3 (PS16-modellen).

2.1 Märkning

Exempel på märkning enligt EN 136: 1998 standard



där: P500 anger maskens modell; EN 136: 1998 anger den referens europeiska standarden Cl2 anger klassen enligt EN 136 Standard som enheten hör till; CE är märket som indikerar överensstämmelse med hälso- och säkerhetskraven i regel EU 2016/425 modul 2 och överensstämmelsen med EN 136: 1998-standard. 0426 indikerar att taleriet S., Viale Sarca, 336-20126 Milano, Italien, är det anmälda organet som ansvarar för kontrollen enligt PPE-förordning 2016/425, modul C2

Märkningen (PORTWEST) anger tillverkaren och det är markerat på andningsutrustning och för definition och användning av APF och NPF hänvisar till den europeiska standarden EN 529 och relevant nationell lagstiftning.

2.2 Komponenters märkning

Alla komponenter som kan påverka säkerheten genom åldrande är märkta för att vara lätta att identifiera. I synnerhet i nedanstående tabell listas de komponenter som är märkta med sin kod och / eller med tillverkningsår, när föreslagna av standarden EN 136: 1998 (Prospect A.1, App. A).

Komponenter	markeringar	Notera
Utandningsmembran	NG/11	-
Anslutning för speciella bajonet filter	MI/31	-
yttätning	N/6-A	3)
Sele	M/8	1)
Visir	M/1.2	3)
innermask	N/8	3)
Spännbandet	MI/9	3)

- 1) = på komponenten markeras endast tillverkningsåret
 - 2) = på komponenten markeras bara namnet / code av komponent
 - 3) = på komponenten är märkta namn och tillverkningsdatum
- Symbolen nedan anger år och / eller månad för produktion



3 - VARNING OCH BEGRÄNSNINGAR FÖR ANVÄNDNING

P516 helmasker är utrustade för att användas med ett filter med EN148-1 filteranslutning.

Dessa helmasker är personlig skyddsutrustning som inte tillföra syre. De kan användas tillsammans med filter endast inom områden där syrekonzentration är >= 17% eller <23% i volym. (Detta gränsvärde kan variera beroende på nationella bestämmelser).

Dessa helmasker är personlig skyddsutrustning som inte tillföra syre. De kan användas tillsammans med filter endast inom områden där syrekonzentration är >= 17% eller <23% i volym. (Detta gränsvärde kan variera beroende på nationella bestämmelser).

Använd inte filterings andningskydd i syrerikad atmosfär (> 23%), på grund av den sannolika risken för brand eller explosion.

Använd inte för andningskydd mot atmosfärska föreningarna som har dåliga varningsegenskaper eller är ökända eller omedelbart farliga för liv och hälsa eller mot kemikalier som genererar höga värmer reaktionens med kemiska filter.

Dessa masker är utformade för att vara kompatibla med de vanligaste huvudbanden (hjälmarm, halsstycke, etc.) och med skyddskläder (overalls), när helmasket används samtidigt, till exempel, med hjälmför ett utsläpp skydd eller halsstycke för halskydd, är det nödvändigt att hålla uppmärksamheten att bära andningskydd över selen och hur det skulle vara bättre att alltid kontrollera tätheten av masken.

Dessa masker får inte användas om miljön och förening är ökända. I tveksamma fall måste isolerande andningskydd som fungerar oberoende av atmosfären användas.

Läma arbetsområdet omedelbart, kontrollera integritet respiratorer och byta ut delar om: a) delar skadas b) andning blir svårt c) yrsel eller obehag uppstår d) du smaka eller klia föroreningarna eller irritation uppstår.

För användning med gas och partikelfilter följer anvisningarna och begränsningarna för användningen som anges i det aktuella tillverkarens anvisningar.

Åldrig modifiera eller ändra denna enhet.

När en andningskyddet används i explosiv atmosfär, följ instruktionerna för dessa områden.

Referens standarden EN 136 kräver ingen kemisk genomträngning test. I närvaro av särskilt aggressiva kemikalier är det inte garanterat icke permeabilitet för sådana föreningarn och det är förbjudet att använda.

Endast för användning av utbildad och behörig personal. Skägg, långa polysonger eller skädespel stjäklar kan störa vidhäftningen av masken i ansiktet och de kan orsaka fukt i luften. Använd inte under sådana omständigheter eller bäraren kommer att vara ansvarig för eventuella skador som kan orsakas av detta felaktig användning.

4 - BRUKSANVISNING

4.1 Kontroll före användning

Före varje användning av masken, är det nödvändigt att göra en kontroll på den, för att kontrollera en väl fungerande.

KONTROLLERA FÖRÅRANDE:

1) Kontrollera, när du drar ut masken från sin box; noggrant undersöka masken, kontrollera att det inte finns skador och riva eller smuts tecken; kontrollera ansiktstättningens villkor för deformation och intactness och kontrollera material som inte vara stela har;

2) Kontrollera att utandningsventilen och inandningsventilen inte har deformationer, inbrott eller rivning. Ventilerna måste rengöras, inte deformeras och föra sig fritt;

3) Styra visret skick och renhet;

4) Se till att huvudsele tillstånd och elasticitet och banden är helt utskjutna.

4.2 påtagning och passform kontroll

Före kontrollen före användning, don masken följande procedur:

1) De långsträckt banden av huvudseln så mycket som möjligt; sätta selen bakom nacken och sätta chakra i ansiktstättning, hålla de två nedre remmarna öppnas med händerna. Dra masken över huvudet och justera den på ansiktet. Se till att håret inte förblir instängt mellan tätning och pannan;

2) Justera sidobanden, då de övre banden och slutligen lågare. Inte tätt banden överdrivt;

3) Negativ tryckpassning kontroll, samtidigt som bäre masken, nära antagen filterhållaren med hjälp av handflatorna och ta ett djupt andetag. Masken ska kollapsa in mot ansiktet och förblir så länge du andas in;

4) Positiv tryckpassning check, placera handflatan över utandningsventilerna och andas ut försiktigt. Om masken buktar försiktigt, innebär detta att en korrekt passning har erhållits.

Dessa kontroller är nödvändiga för att säkerställa att ansiktstättningen är korrekt monterad. Om det inte är det, spämn eller justera masken var ansiktet. Upprepa sedan kontrollen tills passningen är perfekt. Om textimattman ändras (tillväg beslag på begäran), är densamma procedur. Om du inte kan uppnå en ordentlig passning inte ange det föreordnad området.

4.3 Montering

Välj filter beroende på vilken typ av förening kontrollera utgångsdatum och skriva fast dem två till den laterala särskild kontroll, se till att tätningen vid brott av bajonetthållan gör god kontakt. För en korrekt användning av filter, se relevanta användnings information bifogas samma filter och hålla uppmärksamheten att använda två filter av samma typ och klass. Nu, efter tätesprockning och filterkontroll, kan du skriva in det föreordnad området. Anmärkning på respirator användning: gasfilter skall vara särskilt när användaren börjar att andas klia, smak eller irritation. Partikelanvändning måste bytas senast när andningsmottståndet blir för hög

5 - Rengöring och förvaring

5.1 Rengöring och desinfektion

Var särskilt försiktig om eventuella föreningarna används på masken. Alla rengöringsoperationer bör ske i säkra områden. Använd inte slipmedel för att rengöra visret inte lösningsmedel. Använd endast denna procedur för att rengöra och desinficera maskerna:

- 1) Efter att masken och den föreordnade filtert rent under rinnande vatten för att avlägsna det mesta av föroreningarna, rengör mer fullständig genom att placera i varmt vatten (temperatur inte över till 40 ° C) med en neutral tvål Om desinfektion krävs, använd en lösning av en gemensam desinfektionsmedel baserat på kvartära ammoniumföreningar
 - 2) Torka masken med en mjuk, ren trasa eller fuktig torika naturligt.
 - 3) När det är torrt, rent visret med en ren bomullstuss.
- Undersök masken i enlighet med ovanstående procedurer och följ samma procedur för den månatliga inspektion. Om m.å.h. verkare defekt, inte använda den.

6. Förvaring

Det är lämpligt att hålla nya ansiktsmasker i sin originalförpackning i ett ventilerat förbehåll, bort från sol, värme och föroreningar.

Lagring måste utföras mellan -10 ° C och + 50 ° C med en relativ fuktighet <80%. PORTWEST helmasker om oavänd och förvaras på rätt sätt kan användas inom 10 (tio) år.

7. sprängskiss

Se sista sidan i denna bipacksedeln

Ladda ner försäkran om överensstämmelse @ www.portwest.com/declarations

Maskat e fytyre te plota Portwest duhet te perdoren dhe te mirebahen ne perputhje me udhezimet e neposhtme per sa i perket perdorimit, kufizimit dhe mirebahenjes. Perdorimi i gabuar, perdorimi i pjeseve te kembimit te papeshtatshme ose mirembajtja e keqe eshte e rrezikshme per shendetin dhe sigurine dhe zhvlereson garancin dhe shtafjeshme ndaj prodhuesit nga te gjitha perspektivat. Ajo ka per te rrezikuar se pajisjet personale mbrojtese per mbrojtjen e frymarrjes duhet te perdoret gjithmone nga njerzet te trajnuar posaciter, e mblidhur nga nje person kryesisht i vetedijshem per kufizime e zbatimit te ketyre pajisjeve dhe te liqisjeve qe jane ne te qenit ne vendin ne fjale.

Paralajmerim
Nese jua i humbni kete fletapaloje ose ne qofte se keni nevojte per kopje te metejshme, ju lutem kontaktoni ne adresen e neposhtme dhe manualin me kode: 99USP

Referojuni etiketes / shenjave te produktit per informacion te detajuar mbi standardet perkatese. Vlejete vendit standardet dhe ikonat qe shfaqen ne produktin dhe informacionin e perdoruesit me poshte. Te gjitha keto produkte jane ne perputhje me kerkesat e Rregullores (EU 2016/425).

1 - PERGJITHSHME

PERSHKRIM

Model	Klase	Filtrat qe perdoren	Material i siletit brendshem
Klase	2	bajonete vecante	Gome
PS16	3	Standard EN 148-1	Gome

Maskat e Plota Portwest jane testuar sipas standartit EN 136:1998 Klasi 2 (P500) dhe Klasi 3 (P516) te njera ndertuar nga:

1. Pjesa e jashtme
2. Xhami i gjere prej polikarbonat
3. Pjesa te tjera qe mundesojne valven e nzerjtes
4. Dy filtrat anore me montim special bajonete (P500) ose me nje filter ne mes me montim sipas EN 148-1 (P516)
5. Skilet i brendshem i ndertuar nga siliqoni me sistem te qarqullimit te ajrit brenda maskes per te eliminuar veshjen e xhamit me avull dhe reduktimit te dioksidit te karbonit.
6. Rripat mbrojtese me gjasthe krahe, te montuara te goma sintetike dhe me tokza mberthyes

Maskat e Plota Portwest jane ndertuar per te krijuar perputhje te rehatshme me forma fytyre te dryeshme, pa krijuar presion te paretshatshem.

1.2 Skicat dhe lista e komponenteve

Shifri Skicat dhe listen e komponenteve te faqja e fundit

1.3 Perdorimet

Per nje perdorim te sakte te filterit, shih udhezimin ne fleten perkatese. Maskat e Plota te kesaj serie mund te perdoren ne kushte qe kerkojne mbrojtje te dyfishte, te syve dhe frymarrjes. Ata jane te rekomanduara vecanerisht per substancave toksike dhe/ose te rrezikshme. Maskat e plota Portwest mund te perdoret me filtra gaz, grimceve dhe te kombinarua qe kane montim te vecante bajonete. Per perdorimin e deqite dhe zgjedhjen e duhur te filtrave te gazit, duhet me pare te lexoni udheshem te fletapalojsja.

1.4 Perzgjehja e Maskes dhe Filtrin e frymarrjes

"Per te zgjedhur kete lloj pajisjeve personale mbrojtese eshte e nevojshme te marrin ne konsiderate treguesit e neposhtem: NPF (faktorin nominal i mbrojtjes) eshte vlera e ardhur nga perqindja maksimale e rrethdijeshme se perqindjeshme te brendshem lejuar nga standardi perkatese Evropian (NPF = 100% / maksimale totale rrethdije nga jashte-brendat e pranuar. APF (faktor i mbrojtjes i percartuar) eshte niveli i mbrojtjes te frymarrjes qe mund te pritet realisht te arrihet duke njerzve i respiratorit e duhet shikuar (kjo eshte e ndryshme per cdo shitet). TUV (vlera e pragut limitit) eshte nje prag perqendrim-it - ne perqindjesh shprehur ne pjese per milion, ppm - per njerzesh e njerzesh te ekspozuar ndaj substancave te rrezikshme. APF shprehumez me TUV e substancave jpp perqendrimin e ndoteses te cilat nje operator mund te jete ekspozuar veshur me nje pajisje te vecante. Per perzgjehjen dhe mirembajtjen e pajisjeve filtruese

dhe per percartimin dhe perdorimin e APF dhe NPF gjithashtu i referohet Standard European EN 529 dhe rregulloreve perkatese kombetare."

TABELA E APF

Lloji i pajisjes mbrojtese	NPF	APF					Shenim
		I	FIN	D	S	UK	
Maska e Plote me filter P1	5	4	5	5	5	5	Nuk eshte e kesillueshme sepe depertimi i larte neper filterin rit rrethdijeshem e brendshem, jo te pershatshme per aerosol lengshme, kancerogjive dhe radioaktive, mikroorganizem dhe agjentet biokimike.
Maska e Plote me filter P2	16	15	15	15	15	15	Nuk eshte e pershatshme per mbrojtje ndaj substancave kimikore/organizem aktive dhe agjentet biokimike
Maska e Plote me filter P2	1000	400	500	400	500	40	
Maska e Plote me filter Gazi	2000	400	500	400	500	20	Filter gazit A, B, E, K, AX, SX, HgP3, N0P3 per aplikime te ndryshme. Per me shume informacione lexoni manualin e perdorimit
Pajisje me Filter te kombinar (Gaz dhe Grmica)							Shumizimi i vlerave te perkatesa limit per filtrat e gazit apo grimce jane paraqitur vecanerisht, por ne te gjitha rastet zbatohet vlera me e ulet.

*Kur perdorni filtrat e gazit nuk duhen te tejkalojne perqendrimet e neposhtme: Klasi 1 <0.1% ne vol, klasi 2 <0.5% ne vol, klasi 3 <1% ne vol. (EN 14387: 2004 Standard).

2 - Shenimet dhe Identifikimi

PORTWEST maskat e fytyres te plota jane pajisje mbrojtese personale qe perkasin kategorine III ne lidhje me Rregulloren (EU 2016/425) dhe modifikimit pasuse. Maskat jane certifikuar ne perputhje me standardin e harmonizuar EN 136: 1998 dhe plotesojne kerkesat e percartuara per klasi 2 (modellet P500) ose Klasi 3 (modeli P516).

2.1 Identifikimi

Shembulli i shenjave Identifikueses sipas standartit EN 136:1998



ku: P500 tregon modelin e maskes; EN 136: 1998 tregon standardin evropian te references; Cl.2 tregon klasi sipas EN 136 Standardit qe i takon pajisja; Cl.3 eshte shenje qe tregon perputhjen me kerkesat e Shendetit dhe Sigurites te Rregullores se EU 2016/425 Modulli 2 dhe konformitetit me standardin EN 136: 1998, 0426 tregon se faktori S=1.1, Viale Sarca, 336-20126 Milano, Itali, eshte Organi i Certifikuar i ngarkuar me kontrollin sipas Rregullores se PPE 2016/425 Moduli C2 Shenimi i **PORTWEST** tregon prodhuesin dhe ajo eshte e shenuar ne brendesi te maskes.

2.2 Shenimi i komponenteve

Te gjitha komponentet qe jane ne gjendje te ndikojne ne sigurine me kalimin e kohes jane shenuar me te denat identifikueshme. Ne vecanti, ne tabelen e neposhtme jane renditur komponentet qe jane te shenuara me kodin dhe / ose viti i prodhimit, kur eshte sugjeruar nga standardi i EN 136:1998 (Prospect A.1, App. A).

Komponent	Shenimi	Shenim
Membrana e frymze nzerjtes	NG/T1	-
Montimi special bajoneti i filtrit	M/31	-
Skilet i Perputhjes me fytyren	N/6-A	3)
Rripat mberthyes	M/8	1)
Xhami i jashtem	M/1.2	3)
Skilet i Brendshem	N/8	3)
Tokza mberthyes	M/9	3)

- 1) = eshte shenuar vetem viti i prodhimit
- 2) = eshte shenuar vetem emri/kodi i komponentit
- 3) = eshte shenuar emri dhe data e prodhimit Simboli me poshte tregon vitin dhe / ose muajin e prodhimit



3 - PARALAJMERIMET DHE LIMITIMET E PERDORIMIT

Maskat e Plota P500 te pajisura me dy montim filtra bajoneteansore, dhe per kete arsye ato duhet te perdoren vetem me filtra te serise Portwest me lidhje bajoneteve vecante.

Maska e Plote P516 eshte e pajisur me vend montimi te nje maske ne qender sipas EN148-1.

Kete Maskat te plota nuk ju furnizojne me oxigenin. Ato mund te perdoren me filtra perkatese te njere ne abente qe ka perqendrim oxigeni te nivelit <17% ose <23%. (Ky limit mund te jete ndryshe te rregullore shtete te ndryshme) Maskat me filter nuk duhen te perdoret ne hapesirat e kufizuara (p.sh. cisternat, tunel) per shkak te mungeses se oksigjenit (O2 <17%) ose pranira e gazeve te reza qe zhvendosin oksigjenin (p.sh. dioksidit te karbonit). Mos perdorni Maskat me filter ambiente me nivel oksigjenit te larte (> 23%), per shkak te rrezikut te mundshem te shprehimit.

Mos perdorni mbrojtjet e frymarrjes kunder ndotesve atmosferike te cilat kane vete te dobetat paralajmerime ose jane te panjohur ose menjehere te rrezikshme per jeten dhe shendetin ose kunder kimikateve te cilat gjenerojne neubetes te larta te ngajimit me filtra kimike. Kete maska jane te dizajnuara qe te jete ne perputhje me veshjet dhe pajisjet e kokes te zakonshme (helmeta, kufjet e veshit, etj), dhe me robra mbrojtese (kominohet); kur maska e plote e fytyres eshte perdorur neqekoheshit, per shembull, me helmata per mbrojtjen e kokes apo kufjet e veshit, eshte e nevojshme per te mbajtur vendedjen te veshne pajisjet e frymarrjes mbi parzmore dhe megjithe do te ishte me mire gjithmone per te kontrolluar ngushtesine e maskes.

Kete maska nuk duhen te perdoret nese mjedisi dhe ndotja jane te panjohura. Ne rast dyshimit, respiratorizolues te cilat funksionojne ne menyre te pavarrur nga atmosfera duhet te perdoret.

Largou nga zona e punes menjehere, kontrolloni integritetin e respiratorve dhe zvendoseni pjeset nese: a) pjeset jane te denatuara. b) frymarrja behet e veshtire. c) maramendje ose ankime te tjera ndodhin. d) ju shije apo eree ndotesve ose nje acarin ndodhin.

Per perdorim i tregave te gazit dhe grimceve ndihmi udhezimit dhe kufizimit e perdorimit te fituar ne udhezimet e prodhuesit perkatese. Kurr mos e modifikojte ose ndrysho kete pajisje Kurr maska e frymarrjes perdoret ne ambiente me rrezikshmeri shperthimi. Ju lutem te ndiqni udhezimet e abjentit te punes. Standard EN 136 nuk kerkon ndonje prove depertim kimike. Ne prani te kimikateve vecanerisht agresive nuk eshte e garantuar jo peshkueshemishte te ndotesve te tilla dhe eshte ndaluar perdorimi.

Te perdoret vetem nga personel i kualifikuar dhe i trajnuar "Mjekria, bishtat e syzeve ose te tjera Interferojne me perputhshmerine e maskes me fytyren qe perdoret qe ajri te futet brenda maskes. Mos perdorni me rethana te tilla, ose jehonave do te jete perqendrim per cdo dem qe mund te shkaktohet nga ky perdorim.

4 - MANUALI I PERDORIMIT

4.1 Kontrollto para perdorimit

Para se te perdorni masken eshte e domosdoshme ti beni nje kontroll qe cdo gj e funksionon.

NDIQ KETO PROCEDURA

- 1) Kontrollto, kur e nojmer masken nga kutia e saj; te kontrolloje me kujdes masken, kontrolloni qe nuk ka demtime dhe carje apo shenja e deformimit; te kontrolloj gjendjen e skiletit qe perputhet me fytyren per performace dhe shikoni materialin qe do te jete i ngurte; ka
- 2) Kontrolloni valvulen hyrse dhe mase per deformime, thyer ose carje. Valvulat duhet te jene te pastira dhe, te pa deformuar dhe pa interference;
- 3) Kontrolloni gjamin per demtime dhe pa pasterti
- 4) Kontrolloni rripat shtemes dhe rripat elastik.

4.2 Vendosni masken dhe kontrolloni per perputhshmeri me fytyren

- 1) Zgjas shiritat e parzmorese se kokes sa me shume te jete e mundur; vendose parzmoren prapa qafes dhe te vendos mjekren ne skiletin brendshem, duke mbajtur dy shiritat ulata hapur me duar. Vendose masken mbi koke dhe pershate me fytyren. Sigurohuni qe floket nuk mbeten te bllokuar ne mes te vules dhe ballin;
- 2) Rregullo shiritat anesore, pastaj shiritat e sipërme dhe ne fund ato te uleta. Mos forcoje shiritat teper;
- 3) Kontrolloni i presionin negative, ndersa vendosni masken, mbyllni valvulat hyrse me duar dhe merr fryme thelle. Maskat duhet te ftehiqet ne drejtim te fytyres dhe te mbetet keshillu per ar qe koha e saj e mbari frymë;
- 4) Kontrolloni i presionin pozitiv, vendosi dorat te valvula dalse njerzime frymen ngadale. Nqs maska fryhet ngadale, kjo do te thote se nje pershatje e duhur eshte arritur.

Kete kontrole jane te nevojshme per te siguruar qe skilet i maskes eshte ngjitur mire me fytyren. Nese nuk eshte, shtemroni siguarit apo rregulloni masken mbi fytyre. Pastaj duhet perseritur kontrolli deri arrihet perputhshmeri e persour. Nese parzmore jane prej tekstilit (pajisje fakultive, syse kerkeses), procedura eshte e njerez. Nese ju nuk mund te arrije nje pershatje te duhur nuk do te hyji ne zone te kontaminuar.

4.3 Montimi

Zgjedhimi filtra sipas llojit te papastertise, kontrolloni daten e skadimit dhe vidhos ato dy filtrat te valvulat anesore, duke siguruar se filtra ne fund kane kontakte te mira. Per nje perdorim korrekt te filtrave, shih informacione te bashkanguluar te filtrat, perdorimi dy filtrat e te njejt lloj Klases. Tani, past testit pershatshmerie dhe kontroll te filterit, ju mund te hyje ne zone te kontaminuar. Shenimi mbi perdorimin respiratorve se: Filtrat e gazit do te zvendoseshat kur perdoruesi fillon te ndiqje ere, shije ose acarin. Filtra grimceve duhet te zvendoseshat kur rezistenca ne frymarrje behet shume e forte.

5 - PASTRIM DHE MAGAZINIM

5.1 Pastrim dhe dezinfektim

Kil kujdes te vecante per cdo ndotes te depozituara ne maska. Te gjitha operacionet e pastrimit duhet te behet ne zona te sigurta. Mos perdorni substanca geryesore per te pastruar masken dhe mos perdorini tretes. Perdorni ekskluzivisht kete procedure per te pastruar dhe dezinfektuar masken: "1) Pas behes se maskes dhe frymarrjes e kontaminuar, pastroje masken me ujte te rrethshem per te hequr shitenin e ndotesave, pastaj vendoseni nje te njezhte (temperatura deri ne 40°C) me nje sapun netur. Nese dezinfektimi eshte e nevojshme, perdorim nje sulucion te nje dezinfektues perbashket bazuar ne komponime amino kuaternar

2) Thajeni masken me nje leckte te bute, te pastore ose lere te thahet vete. 3) Mbsati thahet, fshije masken me nje pamuk te pastar."

Inspektoni masken ne perputhje me proceduren e mesipmerie dhe te ndiqni te njejtjen procedure per inspektimin mujore. Nqs maska eshte demtuar, mos e perdorin ate.

6. Magazini

Eshte e kesillueshme per te mbajtur masken ne paktimin e tyre origjinal ne nje dhome te ventiliuar, larg nga dritet, nxehtesia dhe ndotesve. Magazini duhet te krijen kryemend: -10 ° C dhe +50 ° C me nje lageshiti rrethore <80%. Maskat e plota te fytyres Portwest te paapordura dhe te ruajtuat sic mund te perdoret brenda 10 (dijete) vjet.

7. Skicat dhe figurat

Shikoni faqen e fundit te keti manuali

Shikarko deklaraten e konformitetit @ www.portwest.com/declarations

EE INSTRUKTSIOONID NÄOMASKIDE KASUTAMISEKS JA HOOLDUSEKS.

PORTWEST täismaskid peab kasutama ja hooldama kooskõlas järgmise kasutusjuhise, kasutuse, hoolduse ja piiranguid on omaval seotud. Vale kasutamine, mitte sobivate varuosade kasutamine või halb hooldus on ohtlik tervisele ja ohutusele ning tühistab garantii, mis koheselt vabastab tootja vastutusest. Tuleb rõhutada, et hingamisteede isikukaitselahendid tuleb kasutada ainult spetsiaalselt väljappe saanud isikuid, koollatuid ja kogunenud isikute järelevalve all, kes on teadlikud seadustest ja piirangutest asjaomases riigis.

Hoiatus
Kui kaotate juhendi või vajate täiendavat eksemplari, siis võtke ühendust alloleval aadressil ja nimetage kood: 99UP5

Üksikasjalikke teavet vastavate standardite kohta vt toote etiketilt/märgistustelt. Kasutatud on ainult standardised ikoonid, mis kuvatakse nii toote kui ka poolil oleval kasutusjuhendil. Kõik need tooted vastavad määrase (EL 2016/425) nõuetele.

1. ÜLDIST

KIRJELDUS

Mudel	Klass	Filtrite kasutamine	Näotheni materjal
P500	2	Spetsiaalne täik	Kumm
PS16	3	Standard EN 148-1	Kumm

PORTWEST täismaskid on testitud vastavuses standard EN 136:1998 nagu klass 2 (P500) ja klass 3 (PS16) ja need koosnevad vastavalt:

- Välise näothenid
- Eriti lai panoraam visiri vormitud polikarbonaadist
- Kesmise koo, mis tohib väljahingamisklappi
- Kaas kõlmselge filtrihoidiku erilise bajonetühendusega (P500) või üks keske filtrihoidja EN 148-1 ühendus (PS16)
- Sisemine mask on vooderdatud tühja ala vähendamiseks silikoonist kahe õhufiltri klapiga, mis hoiavad ära visiri ühenduse muutumise ja vähendavad süsihappegaasi taset väljahingamises õhus
- head rakmed kuue riimaga, vormitud sünteelise kummi kiirniitumise panneliga.

PORTWEST täismaskide eesmärk on saavutada täiuslik tihedus, mis ei avaldaks survet näo kujule.

1.2 Joonised ja komponendid

Vaata maski komponentide suuredatud joonist viimasel leheküljel.

1.3 Rakendus

Õige filtri kasutamiseks vaata ka asjakohast kasutusjuhendit. Selle seeria täismaske saab kasutada tingimustes, mis nõuavad hingamist ja mõlema silma kaitsset. Need on eriti soovitatavad toksiliste ja/või ohtlike ainetega. PORTWEST-i täismaski võib kasutada koos gaasi, osakeste ja kombineeritud filtrite täiendamisega. Gaasifiltri õiget kasutamist ja valikut vaata kaasas olevat infolehet.

1.4 Valk hingamiskaitsega varustatud filter

Selle isikukaitselahendi valimiseks on vajalik arvesse võtta järgmised näitajad: NPF (nominaalne kaitsefaktor) on väärtus, mis tuleneb seemise lekke maksimaalsest väärtusest Euroopa Standardi järgi (NPF = 100% / sisemise lekke lubatud maksimaalne väärtus). APF (määratud kaitsefaktor) hingamisteede kaitsete taase, mida saab reaalselt eeldada korraliku varustusega seadistatud respiratoril (erinev õhus riigis). TLV (piirväärtus) on kontsentratsiooni piirmäär – üldiselt väljendatakse osakest miljoni kohta, ppm – inimeste õhuga kaitsset, näitab kokkupuudet ohtlike ainetega õhus. APF korraldab ainet TLV-ga, annab ettekujutuse saasteaine kontsentratsioonist, millise erivahendiga operator koostu puutub. Filtrireemise seadmete valimisel ja hooldusel, APF ja NPF määramisel kasutada ka viited Euroopa standardis EN 529 ja asjakohaseid riiklikke regulatsioone.

APF KOKKUVÕTTE TABEL

Kaitselahendi tüüp	NPF	APF					NBI*
		I	FIN	D	S	UK	
Täismask koos osakeste filtriga P1	5	4	5	5	5	5	Ei soovitata, kõrge läbitungivusega, suureneb ka loogu seismine lekke. Ei sobi vedelate aerosoolide kaitseseadmetele, biokeemiliste ja radioaktiivsete ainetega ning mikro-organismide eest kaitsmiseks.
Täismask koos osakeste filtriga P2	16	15	15	15	15	15	Ei sobi radioaktiivsete ainetega, aktiivsete biokeemiliste ainetega ja mikro-organismide eest kaitsmiseks.
Täismask koos osakeste filtriga P3	1000	400	500	400	500	40	
Täismask koos gaasi filtriga*	2000	400	500	400	500	20	Gaasi filtrite A, B, E, K, AX, SX, HgP3, N0P3 erinevad rakendused. Täpsem informatsioon leiab PORTWEST-i filtrite kasutaja lehel.
Vahend kombineeritud filtriga							Gaasi ja osakeste filtri piirväärtuse nimetatud kordone on antud ealdal, kuid igal juhul madaimal väärtusel kehtiv.

2. KINNIUST JA MARKERING

PORTWEST-i näakaitset on isiklikult kaalitud, mis kuuluvad määrase III kategooriasse (EU 2016/425) ja selle hilisemad moodust. Maskid on sertifitseeritud vastavalt harmooniseeritud standardile EN136:1998, vastavald klass 2 (mudelid P500) või klass 3 (mudel PS16) sätestatud nõuetele.

2.1 Markering

Näide märgistusest vastavalt EN 136:1998 standardile



* kui P500 näitab maski mudelit; EN 136:1998 viitab Euroopa standardile; CL2 tähistab klassi vastavalt standardile EN 136 standard, mille ala ohudesse kuulub. C on märgis, mis näitab EL-i 2016/425 mooduli 2 versiooni ohutusnõuetele vastavust standardis EN 136:1998 nõuetele. 0426 näitab, et Italcant S.r.l., Viale S. Sava, 336-20126 Milano Itaalia, vastab IKV määrase 2016/425 mooduli C2 kontrolli eest.

Markering näitab valmistajat ja vastab märgitud maskile. (PORTWEST)

2.2 Komponentide markering

Kõik komponendid, mida mõjutab vananemine on markeeritud ja need on lihtne tuvastada. Järgnevas tabelis loetletud komponendid on markeeritud koodi ja/või valmistamise kuupäevaga, nagu on pakutud EN 136:1998 standardis. (Prospect A.1, App. A).

Komponendid	Märgistused	NB
Väljahingamise membraan	NG/11	-
Filtri spetsiaalne täienduskood	MI/31	-
Näothenid	N/6-A	3)
Turvarihmad (rakmed)	M/8	1)
Visir	M/1.2	3)
Sisehingamise mask	N/8	3)
Klambripaal	MI/9	3)

- 1) = komponendile on märgitud ainult tootmise aasta
 - 2) = komponendile on märgitud ainult toote nimi/kood
 - 3) = komponendile on märgitud ainult toote nimi ja tootmise aasta
- Allpool oleval sümbolil tähistab tootjand aastat ja/või kuud.



3. HOIATUS JA PIIRANGUD KASUTAMISEL

P500 maskide filtrihoidjad on varustatud 2 erilise täiendusega, mistõttu tuleb kasutada üksnes spetsiaalselt Portwest seeria filtritega. P500 maskid on varustatud ilhe filtriga kasutamiseks EN148-1 ühendusega. Need maskid on IKV, mis ei varusta Hapnikuga. Neid võib kasutada koos filtritega ainult sellises piirkonnas, kus hapniku kontsentratsioon on > 17% või < 23% mask. (see piir võib erineda vastavalt siseriiklikele määrustele). Filtrireemise eest tõi kasutada kitsasest oludes (nt. tistimistest, tunnelites) hapnikuga varustatud (O2<17%) või raske gaaside olemasolu (nt. sünnidokkideid).

Õige kasutuse filtrireemise respiratoreid hapnikuga rikastatud õhkkonnas (>23%), kuna on tõenäoliselt tulekahju ja plahvatusoht.

Õige kasutuse hingamisteede kaitsel õhkkonnas, mis reageerivad kõrgele omdadusele, vähe tuntud või ohtlikud kemikaalid, mis reageerivad kõrgele kuumusele ning on elule ja tervisele ohtlikud koos keemiliste filtritega.

Need maskid sobivad enamuse pekatetsakivide, kõrvaldajate (jne) ja kaitseseadmete (kombinatsioon), kui täismaski kasutatakse samaaegselt näiteks kiivi (peakaitse) ja kõrvaldajate (kuumkaitse) on vajalik kandesel tähelepanu pöörata maski turvarakmete pingutamisele.

Need maskid ei tohi kasutada juhul kui saate keeldkond ei ole teada või on tundmatu. See juhul tuleb kasutada isoleeritud respiratoreid, mis toimivad sõltumatult atmosfäärist

Lõpetada koheselt töö ja kahjustada respiratori terviklikust ja osade asendamist, kui: a) osad on kahjustatud b) hingamine on raskendatud c) täheledata pearinglust või muud sümptome d) tunnete saasteainete lõhna või maitset, mis ärritavad.

Kasutades gaasi- ja osakefiltrid koos, tuleb järgida tootja määratud asjakohaseid juhendeid ja piiranguid.

Õige muurke tootet. Kui hingamiskaitset kasutatakse plahvatusohtlikus olukorras, palume jälgida selle asjakohaseid juhiseid selles valdkonnas.

Viidates standardile EN 136, mis ei nõua kemikaalide läbitungivustest, seega ei taga see eriti reageerivate saasteainete kemikaalide läbitungivust eest keitset ja on keelatud kasutada.

Kasutamiseks ainult koollatuid ja kvalifitseeritud personali. Hääbe, põskhääbe või pikat venust võivad mõjutada maski haakumist näole ja võib tekkida õhu lekke. Ärge sel juhul kasutage või kasutaja vastab valekasutuse eest.

4 – KASUTAMISE JUHEND

4.1 Kontrollimine enne kasutamist

Enne igat maski kasutust on vaja teha selle kontroll peas ning kontrollida selle funktsioneerimist.

KONTROLLI PROTSEDUURID:

1) Kontrolli, kui võtad maski karbisist välja; uurige maski tähelepäikeleit, et sellel ei oleks kahjustusi, rebimise või mustuse märke; kontrollida näotheni deformeerumist, materjali muutmist järgi;

2) Kontrollida, et sisse- ja väljahingamisklapid poleks deformeerunud, katki või lõhki. Klappid on puhtad, vabalt liikuvad ja ei ole deformeerunud.

3) Kontrollida visiri seisund ja puhtus;

4) Veenduge pea turvarakmete olukorras ja elastuselus, kui riimad on täielikult avatud.

4.2 Harjutamine ja sobivuse kontroll

Pärast maski kontrolli enne kasutamist, järgida protseduure:

- 1) Pikenädge turvarakmed niipalju, kui võimalik; pane rakmed kaela taga ja pane lõug sisse hoides kahe käega alomised rakmed avatud. Tõmmake mask pähe ja kohandage see näo järgi sobivaks. Veenduge, et juuksed ei jääks tihendi ja otsaesise vahele;
- 2) Reguleerige külgrihmad, siis üliseid ja lõpuks aluseid riimad. Ärge pigutage riimadist liiga tugevalt;
- 3) Alarõhu sobivust kontrollida, kandes maski, sule filtrihoidikut kätega ja hingata sügavalt sisse. Mask kukkub sisehingamistööle näole ja jääb näole nii kauaks, kui hingate sisse.

4) Positiivse suve sobivuse kontrolli, pane käed väljahingamisklapile ja hingata õrnalt. Kui mask on õrnalt kumer, siis on õige sobivus saavutatud.

Need kontrollid on vajalikud näotheni õiget sobivuse saavutamiseks. Kui see ei ole sobiv, siis pingutage riimad või korrigeerige maski, kui see istub täiuslikult. Kui kasutate tekstiilist rakmeid (vabatahtlik nööd kalatistisioon) on protseduur sama. Kui te ei ole saavutanud õiget sobivust ei tohi siseneda saastatud alale.

4.3 Kokkupanev

Valige filtrid vastavalt saastatuse tüübile, kontrollige nende kasutuse aega ja keerate kaht kõlmsel spetsiaalselt ühendusekinnitust veendudes, et tihend on kinnitatud korralikult alumise täigi aukude. Filtrite korrektes kasutamiseks väädata kasutusjuhendit, filtrite sülgemine ning jälgida hoolikalt, et kasutada tuleb kaht sama klassi tüüpi filtrit. Pärast filtri tihenduse testi ja kontrolli võib lahmas saastatud alale. Märkusese respiratori kasutajale, kui hakkate tundma gaasi lõhna, maitset või ärritust, tuleb gaasifiltri välja vahetada. Osakeste filtrid tuleb välja vahetada, kui hingamistakistus muutub liiga suureks

5 – PUHASTAMINE JA LADUSTAMINE

5.1 – Puhastamine ja desinfitseerimine

Jälgige, millised ained ladestuvad maskile. Kõik puhastamise toimingud peavad toimuma õhus piirkonnas. Mitte kasutada visiri puhastamiseks abrasivsete omdadusega lahusteid. Kasutage ainult neid protseduure maskide puhastamiseks ja desinfitseerimiseks:

1) Pärast maski ja saastunud filtri eemaldamist puhastada joovsvee all, eemaldada enamuse saasteainet; seeläbi puhastage täielikult kuumas vees (temperatuuril mitte üle 40°C) naturaalse seebiga. desinfitseerimiseks, kasutage lahmas desinfitseeriva ainega vabatahtlikveid ammoniumühendusi.

2) Kuivatage mask kuiva, pehme ja puhta lapiga või lasse loomulikult kuivada.

3) Kui see on kuiv, puhasta visiri puhta vatiga.

Testige ja kontrollige vastavalt eelpool toodud tabelile. Kasutage sama protseduuri igakordseks kontrolliks. Kui maski on mistahes kahjustatud, tuleb enne kasutamist kahjustatud osad välja vahetada.

6. Ladustamine

Soovitatav on hoida täismask originaalpakendis, ventileeritud ruumis, eemal päikesest, kuumusest ja saasteainetest. Ladustada temperatuuril vahemikus -10 °C ja +50 °C suhteline õhuhumidus < 80%. PORTWEST-i kasutamata täismaske, õige ladustamise korral, saab kasutada 10 (kümne) aasta jooksul.

7 – Detasheed joonised

Vaata kasutusjuhendi viimast infolehet

Lae alla vastavus deklaratsioonid www.portwest.com/declarations

NO ANVISNINGER FOR BRUK OG VEDLIKEHOLD AV PORTWEST HELMASKER

Helmaskene fra PORTWEST må brukes og vedlikeholdes i samsvar med følgende anvisninger hvor det gjelder bruk, begrensning og vedlikehold. Felaktig bruk, bruk av uegnede reservedeler eller dårlig vedlikehold utgjør en helse- og sikkerhetsfare og utgjør/dokumenter garantien og fritar produsenten fra all ansvar. Det skal undertrykkes at personlig verneutstyr tiltenkt åndrettsvern alltid skal brukes av personer som har fått spesialopplæring, under oppsyn av en person som er fullstendig klar over disse enhetenes begrensninger i bruksområder samt rådende lovverk i gjeldende land.

Advarsel

Skulle du miste dette heftet eller hvis du trenger flere kopier, kontakt adressen nedenfor og oppgi dette kodenumeret: 99USP

Referer til produktets merking for detaljert informasjon angående standarder. Kun standarder og ikoner som vises både på produktet og Bruker Informasjon under er gyldige. Alle disse produktene samsvarer med kravene i Regulativ (EU 2016/425)

1 – GENERELT

BEKRISELSE

Modell	Klasse	Anvendte filtre	Materialet til ansiktspakning
P500	2	Spesial bjonnett	Gummi
P516	3	Standard EN 148-1	Gummi

PORTWEST helmasker er testet i henhold til standard EN 136:1998 som klasse 2 (P500) klasse 3 (P516) og de består av:

1. Ekstern ansiktspakning
2. Ekstra bredt panorama-visir støpt i polykarbonat
3. Front-komponent som er en støpt utåndingsventil med beholder
4. To laterale filterholdere med en spesial bjonnettfilter (P500) eller ett sentralt filter med en EN 148-1 tilkobling (P516)
5. Indre maske for å redusere tomrom, støpt i silikon og utstyrt med to luftsilikulasjonsventiler som forhindrer visiret fra å bli dugget og motvirker dannelsen av et overdrevent karbondioksidnivå i utåndet luft
6. Hodeseler (harnes) med seks stropper, støpt i syntetisk gummi med hurtigspenner

PORTWEST helmasker er designet til å oppnå en perfekt forsegling uten irriterende trykk på nær sagt alle ansiktsformer.

1.2 Tegning og komponentliste

Se den utvidete tegningen av maskekomponenter på siste side.

1.3 Bruksområder

For riktig bruk av filteret, se gjeldende bruksanvisning. Helmasker i denne serien kan brukes under forhold som krever både øyvern og åndrettsvern. De er spesielt anbefalt for bruk med giftige og/eller farlige stoffer. Helmasken fra PORTWEST kan brukes med gass-, partikkel- og kombinerte filtre med den spesielle bjonnett-koblingen. For riktig bruk og valg av gassfilter, se levert bruksanvisning.

1.4 Valg av åndrettsvern utstyrt med filter

Ved valg av personlig verneutstyr av denne arten er det nødvendig å ta hensyn til følgende faktorer: NPF (nominell beskyttelsesfaktor) er verdien fra den maksimale prosentandelen av total inngående lekkasje tillatt av relevant europeisk standard (NPF = 100 / % maksimal inngående lekkasje sluppet inn). APF (tildeelt beskyttelsesfaktor) er nivået av åndrettsvern som realistisk kan forventes å bli oppnådd ved bruk av en riktig brukt og tilpasset respirator (varer for hver st. TLV (terskelgrenseverdi) er konsentrasjonstærskelen – vanligvis oppgitt i deler per million, ppm – for tryggheten til person utsett for farlige stoffer. APF-en multipliseres med TLV-en til stoffene gir konsentrasjonen av forurensningen som brukeren kan settes for med en bestemt enhet. For valg og vedlikehold av filteringsenheter og for definisjonen og bruken av APF og NPF se europeisk standard EN 529 og de gjeldende nasjonale forskrifter.

APP OPPSUMMERENDE TABELL

Type verneohet	NPF	APF					Merk
		I	FIN	D	S	UK	
Helmaske med partikkelfilter P1	5	4	5	5	5	5	Ikke anbefalt da høy gjennomtrengning gjennom filteret øker den totale inngående lekkasjen. Ikke egnet for flytende aerosoler, kveftfremkallende og radioaktive stoffer, mikroorganismer og biokjemiske midler.
Helmaske med partikkelfilter P2	16	15	15	15	15	15	Ikke egnet som vern mot radioaktive stoffer, mikroorganismer og aktive biokjemiske midler.
Helmaske med partikkelfilter P2	1000	400	500	400	500	40	
Helmaske med gassfilter *	2000	400	500	400	500	20	Gassfilter A, B, E, K, AX, SK, HgP3 og N0P3 for varierende bruksområder. For mer informasjon, se PORTWEST-filterets bruksanvisning.
Enhet med kombinerte filtre	De angitte multipler av terskelverdi for gass- eller partikkelfilter er gitt hver for seg, men i alle tilfeller gjelder den laveste verdien.						

* ved bruk av gassfilter, skal de følgende konsentrasjoner ikke overskrides: klasse 1 < 0,1% i vol., klasse 2 < 0,5% i vol., klasse 3 < 1% i vol. (standard EN 14387:2004).

2 – GODKJENNINGER OG MERKER

PORTWEST fullmasker er verneutstyr som faller inn under Kategori 3 under Regulativ (EU2016/425) og senere endringer. Maskene har blitt produsert i samsvar med de tilhørende standardene EN 136:1998 og møter kravene for Klasse 2 (P500 modellet) og Klasse 3 (P516)

2.1 Merker

Et eksempel på merket i henhold til standard EN 136:1998



hvor: P500 indikerer modellnummer på masken; EN 136:1998 refererer til EN Standarden; Klasse 2 indikerer klassen produktet møter innenfor Standard CE er merkingen i henhold til HMS Regulativ EU 2016/425 Modul 2 og samsvar med EN 136:1998 Standard. 0426 indikerer at Italcalt S.r.l., Viale Scara, 336-20126 Milano, Italia er testinstitutt og er ansvarlig for kontroll i henhold til PPE Regulativ 2016/425 Modul 2

Merket  angir produsenten og er merket er på den indre masken.

2.2 Merker på komponentene

Alle komponenter som kan påvirke sikkerheten gjennom materialaldring er merket slik at de kan lett identifiseres. Spesielt, følgende tabel inneholder komponenter som er merket med sin kode og/eller produksjonsåret, hvor dette er foreslått å standard EN-136:1998 (prospekt A.1, App. A).

Komponenter	markeringer	Merknader
Utåndingsmembran	NG/11	-
Tilkobling for spesielt bjonnettfilter	M/31	-
Ansiktspakning	N/6-A	3)
Harnes	M/8	1)
Visir	M/1.2	3)
Indre maske	N/8	3)
Klemmebånd	M/9	3)
Merker		

1) = produksjonsåret er angitt på komponenten
 2) = Komponentens navn/kode er angitt på komponenten
 3) = Produsentens navn og produksjonsdato er angitt på komponenten
 Symbolet under indikerer produksjons år og måned



3 – ADVARSLER OG BRUKSBEGRENSNINGER

P500 aser er utstyrt med to laterale spesielle filterholdere med bjonnett-kobling og derfor må de brukes kun med filtre fra PORTWEST-serien med spesiell bjonnett-kobling.

P516 helmasker er utstyrt med ett filter med EN148-1-filterkobling. Disse helmasker er PUVJ som ikke gir skydningssvern. De kan brukes sammen med filtre bare i de områdene hvor oksygenkonsentrasjonen er > 17% eller > 23% i volum. (Denne gassen kan variere i henhold til nasjonale forskrifter). Filternehennt må ikke brukes i inestengte områder (f.eks. sistener, tunneler) pga. oksygenmangel (O2 < 17%) eller tilstedeværelsen av tunge oksygenfortegnende gasser (f.eks. karbondioksid).

Ikke bruk filtermasker i oksygenrikke atmosfærer (> 23%), på grunn av den sannsynlige risikoen for brann eller eksplosjon. Ikke bruk åndrettsvern mot atmosfæriske forurensninger som har dårlige varslingsegenskaper eller er ukjent eller direkte farlige for liv og helse og med kjemikalier som fører til sterke varmeresponsjoner med kjemiske filtre. Disse maskene er designet for å være kompatible med de vanligste hovedpøse (hjelm, øreklodder etc.) og med vevslapp (kjeledresser). Når en helmaske brukes samtidig med for eksempel hjelmen til hovedvern eller øreklodder for hørselvern, er det nødvendig å bruke åndrettsenheter over harneset og alltid være oppmerksom på maskens justering/tilpassing. Disse maskene må ikke brukes hvis miljøet og forurensningen er ukjent. Ved vil å isolere åndrettsvern, som fungerer uavhengig av atmosfærens bredt. Umiddelbart forlar arbeidsområdet, sjekk respiratorens integritet og skift ut deler: a) delene blir skadet b) det blir vanskelig å puste c) smimmelhet eller annet ubehag oppstår d) du kan smake eller lukte forurensning eller en irritasjon oppstår.

For bruk med gass- og partikkelfilter, følg bruksanvisningen og bruksbegrensninger angitt i den gjeldende produsentens anvisninger. Denne enheten skal aldri endres.

Når et åndrettsvern brukes i eksplosive atmosfærer skal instruksene som gjelder slike områder følges.

Referansestandard EN 136 krever ingen kjemisk gjennomtrengning test. I nærvær av spesielt aggressive kjemikalier er ingen gjennomtrengning av forurensning ikke garantert og bruk er ikke tillatt.

Kun til bruk av opplært og kvalifisert personale. Skjegg, sidesjegg eller briller kan påvirke maskens tilpassing til ansiktet og kan føre til at sluttet ut. I disse omstendigheter skal masken ikke brukes. Brukeren er ansvarlig for eventuelle feil som oppstår pga. riktig bruk.

4 – BRUKSANVISNING

4.1 Kontroller før bruk

For hver gang masken brukes, er det nødvendig å utføre en kontroll av masken for å kontrollere for god funksjon.

KONTROLLPROSEDYRE:

- 1) Kontroll, når du tar masken ut av esken; undersøk masken grundig, kontroller at det ikke er skader og riper eller tegn på skitt; kontroller tilstanden til ansiktspakningen for deformeringer og helhet og kontroller at materialet ikke er slit;
 - a) Kontroller at utåndingsventilen og innåndingsventilen ikke er deformerte, er ødelagte eller er slitte. Ventilert skal være rene, uten deformeringer og skal beveges fritt;
 - b) Kontroller visirets tilstand og renhet;
 - c) Kontroller at hodestroppens tilstand og elastisitet og at stroppene er helt strukket ut.

4.2 Påledning og kontroll av passform

- Etter kontrollen for bruk, ta på deg masken i henhold til denne prosedyren:
- 1) Strekk ut stroppene i hodeharneset så mye som mulig; plasser harneset bakom nakken og pust haken i ansiktspakningen mens du holder de to nedeste stropper åpen og hold enede. Dra masken over hodet og juster over ansiktet. Pass på at året ikke setter seg fast mellom pakningen og pannen;
 - 2) Juster sidestroppene og deretter de øvre stroppene og endelig de nedeste stroppene. Ikke stram til stroppene for mye.
 - 3) Negativ trykk passformkontroll. Mens du har masken på, lukk filterholderne med håndflatene og pust dypt inn. Masken skal dras inn mot ansiktet og forblir der mens du puster inn.
 - 4) Positiv trykk passformkontroll. Plasser håndflatene av utåndingsventilene og pust forsiktig ut. Hvis masken blir litt ut betry det på passformen er korrekt. Disse kontroller er nødvendig for å sikre at ansiktspakningen er riktig tilpasset. Hvis tilpassingen ikke er riktig, stram til stroppene eller juster masken over ansiktet. Gjenta kontrollen til tilpassingen er perfekt. Hvis du bruker tekstilharneset (ekstrautstyr, på etterspørsel), er prosedyren den samme. Hvis du ikke får riktig passform, skal du ikke gå inn i det forurenede området.

4.3 Montering

Velg filtre i henhold til forurensningstype, sjekk utløpsdatoen og skru de to filtre til de laterale spesialkoblingen. Sørg for at pakningen på bunnen av bjonnettullene får god kontakt. For riktig bruk av filtre, se den gjeldende bruksanvisningen vedlagt filterene og vær obs. på å bruke to filtre av samme type og klasse. Etter test av tetthet og filtertest kan du gå inn i det forurenede området. Merknad vedrørende respiratorens bruk: gassfiltere skal byttes ut når brukeren kan lukte, smaker eller opplever irritasjon. Partikkelfiltere må skiftes ut senest når pustemotstanden blir for høy

5 – RENGJØRING OG OPPBEVARING

5.1 Rengjøring og desinfeksjon

Vær spesielt oppmerksom på eventuell forurensning på masken. Alle rengjøringsoperasjoner skal finne sted på trygge område. Bruk ikke slipende stoffer til rengjøring av visiret og ikke bruk løsemidler. Bruk bare denne fremgangsmåten til å desinfisere maskene:

- 1) Etter fjerning av masken og det forurenede filteret skal det rengjøres under rentende vann for å fjerne det meste av forurensningen. Rengjør deretter grundigere ved å plassere masken i varmt vann (vannet skal ikke være varmere enn 40 °C) med et nøytralt vaskemiddel. Hvis desinfeksjon er påkrevet, bruk en vanlig desinfiserende løsning basert på kvartær ammoniumforbindelser
- 2) Tørk masken med en myk, ren klut eller la det tørke naturlig.
- 3) Når tørr, rengjør visiret med en bomullssdott.
- Under masken i henhold til prosedyren ovenfor og følg samme prosedyren ved månedlige inspeksjoner. Hvis masken ser ut til å være defekt, skal det ikke brukes.

6. Oppbevaring

Det anbefales at nye ansiktsmasker oppbevares i originalemballasjen i et ventilert lagerrom, unna sollys, varme og forurensninger. Rengjør deretter grundigere ved å plassere masken i varmt vann (vannet skal ikke være varmere enn 40 °C) med et nøytralt vaskemiddel. Hvis desinfeksjon er påkrevet, bruk en vanlig desinfiserende løsning basert på kvartær ammoniumforbindelser

7. Utvidet tilpassing

Se siste siden i dette brukerheftet

Last ned konformitetserklæring på: www.portwest.com/declarations

ІНСТРУКЦІЇ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ І ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ МАСОК ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ PORTWEST

Маски для обличчя PORTWEST повинні використовуватися і обслуговуватися відповідно до інструкцій, що стосуються використання, обмеження в експлуатації і технічного обслуговування. Неправильне використання, застосування невідповідних засобів чистки або неналежне технічне обслуговування небезпечні для здоров'я, знижують безпеку і пошкоджують гарантії, виробник звільняється від відповідальності. Потрібно підкреслити, що засоби індивідуального захисту для захисту дихальних шляхів повинні використовуватися тільки спеціально навченими людьми під надглядом особи, яка досконало знає про обмеження в експлуатації цих засобів і юридичні норми, що діють на даній території.

Увага! При втраті даного інформаційного листа або при необхідності отримання його копії зверніться за адресою, яка вказана нижче, і вкажіть чий номер коду: 99USP

Більш детальну інформацію про відповідні стандарти див. на етикетці продукту / маркування. Застосовуйте тільки стандарти I значення, які вказані на етикетці на продукт, так і інформація для користувача нижче. Всі ці продукти відповідають вимогам Регламенту (ЄУ 2016/425).

1 - ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

ОПИС

Модель	Клас	Застосовуваний фільтр	Матеріал лицьового об'єкту об'єкту об'єкту
P500	2	Спеціальне S'днання байонет	Гума
PS16	3	Стандарт EN 148-1	Гума

Маски для обличчя PORTWEST перевірені відповідно до стандарту EN 136:1998 як Клас 2 (PS00) Клас 3 (PS16), і складаються з:

- Зовнішній лицьовий об'єкт
- Попікробаритовий отвір/скрип захвату з забезпеченням широким панорамним оглядом.
- Передня частина, яка є основою для клапана виходу з його утримуванням.
- Два бачки утримувача фільтра з спеціальним байонетним з'єднанням (P500) або одні утримувачі фільтра з з'єднанням EN 148-1 (PS16).
- Для зменшення м'ягкого простору внутрішня маска з силікону забезпечена двома клапанами циркуляції повітря, які запобігають запотіванню оглядової скла і зникають надійний вміст вуглекислого газу в повітрі, що видихається.
- Оголов'є з шістьма ремінями з синтетичного каучуку з пружинами, які швидко застібаються.

Маски для обличчя PORTWEST спроектовані для досягнення абсолютної зчепленості без напруженого тиску на обличчя будь-якої форми.

1.2 Схеми і список деталей

Див. розширену схему деталей масок на останній сторінці.

1.3 Застосування

Для правильного застосування фільтра див. відповідну інструкцію. Маски для обличчя цієї серії можуть використовуватися в умовах, що вимагають захисту як очей, так і органів дихання. Вони особливо рекомендуються при роботі з токсичними і / або небезпечними речовинами. Маски для обличчя PORTWEST може використовуватися з фільтрами для захисту від газів, частинки комбінованими фільтрами з спеціальним байонетним з'єднанням. Для правильного використання та вибору фільтрів для захисту від газів див. надану інструкцію.

1.4 Вибір засобу захисту дихання, який обладнаний фільтром
Щоб вибрати цей вид індивідуальних засобів захисту, необхідно розглянути наступні індикатори: значення НКЗ (номінальний коефіцієнт захисту), мінімальний коефіцієнт захисту з урахуванням максимального коефіцієнта проникнення шкідливої речовини в %, допустимого в даному класі відповідно європейським стандартам (НКЗ = 100 - % максимального допустимого проникнення шкідливої речовини), ОКЗ (очікуваний коефіцієнт захисту) з рівнем захисту дихальних шляхів, який, за очікуваннями, може досягатися при правильно підбраному респираторі (відраховується для кожної країни), МДК (максимальна допустима концентрація) є порогом концентрації - звичайно вираженою в частинках на мільйон, ppm - в тисячах людей, підляючи впливу небезпечних речовин. ОКЗ, помножений на МДК, речовини, для концентрації забруднених речовин, впливу яких може бути підданий оператор, який зобов'язує певний пристрій. Для вибору та обслуговування фільтрових пристроїв, а також для визначення і використання ОКЗ НКЗ див. Європейський стандарт EN S29 і відповідні національні нормативні положення.

ЗВЕДЕНА ТАБЛИЦЯ ОКЗ

Тип захисного пристрою	NPF	APF					Примітка
		I	FIN	D	S	UK	
Маска для обличчя з фільтром для захисту від частинки P1	5	4	5	5	5	5	Необсяжно, особливі високоефективні засоби фільтру збільшують коефіцієнт проникнення. Не підходить для рідких аерозолів, канцерогенних і радіоактивних речовин, мікроорганізмів і біологічних агентів.
Маска для обличчя з фільтром для захисту від частинки P2	16	15	15	15	15	15	Не підходить для захисту проти мікроорганізмів, радіоактивних речовин і активних біологічних агентів.
Маска для обличчя з фільтром для захисту від частинки F2	1000	400	500	400	500	400	Не підходить для захисту проти мікроорганізмів, радіоактивних речовин і активних біологічних агентів.
Маска для обличчя з фільтром для захисту від газів *	2000	400	500	400	500	20	Фільтри для захисту від газів A, B, E, K, AX, SX, H ₃ P, N ₃ P для різного застосування. Для додаткової інформації див. інформацію для користувача по фільтрам PORTWEST.
Пристрої з комбінованими фільтрами		Зазначені показники допустимі концентрації для фільтрів для захисту від газів або частинки представлені окремо, але в всіх випадках застосовується найнижче значення.					

* якщо використовувати фільтри для захисту від газів не перевищують такі концентрації: клас 1 <0,1% за обсягом, клас 2 <0,5% за обсягом, клас 3 <1% за обсягом (Стандарт EN 14387: 2004).

2 - ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І МАРКУВАННЯ

Повномітні маски PORTWEST 313, які підпадають під категорію III щодо EN (ЄУ 2016/425) наступних категорій. Маски сертифіковані відповідно до гармонізованого стандарту EN 136: 1998 і задовольняють вимогам, що пред'являються до класів 2 (моделі P500) або класу 3 (модель PS16).

2.1 Маркування

Приклад маркування відповідно до стандарту EN 136: 1998



де: P500 вказує модель масок; EN 136: 1998 вказує відповідний європейський стандарт; Ц12 позначає клас відповідно до стандарту EN 136, який належить до 2-го застосування;
CE - це маркування, що вказує відповідність вимогам окремої країни відповідно до правила ЄУ 2016/425 Module 2 і відповідність стандарту EN 136: 1998. 0426 вказує, що Italcert S.r.l., Viale Sarca, 336-20126 Milano, Italy, є нотифікованим органом, відповідає за контроль відповідно до Регламенту 313 2016/425 Module C2

Маркування (PORTWEST) вказує виробника, і воно відзначено всередині маски.

2.2 Маркування деталей

Всі деталі, які впливають на безпеку через старіння, відзначені для полегшення ідентифікації. Зокрема, в таблиці наведено деталі, які відзначені їх кодом I / або роком виробництва, що рекомендується стандартом EN 136:1998 (Проспект I, Додаток. A).

Деталі	Маркування	Примітка
Випускна мембрана	NG/11	-
З'єднання для спеціального байонетного фільтра	M/31	-
Особовий об'єкт об'єкту	M/6-A	3)
Оголов'є	M/1/2	1)
Оглядове скло	N/8	3)
Внутрішня маска	M/9	3)
Утримувачі рем'я		

- 1) = на виробі відзначений тільки рік виробництва
- 2) = на виробі відзначено тільки назва / код виробі
- 3) = на виробі відзначена назва і дата виробництва



3 - ПОПЕРЕДЖЕННЯ І ОБМЕЖЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ

Маски для обличчя P500 мають двома бачками утримувачами фільтрів з спеціальним байонетним з'єднанням. Вони використовуватися тільки з фільтрами серії PORTWEST з спеціальним байонетним з'єднанням. Маски для обличчя P516 обладнані для застосування з одним фільтром з з'єднанням фільтра EN148-1.
Ці маски для обличчя - 313 без податки кисню. Вони можуть використовуватися разом з фільтрами тільки в зонах з концентрацією кисню: 17% або <23% за обсягом. (Ця межа може відрізнятися відповідно до національних нормативних положень).
Фільтровий пристрій маски використовувати в обмеженому просторі (наприклад, цистерні, тунелі) через нестачу кисню (O2 <17%) або наявності важких газів, які витісняють кисень (наприклад, вуглекислий газ). Не можна застосовувати фільтрові респиратори в середовищах, які забігають киснем (> 23%) через імовірний ризик загоряння або вибуху.

Не можна застосовувати фільтрові респиратори для захисту дихальних шляхів від атмосферних забруднень, які мають погано виражені ідентифікаційні характеристики, і невідомими або становлять безпечною небезпечку для життя і здоров'я, або від хімічних речовин, які вступають в реакцію з хімічними фільтрами з значним відхиленням тепла.

Ці маски спроектовані для сумісності з найбільш поширеними захисними головними уборами (каски, протизимні навушники, і т.д.) і захисним одягом (робочі комбізони), при використанні одночасно з касками для захисту голови або навушниками для захисту органів слуху необхідно звернутися на застосування масок для обличчя поверх захисного головного убору. І маски перевіряти герметичність маски.

Ці маски не повинні використовуватися в невідомому середовищі і при невідомому забрудненні. У разі сумніву повинні використовуватися зполюючи респиратори, які функціонують незалежно від середовища. Негайно зупинити робочу зону, перевірити ефективність респиратора і замінити його частину, якщо: а) частини пошкоджені, б) дихання стає утрудненим, с) спостерігається запарювання або інший патологічний стан, д) відчувається смак або запах забруднювача, або спостерігається роздратування. Для використання з фільтрами проти газів і частинки. Дотримуйтеся вказівок і обмежень в експлуатації, які зазначені в інструкціях відповідного виробника.

Пристрій не підпадає будь-яким модифікаціям або змінкам. При використанні засобу захисту оточуючого середовища використовувати середовищ відповідні інструкції з використання в подібних середовищах. Вихідний етапон EN 136 не вимагає мілчного виробництва на газопроводі не має, в таких випадках використання заборонено. Для застосування тільки навченими і кваліфікованими персоналом.

Через ризик, який пов'язаний з тим, що люди окуляри вносять прилягання респиратора по лійні обтарах і можуть бути недовідомі. Користувач повинен на себе всі ризики, які пов'язані з можливими негативними наслідками в

цих випадках.

4 - ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ

4.1 Перевірка перед використанням
Перед кожним використанням маски необхідно перевірити її належне функціонування.

ПРОЦЕДУРА ПЕРЕВІРКИ

- 1) Перевірка при доставці маски з фільтра: ретельно перевірте маску на наявність пошкоджень, розривів або ознак забруднення; перевірте стан особового об'єкту об'єкту деформації і цілісності, і перевірте його матеріал, який не повинен бути жорстким;
- 2) Перевірте відсутність деформації, пошкодження або розривів у клапані вдування і виходу. Клапан повинні бути чистими, не деформованими і рухливими;
- 3) Перевірте стан і чистоту огловок і сідла;
- 4) Перевірте стан і чистоту огловок і повністю випрямлені ремінь.

4.2 Перевірка надання і підгонки

- 1) Після перевірки перед використанням надягати маску відповідно до цієї процедури:
- 1) Повністю звільнити натяг ремінь. Звільнити кріпильні ремінь за голову і повністю підборіддя в лицьовий об'єкт, залишивши для нічного ремінь і утримувачі їх кодом I, а також натягнути маску на голову і відрегулювати цілісність прилягання до обличчя. Переконайтеся, що між об'єктом і обличчям не залишилися волосся;
- 2) Відрегулюйте бачки ремінь, потім верхні, і, нарешті, нижні. Не затягуйте паски занадто туго;
- 3) Перевірте щільність прилягання однією маси негативним тиском, закрити утримувачі фільтра пальцями рук і глибоко вдихнути. Маска повинна бути щільно прилягати на обличчя та зберігати такий стан під час всього вдиху;
- 4) Перевірте щільність прилягання маси негативним тиском, нахриши долонею кришку клапана виходу, і злегка видихнути. Якщо маска трохи роздувається, прилягання маси до обличчя гарне;

Якщо це не так, знайдіть утримувачі ремінь або зміняйте положення маски на обличчя. Після повторної перевірки до досягнення хорошого прилягання маски. Якщо використання тестується огловок (додатковий прилягання, на виміру), процедура та ж. Якщо належне прилягання маски не досягнуто, доступ в зарезану зону заборонений.

4.3 Складання

Вибір фільтрів згідно типу забруднювача, перевірте дату терміну дії та ідентифікаційні ознаки фільтрів. Не використовувати фільтри, які мають пошкодження, що зменшують бачки об'єкту виходу з фільтром, або зменшують контакт. Для правильного використання фільтрів див. відповідну інформацію для користувача, що додається до подібних фільтрів. Зверніть увагу, що необхідно використовувати два фільтра одного і того ж типу і класу. Після перевірки прилягання маски і перевірки фільтра можна увійти в зарезану зону, примітка при використанні респиратора: газів фільтри повинні замінюватися, якщо користувач почуває відчуження запаху, смак чи відчуває роздратування. Фільтри для захисту від частинки повинні замінюватися, якщо отримано дихання стас занадто високим.

5 - ОЦІНЕННЯ І ЗБЕРІГАННЯ

5.1 - Оцінювання і дезінфекція

- 1) Завжди ретельно видаляти будь-які забруднювачі, що знаходяться на масці. Від операції з оцінювання повинні проводитися в безпечних зонах. Для оцінювання огловок засобу на основі сполуку четвертого амонію, розчинники. Для оцінювання і дезінфекції маски використовувати тільки дану процедуру:
- 1) Після зняття маски, від'єднати використаний фільтр і очистити маску під проточною водою, щоб видалити ознаки забруднення; потім очистити маску ретельно, зануривши її в теплу воду (температура не вище 40 ° C) з розчином нейтрального мила. Якщо потрібно дезінфекція, використовуйте розчин звичайного дезінфікуючого засобу на основі сполуку четвертого амонію.
- 2) Висушити маску м'яко, чистою тканиною або залиште її сушити на повітрі.
- 3) Після висихання очистити огловок скло чистою водою.
- 4) Перевірте маску відповідно до вивезагаданої процедури, і дотримуйтеся цієї процедури при щоденній перевірці. Заборонено використовувати пошкоджену маску.

5.2 Зберігання

Нові маски бажано зберігати в їх оригінальній упаковці в вентиляційних складських приміщеннях, далеко від сонячного світла, теплового впливу і забруднювачів. Температури зберігання від -10 ° C до +50 ° C, при відносній вологості <80%. Маски для обличчя PORTWEST фільтри повинні належати зберігати можуть використовуватися в межах 10 (десяти) років.

5.3 Детальні креслення

Див. останню сторінку цього інформаційного листа

Заявляючи Декларацію відповідності EN 136: 1998 на www.portwest.com/declarations

INSTRUKЦИИ ЗА УПОТРЕБА И СЪХРАНЕНИЕ НА ЦЕЛОЛИЦЕВА МАСКА НА PORTWEST

Целолицевите маски на PORTWEST трябва да се използват и поддържат в съответствие с инструкциите по-долу, доколкото използването, ограничаването и поддръжката за засекат. Неправилната употреба, употреба на неподходящи резервни части или лоша поддръжка е опасно за здравето и безопасността и обезважда гаранцията, като освобождава производителя от всякаква отговорност. Обща е причината да се поддържа, че личните предпазни средства за защита на дихателните пътища винаги трябва да се използват от специално обучени хора, контролирани от лице, компетентно с границите на приложението на тези устройства и на законите, които са в съответната страна.

Внимание: Ако загубите тази листовка или ако имате нужда от допълнителни копия, моля свържете се с по-долу написания адрес и щипрайте този код на номер: 95059

Size of information on temat: now znajduj się na etykiecie/oznakowaniu produktu. Obowiązują jedynie te normy i klasy, które znajduj się zarówno na produkcie, jak i w instrukcji użytkownika. Wyświetle poniższe produkty są zgodne z wymaganiami rozporządzenia EU 2016/425.

1-Общи Условия ОПИСАНИЕ

Модел	Клас	Използвани филтри	Материал за уплътнение
P500	2	Специални байонетни връзки	Каучук
PS16	3	Стандарт EN 148-1	Каучук

PORTWEST целолицевите маски са класирани в съответствие със стандарт EN 136: 1998, както Клас 2 (P500) Клас 3 (PS16) и те съдържат:

- Въздушно уплътнение на лицето
- Изключително широк панорамен визьор монолитен от поликарбонат
- Преден компонент, който е поддръжка на клапана за издишване с неговия дизайн
- Два странични филтърдръжжачи със специална байонетна връзка (P500) или едни централни дръжжачи на филтъра в EN 148-1 връзка (PS16)
- Вътрешна маска за намаляване на мъртвото пространство, изцяло от силикон, снабдена с два въздушни циркуляционни клапана, които пречат на парата да отива нагоре към визьора и на формирането на ниво прекомерно въглероден диоксид от издишания въздух
- Главна сброя с шест денти, отлята от синтетичен каучук с бързо закрепващи се катарам

PORTWEST целолицевите маски са предназначени за поставяне на перфектно уплътнение, без досаден натиск върху повечето форми на лицето.

1.2 Чертеж и списък на компонентите
Вижте в разгледен вид рисунка на маски и компоненти на последната страница.

1.3 Промени

За правилна употреба на филтър, виж съответната листовка с указания. Целолицевите маски на тази серия могат да бъдат използвани в условия, които изискват защита за очите, така и за дишане. Те особено се препоръчват за токсични и / или опасни вещества. Целолицевата маска на PORTWEST може да се използва с филтри за газ, частици и комбинирани филтри със специална байонетна връзка. За правилното използване и избор на филтри вижте листовката с инструкции.

1.4 Избор на протектор за дишане, оборудван с филтър
За да изберете този вид лични предпазни средства, е необходимо да се помисли за следните показатели: NPF (номинален фактор защита) - стойност от максималния процент от обща теч навътре, разрешен от съответния европейски стандарт (NPF = 100 / % максимален теч навътре е признат). APF (назначен защитен фактор) - ниво на защита на дихателните пътища, което е реалистично да се очаква да бъде постигнато чрез респиратор, който е правилно поставен (този е различен за всяка дръжка). TV (гранична стойност)

на концентрация - обикновено изразен в части на милион, PPM - за безопасността на хората, изложени на опасни вещества. В APF умножена по TV на веществото дава концентрацията на замърсител, на която операторът може да бъде изложен, докато носи конкретното устройство. За избора и поддръжката на филтрационни устройства и за определянето и използването на APF и NPF също трябва да се отнеме до Европейския стандарт EN 529 и съответните национални разпоредби.

APF ОБОБЩАВАЩА ТАБЛИЦА

Вид на защитно устройство	NPF	APF					Забележка
		I	FIN	D	S	UK	
Целолицева маска с филтър за газове и частици P1	5	4	5	5	5	5	Не е препоръчително по високи концентрации през филтъра, тъй като се увеличават общи асиметрични теч. Не е подходящ за тежки аерозоли, канцерогенни и радиоактивни вещества, микроорганизми и биологични агенти.
Целолицева маска с филтър за твърди частици P2	16	15	15	15	15	15	Не е подходящ за защита срещу радиоактивни вещества, микроорганизми и активни биологични агенти.
Целолицева маска с филтър за твърди частици P2	1000	400	500	400	500	40	
Целолицева маска с газови филтри *	2000	400	500	400	500	20	Газови филтри А, В, Е, К, АХ, АХ, НР3, НОР3 за различни приложения. За повече информация, вижте информацията на погребенията за PORTWEST филтри.
Устройство с комбинирани филтър	Посочените картини на пратковата стойност за филтрите за газ или частиците са дадени отделно, но във всички случаи се прилага най-ниската стойност						

* При използване на газове филтри да не е превъзходен следните концентрации: Клас 1 < 0,1% от обема, клас 2 < 0,5% от обема, клас 3 < 1% от об. (EN 14387: 2004 Standard).

2-Оборудване и МАРКИРОВОКА

Целолицевите маски на PORTWEST са лични предпазни средства, които попадат в категория III по отношение на Регламент (ЕС 2016/425) и последващи модификации. Маските са сертифицирани в съответствие с хармонизираните стандарти EN 136: 1998 и отговарят на изискванията за клас 2 (модел P500) или клас 3 (модел PS16).

2.1 Маркировка

Пример на маркировка, съгласно EN 136: 1998 стандарт



където: P500 показва модела на маската; В стандарт EN 136: 1998 е посочен референтен европейски стандарт; Клас 2 показва класа съгласно EN 136 стандарт, към който принадлежи устройството; СЕ = маркировката, показваща съответствието с изискванията за здраве и безопасност на Регламент EN 2016/425 Модул 2 и съответствието със стандарта EN 136: 1998, 0426 показва, че Italtel S.r.l., Viale Salaria, 366-20126 Milano, Италия, е нотифициран орган, отговарящ за контрол съгласно Регламент 2016/425 Модул 2; Маркировката (PORTWEST) показва кой е производителят и се поставя на вътрешната част на маската.

2.2-Компоненти на маркировка

Всички компоненти, които са в състояние да повлияят върху безопасността чрез стареене са обозначени, за да бъдат лесно разпознавани. По-специално, в следващата таблица са изброени компонентите, които са с техния код и / или с годината на производство, и са маркирани, когато е предложено от стандарт EN 136: 1998 (Проект А, 1, App. А).

Компоненти	Маркиране	Забележка
Мембрана за издишване	NG/11	-
Връзка за специален байонетен филтър	M/31	-
Уплътнение на лицето	N/6 А	3)
Сброя	M/8	1)
Визьор	M/1,2	3)
Вътрешна маска	N/8	3)
Заключавач колан	M/9	3)

1) = на компонента е маркирана само годината на производство
2) = на компонента е маркирана само име / код на компонент
3) = върху компонента са обозначени име и дата на производство
Символът по-долу показва годината и / или месеца на производство

3-ВНИМАНИЕ И ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО

P500 целолицевите маски са оборудвани с две странични байонетни свързвачи филтърдръжжачи, затова те трябва да се използват единствено с филтри от серията PORTWEST със специална байонетна връзка.

PS16 целолицевите маски са оборудвани да се използват с едни филтър с EN148-1 филтърна връзка.

Тези целолицевите маски са филтри, които не снабдяват с кислород. Те могат да бъдат използвани заедно с филтър само в области, където концентрацията на кислород >= 17%, или < 23% по обем. (Тази граница може да варира в съответствие с националните правила).

Устройството за филтриране не трябва да се използва от ограничени пространства (например цистерни, тунели), поради недостиг на кислород (O2 < 17%), или наличие на тежки жидкостни за заместване на газове (например въглероден диоксид).

Да не се използва за филтриране при обогатен с кислород среда (> 23%), поради вероятната опасност от пожар или експлозия.

Да не се използва за дихателна защита срещу атмосферни замърсители, които имат лоши предпредметни свойства или са неизвестни или непосредствено опасни за живота и здравето или срещу химикали, които генерират високи топки на реакция с химични филтри.

Тези маски са проектирани да бъдат съвместими с повечето общи ЛПС за гъвкави (касии, антифони, и т.н.) и с предпазно облекло (газешери), когато целолицевата маска се използва едновременно, например, с каски за защита на главата или антифони за защита на слуха, необходимо е да се поддържа вниманието да не докато дихателни апарати над колана и винаги трябва да се провери херметичността на маската.

Тези маски не трябва да се използват, ако околната среда и замърсяването са неизвестни. В случай на съмнение, трябва да се използват изолационни респиратори, които функционират независимо от атмосферата.

Напуснете работната площ веднага, проверете целостта на респиратора и зоната на частта, ако а) част е повредена б) дишането става трудно в) вие не сити или дискомфорт (г) вус или мирис на замърсявателите или се появяват дразнене.

За използване на филтър за газове и частици следват указанията и ограниченията за използване, посочени от инструкциите на съответния производител. Никого не променяйте това устройство.

Когато предпазителят за дишане се използва в опасна атмосфера, моля, следвайте инструкциите, дадени за тази област.

Референтният стандарт EN 136 не изключва тест за химическа инфилтрация. В протест на собствено одобрение имамини не се гарантира пропускливостта на такива замърсители и се забранено използването.

Само за употреба от обучени и квалифицирани лични състав. Брани, дълги бакенбарди или очила могат да попречат на прилягането на маската върху лицето и те могат да са причина за изпускане на газове. Да не се използва при такива обстоятелства или отговорността за всички чети, които могат да бъдат причинени от тази неправилна употреба да бъде поета от ползвателя.

4-ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

4.1 Проверка преди употреба

Преди всяка употреба на маската е необходимо да се направи проверка, за да се провери доброто функциониране.

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕРКА:

- 1) Проверете, когато вдигате маската от култивата, разгледайте внимателно маската, проверете да няма повреди в ръцвания или замърсени знаци; проверете състоянието на уплътнителя за лицето за деформация и целостта на материала а за вътръждане;
- 2) Проверете клапана за издишване и вдъшване да няма деформации, срутвания или разкъсвания. Вентилите трябва да бъдат почистени, да не са деформирани и свободно да се движат;
- 3) Проверете състоянието на визьора и дали е чист;
- 4) Обсужете състоянието на сброята на главата и еластичността и ремъците да са напълно отпуснати.

4.2 Поставяне и проверка на годна

След приключване на проверката преди употреба, поставяне маската след тази процедура:

- 1) Удържете ремъците на сброята на главата колкото е възможно; сложете колана зад врата и работете бърдитачица в уплътнението отпред, водете дланта донде ремъка с ръцете. Изгнетелта маската по главата и я настройте по лицето.
- 2) Вързете се, не остава не остава в "капан" между уплътнението и челото;
- 3) Утежлявателните странични плати, след това горните ремъци и накрай донде. Да не се стигат коланите прекомерно;
- 4) Проверка при поставянето за отрицателно налягане, докато носите маската, затворете притежателя на филтъра с помощта на дланта на ръцете и поемете дълбоко дъх. Маската трябва да се срине от лицето и да остане така за толкова дълго, колкото вдъшвате;
- 4) Проверка на положително налягане, поставете дланта на ръцата над клапана на клапан за издишване и издишайте леко. Ако маската се издуе леко, това означава, че е получена подходяща форма.

Тези проверки са необходими, за да се гарантира, че уплътнението на лицето е поставено правилно. Ако не е, затегнете коланите или коригирайте маската върху лицето. След това повторете проверката докато сте перфектни.

Ако тектираният ръб се използва (по избор филтър, при поковане), процедурата е същата. Ако не може да постигнете добро поставяне не влизайте в замърсявана зона.

4.3 Асемблиране

Изберете филтрите в зависимост от вида на замърсявания, проверете срока на годност и ги завинтете, по едни на двате съединения конектора, като се уверите, че уплътнението на дъното на горните за байонет прави добър контакт. За правилното използване на филтрите, вижте информацията на потребителя на филтрите и винаймайте да се използва два филтър от същия вид и клас. Сега, след теста за стягане и проверката на филтъра, може да влезе в замърсявана зона. Клапана за използване респиратор за: газови филтри трябва да бъдат заменени когато потребителят започва да усеща мирис, вкус или дразнене. Филтър за частици трябва да се сменят по-късно, когато съответно.

Съответно на дишане става твърде високо

5.1 Почистване и дезинфекция

Обърнете специално внимание, за всички замърсявания върху маската. Всички операции по почистване трябва да бъдат извършени в безопасна зона. Не използвайте абразивни вещества за почистване на маската. Не използвайте разтворители. Използвайте само тази процедура за почистване и дезинфекция на маските:

- 1) След отстраняване на маската и замърсявания филтър, почистете под течната вода, за да се отстранят повечето от замърсявателите: след това почистете чрез поставяне в гореща вода (температурата не повече от 40° C) с неутрален сапун. Ако е необходимо дезинфекция, използвайте се разтвор на общ дезинфектант, основан на кватерниарни амониеви йони.
- 2) Подсушете маската с мека, чиста кърпа или я оставяте да изсъхне естествено.

3) Когато е суха, почистете визьора с чиста памучна вата. Проверете маската в съответствие с горепосочената процедура и следвайте същата процедура за месечна проверка. Ако на маската се появи дефект, не го използвайте.

6. Съхранение

Преди употреба да се палят новите маски в оригиналната им опаковка в проветрива стая, далеч от слънчева светлина, топлина и замърсяване. Съхранението трябва да се извършва в мекието -10° C и + 50° C относителна влажност - 80%. PORTWEST целолицевите маски, ако останат неизползвани и при правилно съхранение може да се използват в рамките на 10 (десет) години.

7. Увеличен чертеж/схема

Вижте последната страница на този потребителски листовка

Измение декларация за съответствие на www.portwest.com/declarations

МК УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА И ОДРЖУВАЊЕ НА PORTWEST МАСКИ ЗА ЦЕЛО ЛИЦЕ

PORTWEST целосните маски за лице мора да се користат и одржуваат во согласност со упатствата што се однесува за употреба, ограничувања и одржување. Неправилна употреба, употреба на несоодветни резервни делови или пошто одржување се опасни за здравјето и безбедноста на носителот и во тој случај се поштува гаранцијата и производителот не сноси одговорност. Мора да се навласи дека личната заштитна опрема за заштита на дишните органи мора секогаш да се користи од страна на специјално обучена лице, надлежувачи од страна на лице кое е свесно за границите при примена на овие уреди и на законите во засегнатата држава.

Предупредувања
Доколку го изгубите ова упатство или доколку ви требаат повеќе примероци, ве молиме контактирајте ја адреса подолу и наведете го овој код број: 99 PS9

Погледнете во ознаката / ознаките на производот за детални информации за соодветните стандарди. Се применуваат само стандардите и иконите што се појавуваат на производот и на информациите за корисникот подолу. Сите овие производи се во согласност со барањата на Регулативата (ЕУ 2016/425).

1 – ОПШТИ КАРАКТЕРИСТИКИ

ОПИС

Модел	Класа	Користи филтри	Материјал стегнат за лице
P500	2	Специјални со бајонет филтер	Гума
PS16	3	Стандарт EN 148-1	Гума

PORTWEST Маските за цело лице се тестирани во согласност со стандардот EN 136: 1998 Класа 2 (P500,) и класа 3 (PS16) и се составени од: Надворешно затворена на маската за лице

- Екстра широко панорамско стакло обилувано во поликарбонат
- Фронтален заштитен дел кој е подвиза за издишнот вентил со неговот држач
- Два странични држачи за филтер со посебни приклучоци за бајонет филтер (P500,) или еден централен држач за филтер со EN 148-1 поврзување (PS16)
- Внатрешна маска со која се спречува нанавање според модериран со два симфониски воздушни вентили предвидени за циркулатијата кој го спречуваат стапка од заматување и формирање на ниво на прекумерен јаглерод диоксид во издишнот воздух
- Појас за глава со шест ленти, моделирани во синтетичка гума со токи за брзо прирватување

PORTWEST маските за цело лице се дизајнирани да достигнат совршено прилепување без непријатни притисоци и одговара на повеќето форми на лице.

1.2 Штеќи и ленти на делови
Види ги зголеметите цртежи од составните делови на маската на последната страница.

1.3 Примена
За правилна употреба на филтерот, погледнете ја соодветната брошура. Целосните маски за лице на оваа серија може да се користат во услови кои се бара заштита за очите и дишењето. Особено се препорачуваат за токсични и други опасни материји. Целосните маски за лице PORTWEST може да се користат при работа со гас, честички и употреба на комбинирани филтри со посебна бајонет маска. За правилна употреба и изборот на филтри за гас видете ги упатствата од брошурата.

1.4 Избор на заштитник при дишење опремен со филтер
За го избере овој уред на личен заштитен уред потребно е да се разгледаат следниве индикатори: ПП0 (номинален заштитен фактор) е вредност кој доаѓа од максималниот процент на носилна внатрешна пропусливост дозволено од страна на релевантните европски стандарди (ПФ0 = 100 % од применетиот максималниот воздушно внатрешно вклучување). АП0 (определен заштитен фактор) е нивно на респирационата заштита, кој реално може да се очекува да се постигне со правилно номиниран респирактор (што е различно за секоја држава). ПТВ (гранична вредност) е на пер на концентрација - обично изразени во делови на милион, ppm - за безбедноста на луѓето изложени на опасни материји. АП0 помножен со ПТВ на материјата дава концентрација на загадувачите материји за кои може да биде изложен при одреден уред.

Изборот и одржување на филтрирањето и за дефинирање и употреба на АП0 и ПП0, треба да биде според Европскиот стандард EN 529 и релевантните национални прописи.

АПО ТАБЕЛА

Вид на заштитен уред	NPF	APF					Забелешка
		I	FIN	D	S	UK	
Целосна маска за лице со филтер P1	5	4	5	5	5	5	Не се препорачува доколку висока пенетрација низ филтерот ја зголемува целосната внатрешна пропусливост. Не се погодни за течни аеросоли, кардионегените и радиоактивни материји, микроорганизми и биохемиски аеросоли.

Целосна маска за лице со филтер P2	16	15	15	15	15	15	Не се погодни за заштита од радиоактивни материји, микроорганизми и биохемиски активни агенси.
------------------------------------	----	----	----	----	----	----	--

Целосна маска за лице со филтер P2	1000	400	500	400	500	400	Гас филтри А, В, Е, К, AX, SX, HP3, N0P3 за различна примена. За повеќе информации, погледнете на информациите за карактеристики на PORTWEST филтри.
Целосна маска за лице со гас филтри *	2000	400	500	400	500	20	

Уред со комбинирани филтер	Конкретните содржинати на вредносниот праг за филтри за гас или честички се издвоени посебно, но во секој случај се однесува на најниска вредност

* Како користите филтри за гас не треба да се надминат следниве концентрации: Класа 1 <0,1% во обем, класа 2 <0,5% во обем, класа 3 <1% обем. (EN 14387: 2004 стандард).

2 - ОДОБРЕНА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА

PORTWEST комплетните маски се Лични заштитни уреди кои спаѓаат под категорија III во однос на Регулативата (ЕУ 2016/425) и последователните модификации. Маските се сертифицирани во согласност со усогласеност стандардот EN 136: 1998 и ги задоволуваат барањата утврдени за класа 2 (модел P500) или Класа 3 (модел PS16).
2.1 Означување
Пример за означување во согласност со стандардот EN 136: 1998



каде што: P500 го означува моделот на маската; EN 136: 1998 го означува референтниот европски стандард; (1) 2 ја означува класата според EN 136 стандардот на кој уредот му припаѓа;
СЕ - ознаката која означува усогласеност со барањата за здравје и безбедност на Регулативата (ЕУ 2016/425 Модул 2) у усогласеност со Стандардот EN 136: 1998. 0426 укажува на тоа дека Italcant S.r.l., Viale Sarsa, 33-20126 Милано, Италија е овластеното тело задолжено за контрола според Регулативата за ОП3 2016/425 Модул 2
Ознака PORTWEST укажува на производителот и е обележан на внатрешниот дел од маската.

2.2 Означување на деловите

Сите делови кои се способни да влијаат врз безбедноста при стареење се означени за да бидат лесно препознатливи. Во следната табела се наведени на компоненти кои се означени со код и / или со годината на производство, според стандардот EN 136: 1998 (Проект А.1, App. А).

Делови	Ознаки	Забелешки
Мембрана за издишување	NG/11	-
Приклучок за посебен бајонет филтер	M/31	-
Запечатување за лице	N/6	1)
Појас	M/8	1)
Штитник	M/1,2	3)
Внатрешна маска	N/8	3)
Стеги за прицврстување	M/9	3)

1) = на компонентата е обележана само годината на производство
2) = на компонентата е обележана само името / број на составните делови
3) = на компонентата се означени името и датумот на производство
Симболот подолу покажува година и / или месец на производство

3 - ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ И ОГРАНИЧУВАЊА ЗА УПОТРЕБА

P500 сите маси за лице се опремени со две странични бајонет филтри посебни капа на поврзување и затоа мора да се користат исклучиво со филтри од серијата PORTWEST со посебна бајонет врска. P516 целосните маски за лице се наменети да се користат со еден филтер со EN 148-1 поврзување. Овие целосни маски за лице се ППЕ кои не снабдуваат со кислород. Тие може да се користат со филтри само во обласите каде што концентрацијата на кислород е > 17% или ~23% во волумен. (Ова ограничување може да се разликува во согласност со националните прописи).

Уредот за филтрирање не е смее да се користи во ограничени простори (на пример, цистерни, тунели) поради недостаток на кислород (O2 <17%) или во присуство на токсични или корозивни гасови (на пример јаглерод диоксид). Не ги користете респиракторите за филтрирање во атмосфери богати со кислород (> 23%), поради моќната опасност од пожар или експлозија. Не користете респирационата заштита од атмосферски загадувачи кои имаат слаба заштитна својста или се непознати или пак, се опасни за животот и здравјето на луѓето или од хемикалии кои произведуваат високо загадување при реакција со хемиски филтри.

Овие маски се дизајнирани да бидат комбинирани со вообичаената опрема за глава (каски, штитници за уши, итн.) со заштитна облека (комбинезони); со комбинација со целосната маска (како, на пример, со капи за заштита на главата или штитница за уши за заштита на слухот. Потребно е и да внимавате респирациониот уред да се носи над опремата и секогаш проверувајте ја затенитоста на маската.

Овие маски не смеат да се користат како животната средина и загадувачите се немоќно. Во случај на сомневање, мора да се користат респиратори кои функционираат независно од атмосферата. Веднаш напуштајте ја работната облека, проверете ги респираторите и деловите, во случају ако / некои делови од маската се оштетени б) дишењето станува тешко / чувствувате вртоглавица или друга болка или вознемиреност, г) не почувствувате вуску или мирис на загадувач или иритација.

При користење на филтри за гас и честички, Проверете ги упатствата и ограничувањата на употреба што се наведени во инструкциите на релевантниот производител. Никогаш не се обидувајте да го измените или преинате овој уред. Како заштитник за дишење се користе во експлозивна атмосфера, ве молиме следете ги инструкциите за користење во такви објекти. Референтниот стандард EN 136 не бара никакви тестови за хемиско пробавање. Во присуство на барања агресивни хемиски, овој стандард не е гаранција за не присутност на таквите загадувачи и е забранет за употреба.
За користење само од страна на обучен и стручен кадар. Барајте долни барбарди или рамки од очна маска до доведат до неправилно запечување на маската на лицето и може да предизвика бегство на воздухот. Не ја користите маската при такви околности или носителите

Ве молиме одговорно бидо какав штета која може да биде предизвикана од неправилно користење.

4 - УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА

4.1 Препорак пред употреба
Пред секоја употреба на маската, потребно е да се направат контрола на иста и да се провери нејзиното функционирање.

ПРОЦЕДУРА ПРИ ПРОВЕРКА:

- Кога ќе ја извадите маската од кутијата, внимателно разгледајте, проверете ја маската. Проверете дали има оштетувања или знаци на валканоост; проверете ја состојбата на заптивката за лицето дали има деформација и промени и проверете го материјалот, кој е потребно да биде цврст;
- Направете контрола дали венителите за издишување и вдишување имаат деформации, кршење или киневе. Венителите мора да бидат исчистени, не деформирани и слободно да се движат;
- Контрола на состојбата на визирот и чистота;
- Проверете ја состојбата на појасот за глава и нивната еластичност и дали ремени се целосно и доволно продолжени.

4.2 Проверка при ставање и вклопување

- По извршената проверка пред употреба, при ставање на маската направете ја следнава постапка:
- Извлечете ги ремени за глава кога што е можно највеќе; ставете го појасот зад вратот и ставете ја брадата во маската за лице, држејќи ги поинските ремени отворени со рацете. Повлечете ја маската преку главата и прилагодете ја на лицето. Бидете сигурни дека косата не остаува заробена меѓу запечатувањето и челото;
 - Подгесте ги страничните ремени, потоа горните ремени и на крај дојните. Не ги стегате ремени премногу;
 - Проверка на негативниот притисок, додека ја носите маската, затворете го филтерот со користење на дланката од раката и вметете долбок диш. Маската треба да се прилепи кон лицето и да остне така онолку доколку што е вдишување;
 - Проверка на позитивен притисок, ставете ја дланката на раката врз венителот за издишување и полена издишете. Ако маската благо се исплачи, по тоа време дека ќе се добие соодветен одговор.
- Овие проверки се немоќнош да се обезбеди дека маската правилно е поставена и е спели за носење. Доколку не, заострејте ги ремени или прилагодете ја маската. Потоа повторете ја проверката додека маската не се вклопува совршено. Доколку се користат текстилни појаси (на барање), постапката е иста. Доколку не можете да постигнете правилно вклопување на маската со лицето не влегувајте во контаминираното подрачје.

4.3 Склопување

Изберете филтер според видот на загадувачот и проверете го датумот на истекување. Доста филтри задрете ги во страничните специјални конектори, осигурајќи дека затворот на дното од бајонетот овозможува добар контакт со отворите. За правилна употреба на филтрите, погледнете ги информациите за користење кои се во прилог со филтрите и обединете внимавате да користите два филтри од исти тип и иста класа. По тестот за стегане и проверка на филтерот, може да влезете во контаминираното подрачје. Забелешка за користење на респирактор филтри за гас треба да се сменат кога корисникот ќе почувствува мирис, вуску или иритација.

5 - ЧИСТЕЊЕ И СКЛАДИРАЊЕ

5.1 Чистење и дезинфекција
Особено внимавате на какви било супстанции наталожени на маската. Сите видови на чистење треба да се одржат во безбедна облик. Не користете абразивни средства, за чистење на визирот не користете раствори/киселини. Користете ја исклучиво оваа постапка за чистење и дезинфекција на маската:

- По вадењето на маската и контаминираниот филтер, исчистете го под мизав вода за да се отстранат повеќето загадувачи, потоа исчистете го потполно со ставане во топла вода (температура не повисока од 40°C) со неутрален сапун. Ако е потребна дезинфекција, користете раствор од слични средства за дезинфекција врз основа на соодветнијата на кватерни аниумум.
 - Исушајте ја маската со чисто, црна крпа или оставете ја да исуши природно.
 - Кога ќе се исуши, избриште го визирот со папук.
- Проверувајте ја маската во согласност со горенаведените постапки и следете ја иста процедура за месечен преглед. Доколку на маската се појави дефект, не ја користете.
- 5.2 СКЛАДИРАЊЕ**
Никога не носете делови за лицето да се чуваат во нивните оригинални пакувања во контаминирани просторја за складирање, далеку од сонце, топлина и загадувачи. Складирајте треба да биде помеѓу -10°C до +50°C со релативна влажност < 80%. PORTWEST маските за цело лице, ако не се употребени и се правилно складираат може да се користат во рок од 10 (десет) години.
- 7. Цртеж, симва**
Види на последната страница од ова упатство
Презими Декарпајата за усогласеност на www.portwest.com/declarations

RS UPUTSTVO ZA UPOTREBU I ODRŽAVANJE PORTWEST MASKI ZA CELO LICE

Ove Portwest maske za celo lice se moraju koristiti i održavati u skladu sa navedenim uputama. Nepravilna upotreba, korišćenje neprikladnog rezervnih delova ili loše održavanje mogu biti opasni po zdravlje i bezbednost korisnika za šta proizvođač ne snosi nikakvu odgovornost u ovom slučaju. Važno je istaći da lična zaštitna oprema za disanje se uvek mora koristiti od strane obučanih osoba, pod nadzorom lica koje je upoznato sa svim opasnostima u primeni opreme kao i sa pravim propisima odnosno zemlji u kojoj se oprema koristi.

Upozorenje: Ukoliko izgubite ovaj flajer, ili su vam neophodne dodatne kopije, kontakt detalji za upotrebu su navedeni ispod. Pri obračunju, kao referencu navesti broj: 99USP

Pogledajte etiketu proizvoda / oznake za detaljne informacije o odgovarajućim standardima. Primenjuju se samo standardi i ikone koji se pojavljuju i na proizvodu i na korisničkom uputstvu ispod. Svi ovi proizvodi su u skladu sa zahtevima Regulative (EU 2016/425).

1-GENERAL

OPIS

Mode	Klasa	Upotreba filtera	Materijal maske za predeo lica
P500	2	Poseban bajonet	Guma
PS16	3	Standard EN 148-2	Guma

PORTWEST maske za celo lice su testirane u skladu sa standardom EN 136:1998- Class 2 (P500, 1) i Class 3 (PS16) i njihove idlike su sledeće:

Izuzetno naleganje na površinu lica

Izuzetno širok panoramski vidj pružen od polikarbonata

Pređnji dodatak kao dodatni ventil za disanje

Dva bočna filtera sa specijalnim bajonet spojevima (P500, 1) ili jedan srednji držač filtera sa konekcijom (PS16) u skladu sa standardom EN-148-1

Unutrašnja maska radi sprečavanja potpune izolacije. Ona je opremljena sa dva otvora za cirkulaciju vazduha radi sprečavanja zamagljivanja vizira i taloženja CO2 pri izdisanju vazduha.

Pojasevi za glavu sa šest traka, od sintetičke gume sa kopčama koje se lako kopaju.

Portwest maske za celo lice su osmišljene da postignu savršeno prijanjanje bez obzira na oblik lica bez preteranog pritiska na lice.

1.2. Lista oznaka i komponenti

Pogledajte više o oznakama i ilustracijama komponenti maski na poslednjoj strani.

1.3 Primene

Za ispravnu upotrebu filtera, pogledati uputstvo. Maske za celo lice se mogu koristiti u uslovima koji zahtevaju zaštitu očiju i respiratornih organa. Ono se posebno preporučuje pri radu sa otrovnim i/ili opasnim supstancama. Portwest maska za celo lice može biti korišćena sa gasnim, čestičnim i kombinovanim filterima sa posebnom bajonet konekcijom. Za ispravnu upotrebu i odabir gasnih filtera, pogledati uputstvo.

1.4 Odabir respiratorne zaštite opremljene filterom

Pri odabiru opreme za licu zaštitu, neophodno je uzeti u obzir sledeće indikatore: NPF (nominalni zaštitni faktor) je vrednost maksimalnog dozvoljenog prodiranja spoljašnjeg vazduha u unutrašnjost maske u skladu sa evropskim standardima. Izražava se u %. (NPF=100%, dozvoljen je maksimalni stepen prodiranja spoljašnjeg vazduha). APF (dodajeni zaštitni faktor) je nivo respiratorne zaštite koje se može realno očekivati od respiratora pri ispravnoj upotrebi (razlikuje se od države do države). TLV (granična vrednost) predstavlja dozvoljenu koncentraciju opasnih supstanci izraženu u jedinicama po milionu (ppm). Množenje APV sa TLV daje najvišu dozvoljenu koncentraciju zagadivača koja je bezbedna za korisnika. Za odabir i održavanje filtera i silice opreme, kao i za upotrebu APF i NPF indikatora, pogledati evropski standard EN 529 kao i odgovarajuće nacionalne propise.

APP SUMIRAJUĆA TABELA

Model zaštitne opreme	NPF	APP					Napomena
		I	FIN	D	S	UK	
Maska za celo lice sa čestičnim filterom P1	5	4	5	5	5	5	Nije preporučljivo protiv visoki stepen prodiranja kroz filter povećava ukupno unutrašnje prodiranje spoljašnjeg vazduha i čestica. Nije pogodno za toksične aerosoli, kancerogene i radioaktivne materije, mikroorganizme i bioloških agenase.
Maska za celo lice sa čestičnim filterom P2	16	15	15	15	15	15	Nije pogodno za zaštitu od radioaktivnih materija, mikroorganizama i bioloških agenasa.
Maska za celo lice sa čestičnim filterom P2	1000	400	500	400	500	400	
Maska za celo lice sa gasnim filterima	2000	400	500	400	500	200	Gasni filteri A, B, E, K, AX, SX, HgP3, N0P3 su pogodni za različite upotrebe. Za više informacija pogledati PORTWEST filters korisničko uputstvo.
Oprema sa kombinovanim filterima	Granične vrednosti za gasne i čestične filtere su istaknute odvojeno, ali u svakom slučaju, moguće je naznačiti minimalne vrednosti						

* pri upotrebi gasnih filtera, ne prekoračiti sledeće koncentracije: klasa 1 < 0,1 %, klasa 2 < 0,5 %, klasa 3 < 1% (EN 14387:2004 Standard).

2- DOZVOLE I OZNAKE

Portwestove maske za celo lice su licni zaštitni uređaji koji spadaju u III kategoriju u vezi sa Regulativom (EU 2016/425) i naknadnim izmenama. Maske su sertifikovane u skladu sa harmonizovanim standardom EN 136:1998 i zadovoljavaju zahteve propisane za klasu 2 (modeli P500 i 1) ili klasu 3 (model PS16).

2.1 Označavanje

Primer označavanja u skladu sa EN 136:1998 standardom



gde: P500 označava model maske; EN136:1998 označava referentni evropski standard; CL2 označava klasu koju uređaj pripada po EN136 standardu. C je oznaka koja označava usklađenost sa zdravstvenim i bezbednosnim zahtevima Regulative EU 2016/425 Modul 2 i usklađenost sa EN 136: 1998 standardom. 0426 pokazuje da je Italcer S.r.l., Viale Sarcia, 336-20126 Milano, Italija, imenovano telo zaduženo za kontrolu u skladu sa LZO Regulativom 2016/425 Modul CZ

Oznaka (PORTWEST) se odnosi na proizvođača i nalazi se na unutrašnjoj strani maske.

2.2 Označavanje komponenti

Sve komponente čije su zaštitne osobine podložne opadanju usled starenja su jasno označene. Konkretno, u sledećoj tabeli su navedene one komponente koje su označene njihovom oznakom sa godinom proizvodnje, u skladu sa EN 136:1998 standardom (Prospect A.1, App. A).

Komponente	Oznake	Napomene
Membrana za (iz)disanje, konekcija za specijalni bajonet filtera, ulup za lice, pojačevi, vizir, unutrašnja maska, traka za zatezanje	NG/11	-
	MI/31	-
	M/6-A	3)
	M/8	1)
	M/1.2	3)
	N/8	3)
	MI/9	3)

- 1) = za komponente gde je označena samo godina proizvodnje
 - 2) = za komponente gde je označeno samo ime/sifra komponente
 - 3) = za komponente gde su označeni nazivi i godina proizvodnje
- Simbol koji sledi označava godinu i / ili mesec proizvodnje



3-UPOZORENJA I OGRANIČENJA UPOTREBE

P500 ke za celo lice su opremljene sa dva bočna posebna bajonet držača za filtere. Stoga, isključivo oni Portwest filteri koji odgovaraju držaćima se moraju koristiti.

PS16 maske za celo lice su opremljene da se koriste sa jednim filterom sa jedinom filter konekcijom (EN148-1).

Ove maske za celo lice su oprema za licnu zaštitu koja ne služi za snabdevanje korisnika kiseonikom. One mogu biti korišćene sa filterima samo u ograničenju gde je koncentracija kiseonika veća od 17% a manja od 23%. One mogu varirati u skladu sa nacionalnim propisima)

Ovakva oprema se ne sme koristiti u zatvorenom prostoru, poput čisterni i tunela, jer u njima dolazi do pojave nedostatka kiseonika (ispod 17%) a javljaju se drugi gasovi poput CO2.

Ne koristiti filter respiratore u okruženjima sa povišenom koncentracijom kiseonika (iznad 23%) usled mogućeg rizika od paljenja ili eksplozije.

Ne koristiti respiratore pri kontaktu sa atmosferskim zagadivačima čija svojstva nisu dovoljno poznata, ili čija svojstva izazivaju trenutnu životnu opasnost ili pri kontaktu sa hemikalijama koje oslobađaju ili na neki drugi način reaguju pri kontaktu sa hemijskim filterima.

Ove maske su osmišljene da budu prilagodljive sa većinom podataka za zaštitu glave (šlemovi, naušnici) i zaštitne odeće. U tom slučaju treba preovratiti prijanjanje maske.

Maske se ne smeju koristiti u nepoznatim okruženjima kao i u sredinama gde vageđenje nije poznato. U slučaju neodumice, koristiti izolacijske respiratore koji funkcionišu nezavisno od atmosfere.2

Napusti radno okruženje momentalno, proveriti stanje respiratora i zameniti delove ako: a) su delovi oštećeni, b) je zadivane otežano, c) se pojavi vrtlogljava ili druge nelagodnosti, d) je moguće osetiti (miris i ukus) zagadivače kao i u slučaju hlađenja

Za upotrebu gasnih i čestičnih filtera, slediti uputstva. Nikako ne prevarajili ili menjati opremu.

Pri upotrebi respiratorne zaštite u okruženjima gde postoji rizik od eksplozije, obavezno se pridržavati uputstva za opvake uslove.

Standard EN 136 ne zahteva nikakav test na prodiranje hemikalija. U prisustvu agresivnih hemikalija, nepostupivost nije zagarantovana, te je stoga zabranjena upotreba ovih respiratora.

Prevideno za upotrebu isključivo od strane obučenog i kvalifikovanog osoblja. Brada, dugaci zulfli kao i drške od načara mogu narušiti prijanjanje. Ne koristiti maske u takvim okolnostima, ili korisnik snosi odgovornost u slučaju štete izazvane nepravilnom upotrebom.

4-Uputstvo za upotrebu

4.1. **Provera pre upotrebe** Pre svake upotrebe maske, proveriti da li je ispravna.

PROCEDURA POKRETA:

1) Proveriti da postoje tragovi habanja ili prljavštine; proveriti stanje kalupa za lice, da li postoje deformacije. Takođe proveriti da materijal nije previše grub.

2) Proveriti da izdisajni i usajni ventili nemaju kakve deformacije, oštećenja ili tragove habanja. Ventili moraju biti čisti, nedefekasni, i sa mogućnošću da se lako pomeraju.

3) Proveriti stanje i čistoću vizira

4) Proveriti stanje i elastičnost pojasa za glavu, kao i da se trake (za podešavanje pristanjaja) mogu maksimalno izdužiti.

4.2. Stavljanje i provera pristanjaja

Nakon provere maske pre njene upotrebe, staviti masku prateći sledeću proceduru:

1) Maksimalno izdužiti pojas oko glave; staviti ga iza vrata i postaviti bradu u kalup maske, pritom držeri rukama donje trake otvorenim. Staviti masku preko glave i podesiti je prema licu. Postarati se da kosna ne ostaje zarobljena između maske i lica.

2) Podesiti bočne trake, zatim podesiti gornje trake, i na kraju isto učiniti sa donjim trakama. Ne zatezati trake preterano.

3) "Negativna provera pristanjaja" - pri nošenju maske, zatvoriti filtere šakom ili dlanom i duboko udahnuti. Kalup maske bi trebao biti ulegnut prema licu i takav ostaje sve dok se udše.

4) "Pozitivna provera pristanjaja" - pri nošenju maske, zatvoriti filtere šakom ili dlanom i lagano izdahnuti. Ako se maska lagano nadoz, otvoreno je optimalno pristanjaje.

Ove provere su neophodne radi obezbeđivanja odgovarajućeg pristanjaja. U suprotnom, zategnuti trake, i podesiti masku prema licu. Ponoviti potpuno gore navedene provere, sve dok se ne postigne optimalno pristanjaje. Procedura provere je ista pri korišćenju tekstilnih pojaseva. Ako je nemoguće postići optimalno pristanjaje, ne ulaziti u zagadeno područje.

4.3. Montiranje

Odabrati filtere prema tipu zagadivača. Proveriti rok upotrebe. Potom zaviti filter na dva specijalna bočna konektora, vodeći računa da je ostavren dobar kontakt. Radi ispravne upotrebe filtera, pogledati uputstvo priloženo uz filtere. Voditi računa da obo bočna filtera budu istog modela i klase. Konačno, nakon provere pristanjaja i provere filtera, može se ući u zagadeno okruženje.

Napomena za upotrebu respiratora: gasni filteri treba biti zamenjeni ako korisnik počne osećati spoljne mirise, ukus ili iritaciju. Čestični filteri moraju biti zamenjeni ukoliko dode do otežanog disanja.

5- ČIŠĆENJE I ODLAGANJE

5.1- Čišćenje i dezinfekcija

Posebnu pažnju obratiti na bilo kakve zagadivače koji se mogu zadržati na masci. Sve radnje čišćenja izvoditi u bezbednim okruženjima. Ne koristiti abrazivne supstance ni rastvarače pri čišćenju vizira. Pri čišćenju i dezinfekciji maske, pratiti sledeću proceduru:

1) Nakon skidanja maske i isklonjenosti filtera, očistiti pod tekućom vodom radi uklonjenja većeg dela prljavštine. Potom koristiti toplu vodu (do 40°C) i neutralni sapun za temeljnije čišćenje. Ako je dezinfekcija neophodna, koristiti uobičajeno sredstvo za dezinfekciju na bazi amonijaka. 2) Osušiti masku meanim, čistom tkaninom ili ostaviti da se prirodno osuši. 3) Nakon sušenja, očistiti vizir sa vatom.

Proveravati masku u skladu sa navedenom procedurom i pridržavati se iste za potpore mesečne provere. Ukoliko maska deluje oštećeno, ne koristiti je.

6. Odlaganje

Preporučljivo je odlagati nove maske i njihove delove u originalnom pakovanju u temperaturni, mračni prostorij, daleko od zagadivača i izvora toplote. Odlagati na prevodnjaku između -10 °C i +5 °C sa relativnom vlažnošću vazduha manom od 80%. Rok trajanja Portwest maske ako se ne koriste i ako se pravilno čuvaju je do 10 (deset) godina.

7. Oznake za eksploziju.

Videti poslednju stranu korisničkog uputstva

Preuzmite deklaraciju u skladu sa www.portwest.com/declarations

LV LIETOŠANA UN UZTURĒŠANA PORTWEST PILNAS SEJAS MASKAI

PORTWEST pilnas sejas maskas ir jāizmanto un jāuztur saskaņā ar šādiem norādījumiem, tas attiecas arī uz izmantošanu, ieroebojumiem un uzturēšanu. Nepareiza izmantošana, lietošana, nepiemērotas rezerves daļas vai slihta uzturēšana ir bīstama.

Veselībai un drošībai nav spēkā garantija, kam atbaidošā iemesla dēļ izpildītājiem no jebkādas atbildības. Ir jāuzsver, ka personiskās aizsardzības iekārtas eļpošana aizsardzībai vienmēr jāizmanto speciāli apmācīti cilvēki, ko uzrauga persona, pilnīgi apzinās robežas piemērošanu šim ierīcēm un no likumiem, kas ir ar to, kā attiecīgā valstī atbilstoši.

Bridinājums

Jā uzskatīja šo instrukciju vai jā jūms nepieciešama papildu kopijas, lūdz, sazinieties ar adresi zemāk un citēt šo kodu numuru: 99 USP

Ανατρέξτε στην ετικέτα / σημάδιών του προϊόντος για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το αντίστοιχο πρότυπο. Ισχύουν μόνο τα πρότυπα και τα εικονίδια που εμφανίζονται τόσο στο προϊόν όσο και στις πληροφορίες χρήσης παρακάτω. Όλα αυτά τα πρότυπα υπονοούμενως είναι τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΕ 2016/425).

1 - Galvenais

APRAKSTS

Modelis	Klase	Izmantojamie filtri	Materialis
PS00	2	Bajonete	Gumija
PS16	3	Standarts EN 148-1	Gumija

PORTWEST pilnu sejas maskas tiek pārbaudīti saskaņā ar standartu EN 136: 1998, k 2. klases (PS00, klases 3 (PS16)), un tas sastāv no:

1. Ārējās sejas apvalks
2. Ipaši plats panorāmas liekts polikarbonāta aizsargstikls
3. Frontālais komponents, kas ir atbalsts izelpo vārstu ar tā īpašnieku
4. Divas sūņas filtra turetāji ar īpašu bajonetes savienojumu (PS00), 1 vai diva centrālā filtra turetāji ar EN 148-1 savienojumu (PS16)
5. Iekšējās maska samazinātās brīvas tilpums, kas aprūkots ar diviem gaisa ciklējuma vārstiem, kas novērs vārstu no sūšanas un uz veidošanas pārmeģņa orgāla dioksīda līmeņa atbilstoši gaisa.
6. Galvas stiprinājumi ar sešām siksnām, sintētiskā kaučuka ar ātrām stiprinājumu sprādzēm

PORTWEST pilnas sejas maskas ir paredzētas, lai sasniegtu perfektu rezultātu bez traucējošas spiedienu uz lielāko daļu no sejas formās.

1.2 Zīmējums un sastāvdaļu saraksts

Skatīt zīmējumu un maskas komponentes pēdējā lapā.

1.3 Programmas

Par pareizu filtra izmantošanu, skatiet attiecīgo instrukciju. Pilnas sejas maskas no šīs sērijas var izmantot apstākļos, kas prasa aizsardzību abām acīm un elpošanai. Tie ir īpaši ieteikti toksiskām un / vai bīstamām vielām. Pilna sejas maska PORTWEST var izmantot ar gāzes, daļiņu un apvienojuma filtrus ar īpašu bajonetes savienojumu. Par pareizu izmantošanu un izvēli gāzes filtru var redzēt sniegtajā instrukcijā.

1.4 Izvēle eļpošanas aizsargam aprūkots ar filtru

Lai izvēlētos šāda veida personas aizsargierīcēm ir nepieciešams apsvērt šādas ražotājus: NPF (nomālnās aizsardzības faktors) ir vērtība nāca no maksimālo procentuālo daļu kopējā hermētiskuma piejutajiem attiecīgo Eiropos standartu (NPF = 100 / % maksimālā kopējā hermētiskuma atzinums). APF (piešķirts aizsardzības faktors) ir līmeņi, eļpošanas aizsardzību, kas var būt reāli sagaidāms, kas jāpanāk ar pareizi aprūkots respiratoru (tas ir atšķirīgs katrai valstij). TLV (sliksnā robežvērtība)

ir koncentrācijas robežvērtība - izteikta ppm, ppm - drošības cilvēki pakļauti bīstamām vielām. APF reizināts ar TLV vielas daļiņu piesātinājuma, uz kuru operators var būt pakļauti valkājot ierīci. Attāsin uz uzturēšanu filtrēšanas ierīcēm, vai noteikšanu un izmantošanu APP un NPF ar atsauces uz Eropas standartu EN S29 un attiecīgiem valsts tiesību aktiem.

APP APOKOŠANA TABULA

Tips aizsargierīce	NPF	APP					Piezīme
		I	FIN	D	S	UK	
Pilna sejas maska ar daļiņu filtru P1	5	4	5	5	5	5	Nav ieteicams, ja augstās temperatūras caurī filtra palielina kopējā hermētiskumu. Nav piemērots skārieņiem aerosoliem, kanцерогенiem un radioaktīvo vielu, mikroorganismu un bioloģisko aģentiem.
Pilna sejas maska ar daļiņu filtru P2	16	15	15	15	15	15	Nav piemērots aizsardzībai pret radioradionāliem vielām mikroorganismu un aktīvo bioloģisko aģentiem.
Pilna sejas maska ar daļiņu filtru P2	1000	400	500	400	500	400	
Pilna sejas maska ar gāzes filtriem *	2000	400	500	400	500	20	Gāzes filtri A, B, E, K, AX, SX, HgP3, N0P3 dažādiem lietojumiem. Sīkāka informācija skatīt PORTWEST filtra lietotāja informācija.
Ierīce ar kombinēto filtru							Norādīts daudzkārtīgu robežvērtība gāzes vai daļiņu filtru tiek dota atsevišķi, bet visos gadījumos piemēro zemāka vērtība

* Lietojot gāzes filtrus nepārsniedz šādas koncentrācijas: Klase 1 - 0,0, 1% tilp. 2. klase <0,5% tilp, klase 3 <1% tilp. (EN 14387: 2004 standarts).

2 - Apstiprinājumi un marķējumi

PORTWEST pilnas sejas maskas ir personiskās aizsardzības ierīces, kas attiecas uz III kategoriju attiecībā uz Regulu (ES 2016/425) un turpmākajām izmaiņām. Maskas ir sertificētas saskaņā ar saskaņoto standartu EN 136: 1998 un atbilst prasībām, kas noteiktas 2. klasē (modeļi PS00) vai 3. klasē (modeļi PS16).

2.1 Marķējums

Piemērs marķējumam saskaņā ar EN 136: 1998 standartu



kur: PS00 norāda maskas modeli; EN 136: 1998 norāda uz standartu Eiropas standartu; 0,2 norāda klasi saskaņā ar standartu EN 136, uz kuru ierīce pieder; CE ir marķējums, kas norāda atbilstību veselības un drošības prasībām Regula ES 2016/425 2. modulī un atbilstību standartam EN 136: 1998. 0426 norāda, ka Italcant S.r.l., Viale Sarca, 336-20126 Milāna, Itālija, ir pilnvarotā ierīcē, kas atbilst karstī, kas jāpanāk ar PPE noteikumu 2016/425 moduli C2 Marķējums (PORTWEST) norāda ražotāji, un tas ir norādīts uz iekšējās maskas.

2.2 Sastāvdaļu marķējums

Visas sastāvdaļas, kas spēj ietekmēt drošību, izmantojot novecošanās ir marķēti, lai būtu viegli identificējami. Jo īpaši, šajā tabulā ir uzskaitīti komponentus, kas ir atzīmēti ar to kodu un / vai ar ražošanas gada, kad ierosināja EN 136: 1998 standarta (DA, A.1 A App).

Sastāvdaļas	Marķējumi	Piezīmes
Izelpošanas membrāna	NG/11	-
Savienojuma bajonetes ar filtru	MI/31	-
Sejas maska	N/6-A	3)
Stiprinājumi	M/8	1)
Stikls	MI/2	3)
Maskas iekšpusē	N/8	3)
Savilkšanas siksnas	MI/9	3)

- 1) = uz komponentes ir atzīmēti tikai izgatavošanas gads
- 2) = uz komponentes ir atzīmēti tikai nosaukums / kods komponentei
- 3) = uz sastāvdaļas ir atzīmēti nosaukums un izgatavošanas datumu
Zemāk redzams simbols norāda ražošanas gadu / vai mēnesi



3 - Bridinājumi un ieroebojumi izmantošanai

PS00 un pilna sejas maskas ir aprūkoti ar diviem sūņu speciāliem pieslēguma filtra turetājiem, un tāpēc tie ir jāizmanto vienīgi ar filtriem PORTWEST sēriju ar īpašu bajonetes savienojumu.

PS16 pilnas sejas maskas ir aprūkoti ar jāizmanto ar vienu filtru ar EN 148-1 filtra savienojumu.

Sīs pilnas sejas maskas ir IAL, kas nesniedz skābekli. Tos var izmantot kopā ar filtriem tikai vietās, kur skābekļa koncentrācija ir > 17% vai <23% pēc apjoma. (Šī robeža var mainīties atkarībā no valsts tiesību aktiem).

Filtrēšanas ierīce nedrīkst izmantot, sausr vārstus (piemēram, kastes, tunelī), jo skābekļa deficīts (O2 <17%) vai klimatbites smago skābekli izsīpējot gāzu (piemēram, orgāla dioksīds).

Nelietojiet filtrēšanas respiratoru ar skābekli bagātinātu gaisu (> 23%), jo iespējama ugunsgrēka vai eksplozijas.

Neizmantojiet aizsardzību pret atmosfēras piesārņojumu, kas ir vāja bridinājuma īpašības, vai ir zināms, vai tūlīt bīstami dzīvībai un veselībai vai pret ķīmiskām vielām, kas rada augstu tūlīt uzkrāt reakciju ar ķīmiskiem filtriem.

Šādas maskas ir paredzētas, lai būtu saderīgas ar vispārīgajiem gaisa seģes (kives, Austrijas, uc), un ar aizsargapģērbu (virsvalk); kad pilna sejas maska tiek izmantota vienlaicīgi, piemēram, ar ķiverēm galvas aizsardzības vai Austrijas dzirdes aizsardzību, ir nepieciešams, lai saglabātu uzmanību valkāt eļpošanas ierīci un tomēr tas būtu labāk, vienmēr, lai pārbaudītu hermētiskumu maskai.

Šīs maskas nedrīkst lietot, ja vide un piesārņojums nav zināms. Šādus gaubējuma, izolācijas respiratorus, kas funkcionē neatkarīgi no atmosfēras jāizmanto. Neķavejoties pamest darba zonā, pārbaudiet integritāti respiratoram un detaļu nomaiņu, ja - kā dāz sabojātas b) eļpošana kļūst apgrūtināta c) reibonis vai citas veselības problēmas d), jūt garšas vai smaržas sārms vai kairinājums.

Lietošana ar gāzes un daļiņu filtriem sekojiet norādījumiem un lietojuma ieroebojumiem, kas norādīti attiecīgās ražotāja norādījumiem.

Nekad nelabot vai mīnīt šo ierīci. Ja eļpošana aizsargu lieto sprādzienbīstamā vidē, lūdz, sekojiet norādījumiem par šādām teritorijām.

Atsauces standarts EN 136 neprasa ķīmiskā Caurlidības tests. Kļūdbūtnē īpaši apgrūtinājumiem kālīmālijām tas nevalētinē bez caurlidību šādiem piesārņotājiem, ir aizliegts izmantot.

Lietot drīkst tikai apmācīts un kvalificēti personāls. Bārdas, garas vaigu bārdas vai brīļi kāti var traucēt saķeri maskai uz sejas, un tas var izraisīt rīcību. Nelietojiet šādos apstākļos vai valkātājs bū ar traucētu, par visiem zaudējumiem, kas varētu rasties tās nepareiza lietošanas dēļ.

4 - Lietošanas instrukcija

4.1 Pārbauda pirms lietošanas

Pirms katras maskas lietošanas, tas ir nepieciešams, lai veiktu kontrolu par to, lai pārbaudītu labu funkcionēšanu.

PĀRBAUDA PROCEDŪRA:

- 1) Pārbaudiet, kad jūs izņemam masku no tās kastēs; rūpīgi maska, pārbaudiet, vai tāja nav bojājumi un plūsmi vai netīrības zīmes; pārbaudiet sejas nosacījumu deformācijas un revīziju saglabāšanu un pārbaudīt materiāls, kam nav jābūt stingrs;
- 2) Pārbaudiet, ka izelpa vārstus un ielēpošana vārstus ir bez deformācijas, saulais vai spalājisais. Vārsti ir jāatru, nav deformēti un nav brīvi pārvietojies;
- 3) kontrolēt viziera stāvokli un tīrību;
- 4) nodrošināt gaisa sūkšanas stāvokli un elastību, un sūkšanas ir pilnībā pagarināts.

4.2 Uzlikvit un pārbaudīt

Pēc pārbaudes pirms lietošanas, maska pēc 36 procedūras:

- 1) Izvērtēt sūkšanas no galvas leņķis, cik vien iespējams; ielietiet aiz kakla un nodot zodu uz sejas, tuot abas zemākas sūkšanas avērti ar rokām. Yelciet masku virs galvas, un pielāgot to uz sejas. Pārīcinieties, ka mati nepaliek iesprūst starp masku un pieri;
- 2) Noregulējiet sūņu sūkšanas, tad augšējo sūkšanas un visbeidzot zemākas. Nepeļveiciet sūkšanas pārlieku;
- 3) Negatīva spiediena pārbauda, kamēr valkājot maskas, tuvu vai nu filtru turetāji, izmantojot rokās un veidņu dzļu eļpo. Masku ir sabrūkt uz sejas un jāpāleik tik ilgi, cik jūs esat ielēp;
- 4) Pozitīva spiediens pārbauda, novietojiet plaukstu pār izelpa vārsta kūva un izelpojiet maigi. No maskas mēķas, tas nozīmē, ka piēnāģis spiediens ir iēģīts. Šīs pārbaudes ir vajadzīgas, lai nodrošinātu to, ka sejas maska ir uzstādīts pareizi.

Ja tā nav, ievērojiet sūkšanas vai pielāgot masku sejai. Tad atkārtējoti pārbaudīt, līdz ir pabeikta. Ja tekstu uzlabot tiek izmantota (Izvēlies piederumi, pēc pieejamuma), procedūra ir tāda pati, ja jūs nevarat savienot sejas stāvokli, vienmēr jāpārbauda darba vidē.

4.3 Montāža
Izvēlieties filtrus atkarībā no piesārņojuma veida, pārbaudiet derīguma termiņu un skrūvju vītņu divas uz sānu spūņiem savienojums, nodrošinot, ka bļīve pie apakšas labu kontaktu. Par pareizu izmantošanu filtru, skatiet lietotāja informācija pievienota ar tiem pašiem filtriem un saglabāt uzmanību izmantot divas filtrus un tā pašā veidā un klasi. Tagad, pēc hermētiskuma pārbauda un filtra pārbaudes, jūs varat ielēpjamot teritorijā. Pēize par respiratoru lietošanu: gāzes filtru ir jāmaina kad lietotājs sāķ sajūst smaržu, garšu vai kairinājumu. Filtru filtru ir jānomaiņa vaielāks tād, kad eļpošana pretestība kļūst pārāk augsta.

5 - TIRIŠANA UN UZGLIABĒŠANA
5.1 Tirišana un uzglabāšana
Esiet īpaši uzmanīgi par visiem piesārņotājiem glabāšanā uz masku. Visam tirišanas procesam, būtu jānotiek drošs vietās. Neizmantojiet abrazīvas vielas rīot vīzīti, nelietojiet spūņimātnāģus. Izmanto vienīgi šo procedūru, lai tīrīt un dezinficēt maskas:

- 1) Pēc maskas noņemšanas un piesārņotāju filtru noņemšanas, tirā zem tekoša ūdens, lai novērstu lielo daļu piesārņošanu; tad tīrīt pilnīgi, ievietojot karstā ūdenī (temperatūra nav augstāka par 40 ° C), ar neitrālām ziepēm. Ja ir nepieciešama dezinfekcija, izmanto šķīdumu, kas kopīga dezinfekcijas balstās uz cetrāzvētota amonija savienojumiem.
- 2) Izvēš maska ar mikstu, tīru drāniņu vai padarīt to izžūt dabiski.
- 3) Kad sauss, notīriet vīzīti ar tīru vati.

Esīskatīt masku saskaņā ar iepriekš minēto procedūru, un to pašu procedūru iekmēnā pārbaudīt. No maska šķiet bojāts, nelietojiet to.

6. Glabāšana

lētēcams, lai saglabātu jaunu sejas aizsargizēķļuks to oriģinālajā iepakojumā, lai vēdināmā telpā, prom no saules, karstuma un piesārņotājiem. Glabāšana ir jāvēic starp -10 ° C un + 50 ° C ar relatīvo mitrumu <80%.

PORTWEST pilnas sejas maskas, ja neizmantojam un pareizi uzglabāti var izmantot 10 (desmit) gadu laikā.

7. Apziņojumi

Skatīt pēdējās lappuses šī lietotāja instrukcija

Lejuplādējiet atbilstības deklarāciju ar www.portwest.com/declarations