

Ražotājs:

PORTWEST, WESTPORT, CO MAYO, IRELAND

Nosaukums un adrese pilnvarotai iestādei, kas izdod EK sertifikātu:

IFA, Alte Heerstrasse 111, D-53757 Sankt Augustin, Vācija

EN 140:1998

EN 14387

EN 143:2000

LV

INFORMĀCIJA LIETOTĀJAM MASKAS/FILTRI

INSTRUKCIJA ATTIECAS UZ ŠĀDU PERSONĪGO AIZSARDZĪBAS LĪDZEKLI:

Pusmaska: PORTWEST P410 (Testa metode: EN 140:1998)
Gāzes filtri: PORTWEST P900 A1, P920 ABEK1 (Testa metode: EN 14387) Putekļu filtri: PORTWEST P940 P3 R, PORTWEST (Testa metode: EN 143:2000)

Plašāku informāciju par attiecīgajiem standartiem skatiet produkta marķējuma. Piemēro tikai standartus un iekonas, kas tiek parādīti gan uz produkta, gan lietotāja instrukcijā. Visi šie produkti atbilst regulas (ES 2016/425) prasībām.

- Ja neievēro visus norādījumus un ierobežojumus, izmantojot šo respiratoru vai nespēju valkāt šo respiratoru visu laiku, nelabvēlīga iedarbība var samazināt elpceļu efektivitāti un izraisīt slimības vai nāvi.
- Pirms lietošanas lietotājam jāveic apmācība, ko darba devējs sniedz, lai tiktu pareizi izmantots saskaņā ar piemērojamām drošības un veselības standartiem. Eļpošanas aizsardzības ierīces jāizvēlas atkarībā no tipa un koncentrācijas bīstamām vielām.
- Respiratoru var izmantot tikai tad, ja tips un koncentrācija kaitīgām vielām ir zināmas. Gadījumā, ja ir nezināmas vielas vai koncentrācija vai mainīgi apstākļi, elpošanas aparāti būtu jāizmanto.

Šis respirators nepiegādā skābekli. Nelietot atmosfērā, kas satur mazāk nekā 17% skābekli.

- Neventilētā konteineri, minā, kanālā nedrīkst ieliet ar filtrēšanas pusmasku, jo pastāv risks par skābekļa trūkuma vai klātbūtni smagām skābekļa gāzēm (piemēram, oglekļa dioksīdu).
- Ja respirators ir bojāts vai elpošana kļūst apgrūtināta, atstājiet piesārņoto teritoriju, izmetiet un aizstāj ar citu respiratoru. Ir atstāt piesārņoto vietu nekavējoties, ja rodas reibonis vai citu briesmu gadījumā.

- Nelabojiet vai nepārveidojiet šo respiratoru.
- Nelietojiet ar bārdū vai citu sejas apmatojuma, kas nelaiju tiešu kontaktu starp seju un malām respiratoram.
- Nelietojiet, ja koncentrācija piesārņojumam bīstama dzīvībai un veselībai, ir zināma, vai arī tad, kad dalju koncentrācijas pārsniedz maksimālo pieļaujamo lietošanas līmeni / vai citu līmeni, ko nosaka jūsu Valsts Darba drošības un veselības aizsardzības iestādes.
- Gāzes filtri neaizsargā pret daļiņām. Līdzīgi, daļiņu filtri nenodrošina aizsardzību pret gāzi vai tvaikiem. Saubu gadījumā, izmantojiet kombinēto filtru. Kombinēto filtru izmanto aizsardzībai pret gāzēm un daļiņām.
- Kombinācija gāzes filtra drošības P900 A1 & P920 ABEK1 ar daļiņu filtru Drošības P940 P3 R izpilda kombinēto filtra klasi: A1 P3 R & ABEK1 P3 R
- Parasta filtrēšanas ierīces, neaizsargā pret konkrētām gāzēm, piemēram, CO (oglekļa monoksīds), CO2 (oglekļa dioksīds) un N2 (slāpekli).
- Ja aizsargmasku lieto sprādzienbīstamā vidē, lūdz, izpildiet norādījumus šādai telpai.
- Gāzes filtri nosmina, kad lietotājs sāk sajūst smaržu, garšu un kairinājumu. Filtri izmantoti pret kaitīgo gāzi, kas nepārāda kādu būtisku norādi, prasa īpašu regulējumu - laiku izmantošanai un pareizu lietošanu. Daļiņu filtri, kombinēti filtri & kombinācijas filtri ir jānomaina, kad elpojot pretestība kļūst pārāk augsta.
- Respirators jāiznīcina, ja bojāts vai noteiktas drošas valkāšanas laiks pārsniegts vai gāzes / tvaiki tiek konstatēti iekšpusē respiratora ar smaržu vai garšu.
- Vienmēr nomainiet abus filtrus kopā, ja jūtat elpošanas diskomfortu, un jāizmanto pusmaska tikai tad ar diviem filtra. Materiāls maskai: PP / PE = termoplastiska elastomērs izmēri: S = mazs, M = vidēja vai L = liels
- EN 529 "Norādījumi par atļautu izmantošanu respiratoriem" vai attiecīgajiem valsts tiesību aktiem ir autoritatīva izmantošana filtru komplektam. Vācijā tie ir BGR 190 "Noteikumi par lietošanu respiratoriem" no Vācijas federācijas iestāžu likumiem.
- Apzīmējumi: PORTWEST P410 piemērota filtriem PORTWEST P900 A1, P920 ABEK1, P940 P3R, P950 A1P3R, P970 ABEK1 P3R.
- R bēdver āteramvārdar. Āteramvārding ar partikelfiltrēt eller det kombināder filtrēt är inte begränsat till varaktigheten för en enda arbetsskift, dvs filter kan återanvändas utöver varaktigheten för en enda arbetsskift.
- NR bēdver idee āteramvārdar, anvānd det inte över ett arbetsfartyg pā 8 timmar
- Anvānd inte filtern i närheten av explosiva ämnen. Var uppmärksam på att när du arbetar med öppna lågor eller flytande metall droppar kan det också uppstå en antändning av aktivt kol i gasen eller kombinerade filter och akuta farliga koncentrationer av giftiga ämnen kan också uppstå.
22. Packade filter kan användas i högst sex månader
23. Använd inte filterna mot okända koncentrationer och okända kemikalier
24. Massan av filter och masken tillsammans bör inte vara > 300 g
25. Pusmaskas u filtri tikai angofonu valstīm.

PORTWEST FILTRI	RISKA VEIDI PIEMĒRS	MAKSIMĀLAIS LIETOŠANAS SKAITS	KRĀSAS
P-900 A1	Cāloheksāns	1000 ppm vai 10 x OEL atkarībā no tā, kas ir zemāks	BRŪNS
P-920 ABEK1	MULTI-GĀZES FILTRI ABEK1	1000 ppm vai 10 x OEL atkarībā no tā, kas ir zemāks	BRŪNS, PELEĶS, DZELTENS, ZAĻŠ
P-940 P3R	NON ļoti gaistoša LIQUID & cietām daļiņām	1000 ppm vai 10 x OEL	BALTS

PORTWEST gāzes filtru pāris - izmanto KOPĀ ar PORTWEST pusmasku - P410			
PORTWEST FILTRI	RISKA VEIDI PIEMĒRS	MAKSIMĀLAIS LIETOŠANAS SKAITS	KRĀSAS
P-900 A1	Cāloheksāns	1000 ppm vai 10 x OEL atkarībā no tā, kas ir zemāks	BRŪNS
P-920 ABEK1	MULTI-GĀZES FILTRI ABEK1	1000 ppm vai 10 x OEL atkarībā no tā, kas ir zemāks	BRŪNS, PELEĶS, DZELTENS, ZAĻŠ
P-940 P3R	NON ļoti gaistoša LIQUID & cietām daļiņām	1000 ppm vai 10 x OEL	BALTS

TESTS PIRMS LIETOŠANAS

Negatīvs spiediena tests:

Aizspiest abus elpošanas filtrus ar savām rokām un elpot, līdz negatīvs spiediens ir izveidots. Turiet savu elpu uz brīdi. Negatīvam spiedienam jāpaslabājas. Ja tā nav, noregulējiet siksnas vai izmantojiet citu izmēra masku. Pusmaskai nedrīkst būt nepareizs izmērs, bārda vai pārkārušies mati vaigiem - rada briesmas un saindēšanos! Pusmaska stingri jāpiegūl un elpošanas filtri jābūt aprīkoti pirms ieeļāšanas piesārņotā teritorijā.

SPIEDIENA TESTS:

Aizspiest elzēpas vārstulīti pusmaskai un izelpojiet stingri. Pusmaska nedrīkst atlekt no sejas. Ja izelpotais gaiss iziet gar maskas malām, pievelciet siksnas vai izmantojiet citu pusmaskas izmēru. Pusmaskai nedrīkst būt nepareizs izmērs, bārda vai pārkārušies mati vaigiem - rada briesmas un saindēšanos! Pusmaska stingri jāpiegūl un elpošanas filtri jābūt aprīkoti pirms ieeļāšanas piesārņotā teritorijā.

Tīrīšana, dezinfekcija, zāvēšana

Tīrīšana: tulleija tīrīšana maskai pēc lietošanas palīdz novērst priekšlaicīgu nodilumu. Notīriet visas detaļas ar lupatu un siltu ūdeni, kas satur universālu tīrīšanas līdzekli un rūpīgi skalot zem tekoša ūdens. Dezinfekcija: ar alkohola saturošām savētnēm un IPA šķīdriem bez auduma ir arī efektīva forma dezinfekcijai starp lietotāju ar individuāli izdotu elastomēra respiratoru. Zāvēšana: maksimālā temperatūra 70 ° C.

Montāža un izmēģinājumi

Vizuālā pārbaude inhalācijas vārsta diskam.

Atvērt inhalācijas ventilu konusu un pārbaudīt to. Novietojiet disku no inhalācijas vārsta. Disku jābūt brīvi vienmērīgi uz blīvēšanas platību iekšpusē maskai. Izēpas vārsta vizuālā pārbaude. Noņemiet sejas daļu no maskas. Turiet vārsta disku malā un velciet to ārā. Pārbaudiet vārsta no nētriumiem un bojājumiem, un noslaukiet to, ja nepieciešams. Spiediet pārbaudīto vārsta disku vārsta iekšpusē Diskam jābūt vienmērīgi novietotam uz vārsta sviras un pilnīgi plaknam.

PUSMĀSKAS SALIKŠANA

Savilkiet siksnas. Uzlieciet uz sejas masku. Ievietojiet divus jaunos elpošanas filtrus. Pārbaudiet pāreju darbību un nopūdzī neesamību pēc montāžas un pirms lietošanas. Ar pusmasku (kā aprakstīts šajā "Tests pirms lietošanas").

MASKU PĀRBAUDES INTERVĀLS				
NEPIECIEŠAMĀS DARBĪBAS	PIRMS	PĒC	LĪDZ 6 MĒNEŠIEM.	IK PĒC 2 GADĪEM IK PĒC 4 GADĪEM
TĪRĪŠANA UN DEZINFEKCIJA		X		X ¹⁾
IZELPAS VĀRSTA DISKS				X
VIZUĀLĀ UN DARBĪBAS TESTS	X		X ²⁾	X
PĀRBAUDE DARBĪBĀ	X			
NOPLŪDES TESTI: VIRS NORMAS UN / VAI NEGATĪVS SPIEDIENS	X			

XPĀRBAUDĪT


- HERMĒTIKS IEPAKJUMOS PUSMĀSKĀL. CITĀDĀS LĪDZ 6 MĒNEŠIEM.
- ik pēc 2 gadiem pusmaskas ar hermētiski noslēgtiem iepakojumiem

PIELIETOŠANA:

1. Filtra ilgums ir atkarīgs no piesārņotājielas koncentrācijas Un cietim faktoriem.
2. Smaržas, garšas un kairinājuma klātbūtnē liecina, ka gāzes filtrs vairs nedarbojas

UZGLABĀŠANAS INSTRUKCIJAS:

Pusmaska līdz izmantošanai jāuzglabā noslēgtā iepakojumā, lai tā saglabātu tās īpašības. Transportējot, šādiem iepakojumiem jābūt atbilstoši iepakoti kartona kastītēs, lai pasargātu no klimatskaļiem draudiem un mehāniskiem bojājumiem.



DERĪGUMA TERMIŅŠ: 60 mēneši no izgatavošanas datuma (ja uzglabā no -5 ° C - + 50 ° C un mitrums ne vairāk kā 80%). Mēnesis un ražošanas gads uz sejas pusmaskas, kas apzīmēta ar

Lietošanas instrukcija, kas jāievēro, katru reizi, kad izmanto.



1. Novietot sejas aptverto muti un degunu
2. Pievienojot filtrus, abiem jābūt jābūt ar vienādu aizsardzību
3. Galvas siksnas jānovieto uz pakauša, siksnas virs ausīm
4. Piesprādzēt gumiju aizmurgurē ap kaklu
5. Velciet siksnas kamēr pusmaska ir cieši pie sejas.
6. Uzglabāt respiratoru maisiņā, ja to neizmanto

Lejuplādējiet atbilstošas deklarāciju @ www.portwest.com/declarations