

TEXPEL MICRO ANTIMIKROBIELLE AUSRÜSTUNG
 Texpel Micro ist eine einzigartige patentierte Technologie, die die Ausbreitung und das Wachstum von schädlichen Mikroben wie Bakterien, Pilzen, Sporen und Viren hemmt. Diese permanente Silberionenbehandlung wurde unabhängig getestet und hat bewiesen, dass sie selbst nach 50 Wäschen 99,9% der antimikrobiellen Eigenschaften aufweist.

Behandlung der Masken

- Vor dem Berühren der Masken bitte Hände waschen
- Das Gummiband an der Seite der Maske halten und über das Gesicht legen (Mund und Nase bedecken).
- Führen Sie den Gummizug um Ihre Ohren und verwenden Sie die Versteller, um einen sicheren Sitz zu erreichen.. Gegebenenfalls den Nasenrücken einklemmen, um ihn über der Nase zu justieren.
- Nehmen Sie die Maske an den Schlaufen ab und geben Sie sie in die Waschmaschine.
- Waschen Sie danach Ihre Hände.

TEXPEL MICRO ANTI-MICROBIAL FINISH
 Texpel Micro is a unique patented technology which inhibits the spread and growth of harmful microbes such as bacteria, fungi, spores, and viruses. This permanent silver ion treatment has been independently tested and proven to provide 99.9% of antimicrobial properties even after 50 washes.

Face Mask Handling:

- Wash your hands before handling or putting on the mask
- Hold the elastic at the side of the mask and place over the face (covering mouth and nose).
- Pass the elastic around your ears and use the adjusters to get a secure fit. Where applicable, pinch the nose bridge to adjust it over the nose.
- Remove the mask by the ear loops and put into your washing machine.
- Wash your hands after removal of the mask.

1 Wash your hands before handling or putting on the mask.

2 Hold the elastic at the side of the mask and place over the ace (covering mouth and nose).

3 Pass the elastic around your ears and use the adjusters to get a secure fit.

4 Remove the mask by the ear loops and put into your washing machine.

5 Wash your hands after removal of the mask.

MANUFACTURER
 Portwest, IDA Business Park, Westport, Co. Mayo, F28 FY88, Ireland

FINITION MICRO ANTI-MICROBIENNE TEXPEL
 Texpel Micro est une technologie brevetée unique qui empêche la propagation et la croissance de microbes nocifs tels que les bactéries, les champignons, les spores et les virus. Ce traitement permanent aux ions d'argent a été testé de manière indépendante et prouvé pour fournir 99,9% de propriétés antimicrobiennes même après 50 lavages.

Manipulation du masque facial:

- Lavez-vous les mains avant de manipuler ou de mettre le masque
- Tenez l'élastique sur le côté du masque et placez-le sur le visage (couvrant la bouche et le nez).
- Passer l'élastique autour de vos oreilles et utilisez les ajusteurs pour obtenir un ajustement sûr. Le cas échéant, pincez l'arête du nez pour l'ajuster sur le nez.
- Retirez le masque par les sangles d'oreille et mettez-le dans votre machine à laver.
- Lavez-vous les mains après avoir retiré le masque.

WYKOŃCZENIE ANTYBAKTERYJNE TEXPEL MICRO
 Texpel Micro to unikalna opatentowana technologia, która hamuje rozprzestrzenianie się i wzrost szkodliwych mikroorganizmów, takich jak bakterie, grzyby, zarodniki i wirusy. Ta trwała obróbka jonami srebra została niezależnie przetestowana i udowodniono, że zapewnia 99,9% właściwości przeciwmikrobowych nawet po 50 praniach.

Zakładanie maski na twarz:

- Umyj ręce przed dotknięciem lub założeniem maski
- Przytrzymaj gumkę z boku maski i umieść ją na twarzy (zakrywając usta i nos).
- Przeciągnij gumkę wokół uszy i użyj elementów regulacyjnych, aby uzyskać pewne dopasowanie. W razie potrzeby ściśnij nasadkę na nosie, aby dobrze ją dopasować.
- Zdejmij maskę trzymając za petle na uszy i włóż ją do pralki.
- Po zdjęciu maski umyj ręce.

АНТИМИКРОБНАЯ ОТДЕЛКА TEXPEL MICRO
 Texpel Micro – уникальная запатентованная технология, которая препятствует распространению и росту вредных микроорганизмов, таких как бактерии, грибки, споры и вирусы. Это стойкое покрытие ионами серебра прошло независимое тестирование и доказало, что обеспечивает 99,9% антимикробных свойств даже после 50 стирок.

Обработка маски для лица:

- Мойте руки перед тем, как брать маску или надевать ее
- Держа за резинки по сторонам маски, нанесите ее на лицо (закрывая рот и нос).
- Заведите резинку за уши и используйте регуляторы для надежной посадки. Если имеется переносица, зажмите ее, чтобы отрегулировать посадку на носу.
- Снимите маску за ушные петли и положите в стиральную машину.
- Вмойте руки после снятия маски.

TEXPEL MICRO ANTIMIKROBIÁLIS BEVONAT
 A Texpel Micro egy egyedülálló szabadalmaztatott technológia, amely gátolja a káros mikrobák, például baktériumok, gombák és spórák terjedését és növekedését. Ezt az ezüstionos kezelést függetlenül tesztelték és bebizonyították, hogy az antimikrobiális tulajdonságok 99,9%-át biztosítja 50 mosás követően is.

Arcmaszk használata:

- Mossa meg a kezét, mielőtt felvenné az arcmaszkat
- Tartsa a gumit az arcmaszk oldalán, és helyezze az arcára úgy, hogy eltakarja a száját és az orrot.
- Helyezze a gumit a füle köré, és használja az állítókat a biztonságos illeszkedés érdekében. Adott esetben igazítsa meg az orr felett.
- Távolítsa el az arcmaszkat a fülhuroknál fogva, és tegye a mosógépbe.
- Az arcmaszk eltávolítása után mosson kezet.

ANTIMIKROBIÁLNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA TEXPEL
 Texpel Micro je jedinečná patentovaná technologie, která inhibuje šíření a růst škodlivých mikroobů, jako jsou bakterie, houby, spory a viry. Tato trvalá úprava ionty stříbra byla nezávisle testována a bylo prokázáno, že poskytuje 99,9% antimikrobiálních vlastností i po 50 práních.

Zacházení s obličejovou rouškou:

- Před manipulací nebo nasazením roušky si umyjte ruce
- Držte gumíčku na boku roušky a položte ji přes obličej (zakrytí úst a nosu).
- Protáhněte gumíčkou kolem uší a pomocí seřizovačů zajistíte bezpečné uchycení. Pokud je součástí, přitlačte nosní můstek a upravte jej přes nos.
- Sejměte roušku za smyčky a vložte do pračky.
- Po sejmutí roušky si umyjte ruce.

ANTIMIKROBIÁLNY POVRCH TEXPEL MICRO
 Texpel Micro je jedinečná patentovaná technológia, ktorá zabráňuje šíreniu a množeniu škodlivých mikrobov, ako sú baktérie, huby, spóry a vírusy. Toto trvalé ošetrenie iónmi striebra bolo nezávisle testované a bolo dokázané, že poskytuje 99,9% antimikrobiálnych vlastností aj po 50 praniach.

Zaochádzanie s maskou na tvár:

- Pred manipuláciou alebo nasadením si umyte ruky
- Držte gumíčku na boku a položte si ju na tvár (zakryté ústa a nos).
- Prejdite gumíčkou okolo uší a pomocou nastavovačov zaisťte bezpečné uchytenie. Ak obsahuje, stlačte nosový mostík a upravte ho cez nos.
- Odnímate masku za ušné pútky a vložte do práčky.
- Po odstránení masky si umyte ruky.

TRATAMIENTO ANTIMICROBIANO TEXPEL MICRO
 Texpel Micro es una tecnología patentada única que inhibe la propagación y desarrollo de microbios nocivos como bacterias, hongos, esporas y virus. Este tratamiento con ion plata permanente ha sido ensayado de forma independiente y se ha demostrado que proporciona sus propiedades antimicrobianas incluso tras 50 lavados.

Manipulación de la mascarilla facial:

- Lávese las manos antes de manipular o ponerse la mascarilla.
- Sujete los elásticos de los laterales de la mascarilla y colóquesela sobre la cara (cubriendo la boca y la nariz).
- Pase los elásticos alrededor de sus orejas y use los reguladores para obtener un ajuste firme. Si es aplicable, apriete el puente nasal para ajustarlo sobre la nariz.
- Retire la mascarilla sujetándola por los lazos elásticos de las orejas y métala en su lavadora.
- Lávese las manos después de quitarse la mascarilla.

TEXPEL MICRO ANTI-MICROBIAL FINISH
 Texpel Micro é uma tecnologia patenteada única que inibe a propagação e o crescimento de micróbios nocivos, tais como bactérias, fungos, esporos e vírus. Este tratamento permanente com íões de prata foi testado independentemente e provou fornecer 99,9% de propriedades antimicrobianas, mesmo após 50 lavagens.

Manuseamento da Máscara Facial:

- Lavar as mãos antes de manusear ou colocar a máscara
- Segurar o elástico na lateral da máscara e colocar sobre o rosto (cobrindo a boca e o nariz).
- Passar o elástico à volta das orelhas e usar os ajustadores para obter um ajuste seguro. Quando aplicável, beliscar a ponte do nariz para ajustar sobre o nariz.
- Retire a máscara pelos auriculares e coloque-a na sua máquina de lavar.
- Lavar as mãos após a remoção da máscara.

FINITURA ANTIMICROBICA TEXPEL MICRO
 Texpel Micro è una tecnologia brevettata unica che inibisce la diffusione e la crescita di microbi dannosi come batteri, funghi, spore e virus. Questo trattamento permanente agli ioni d'argento è stato testato in modo indipendente e ha dimostrato di fornire il 99,9% delle proprietà antimicrobiche anche dopo 50 lavaggi.

Manipolazione della mascherina facciale:

- Lavarsi le mani prima di maneggiare o indossare la mascherina
- Tenere l'elastico a lato della mascherina e posizionarlo sul viso (coprendo bocca e naso).
- Passa l'elastico intorno alle orecchie e usa i regolatori per ottenere una vestibilità sicura. Dove applicabile, pizzicare il ponte del naso per regolarlo sopra il naso.
- Togli la mascherina dagli occhielli e mettila nella lavatrice.
- Lavarsi le mani dopo aver rimosso la mascherina.

ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΟΠΙΝΙΣΜΑ TEXPEL MICRO
 Το Texpel Micro είναι μια μοναδική πατενταρισμένη τεχνολογία που περιορίζει την εξάπλωση και την ανάπτυξη επιβλαβών μικροβίων όπως βακτήρια, μύκητες, σπόρια και ιούς. Αυτή η μόνιμη επεξεργασία ιόντων αργύρου έχει ελεγχθεί ανεξάρτητα και έχει αποδειχθεί ότι παρέχει 99,9% αντιμικροβιακών ιδιοτήτων ακόμη και μετά από 50 πλύσεις.

Χρήση Μάσκα Προσώπου:

- Πλύνετε τα χέρια σας πριν χρησιμοποιήσετε ή τοποθετήσετε τη μάσκα
- Κρατήστε τα πλαϊνά ελαστικά θηλίκια της μάσκα και τοποθετήστε την πάνω από το πρόσωπο (να καλύπτει το στόμα και τη μύτη).
- Περάστε το ελαστικά θηλίκια γύρω από τα αυτιά σας και χρησιμοποιήστε τους ρυθμιστές για ασφαλή εφαρμογή. Όπου εφαρμόζεται, πιέστε τη γέφυρα της μύτης για να τη ρυθμίσετε πάνω από τη μύτη.
- Αφαιρέστε τη μάσκα από τα θηλίκια των αυτιών και τοποθετήστε τη στο πλυντήριο σας.
- Πλύνετε τα χέρια σας μετά την αφαίρεση της μάσκα.

